

CANARD SAISONNIER 2019

PROMOTIONS DE FIN D'ANNEE



Chemin de la Thiolaz 6

CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

+PRO
↳ BIOCLEAN

CANNES ANGLAISES ADVANCE/LA PAIRE

Hauteur de poignée de 75 à 90 cm
Tube 19 mm/Gris martelé, charge max. 140 kg
Poignée souple/revêtement anti-glisse

Embout pivoflex, coloris: Bleu

Art. 200913

Prix	CHF 17.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 25.20	TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT ACTION 3 NG

Cadre en aluminium : Gris Ardoise, Blanc Perle, Vert Brillant, Noir Mat, Bleu Pop, Violet, Rouge Mat, Noir Brillant
Largeur assise : 38, 40.5, 43, 45.5, 48 ou 50.5 cm
Profondeur assise : 40, 45 ou 50 cm
Hauteur de l'assise réglable en hauteur de 51 à 41 cm (36 cm en option)
Dossier réglable en tension (4 sangles)
Nylon noir ou Nylon noir et tissu aéré
Poignée de frein escamotable pour transfert latéral
Revêtement d'accoudoirs : Courts (26 cm) ou longs (36 cm)
Accoudoirs fixes et rabattables en arrière ou
Accoudoirs réglables en hauteur mécaniquement (clé imbus) à 20/23/26 et 28 cm
Pneus pleins à l'avant et à l'arrière, axes rapides
Roues 8" ou 6" à l'avant
Roues 24" à l'arrière
Poids fauteuil : 14,2 kg
Charge max. 125 kg
Avec freins accompagnants

Art. CEB0026

Prix	CHF 840.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 954.-	TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA CLEMATIS

Largeur d'assise : 39, 44 ou 49 cm
Profondeur réglable de 43 à 50 cm.
Hauteur à choix.
Roues 22" ou 24".
Réglage du dossier sur 30°
Réglage de l'assise sur 20°.
Charge max. de 135 kg.
Coussin d'assise FloShape avec garniture Dartex gris.
Plaqué de dossier en bois.
Coussin de dossier Laguna avec garniture Dartex gris.
Poignées à pousser avec tendeur de dossier intégré.
Repose-jambes avec palettes réglables en profondeur.
Accoudoirs réglables en hauteur
Appui-tête réglable en position et latéralement.
Roues avant 8" à bandage.
Roues arrière avec axe rapide et pneus à bandage.
Mains-courantes en alu et freins à pousser.
Modèle de base **avec** freins à tambour

Art. 153680

Prix CHF 1'490.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 1'755.-~~ TVA excl.



FAUTEUIL DE REPOS ERGOFLOW 360 3 PARTIES

Fauteuil de repos avec dossier et repose jambe indépendant.
Assise facilement démontable. Appui-tête et dossier anatomique.
Inclinaison du dossier de - 10° à - 50° par vérin à gaz, commande bilatérale.
Piètement en tube acier diam. 32 mm, finition époxy clair.
Mousse polyuréthane moulée (densité 65kg/m3)
Accoudoirs réglables en 6 positions, escamotables au niveau de l'assise.
Repose-jambe réglable indépendamment par vérin à gaz.
4 roulettes diam 100 mm avec freinage indépendant à l'avant et à l'arrière,
Coloris sellerie à choix : Beige foncé, Beige clair, Vert clair, Turquoise, Bleu ou Fuschia.
Charge max. 135 kg

Dimensions :

Profondeur h.t.: 760 mm
Profondeur assise : 530 mm
Largeur assise : 500 mm
Largeur h.t. : 670 mm
Hauteur assise : 510 mm
Poids du fauteuil : 29 kg

Options disponibles sur demande :

Freinage Centralisé
Tige porte sérum
Tablette de repas
Paire d'accoudoirs de prélèvement
Réducteur anatomique
Appuis latéraux

Art. 9N360XXX

Prix CHF 1'450.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 1'620.-~~ TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 200 BS FT

Dossier monobloc avec poignées de poussée intégrées, en plastique RCN
Couleur kobalt, graphit ou rouge.
Assise en plastique avec ouverture hygiénique.
(En option, assise rembourrée)
Seau hygiénique avec graduation intérieure et couvercle hermétique.
Châssis fabriqué en résine de synthèse avec angles arrondis.
Repose-pieds escamotable.
4 double-roulettes pivotantes à freins, inoxydables.
Charge max. 150 kg.
Garantie 5 ans

Art. SCC 200BS FT

Prix	CHF 640.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 702.-	TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE SWIFT

Hauteur du siège réglable de 44 à 59 cm.
Pieds amovibles.
Siège avec évidement pour la toilette intime.
Largeur totale 54 cm, profondeur du siège 40 cm,
profondeur hors tout 47 cm.
Charge max. 130 kg.
Coloris à choix : Vert clair ou Gris clair

Art. 8170 1030 Tabouret avec accoudoirs et dossier

Prix	CHF 110.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 135.-	TVA excl.



COUSSIN ASKLE ALOVA GALBE

Coussin moulé avec décharge coccygienne
intégrée en matière viscoélastique.
Pour des personnes pesant jusqu'à 200 kg.
Réduction minima du risque d'escarres au niveau
des ischions (hauteur > à 6cm)

Art. VCAG Diverses dimensions disponibles (de 38x42 à 50x44 cm)

Prix	CHF 110.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 134.10-	TVA excl.



SOULEVE-PERSONNE SOLAR 175

Le dispositif Solar 175 est un lève-personne mobile permettant de transférer une personne et conçu pour être utilisé dans les maisons de retraite médicalisées, les hôpitaux et les cliniques. Le dispositif Solar permet de transférer une personne d'un lit à un fauteuil roulant, d'un fauteuil roulant à un autre ou sur les WC.

Ecartement des pieds : Electriques

Largeur interne minimum : 550 mm

Largeur interne maximum : 920 mm

Charge max d'utilisation : 175 kg

Nombre de montée avec une charge : 40-60 avec 80 kg

Matériel : Acier thermo laqué

Hauteur maxi du cintre : 1970 mm

Hauteur minimum du cintre : 636 mm

Poids total avec batterie : 50 kg

Boitier de contrôle avec écran d'informations :

- Nombre total de cycles – vérin
- Temps de transfert effectué
- Nombre de surcharges
- Jours écoulés depuis le dernier entretien
- En cas de panne de la télécommande, possibilité d'utiliser les boutons montée/descente et écartement des pieds électriques sur le boitier de contrôle directement.

Art. 010-01314

Prix **CHF 2'990.-** TVA excl.

Prix courant ~~CHF 3'355.-~~ TVA excl.



VERTICALISATEUR STELLAR 160

Stellar est la nouvelle aide du dernier cri d'Ergolet. Nos crochets uniques et brevetés de bride donnent un attachement sûr et simple de bride. L'appui capitonné de genou est taille et angle réglable pour un ajustement parfait. Dimensions compactes et design scandinave élégant. Ecartement électrique des pieds, supports des genoux ajustables en hauteur et en angle. Stop d'urgence.

Charge max. 160 kg. Poids 54 kg. Autonomie batterie : 60 à 80 levées.

Batterie et chargeur intégré à l'appareil.

Boitier de contrôle avec écran d'informations :

- Nombre total de cycles – vérin
- Temps de transfert effectué
- Nombre de surcharges
- Jours écoulés depuis le dernier entretien
- En cas de panne de la télécommande, possibilité d'utiliser les boutons montée/descente et écartement des pieds électriques sur le boitier de contrôle directement.

Art. 011-01610

Prix **CHF 2'800.-** TVA excl.

Prix courant ~~CHF 3'015.-~~ TVA excl.



LE TURNER PRO

Appareil de verticalisation et transfert Turner Pro
Rend le patient actif lors du transfert d'une position assise à une autre. Il sécurise la personne transférée et soulage le dos du personnel soignant.

Poignée orange pour une plus grande visibilité.

Hauteur réglable du support de la poignée: 80 à 120cm

Hauteur réglable du support genou: 33 à 55cm

Poids maximum supporté: 200kg

Facile à pivoter, compact et léger

Support de genou facile à ajuster en hauteur

Base en aluminium avec anti-dérapant

Roule facilement sur les tapis

Poids: 7,5 kg

Matériau: acier laqué époxy

Diamètre du plateau: 40 cm

Diamètre hors tout: 45 cm



Art. 04.15.314.000

Prix	CHF 420.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 453.60	TVA excl.

LIT DE SOINS MEDICALISE SURBAISSE REGIA

Sommier de 90 x 200 cm, en 4 parties à latte robuste en métal facile à nettoyer.

Réglages électrique du niveau de 26 à 80 cm.

Tête et pied de lit plaqué hêtre et barrière télescopique
4 roues à freins.

Télécommande avec fonction de verrouillage.

Grand choix de décors et de formes de panneaux pour un aménagement personnalisé

Adaptation optimale de la hauteur avec la fonction 3 arrêts. Adaptation possible à la situation d'habitation et aux soins requis grâce aux nombreux accessoires

Avec demi-barrières

Art. 266100 90 x 200 cm



Prix	CHF 2'850.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 3'315.60	TVA excl.

MATELAS A AIR AXTAIR ONE PLUS



Complet, avec matelas, housse intégrale en Promust CIC et compresseur.
Matelas composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et d'un support en mousse de plus de 5 cm. Vanne CPR d'urgence.
Système de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction du morphotype patient. 1 mode de fonctionnement: Dynamique
Réglages confort: réglage personnalisé du niveau de gonflage et gestion de la position assise
Alarmes visuelle et sonore



Art. VAXT2/ONE/CICH-P-CH

Prix	CHF 820.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 939.60	TVA excl.

MATELAS A AIR AUTOMORPHO PLUS CIC



Prévention et traitement d'escarres multiples :

- **Performance** : système de calcul automatique de la pression de gonflage adapté à la personne soignée.
- **Sécurité** : alarmes visuelles et sonores, verrouillage automatique du clavier, gonflage rapide du matelas, nouvelle vanne CPR.
- **Efficacité** : principe actif cliniquement éprouvé dans l'aide au traitement des escarres de stade 1 à 4. Trois modes d'aide aux soins.
- **Ergonomie** : convient pour des personnes de **30 kg à 165 kg**
- **4 décharges talonnières de série**
- **Gestion de la position assise**
- **Réglage confort personnalisé**
- **Housse CIC dotée d'un traitement anti-bactérien aux ions d'argent, lavable à 90°**

3 modes de gonflage disponibles :

- **Mode alterné** : alternance d'une cellule sur deux (à l'exception des 2 cellules à la tête).
- Temps de cycle complet 9 à 14 minutes.
- **Mode statique** : mode statique basse pression, gonfle toutes les cellules du matelas à une pression constante au niveau de pression interne le plus faible et favorise l'immersion du patient dans le support pour augmenter la surface en appui et réduire ainsi les pressions moyennes d'interface.
- **Mode soin** : rend ferme la surface du matelas afin de faciliter les manipulations du patient lors des soins ou des levées. Retour automatique au mode antérieur après 30 minutes.



Art. VAXT4/CIC-P

Prix	CHF 1'800.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 1'935.-	TVA excl.

TAPIS D'ALARME CAREMAT SANS FIL ET POIGNEE

Tapis sensible CAREMAT jaune ou gris.
Structure antidérapante aux bords en biseau avec poignées intégrées.
Livré avec récepteur sans fil ELDAT RCL07 et fiche JACK compatible sur système GETS.
A relier au système d'appel de malade pour patients désorientés et confus.
Résistant aux produits de nettoyage et aux lotions corporelles.

Art. 303416 1100 x 700 mm

Prix CHF 690.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 755.-~~ TVA excl.



BIRCHER
Reglomat

GENERATEUR VAPEUR SP400 avec Chariot et accessoires

Le dispositif SP400 assure le bionettoyage des surfaces au quotidien:
locaux, mobilier, équipements, dispositifs médicaux...

La qualité constante de la vapeur du SP400 :

- Garantit son efficacité
- Assure un résultat de propreté et de désinfection optimal
- Évite le ré-encrassement des surfaces

Le SP400 est spécialement conçu pour une utilisation jusqu'à 8h/jour.

Le dispositif SP400 est très ergonomique. Intégré à son chariot de bionettoyage, son utilisation est très simple et très adaptée aux protocoles d'entretien journalier.

La gamme étendue d'accessoires adaptables contribue à son efficacité et sa polyvalence.
Accessoires : Buse coudée, brosse de 20cm, raclette de 20cm, support microfibre de 20 cm et balai MOP vapeur

Caractéristiques techniques :

Chaudière :

- Volume total :3.5 L
- Matière / qualité :inox 316L
- Pression :5bars
- Température :150°C
- Dispositif auto-remplissage :oui
- Débit vapeur :0 à 150 g/mn

Puissance électrique :

- Alimentation :230v – 50 Hz
- Chaudière :2750w
- Thermoplongeur, démontable et anticorrosion
- Puissance totale absorbée :2800w

Capacité des réservoirs

- Eau pour production vapeur :4,6 L
- Filtre sortie vapeur :oui

Indice de Protection électrique

- Appareil : IP44
- Boîtier électrique et électronique étanche : IP56

Poids et dimensions

- Gaine vapeur :4,5 m
- Câble électrique en néoprène :10 m
- Appareil seul :19 Kg
- Dimensions :L 42 x l 30 x h 43 cm

Homologation / Certifications

- CE Dispositif Médical - ISO 13485 - ISO 9001

Garantie totale : 1 an (pièces / main d'œuvre et frais de transport ou déplacement (hors gaine vapeur et accessoires

Art. SP400KIT

Prix CHF 5'200.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 5'800.-~~ TVA excl.



SaniVap
Équipements de Nettoyage-Quarantaine Vapor

GENERATEUR VAPEUR SP600 avec Chariot et accessoires

Le dispositif SP600 assure le bionettoyage des surfaces au quotidien: locaux, mobilier, équipements, dispositifs médicaux...

La qualité constante de la vapeur du SP600 :

- Garantit son efficacité
- Assure un résultat de propreté et de désinfection optimal
- Évite le ré-encrassement des surfaces

Le SP600 est spécialement conçu pour une utilisation jusqu'à 8h/jour.

Le dispositif SP600 permet d'injecter de l'eau dans le jet vapeur et dispose d'une fonction aspiration en option. Intégré à son chariot de bionettoyage, son utilisation est très simple et très adaptée aux protocoles d'entretien journalier.

Accessoires : Buse coudée, brosse de 20cm, raclette de 20cm, support microfibre de 20 cm et balai MOP vapeur

Caractéristiques techniques :

Chaudière :

- Volume total :3.5 L
- Matière / qualité :inox 316L
- Pression :5,5 bars
- Température :160°C
- Dispositif auto-remplissage :oui
- Débit vapeur :0 à 150 g/mn

Puissance électrique :

- Alimentation :230v – 50 Hz
- Chaudière :3350w
- Thermoplongeur, démontable et anticorrosion
- Puissance totale absorbée :3450w

Capacité des réservoirs

- Eau pour production vapeur :6 L
- Eau additionnelle : 4L
- Filtre sortie vapeur :oui

Art. SP600KIT

Prix	CHF 5'890.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 6'550.-	TVA excl.

Indice de Protection électrique

- Appareil : IP44
- Boîtier électrique et électronique étanche : IP56

Poids et dimensions

- Gaine vapeur :4,5 m
- Câble électrique en néoprène :10 m
- Appareil seul :19 Kg
- Dimensions :L 42 x l 30 x h 43 cm

Homologation / Certifications

- CE Dispositif Médical - ISO 13485 - ISO 9001



Matériel disponible à la location

GENERATEUR VAPEUR SP400

Forfait unique pour formation du personnel

Prix journalier

Frais de livraison aller/retour

CHF 350.- TVA incl.

CHF 30.- TVA incl.

CHF 90.- TVA incl.

Ce matériel de location reste propriété de MEDITEC SA.

Nous encaissons lors de la restitution du matériel

Nous encaissons lors du retour du matériel au comptant :

- les mensualités ouvertes

La fin de la location peut être annoncée par téléphone.

Et la facturation s'arrête au jour de votre appel.

La location est comptée pour un minimum de 1 jour.

Toute détérioration ou pièce manquante sera facturée.



CHARIOT AGILY STANDARD 3 TABLETTES AVEC 1 TIROIR 600 X 400

3 plateaux Kydex
1 tiroir de 600 x 400 x 75 mm
1 rail normalisé pour accessoires

Art. 87191 + 87194 + 87195 + 8AT_075S + 87126

Prix **CHF 780.-** TVA excl.
Prix courant **CHF 860.-** TVA excl.



GUERIDON RESINE 3 TABLETTES 700 X 500 X 985 MM

1 Tiroir à clé

Art. FA64301

Prix **CHF 790.-** TVA excl.
Prix courant **CHF 870.-** TVA excl.



CHARIOT EVOLYS 400 X 400

Dimensions: l 65 x P 57 x H 102 en cm. Structure en aluminium anodisé, panneaux d'habillage en ABS teintés en Bleu Pop, Orange ou framboise. Plan de travail (dim. utiles : 46 x 46 cm) en Kydex® amovible à bords relevés, résistant aux chocs, rayures et principaux produits désinfectants. Intercalaires de 18 pas de 40 en ABS avec butées antichute. Capacité 9 tiroirs/bacs H. 75 cm. Fermeture à rideau monobloc extractible et verrouillage à clé ou à code électronique en option. En standard: 1 poignée de guidage, 4 rails normalisés pour l'accroche d'accessoires et 1 pré-équipement arrière pour support ordinateur, portique...

Chariot Evolys 400 x 400, 18 niveaux

Art. 8N4018 Chariot EVOLYS 18 niveaux - vide-

Prix **CHF 1'200.-** TVA excl.
Prix courant **CHF 1'465.-** TVA excl.



CHARIOT MEDICAL CT3-164

Plateau supérieur amovible en ABS avec rebords 3 côtés. Embase en aluminium.
Montants en aluminium anodisé, permettant une fixation rapide et aisée de toute notre gamme d'accessoires. Parois et façades en résine synthétique stratifiée 2 faces. Coloris à choix, Jaune, Vert pomme, Bleu ciel, Rouge ou Vert pâle.
Tiroirs en ABS à sortie totale, coulissant sur glissières métalliques à galets.
4 roues pivotantes diam. 125 mm, en PVC gris, dont 2 à freins. 4 butoirs annulaires gris.
Dimensions hors tout : L. 802 x P. 595 x H. 946 mm
1 Tiroir de haut. 87 mm, 3 Tiroirs de haut. 117 mm
1 Tiroir de haut. 237 mm, profondeur utile des tiroirs 370 mm

Art. CT3-264

Prix CHF 1'800.- TVA excl.
Prix courant CHF 2'080.- TVA excl.

 PRATICIMA
healthcare solutions



AMENAGEMENT DE SALLES DE SOINS

Possibilité de réaliser des salles de soins adaptées à votre environnement et répondant parfaitement à vos attentes. Le concept modulaire permet à chacun de personnaliser sa salle de soins.
Matériaux et techniques de fabrication choisis et développés en fonction des impératifs d'hygiène des établissements.
Aménagement personnalisé, fonctionnel, et optimisé.
Le respect de l'hygiène est optimisé par une étanchéité parfaite des paillasses et l'utilisation de matériaux de qualité résistants et garantis.

Caractéristiques techniques :

- Meubles réalisés en panneaux de particules mélaminés
- Epaisseur des panneaux : 19mm pour la structure, 8 mm pour le fond des meubles
- Classement au feu M3
- Meubles reposant sur vérins réglables avec support d'accroche pour plinthes
- Charnières avec système d'amortissement invisible

 PRATICIMA
healthcare solutions



RABAIS DE 20%

Les prix sont affichés hors TVA.

Promotions valables du 01.11.2019 au 01.02.2020

MAINTENANCE DE NOS PRODUITS

MATELAS A AIR ALTERNATING AXTAIR ONE / AXTAIR AUTOMORPHO / AXTAIR AXENSOR

Intervention 1 x par année sur le compresseur du matelas à air sur place et remise d'un rapport de révision

Service d'entretien **BASIC** CHF 150.-/an TVA excl.

Service d'entretien **PREMIUM** CHF 220.-/an TVA excl.



SOULEVE-PERSONNE / VERTICALISATEUR

Intervention 1 x par année sur place, contrôle des charges maximum et remise d'un rapport de révision

Service d'entretien **BASIC** CHF 150.-/an TVA excl.

Service d'entretien **PREMIUM** CHF 220.-/an TVA excl.



VERTICALISATEUR MOLIFT QUICK RAISER

Intervention 1 x par année dans nos locaux, contrôle des charges maximum et remise d'un rapport de révision

Service d'entretien **BASIC** CHF 260.-/an TVA excl.

Service d'entretien **PREMIUM** CHF 490.-/an TVA excl.



LITS MEDICALISES

Intervention 1 x par année pour un service d'entretien sur votre lit électrique sur place, remise d'un rapport de contrôle.

Service d'entretien **BASIC** CHF 55.-/an TVA excl.

Service d'entretien **PREMIUM** CHF 210.-/an TVA excl.

