



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T+4121 887 02 10

F+4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Mo - Fr 8 h – 12h00
 13h30 – 17h00

Unverbindliche Beratung vorort,

Technischer Dienst 7/7



DAMPFERZEUGER SP400

Der SP400 sorgt für Biocleaning von allgemeinen Oberflächen: Räumlichkeiten, Möbel, Einrichtungen, medizinische Geräte...

Die konstante Qualität des Dampfes vom SP400 :

- Garantiert seine Wirksamkeit
- Sorgt für ein optimales Ergebnis der Sauberkeit und Desinfektion
- Verhindert eine erneute Verschmutzung der Oberflächen

Der SP400 ist speziell entwickelt worden für einen Einsatz bis zu 8 Stunden pro Tag. Das SP400-Gerät ist sehr ergonomisch.

Integriert mit seinem Biocleaning Wagen ist sein Gebrauch sehr einfach und sehr geeignet für tägliche Wartungsprotokolle. Die breite Palette vom anpassungsfähigen Zubehör trägt seiner Wirksamkeit und Vielseitigkeit bei.

Technische Merkmale :

Heizkessel :

- Gesamtvolumen :3.5 L
- Material / Qualität : Edelstahl 316L
- Druck :5bar
- Temperatur :150°C
- automatisches Auffüllen : Ja
- Dampfmenge :0 à 150 g/mn
- Einheit allein :19 Kg

Strom :

- Stromversorgung :230v – 50 Hz
- Heizkessel :2750w
- Tauchsieder abnehmbar und nicht rostend
- Gesamte Leistungsaufnahme :2800w

Kapazität der Behälter

- Wasser für die Dampferzeugung :4,6 L
- Filter bei Dampfausfluss : Ja

Garantie : 3 Jahre auf den Heizkessel gemäss den SANIVAP-Garantiebedingungen

Art. SP400

Institutionen

CHF 4'450.-

Exkl. MwSt.

DAMPFERZEUGER SP400 mit Wagen und Zubehör

Beschreibung identisch wie Artikel SP400 einschliesslich den Biocleaning Wagen und folgendes Zubehör :

- Düse gekröpft
- Bürste von 20cm
- Schaber von 20cm
- Halter für Mikrofaser Tuch von 20cm
- MOP Dampfbesen

Art. SP400KIT

Institutionen

CHF 5'800.-

Exkl. MwSt.

Die Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Unter Vorbehalt von Änderungen von Preisen und von Artikeln.



DAMPFERZEUGER SP500

Der SP500 sorgt für Biocleaning von allgemeinen Oberflächen: Räumlichkeiten, Möbel, Einrichtungen, medizinische Geräte...

Die konstante Qualität des Dampfes vom SP500 :

- Garantiert seine Wirksamkeit
- Sorgt für ein optimales Ergebnis der Sauberkeit und Desinfektion
- Verhindert eine erneute Verschmutzung der Oberflächen

Le SP500 ist speziell entwickelt für eine Verwendung bis zu 8h pro Tag.

Le SP500 ermöglicht Wasser in den Dampfstrahl zu spritzen

Integriert mit seinem Biocleaning Wagen ist sein Gebrauch sehr einfach

und sehr geeignet für tägliche Wartungsprotokolle.

Die breite Palette vom anpassungsfähigen Zubehör trägt seiner Wirksamkeit und Vielseitigkeit bei.

Technische Merkmale :

Heizkessel :

- Gesamtvolumen :3.5 L
- Material / Qualität : Edelstahl 316L
- Druck :5bar
- Temperatur :150°C
- automatisches Auffüllen : Ja
- Dampfmenge :0 à 150 g/mn
- Einheit allein :23 Kg

Strom :

- Stromversorgung :230v – 50 Hz
- Heizkessel :2750w
- Tauchsieder abnehmbar und nicht rostend
- Gesamte Leistungsaufnahme :2850w

Kapazität der Behälter

- Wasser für die Dampferzeugung :6 L
- Filter bei Dampfausfluss : Ja

Garantie : 3 Jahre auf den Heizkessel gemäss den SANIVAP-Garantiebedingungen

Art. SP500

Institutionen CHF 4'700.- Exkl. MwSt.

DAMPFERZEUGER SP500 mit Wagen und Zubehör

Beschreibung identisch wie Artikel SP500 einschliesslich den Biocleaning Wagen und folgendes Zubehör :

- Düse gekröpft
- Bürste von 20cm
- Schaber von 20cm
- Halter für Mikrofasertuch von 20cm
- MOP Dampfbesen

Art. SP500KIT

Institutionen CHF 5'950.- Exkl. MwSt.



Elektrische Schutzklasse

- Einheit : IP44
- elektrisches und elektronisches Gehäuse wasserdicht : IP56

Gewicht und Abmessungen

- Dampfschlauch :4,5 m
- Elektrisches Kabel aus Neopren :10 m
- Masse: L 42 x B 30 x H 48 cm

Freigabe / Zertifizierungen

- CE Medizinprodukt - ISO 13485 - ISO 9001

Gesamte Garantie : 1 Jahr (Teile / Arbeits- und Transportkosten oder Reisekosten (Dampfschlauch und Zubehör ausgeschlossen



DAMPFERZEUGER SP540H mit Einspritzen von Wasserstoff Peroxyd

Der Dampferzeuger SP540H sorgt für eine Desinfektion von hohem Niveau dank seinem patentierten Verfahren welches den Dampf mit Wasserstoff Peroxyd (7,4%) verbindet.

Diese Vorrichtung hat folgende Vorteile :

- Garantiert die Wirksamkeit der Desinfektion besonders auf Sporen und Bakterien mit vermehrter Resistenz (MRSA, Enterokokken, Bacillus, Clostridium schwierig...)
- Verringerung der Kosten welche damit verbunden sind (Zeitaufwand und chemische Produkte)
- Schützt alle Oberflächen und die Einrichtungen
- Ökologisch: 100% sofort biologisch abbaubar und ohne Umweltverschmutzung
- Risikolos für den Benutzer dank der sehr schwachen Konzentration der Lösung.

Der SP540H kann auch benutzt werden für andere Biocleaning-Vorgänge allein mit Dampf (ohne Zusatz von Wasserstoff Peroxyd)

Technische Merkmale :

Heizkessel :

- Gesamtvolumen :3.5 L
- Material / Qualität : Edelstahl 316L
- Druck :5bar
- Temperatur :150°C
- automatisches Auffüllen : Ja
- Dampfmenge :0 à 150 g/mn
- Einheit allein :25 Kg

Strom :

- Stromversorgung :230v – 50 Hz
- Heizkessel :2750w
- Tauchsieder abnehmbar und nicht rostend
- Gesamte Leistungsaufnahme :2850w

Kapazität der Behälter

- Wasser für die Dampferzeugung :6 L
- Wasserstoff Peroxyd (Behälter anschliessbar) 2 L
- Filter bei Dampfausfluss : Ja

Garantie : 3 Jahre auf den Heizkessel gemäss den SANIVAP-Garantiebedingungen

Art. SP540H

Institutionen CHF 5'850.- Exkl. MwSt.

DAMPFERZEUGER SP540H mit Wagen und Zubehör

Beschreibung identisch wie Artikel SP540H einschliesslich den Biocleaning Wagen und folgendes Zubehör :

- Düse gekröpft
- Bürste von 20cm
- Schaber von 20cm
- Halter für Mikrofasertuch von 20cm
- MOP Dampfbesen

Art. SP540HKIT

Institutionen CHF 6'550.- Exkl. MwSt.



Elektrische Schutzklasse

- Einheit : IP44
- elektrisches und elektronisches Gehäuse wasserdicht : IP56

Gewicht und Abmessungen

- Dampfschlauch :4,5 m
- Elektrisches Kabel aus Neopren :10 m

- Masse: L 42 x B 30 x H 48 cm

Freigabe / Zertifizierungen

- CE Medizinprodukt - ISO 13485 - ISO 9001

Gesamte Garantie : 1 Jahr (Teile / Arbeits- und Transportkosten oder Reisekosten (Dampfschlauch und Zubehör ausgeschlossen



DAMPFERZEUGER SP600

Der SP600 sorgt für Biocleaning von allgemeinen Oberflächen:
Räumlichkeiten, Möbel, Einrichtungen, medizinische Geräte...

Die konstante Qualität des Dampfes vom SP600 :

- Garantiert seine Wirksamkeit
- Sorgt für ein optimales Ergebnis der Sauberkeit und Desinfektion
- Verhindert eine erneute Verschmutzung der Oberflächen

Le SP600 ist speziell entwickelt für eine Verwendung bis zu 8h pro Tag.

Le SP600 ermöglicht Wasser in den Dampfstrahl zu spritzen und

Ist optional mit einem Saugsystem ausgerüstet.

Der SP600 ist sehr ergonomisch.

Integriert mit seinem Biocleaning Wagen ist sein Gebrauch sehr einfach

und sehr geeignet für tägliche Wartungsprotokolle.

Technische Merkmale :

Heizkessel :

- Gesamtvolumen :3.5 L
- Material / Qualität : Edelstahl 316L
- Druck :5,5 bar
- Temperatur :160°C
- automatisches Auffüllen : Ja
- Dampfmenge :0 à 150 g/mn
- Einheit allein :23 Kg

Strom :

- Stromversorgung :230v – 50 Hz
- Heizkessel : 3350w
- Tauchsieder abnehmbar und nicht rostend
- Gesamte Leistungsaufnahme : 3450w

Kapazität der Behälter

Wasser für die Dampferzeugung :6 L

Zusätzlich Wasser: 4 L

- Filter bei Dampfausfluss : Ja

Garantie : 3 Jahre auf den Heizkessel gemäss den SANIVAP-Garantiebedingungen

Art. SP600

Institutionen CHF 5'150.- Exkl. MwSt.



Elektrische Schutzklasse

- Einheit : IP44
- elektrisches und elektronisches Gehäuse wasserdicht : IP56

Gewicht und Abmessungen

- Dampfschlauch :4,5 m
- Elektrisches Kabel aus Neopren :10 m

- Masse: L 42 x B 30 x H 48 cm

Freigabe / Zertifizierungen

- CE Medizinprodukt - ISO 13485 - ISO 9001

Gesamte Garantie : 1 Jahr (Teile / Arbeits- und Transportkosten oder Reisekosten (Dampfschlauch und Zubehör ausgeschlossen

DAMPFERZEUGER SP600 mit Wagen und Zubehör

Beschreibung identisch wie Artikel SP600 einschliesslich den Biocleaning Wagen und folgendes Zubehör :

- Düse gekröpft
- Bürste von 20cm
- Schaber von 20cm
- Halter für Mikrofasertuch von 20cm
- MOP Dampfbesen

Art. SP600KIT

Institutionen CHF 6'550.- Exkl. MwSt.

DAMPFERZEUGER SP800

Der SP800 sorgt für Biocleaning von allgemeinen Oberflächen:
Räumlichkeiten, Möbel, Einrichtungen, medizinische Geräte...

Die konstante Qualität des Dampfes vom SP800 :

- Garantiert seine Wirksamkeit
- Sorgt für ein optimales Ergebnis der Sauberkeit und Desinfektion
- Verhindert eine erneute Verschmutzung der Oberflächen

Le SP800 ist speziell entwickelt für eine Verwendung bis zu 8h pro Tag.
Le SP800 ermöglicht Wasser in den Dampfstrahl zu spritzen und
ist optional mit einem Saugsystem ausgerüstet.

Der SP800 ist sehr ergonomisch.

Integriert mit seinem Biocleaning Wagen ist sein Gebrauch sehr einfach
und sehr geeignet für tägliche Wartungsprotokolle.

Technische Merkmale :

Heizkessel :

- Gesamtvolumen :3.5 L
- Material / Qualität : Edelstahl 316L
- Druck :5,5 bar
- Temperatur :160°C
- automatisches Auffüllen : Ja
- Dampfmenge :0 à 150 g/mn
- Einheit allein :25 Kg

Strom :

- Stromversorgung :230v – 50 Hz
- Heizkessel : 3350w
- Tauchsieder abnehmbar und nicht rostend
- Gesamte Leistungsaufnahme : 3450w

Kapazität der Behälter

- Wasser für die Dampferzeugung : 8 L
- Zusätzlich Wasser 6 L
- Filter bei Dampfausfluss : Ja

Garantie : 3 Jahre auf den Heizkessel gemäss den SANIVAP-Garantiebedingungen

Art. SP800

Institutionen CHF 5'550.- Exkl. MwSt.



Elektrische Schutzklasse

- Einheit : IP44
- elektrisches und elektronisches Gehäuse wasserdicht : IP56

Gewicht und Abmessungen

- Dampfschlauch :4,5 m
- Elektrisches Kabel aus Neopren :10 m

- Masse: L 42 x B 30 x H 58 cm

Freigabe / Zertifizierungen

- CE Medizinprodukt - ISO 13485 - ISO 9001

Gesamte Garantie : 1 Jahr (Teile / Arbeits- und Transportkosten
oder Reisekosten (Dampfschlauch und Zubehör ausgeschlossen

DAMPFERZEUGER SP800 mit Wagen und Zubehör

Beschreibung identisch wie Artikel SP800 einschliesslich den Biocleaning Wagen und folgendes Zubehör :

- Düse gekröpft
- Bürste von 20cm
- Schaber von 20cm
- Halter für Mikrofasertuch von 20cm
- MOP Dampfbesen

Art. SP600KIT

Institutionen CHF 6'950.- Exkl. MwSt

ZUBEHOER & MIKROFASERTUECHER ZU SP

Dampfbesen MOP SP250 & SP251

Der Dampfbesen MOP SP250 oder SP251 eignet sich für die Reinigung und der Desinfektion von Böden, Wände und Decken. Seine patentierte Technologie garantiert eine optimale Biocleaning der Oberflächen. Seine Ergonomie sorgt für eine sehr einfache Benutzung und beschleunigt die Behandlung.

Der Dampfbesen SP250 oder SP251 hinterlässt keine Rückstände auf den behandelten Oberflächen. Seine regelmässige Verwendung vermeidet die Bildung von einem Biofilm.

TECHNISCHE MERKMALE	SP250	SP251
Stiellänge	120 cm	60 cm
Brettlänge	40 cm	40 cm
Gewicht	1.5 kg	1,3 kg

Art. SP250

Art. SP251

Institutionen CHF 450.-

Exkl. MwSt..

Institutionen CHF 450.-

Exkl. MwSt.



MOP Mikrofasertuch mit Velcro zu Dampfbesen MOP 250 & 251 – Beutel von 10

MOP Mikrofasertuch eignet sich perfekt zur Reinigung von allen Böden

- Flach gestrickt – gleitet ring – dunkelblau und hellblau gestreift
- starke Saugfähigkeit – ausgezeichneter Halt - strapazierfähig.

TECHNISCHE MERKMALE :

- Zusammensetzung : 50% Mikrofaser (80% Polyester / 20% Polyamid) – 50% PES
- Masse : 48 x 13 cm (Velcro 48 x 11,5)
- Waschttemperatur : synthetisches Programm 90°C - Trocknertemperatur: 60°C
- 500 Waschkvorgänge – ohne Veredler / ohne Chlorwasser.

Art. MV450V

Institutionen CHF 80.-

Exkl. MwSt.



Dampfbesen mit Bürste SP260

Der Dampfbesen mit Bürste SP260 eignet sich für die Reinigung und die Desinfektion von harten, glatten und ungeschlüpfrigen Böden.

Er sorgt für eine gründliche Bioreinigung der Oberflächen. Seine Ergonomie sorgt für eine sehr einfache Benutzung und beschleunigt die Behandlung.

Der Dampfbesen mit Bürste SP26 hinterlässt keine Rückstände auf den behandelten Oberflächen. Seine regelmässige Verwendung vermeidet die Bildung von einem Biofilm

TECHNISCHE MERKMALE

Stiellänge	120 cm
Bürstenlänge	27 cm
Bürstenbreite	7 cm
Gewicht	1.2 kg

Art. SP260

Institutionen CHF 290.-

Exkl. MwSt.



Bürste SP220 – Bürste 20 cm

Bereich : Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in der Höhe.

Die Bürste ist mtr einer Dampfkammer ausgerüstet welche den Dampf in hoher Temperatur stabilisiert. Sie sorgt für eine optimale Desinfektion der Oberflächen.

Die Bürste SP220 erlaubt verschmutzte Oberflächen zu renovieren und gleichzeitig zu desinfizieren.

Art. SP220

Institutionen CHF 125.- Exkl. MwSt.



Bürste SP230 – Schaber 20 cm

Bereich : Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in der Höhe.

Die Bürste SP230 mit Schaber eignet sich perfekt für die Bioreinigung von behandelten Oberflächen ins Besondere im Gebiet der Lebensmittel.

Art. SP230

Institutionen CHF 120.- Exkl. MwSt.




Halter für Mikrofaser Tuch 20 cm SP240

Bereich : Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in der Höhe.

Der Halter 20 cm mit seiner passenden Mikrofaserhülle (MV 345) eignet sich perfekt zur Bioreinigung von kleinen, flachen Oberflächen in der Höhe.

Art. SP240

Institutionen CHF 115.- Exkl. MwSt.



Mikrofaserhülle MV345 passend zu Halter – Beutel von 10 Stk.

Flacher Mikrofaserstrick – Farbe blau – doppelte Dicke

Der Schmutz wird zwischen den Fäden gefangen und wird nicht weiter verlegt.

- Der Schmutz kann leicht entfernt werden von der Hülle dank der Feinheit der Fäden.
- starke Saugfähigkeit – ausgezeichnete Halt - strapazierfähig.

TECHNISCHE MERKMALE :

- Zusammensetzung : 80% Polyester / 20% Polyamide (100% Mikrofaser)
- Masse : 27 x 6.6 cm
- Waschvorgang : synthetisch 60°C - Trockenvorgang: 60°C
- 500 Waschköcher – kein Veredler / kein Chlorwasser.

Art. MV345

Institutionen CHF 65.- Exkl. MwSt.



Halter für Mikrofasertuch 30 cm SP270

Bereich : Reinigung und Desinfektion von flachen Oberflächen in der Höhe.

Der Halter 30 cm mit seiner passenden Hülle (MV1404) entfernt Rückstände und Schmutz auf Gestellen.

Art. SP270

Institutionen CHF 135.- Exkl. MwSt.



Mikrofaserhülle MV1404 passend zu Halter SP270 – Beutel von 10 Stk.

Standard Mikrofaserstrick – Farbe blau

Der Schmutz wird zwischen den Fäden gefangen und wird nicht weiter verlegt.

- Der Schmutz kann leicht entfernt werden von der Hülle dank der Feinheit der Fäden.
- starke Saugfähigkeit – ausgezeichnete Halt - strapazierfähig.

TECHNISCHE MERKMALE :

Zusammensetzung : 100% Polyester (100% Mikrofaser)

- Masse : 34 x 11 cm
- Waschvorgang : synthetisch 90°C - Trockenvorgang: 60°C
- 500 Waschvorgänge – kein Veredler / kein Chlorwasser.

Art. MV1404

Institutionen CHF 110.- Exkl. MwSt.



Düse gekröpft SP200

Bereich : Reinigung und Desinfektion von schmalen Zonen, schwierig erreichbar.

Die gekröpfte Düse SP200 sorgt für die Bioreinigung von schwierig erreichbaren Zonen. Geliefert mit Bürste 3 cm

Art. SP200

Institutionen CHF 110.- Exkl. MwSt.



Desinfektionsdüse SP204

Bereich : Reinigung und Desinfektion von schwierig erreichbaren Zonen.

Geliefert mit Desinfektionskegel 6 cm

Art. SP204

Institutionen CHF 140.- Exkl. MwSt.



Kontakt-Düse SP210

Bereich : Reinigung und Desinfektion von komplizierten und schwierig erreichbaren Zonen.

Die Kontakt-Düse sorgt für eine optimale Desinfektion von Risiko-Zonen und besonders rohrförmige Strukturen.

Seine Ergonomie garantiert eine einfache Bedienung und verschleunigt die Behandlung.

Passend zu Mikrofaserschlauch MV225

Art. SP210

Institutionen CHF 130.- Exkl. MwSt.



Mikrofaserschlauch zu Kontaktdüse SP210 – Beutel von 10 Stk.

Art. MV225

Institutionen CHF 49.- Exkl. MwSt.

Dampf-Flexo 38 cm SP285

Reinigung und Desinfektion von flachen und komplizierten Oberflächen.

Der Dampf-Flexo sorgt für ein optimale Desinfektion von flachen und komplizierten Oberflächen, wie Operations-Beleuchtungen, Zellen von Luftmatratzen....

Seine Ergonomie erleichtert die Verwendung und beschleunigt die Behandlung.

Zusammen mit dem Mikrofaserschlauch MV247 entfernt er Rückstände und Schmutz.

Art. SP285

Institutionen CHF 165.- Exkl. MwSt.



Mikrofaserschlauch zu Dampf-Flexo SP285 – Beutel von 10 Stk.

Art. MV247

Institutionen CHF 64.- Exkl. MwSt.

Dampfspeer SP300

Bereich : Reinigung und Desinfektion von schmalen und schwierig erreichbaren Zonen.

Ideal zur Reinigung von Elektro-Betten.

Art. SP300

Institutionen CHF 165.- Exkl. MwSt.



Antikalk SV20

Antikalk-Produkt im Wasser zu verdünnen mit den Dampferzeuger SANIVAP gebraucht wird. Vermeidet übermässige Kalkreste im Heizkessel.

Verdünnung 10ml für 5 Liter Wasser

Flasche 1 Liter

Art. SV20

Institutionen CHF 29.-

Exkl. MwSt.



Oberflächen-Auffrischer MV100 – 6 Flaschen zu 500 ml + Pistole

Reinigung von stark verschmutzten Oberflächen, Entfernung vom Biofilm, von verkrusteten Rückständen auf allen Oberflächen: Platten, Stein, bemalte Oberflächen, Plastikböden, Edelstahl, usw....

Art. MV100

Institutionen CHF 69.-

Exkl. MwSt.



Bioreinigungs-Wagen SP150 (ohne Dampferzeuger SP)

Der Bioreinigungs-Wagen SP150 wurde speziell entwickelt für alle Dampferzeuger SP von SANIVAP.

Der Wagen SP150 ist mit folgendem Zubehör ausgestattet:

- 3 ergonomische Toolflex zur Halterung der Zubehöre
- 1 oberes Tablett
- 1 unteren Trog für die MOP für Böden
- 1 Führung für den Dampfschlauch
- 1 Aufroller für das Elektrokabel
- 1 Aufroller für den Dampfschlauch
- 1 Befestigungsschraube für den Dampferzeuger
- 2 Eimer blau und rot

Abmessungen :

- Länge : 75 cm
- Breite : 52 cm
- Höhe : 110 cm
- Gewicht : 13 kg
- Rollen : 125 mm

Art. SP150

Institutionen CHF 820.-

Exkl. MwSt.



Material erhältlich zur Vermietung

DAMPFERZEUGER SP400

Der SP400 sorgt für Biocleaning von allgemeinen Oberflächen:
Räumlichkeiten, Möbel, Einrichtungen, medizinische Geräte...

Die konstante Qualität des Dampfes vom SP400 :

- Garantiert seine Wirksamkeit
- Sorgt für ein optimales Ergebnis der Sauberkeit und Desinfektion
- Verhindert eine erneute Verschmutzung der Oberflächen

Der SP400 ist speziell entwickelt worden für einen Einsatz bis zu 8 Stunden pro Tag. Das SP400-Gerät ist sehr ergonomisch.

Pauschale für die Ausbildung vom Personal

CHF 350.--

Exkl. MwSt.

Mietpreis pro Tag

CHF 30.-

Exkl. MwSt.

Lieferkosten hin und zurück

CHF 90.-

Exkl. MwSt.



Dieses Mietmaterial **bleibt** Eigentum von MEDITEC SA.

Die Kosten **werden bei der Rücknahme des Materials einkassiert**

Offene Monatsrechnungen werden bei der Rücknahme des Materials bar einkassiert

Das Ende der Vermietung kann per Telefon gemeldet werden
und die Verrechnung beendet sich am gemeldeten Datum.

Mindestdauer der Vermietung : 1 Tag.

Das Material wird in sauberen Zustand zurückgegeben.
Unser Mietmaterial ist in perfektem Funktions-Zustand, revisiert, gereinigt und desinfiziert.

Jegliche Beschädigung oder fehlende Teile werden in Rechnung gestellt.

DESINFEKTIONSGERÄT NOCOSPRAY 2

Luftgestützte Flächendesinfektionsmaschine, mit der Räume mit einem Volumen von bis zu 1000m³ behandelt werden können. Einfache Programmierung des zu behandelnden Raumvolumens (von 10 bis 1.000 m³). Sehr geringe Menge an benötigtem Produkt. Keine Vorbereitung vor der Behandlung (außer Reinigung) und kein Eingriff nach der Behandlung erforderlich
(kein Abwischen oder Lüften nötig). Erhältlich in 115V oder 230V.

Behandlung in zwei Phasen:

- Diffusionszeit des Nocosprays
- Kontaktzeit des Desinfektionsmittels

Technische Informationen :

Elektrische Turbine: 1.000 Watt.
Herstellung unter ISO 13485.
Rotationsgeschwindigkeit: 22.000 U/min.
Nebelaustrittsgeschwindigkeit: 80 m/sec.
Gewicht: 6,2 kg
Durchschnittlicher Flüssigkeitsdurchfluss: 1.000 ml/h.
Automatische Abschaltung
Leicht transportierbar
Integrierter Timer zum automatischen Auslösen der Behandlungen
System zur Rückverfolgbarkeit der Behandlungen

Art. 2000.011 (115V)

Institutionen CHF 2'695.-

Exkl. MwSt

Art. 2000.001 (230V)

Institutionen CHF 2'585.-

Exkl. MwSt



DESINFEKTIONSGERÄT NOCOSPRAY 2 MURAL

An der Wand oder Decke befestigtes Gerät zur Oberflächendesinfektion durch Luft, mit dem Räume behandelt werden können. bis zu 1.000 m³. Einfache Programmierung des zu behandelnden Raumvolumens (von 10 bis 1.000 m³). Sehr geringe Produktmenge erforderlich. Keine Vorbereitung vor der Behandlung (außer Reinigung) und kein Eingriff nach der Behandlung erforderlich.
(kein Wischen oder Lüften erforderlich). Erhältlich in 115V oder 230V

Behandlung in zwei Phasen:

- Diffusionszeit des Nocosprays
- Kontaktzeit des Desinfektionsmittels

Technische Informationen:

Elektrische Turbine: 1.000 Watt.
Herstellung unter ISO 13485.
Rotationsgeschwindigkeit: 22.000 U/min.
Nebelaustrittsgeschwindigkeit: 80 m/sec.
Durchschnittlicher Flüssigkeitsdurchfluss: 1.000 ml/h.
Gewicht: 6,2 kg
Automatische Abschaltung
Befestigung an der Wand oder an der Decke
Integrierter Timer zum automatischen Auslösen von Behandlungen
System zur Rückverfolgbarkeit von Medikamenten

Art. 2002.011 (115V)

Institutionen CHF 2'453.-

Exkl. MwSt.

Art. 2002.001 (230V)

Institutionen CHF 2'343.-

Exkl. MwSt.



DESINFEKTIONSMASCHINE NOCOSPRAY 2 WAND MIT WANDDURCHFÜHRUNG



Identisches Modell wie NOCOSPRAY MURAL 2.
Mit Wanddurchführung

Art. 2002.031 (115V) *Institutionen* CHF 2'585.- Exkl. MwSt.

Art. 2002.021 (230V) *Institutionen* CHF 2'475.- Exkl. MwSt.



DESINFEKTIONSGERÄT NOCOMAX EASY

Maschine zur Oberflächendesinfektion aus der Luft, mit der Sie Folgendes behandeln können Räume mit einem Volumen von bis zu 20.000 m3. Einfache Bedienung: Programmierung des Volumens des Raums per Touchpad (von 500 bis 20.000m3) und LED-Anzeige. Sehr geringe Menge des benötigten Produkts. Ausschalten der Leds im Laufe der Behandlung. Der Nocomax Easy zeigt auch an, ob die Behandlung normal verlaufen ist, oder ob eine Fehlfunktion aufgetreten ist. Keine Vorbereitung vor der Behandlung erforderlich. (außer Reinigung), noch Intervention nach der Behandlung. (kein Wischen oder Lüften erforderlich).



Behandlung in 2 Phasen:

- Diffusionszeit des Nocomax
- Kontaktzeit des Desinfektionsmittels

Technische Informationen:

Elektrische Turbine: 2.000 Watt.
Herstellung unter ISO 13485.
Rotationsgeschwindigkeit: 22.000 U/min.
Durchschnittlicher Flüssigkeitsdurchfluss: 6.000 ml/h
Nebelaustrittsgeschwindigkeit: 80 m/sec.
Gewicht, leer: 49 kg
Automatische Abschaltung
Dank der Räder leicht zu bewegen.
Verfügbare Spannung: 230 V
Herstellung unter ISO 13485



Art. 3100.100

Institutionen CHF 10'890.-

Exkl. MwSt.

Art. 3100.101 (avec buses orientables)

Institutionen CHF 10'945.-

Exkl. MwSt.

DESINFEKTIONSMITTEL



NOCOLYSE

Nocolyse ist ein gebrauchsfertiges Produkt zur Bio-Desinfektion von Oberflächen auf der Basis von 6% Wasserstoffperoxid und Silber, das unbedingt mit den Diffusionsgeräten Nocospray/Nocomax Easy verwendet werden muss. Das in Gasform (5µ-Partikel) verteilte Nocolyse ermöglicht eine gleichmäßige Desinfektion von 100% der Oberflächen des behandelten Raums. Nocolyse ist wirksam gegen Viren, Bakterien, Hefepilze, Sporen und Pilze. Es ist zu 99,9% biologisch abbaubar, ungiftig, nicht ätzend, nicht allergen, hinterlässt keine Rückstände und erzeugt keine Keimresistenz.

Erhältlich in 3 Duftnoten: Neutral, Nocodor (Duft mit ätherischen Ölen zur Beseitigung von Gerüchen) und Minze. Erhältlich in Flaschen mit 1L, 5L, 6x 1L oder 20L.

Technische Daten :

- Gebrauchsfertiges Produkt zur Bio-Desinfektion von Oberflächen auf der Basis von 6% Wasserstoffperoxid und Silber.
- Bakterizide, viruzide, sporizide und fungizide Wirkung.
- Zu 99,9% biologisch abbaubar, nicht giftig, nicht ätzend, nicht allergen, hinterlässt keine Rückstände und erzeugt keine Keimresistenz.
- Entspricht der Norm NF T 72 281 (Version November 2014)

Art. 4000.001 (neutre 1l)	<i>Institutionen</i>	CHF 32.45	Exkl. MwSt.
Art. 4030.001 (nocodor 1l)	<i>Institutionen</i>	CHF 48.40	Exkl. MwSt.
Art. 4001.001 (menthe 1l)	<i>Institutionen</i>	CHF 34.65	Exkl. MwSt.
Art. 4000.005 (neutre 5l)	<i>Institutionen</i>	CHF 122.10	Exkl. MwSt.
Art. 4030.005 (nocodor 5l)	<i>Institutionen</i>	CHF 179.85	Exkl. MwSt.
Art. 4001.005 (menthe 5l)	<i>Institutionen</i>	CHF 132.-	Exkl. MwSt.
Art. 4000.001-6 (neutre 6x 1l)	<i>Institutionen</i>	CHF 186.45	Exkl. MwSt.
Art. 4030.001-6 (nocodor 6x1l)	<i>Institutionen</i>	CHF 281.05	Exkl. MwSt.
Art. 4001.001-6 (menthe 6x 1l)	<i>Institutionen</i>	CHF 197.45	Exkl. MwSt.
Art. 4000.020 (neutre 20l)	<i>Institutionen</i>	CHF 361.90	Exkl. MwSt.
Art. 4030.020 (nocodor 20l)	<i>Institutionen</i>	CHF 522.50	Exkl. MwSt.
Art. 4001.020 (menthe 20l)	<i>Institutionen</i>	CHF 378.40	Exkl. MwSt.



NOCOLYSE ONE SHOT

Nocolyse One Shot ist ein gebrauchsfertiges Produkt zur Bio-Desinfektion von Oberflächen auf der Basis von aus 12%igem Wasserstoffperoxid und Silber, das unbedingt mit den Diffusionsgeräten Nocospray/Nocomax Easy verwendet werden muss. Es wird im Rahmen von Behandlungen kurativ eingesetzt. Das Nocolyse One Shot, das in Form von Gas (5µ-Partikel) verteilt wird, ermöglicht es 100% der Oberflächen des behandelten Raumes gleichmäßig desinfiziert. Dieses Produkt ist wirksam auf Viren, Bakterien, Hefepilze, Sporen und Pilze. Es ist zu 99,9 % biologisch abbaubar, nicht giftig, nicht ätzend, nicht allergen, hinterlässt keine Rückstände und erzeugt keine Resistenz von Keimen. Nur in neutralen Duftnoten erhältlich. Erhältlich in 1L-, 5L-, 6x 1L- oder 20L-Flaschen.

Technische Daten:

- Gebrauchsfertiges Produkt zur Bio-Desinfektion von Oberflächen. auf der Basis von 12%igem Wasserstoffperoxid und Silber.
- Bakterizide, viruzide, sporizide und fungizide Wirkung.
- Zu 99,9 % biologisch abbaubar, nicht giftig, nicht ätzend, nicht allergen, hinterlässt keine Rückstände und erzeugt keine Keimresistenz.
- Entspricht der Norm NF T 72 281 (Version November 2014).

Art. 4010.001 (neutre 1l)	<i>Institutionen</i>	CHF 55.55	Exkl. MwSt
Art. 4010.005 (neutre 5l)	<i>Institutionen</i>	CHF 214.50	Exkl. MwSt
Art. 4010.001-6 (neutre 6x 1l)	<i>Institutionen</i>	CHF 322.30	Exkl. MwSt
Art. 4010.020 (neutre 20l)	<i>Institutionen</i>	CHF 610.50	Exkl. MwSt



NOCOLYSE FOOD

Nocolyse Food ist ein gebrauchsfertiges Produkt zur Bio-Desinfektion von Oberflächen auf der Basis von 7,9%igem Wasserstoffperoxid und ohne Silber, das unbedingt mit den Diffusionsgeräten Nocospray /Nocomax Easy verwendet wird. Es wird im Rahmen von Behandlungen verwendet von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können. Nocolyse Food, diffundiert in Form von gasförmig (Partikelgröße 5µ), ermöglicht eine gleichmäßige Desinfektion von 100% der Oberflächen des behandelten Raums. Es ist wirksam gegen Viren, Bakterien, Hefepilze, Sporen und Pilze. Es ist zu 99,9% biologisch abbaubar, ungiftig, nicht ätzend, nicht allergen, hinterlässt keine Rückstände. und erzeugt keine Keimresistenz. Nur in neutralen Duftnoten erhältlich. Erhältlich in 1L-, 5L-, 6x 1L- oder 20L-Flaschen.

Technische Daten:

- Gebrauchsfertiges Produkt zur Bio-Desinfektion von Oberflächen. auf Basis von 7,9% Wasserstoffperoxid und ohne Silber.
- Bakterizide, viruzide, sporizide und fungizide Wirkung.
- Zu 99,9% biologisch abbaubar, nicht giftig, nicht ätzend, nicht allergen, hinterlässt keine Rückstände und erzeugt keine Keimresistenz.
- Entspricht der Norm NF T 72 281 (Version November 2014).

Art. 4020.001 (neutre 1l)	<i>Institutionen</i>	CHF 34.65	Exkl. MwSt
Art. 4020.005 (neutre 5l)	<i>Institutionen</i>	CHF 132.00	Exkl. MwSt
Art. 4020.001-6 (neutre 6x 1l)	<i>Institutionen</i>	CHF 198.55	Exkl. MwSt
Art. 4020.020 (neutre 20l)	<i>Institutionen</i>	CHF 379.50	Exkl. MwSt



INSEKTIZIDPRODUKTE

OXYPY

Oxypy ist wirksam gegen alle Arten von fliegenden und kriechenden Insekten. Die Produkte zur Schädlingsbekämpfung sind gebrauchsfertig und müssen unbedingt mit den Nocospray/Nocomax Easy Diffusionsgeräten verwendet werden. Oxypy, das in Gasform verbreitet wird. (Partikelgröße 5 μ), ermöglicht die Vernichtung von fliegenden und kriechenden Insekten, Parasiten Oxypy basiert auf den Wirkstoffen Pyrethrin, Permethrin und Pyperonyl Butoxid. Erhältlich in 1L- und 20L-Flaschen.

Technische Daten:

- Gebrauchsfertiges Oberflächeninsektizid auf der Basis von Pyrethrin, Permethrin und Pyperonyl Butoxid.
- Wirkung auf fliegende und kriechende Insekten.
- Ungiftig und ungefährlich
- Nachwirkung von 4 Wochen
- Im Labor nachgewiesene Wirksamkeit auf Deutsche Schabe, Fliege, Mücke, Krätze und Milbe

Art. 4200.001 (1l)

Institutionen CHF 82.50

Exkl. MwSt

Art. 4200.020 (20l)

Institutionen CHF 1111.-

Exkl. MwSt



OXYPY +

Oxypy + ist wirksam gegen alle Arten von fliegenden und kriechenden Insekten, aber auch gegen Bettwanzen (Larven und erwachsene Tiere). Die Schädlingsbekämpfungsmittel sind gebrauchsfertig und müssen unbedingt mit den Sprühgeräten Nocospray/Nocomax Easy verwendet werden. Oxypy+, das in Form von Gas (Partikelgröße 5 μ) verbreitet wird, ermöglicht die Vernichtung von Bettwanzen, fliegenden und kriechenden Insekten, Parasiten und Larven auf automatisierte Weise. Oxypy+ basiert auf den Wirkstoffen Pyrethrin, S-Methopren und Pyperonyl Butoxid. Erhältlich in 1L- und 20L-Flaschen.

Technische Daten:

- Gebrauchsfertiges Oberflächeninsektizid auf der Basis von Pyrethrin, von S-Methopren und Pyperonyl Butoxid.
- Wirkung gegen Bettwanzen
- Ungiftig und ungefährlich
- Nachwirkung von 4 Wochen
- Im Labor nachgewiesene Wirksamkeit gegen Bettwanzen

Art. 4230.001 (1l)

Institutionen CHF 165.-

Exkl. MwSt

Art. 4230.020 (20l)

Institutionen CHF 2937.-

Exkl. MwSt



DESODORIERUNGSMITTEL

OXYDOR

Oxydor ist ein geruchsneutralisierendes Produkt, das bei Gerüchen organischen Ursprungs oder (Urin, Tabak, Müll, Tiere, Industrie...) verwendet wird. Der Oxydor ist ein auf der Basis von ätherischen Ölen, gebrauchsfertig und für die Verwendung mit den Geräten Diffusionsgeräten Nocospray/Nocomax Easy oder zur lokalen Anwendung mit einem Sprühgerät verwendet werden kann. Erhältlich in einer 1L-Flasche.

Technische Daten:

- Gebrauchsfertiges desodorierendes Produkt auf der Basis von ätherischen Ölen.
- Wirkt gegen Gerüche bakteriellen oder organischen Ursprungs.
- Ungiftig und ungefährlich

Art. 4300.001 (1l)

Institutionen CHF 20.35

Exkl. MwSt



ZUBEHÖR

FERNBEDIENUNG FÜR NOCOSPRAY

Fernbedienung, die eine automatische Auslösung ermöglicht der Fernausstrahlung kann mit Nocospray kombiniert werden.

Art. 3010.611

Institutionen CHF 82.50

Exkl. MwSt



PROGRAMMIERGERÄT FÜR NOCOSPRAY ODER NOCOMAX

Das System, das Nocospray oder Nocomax Easy mit einem Timer ermöglicht die automatische Auslösung des Sprühens zu dem Zeitpunkt, den Sie wünschen (zahlreiche Programmierungen möglich).

Art. 3010.600

Institutionen CHF 57.20

Exkl. MwSt



DOPPELTE DUSE

Das Doppel-Düsen-System ist besonders geeignet für lange, schmale Räume (z. B. Flure).

Art. 3010.300

Institutionen CHF 572.-

Exkl. MwSt



NOCOTEST

Nocotest sind Teststreifen zum Nachweis von semiquantitativen Bestimmung von Wasserstoffperoxid (H₂O₂) und Peroxid in Lösungen. Mit den Nocotests kann insbesondere überprüft werden, ob die Diffusion die durch unsere automatisierten Systeme zur Flächendesinfektion erzielt wird homogen ist. Die Nocotests enthalten einen organischen Redoxindikator der mit Wasserstoffperoxid reagiert, um eine farbige Oxidationsverbindung zu bilden.

Art. 5000-010

Institutionen CHF 50.60

Exkl. MwSt

NOCOBX

Nocoboxen sind Kulturschalen mit Nährstoffen, die zum Nachweis von das Vorhandensein von Keimen auf Oberflächen ist. Die Nocoboxen ermöglichen insbesondere die Überprüfung des Ergebnisses, das durch unsere Desinfektionssysteme erzielt wird von Oberflächen durch automatisierte Verfahren. Die Nocoboxen enthalten eine Substanz Nährstoff, der das Wachstum der Bakterien und damit den. Nachweis ihrer Anwesenheit fördert. Kompatibel mit Nocolyse, Nocolyse One Shot und Nocolyse Food.

Art. 5000-020

Institutionen CHF 35.20

Exkl. MwSt

DECITEX-ÄRMEL FLIESEND

Die Ergonomie wurde von seinen Designern bis ins kleinste Detail durchdacht mit einem drehbaren Griff und einem drehbaren Globus, die die Bewegungen der Handgelenke begleiten. Die Öffnung des Ringes gibt den Blick auf die Einfüllöffnung frei, die entlang des Griffs, was den Zugang unter einem Wasserhahn erleichtert. Der farbige Dreifuß positioniert sich ganz natürlich unter den Fingern, um den Mechanismus zu betätigen und die Flüssigkeit durch drei Strahlen vor der Schale freizusetzen. Der Fluid zeigt Ihnen jederzeit an wo Sie sich gerade befinden, dank seiner Füllstandsanzeige. Sein halber Liter Fassungsvermögen ermöglicht es Ihnen, auf Flächen bis zu 140 m² zu arbeiten. Die vier Farben sind nach Belieben wählbar, um verschiedene Bereiche voneinander abzugrenzen. Sie können die Farben in verschiedenen Umgebungen anwenden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

Art. 101222 : 500ml, bleu

Art. 101223 : 500ml, jaune

Art. 101224 : 500ml, vert

Art. 101225 : 500ml, rouge

Institutionen CHF 78.-

Exkl. MwSt



DISPOMOP - MIKROFASER FÜR DEN EINMALIGEN GEBRAUCH

Der Dispomop-Mikrofaser ist einfach zu verwenden und positioniert sich auf den Scratch-Stielen und -Tablets, dank des in jeder Packung enthaltenen PAD. Es besteht keine Notwendigkeit, in komplizierte Geräte zu investieren, Ersatzteile zu verwalten oder die Gewohnheiten zu ändern. Der Dispomop passt sich der Umgebung an, in der es eingesetzt wird. Karton mit 5 Packungen à 50 Stück.

Art. 100492

Institutionen CHF 126.-

Exkl. MwSt



LÖSUNG STERIL DESINFECTANTE STERILUM

Sterilium classic pure wird als alkoholhaltiges, gebrauchsfertiges Mittel verwendet. Für die hygienische Desinfektion und chirurgischen Anwendung der Hände. Es ist frei von Farb- und Duftstoffen und ist daher besonders für Anwender mit empfindlicher Haut geeignet. Für alle hygienerelevanten Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie. Vollständig wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren. Einwirkzeit von 1,5 min. für die Händedesinfektion.

Art. 940047 (flacon de 100ml)

Institutionen CHF 4.20

Exkl. MwSt

Art. 940048 (flacon de 500 ml)

Institutionen CHF 11.25

Exkl. MwSt.

Art. 940049 (bouteille d'un litre)

Institutionen CHF 19.80

Exkl. MwSt.

Art. 940052(bouteille de 5 litres)

Institutionen CHF 91.80

Exkl. MwSt



SCHUTZVISIER

Schutzvisier mit 35 mm Frontschaum für Komfort
Transparentes Visier mit einem geschützten 160°-Sichtwinkel.
Gewicht 85 g. Sehr leicht zu reinigen nur mit Seife und wasser.
Widerstandsfähig und wiederverwendbar

Art. covid

Institutionen CHF 10.70

Exkl. MwSt

