



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +41 21 887 02 10
F +41 21 887 02 11
info@meditec.ch
www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 11h30
14 h – 16h30

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

HOME CARE



Mobilité - Pages 3 à 14

- *Déambulateurs & cadres de marche*
- *Fauteuils roulants manuels & électriques*
- *Coussins d'assise*
- *Scooters & vélos électriques*



Salle de bain - Pages 15 à 21

- *Surélévations de WC*
- *Chaise et tabourets de toilette/douche*
- *Poignées d'appui*



Chambre & Salon - Pages 22 à 41

- *Lits de soins électriques et cadres de lit*
- *Matelas*
- *Fauteuils Relax releveurs*
- *Chaises et tables de malade*
- *Tapis d'alarme*
- *Coussins de positionnement*



Transferts et lifts d'escaliers - Pages 42 à 49

- *Soulèves-personnes & verticalisateurs*
- *Sangles*
- *Aides aux transferts*
- *Lifts d'escaliers*



Autonomie - Pages 50 à 52

- *Auxiliaires de la vie quotidienne*
-



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +41 21 887 02 10

F +41 21 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 11h30
14 h – 16h30

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

HOMECARE



CANNE PLIANTE

Couleur bronze, avec poignée bois.
Réglable de 83 à 93 cm, longueur pliée : 31 cm
Charge max. 100 kg.

Art. 250281

Public **CHF 27.-** TVA incl.



BATONS DE MARCHE LEKI PANORAMA

Réglable de 105 à 145 cm, charge max. 100 kg.

Art. 4028173174065 Embouts canne « Walking » *Public* **CHF 16.20** TVA incl.

Art. 6332213 Bâtons *Public* **CHF 101.60** TVA incl.



CANNES EN METAL « KOWSKY » ANATOMIQUE

En métal léger, poignée souple anatomique, ajustement par clip, poignée du sol au sol de 76 à 96 cm. Tube en aluminium, diamètre du tube central 20 x 1,4 mm. Diamètre du tube inférieur 16,9 x 1,4 mm. Capacité de charge maximale testée 140 kg par paire.

Art. 320279

Public **CHF 73.50** TVA incl.



CANNES ANGLAISESFUN-KIDS

Cannes anglaises FUN-KIDS pour les enfants
Poignée de forme ergonomique, réflecteur dans la poignée avant
Réglable en hauteur avec clip de réglage de 50 à 78 cm
Hauteur des accoudoirs réglables de 16 à 21 cm. Charge Max.100 kg
Aluminium : Gris. Poignée Bleue & rouge

Art. 310080

Public **CHF 37.85** TVA incl.



PORTE CANNES « STAND BY »

En inox, couleur Chromé ou Aubergine.
Hauteur 556 mm.
Avec poignée.
Poids : 1,2 kg.

Art. 270.820.120 Chromé
Art. 270.110.110 Aubergine

Public **CHF 147.-** TVA incl.



CADRE DE MARCHE PLIANT ASTERIA

Cadre de marche Asteria en aluminium, facile à transporter.

Réglable en hauteur

de 77 à 95 cm. Largeur hors tout: 62 cm, largeur entre les poignées: 55 cm

Largeur entre les pieds: 55 cm. Profondeur hors tout: Ouvert: 45cm, plié: 12 cm

Poids utilisateur max. 135 kg / Poids: 2,8 kg

Coloris : aluminium

Art. 340298

Public CHF 156.75

TVA incl.



ROLLATOR D'INTERIEUR HESTIA

Rollator d'intérieur stylé, pliable et peu encombrant, qui offre un plus décisif en matière d'autonomie et de confort à la maison. Le TOPRO Hestia dispose d'une multitude de fonctions ingénieuses qui permettent de se déplacer en toute sécurité, de se lever et de s'asseoir confortablement et de transporter des repas et d'autres objets en toute sécurité. Quand il s'agit de stabilité et de qualité, le Hestia est un vrai TOPRO. Une qualité sur laquelle vous pouvez compter. Garantie : 7 ans

- poignée réglable de 81 - 100 cm, convient aux personnes de 156 - 196 cm

- charge max. 110 kg

- charge max du plateau 5 kg

- poids 6,9 kg

Art. 119010

Public CHF 377.30

TVA incl.



ROLLATOR TAIMA M-GT

Déambulateur TAIMA M-GT, très agréable et d'une grande stabilité.

Facile à manoeuvrer et ultra léger. Poignées ergonomiques, facile à plier.

Hauteur d'assise 59 cm, largeur d'assise 45 cm, charge max. de 150 kg.

Poids: 5,8 kg

Couleur vert métallique, avec porte-canne, filet à commissions et sangle dorsale.

Art. 340453

Public CHF 321.15

TVA incl.

ROLLATOR TOPRO TROJA 5G

Le déambulateur Troja 5G combine un design moderne et élancé à un haut niveau de qualité, de sécurité, de confort et de durabilité. Il est doté d'un revêtement de couleur satiné très tendance et offre une large gamme d'options et de couleurs et d'accessoires. Réglage aisé de la hauteur des poignées à l'aide d'une échelle numérique. La fonction exclusive de mémoire TOPRO maintient une hauteur de poignée pré-réglée pour une réutilisation facile. Une maniabilité et une manœuvrabilité faciles combinées à des pneus amortisseurs offrent une conduite confortable et une suspension souple. Avec sonnette pour attirer l'attention en cas de besoin. Charge max. 150kg. Poids : 7,8kg. Largeur d'assise : 45,5cm.

Hauteur d'assise : 63,5cm. Largeur hors tout : 60 cm

Coloris disponibles : Argent, sable, jaune, rouge, violet, bleu, turquoise, noir

Art. 113020

Public CHF 723.20 TVA incl.

Accessoires disponibles :

Art. 815270 (courte)/ 815272(longue) Sangle dorsale rembourrée CHF 73.70

Art. 814040 Porte-Canne CHF 37.85

ROLLATOR TOPRO OLYMPOS ATR

Le Rollator TOPRO Olympos ATR est un déambulateur de première classe spécialement conçu pour une utilisation en extérieur. La conception large assure la stabilité et un soutien maximal dans un environnement extérieur. Combiné avec de grandes roues avant et des pneus tout-terrain absorbant les chocs, l'Olympos ATR offre un soutien fiable et confortable, le choix parfait pour les activités de plein air. Sac détachable, spacieux et déperlant en tissu gris moderne imprimé. Bande réfléchissante pour une bonne visibilité et sécurité dans l'obscurité. Se ferme avec une fermeture éclair. Charge max 15kg. Avec poignée ergonomique (TOPRO Ergo Grip) qui offre une prise flexible et des accoudoirs confortables en position assise. Hauteur des poignées de 78,5 à 94,5cm, largeur hors tout : 68cm, hauteur d'assise : 61cm.

Poids : 8,9kg. Garantie : 7 ans.

Couleur disponible : argent, rouge, noir

Art. 120200

Public CHF 722.10 TVA incl.

Accessoires disponibles :

Art. 815270 (courte)/ 815272(longue) Sangle dorsale rembourrée CHF 73.70

Art. 814040 Porte-Canne CHF 37.85

ROLLATOR TOPRO PEGASUS M

Déambulateur TOPRO Pegasus M, léger

Hauteur des poignées de 79 cm - 97.6 cm,

distance entre les poignées: 47cm.

Largeur hors tout: 64 cm, hauteur d'assise: 63cm

largeur d'assise : 43.5. Panier refermable. Charge max. 15 kg

Idéal pour les personnes entre 150-195 cm

Couleur : bleu acier ou blanc

poids : 6.2 kg

Art. 125010

Public CHF 897.25 TVA incl.

Accessoires disponibles :

Art. 815270 (courte)/ 815272(longue) Sangle dorsale rembourrée CHF 73.70

Art. 814236 Porte-Canne CHF 37.85



FAUTEUIL ROULANT ACTION 3 NG

Cadre en aluminium : Gris Ardoise, Blanc Perle, Vert Brillant, Noir Mat, Bleu Pop, Violet, Rouge Mat, Noir Brillant
 Largeur assise : 38, 40.5, 43, 45.5, 48 ou 50.5 cm. Profondeur assise : 40, 45 ou 50 cm
 Hauteur de l'assise réglable en hauteur de 51 à 41 cm (36 cm en option)
 Dossier réglable en tension (4 sangles) avec ou sans pochette à l'arrière, Nylon noir ou Nylon noir et tissu aéré. Poignée de frein escamotable pour transfert latéral. Revêtement d'accoudoirs : Courts (26 cm) ou longs (36 cm)
 Accoudoirs fixes et rabattables en arrière ou Accoudoirs réglables en hauteur mécaniquement (clé imbus) à 20/23/26 et 28 cm. Pneus pleins à l'avant et à l'arrière, axes rapides. Roues 8" ou 6" à l'avant. Roues 24" à l'arrière (version standard)
 Roues 12" à l'arrière (version transit). Poids fauteuil : 14,2 kg. Charge max. 125 kg

Art. CEB0026 (version standard) / Art. CEB0110 (version transit)

Public **CHF 886.40** TVA incl.

Options disponibles :

Art. CEB0480	Dossier réglable en tension par 8 velcros	CHF 268.15
Art. MOB/OP	Repose-pieds relevables en hauteur/paire	CHF 447.55
Art. CEK0650/OP	Accoudoirs réglables en hauteur/paire	CHF 232.40
Art. CEB1280	Freins à tambour pour accompagnateur	CHF 425.90
Art. CEB0252	Profondeur de l'assise réglable de 40 à 45 cm	CHF 53.-
Art. CEB1375	Roulettes anti-bascule avec bascule d'appui/paire	CHF 212.95
Art. CEH1440	Tube avec roulette anti-bascule	CHF 53.-
Art. CEB0545	(droite) CEB0595 (gauche) Support pour amputé d/g	CHF 280.-

Disponible à la location : **Prix mensuel** **CHF 80.-** TVA incl.
Frais de livraison aller/retour **CHF 90.-** TVA incl.

En option : **Prix mensuel** **CHF 15.-** TVA incl.



FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA CLEMATIS PRO

Largeur d'assise à choix : 39, 44 ou 49 cm
 Profondeur réglable de 43 à 50 cm
 Comprend appui-tête multi-réglable avec support latéral et table de thérapie. Avec frein à tambour pour accompagnateur.
 Profondeur d'assise réglable en continu, dossier Laguna 2, réglable en hauteur.
 Poignées de poussée réglables en hauteur, repose-jambes réglable en angle, genouillères et mollets inclus. Réglage du siège et du dossier par ressort à gaz
 Accoudoirs réglables en hauteur. Appuie-tête réglable en position et latéralement.
 Roues avant 8" à bandage. Roues arrière avec axe rapide et pneus à bandage.
 Mains-courantes en alu. Charge max. de 135 kg.

Art. 050510 (39cm) / 050511(44cm) / 050512 (49cm)

Public **CHF 1'945.80** TVA incl.

Options disponibles :

Art. BKA0470	Tablette de thérapie	CHF 312.40
Art. BKA0315	Câble Tronc amovible gauche/droite	CHF 232.40

Disponible à la location : **Prix mensuel** **CHF 150.-** TVA incl.
Frais de livraison aller/retour **CHF 90.-** TVA incl.



FAUTEUIL ROULANT ACTION 4 NG HEAVY DUTY

Couleur à choix: Gris Ardoise, Marron Glacé, bleu océan ou noir brillant.
 Largeur d'assise: 50.5 / 55 ou 60,5 cm. Hauteur d'assise: 51 cm
 Toile d'assise en nylon noir, rembourrée,
 Dossier fixe, 7°, hauteur réglable de 38 cm à 46 cm.
 Accoudoirs relevables "RIO", manchettes courtes, ajustables 20-23-26 cm.
 Roues avant 8 x 2" à bandages.
 Roues arrière à rayons et axes à démontage rapide, 24 x 1 3/8" à bandages.
 Freins à pousser avec levier escamotable. Charge max. 160 kg

Art. CKG0026

Public **CHF 2'732.80** TVA incl.

Options disponibles :

Art. CKG0333	Dossier inclinable par vérin à gaz	CHF 643.20
Art. CKG0400/0450	Repose-pieds relevables en hauteur/paire	CHF 365.40
Art. CKG1130	Freins à tambour pour accompagnateur	CHF 387.-
Art. 1450923	Tablette de thérapie	CHF 430.25
Art. CKG1200	Roulettes anti-bascule/paire	CHF 222.70
Art. 1442991	Support pour amputé d/g	CHF 278.95

Disponible à la location : **Prix mensuel** CHF 110.- TVA incl.
Frais de livraison aller/retour CHF 90.- TVA incl.

En option:
 Cale-pied relevable **Prix mensuel** CHF 15.- TVA incl.



FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE INTERIEUR / EXTERIEUR Q200 R



Fauteuil roulant électrique, ultra compact avec une maniabilité ultra-précise pour l'intérieur et zéro compromis sur la stabilité et les performances en extérieur. Le fauteuil Q200 offre une conduite stable sur les routes et pavés en milieu urbain, idéal pour les sorties sur une journée. Grâce à son poids limité, le fauteuil peut être transporté plus aisément que n'importe quels autres modèles plus imposants.

Données techniques :

Largeur d'assise : 43 – 50 cm. Hauteur d'assise : 45 cm
 Hauteur du dossier : 50 cm . Longueur hors tout : 107 cm
 Largeur hors tout : 58 cm . Vitesse : 10 km/h
 Autonomie : 31 km. Poids max. utilisateur : 136 kg
 Coloris : Rouge, bleu, vert, noir

Art. 22600200

Public **CHF 4'313.20** TVA incl.



DISPOSITIF DE PROPULSION R 20



Dispositif pliable de propulsion utilisable en extérieur et intérieur. Que ce soit en montée, en descente ou sur de longs trajets, le R20 est une aide dans chaque situation. Il est extrêmement léger et très pratique à transporter. Possibilité de faire rouler le fauteuil sans problème même si le R20 est monté.

Art. 07500001

Public **CHF 2'832.20** TVA incl.





COUSSIN ASKLE ALOVA GALBE



Coussin moulé avec décharge coccygienne intégrée en matière viscoélastique.
Pour des personnes pesant jusqu'à 200 kg.
Réduction minima du risque d'escarres au niveau des ischions (hauteur > à 6cm)

Disponibles en plusieurs tailles de 40 x 41 x 6/9 cm à 50 x 44 x 6/9 cm

Public

CHF 161.-

TVA incl.

Autres dimensions spéciales disponibles prix sur demande

ottobock.

COUSSIN TERRA



Surface d'assise à forme anatomique. Immersion et enveloppement parfait pour une répartition efficace de la pression.
Amortissement des vibrations et des chocs pour un confort accru.
Grande stabilité lors de l'exécution d'activités et transferts

Disponibles en plusieurs tailles de 38 x 40,5 cm à 50,5 cm x 45,5 cm

Public

CHF 322.15

TVA incl.

ottobock.

COUSSIN TERRA AQUOS



Quatre rembourrages en LiquiCelle réduisent les forces de cisaillement qui surviennent au cours des activités. Surface d'assise à forme anatomique
Réduction des forces de cisaillement pour la prévention des escarres
Grande stabilité lors de l'exécution d'activités et transferts.

Disponibles en plusieurs tailles de 38 cm x 40,5 cm à 50,5 cm x 45,5 cm

Public

CHF 369.70

TVA incl.



COUSSIN MATRX LIBRA



Le coussin Matrx Libra est un coussin avec insert en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m2. Cet insert ischiatique en gel fluide apportera une zone de contact plus importante au niveau de la zone sacrée et donc une réelle prévention des escarres. Hauteur du coussin : 6 cm

Disponibles en plusieurs tailles de 36 x 36 cm à 56 x 56 cm

Public

CHF 748.-

TVA incl.



COUSSIN VICAIR ACTIVE 02

Le coussin Active 02 est le coussin idéal pour les utilisateurs de fauteuils roulants qui effectuent fréquemment des transferts. La mousse à l'avant facilite les transferts. Les compartiments à l'arrière, remplis de SmartCells, offrent une protection optimale de la peau ainsi qu'un maximum de confort. Le coussin dispose d'une pochette de rangement facilement accessible pour les effets personnels.

Coussin lavable en machine, ultra respirant

Hauteur: 6 et 9 cm

Poids max. de l'utilisateur: 200kg

Largeur disponible de 35 - 50 cm

Profondeur disponible de 40 - 50 cm

Public

CHF 1026.95 TVA incl.



COUSSIN VICAIR VECTOR 02

Coussin qui offre une meilleure stabilité à l'utilisateur de fauteuil roulant, permettant ainsi à l'utilisateur d'améliorer sa mobilité fonctionnelle du haut du corps par une plus grande amplitude de mouvement de bras. La disposition unique des compartiments du coussin réduit la pression dans la zone vulnérable autour des ischions et du coccyx.

Avec neuf compartiments réglables pour une stabilité optimale

Coussin lavable en machine, ultra respirant

Hauteur: 6 ou 10 cm

Poids max. de l'utilisateur: 250 kg

Dimensions possibles: 40-50 cm

Public

CHF 1026.95 TVA incl.



CEINTURE BODY POINT CENTER PULL - Ouverture « Push Button »



Art. HB205-M36 Taille S / Longueur de 178 – 279 m

Public CHF 163.25

TVA incl.

Art. HB205-M46 Taille M / Longueur de 228 – 381 mm

Public CHF 175.10

TVA incl.

Art. HB205-L62 Taille L / Longueur de 330 – 483 mm

Public CHF 178.40

TVA incl.

TABLE REHATEC POUR FAUTEUIL ROULANT



Fermeture rapide (Excenter) pour un montage/démontage simple et rapide.

Avec et sans rebord / Polycarbonate ou bois mélaminé.

Pour fauteuils roulants de 41 à 50 cm de largeur

Art. T15201A Table en **polycarbonate** sans rebord

Public

CHF 400.-

TVA incl.

Art. T15211A Table en **polycarbonate** avec rebord

Public

CHF 451.85

TVA incl.

Art. T25201A Table en **bois** sans rebord

Public

CHF 240.-

TVA incl.

Art. T25211A Table en **bois** avec rebord

Public

CHF 321.-

TVA incl.



SCOOTER ELECTRIQUE COLIBRI



Le micro scooter Colibri est élégant, simple d'utilisation et très pratique. Il est idéal pour les utilisateurs en quête d'indépendance.

Grâce à l' inédit système breveté Invacare LiteLock™, **le Colibri est démontable facilement sans outils**. Son faible encombrement lui offre une grande maniabilité. Il est idéal pour une utilisation en intérieur et dans les espaces publics aménagés. Le Colibri est également disponible en version 3 roues afin d'optimiser l'espace réservé aux membres inférieurs. Il est personnalisable grâce aux carénages démontables.

Coloris: Bleu

Données techniques :

Longueur hors tout: 50,5 cm

Largeur de dossier : 46,5 cm

Hauteur du dossier: 38,5 cm

Poids total (avec batteries) : 44 kg (Batt. 12Ah) 49 kg (Batt. 18Ah)

Autonomie : 11 km (Batt. 12Ah) 25 km (Batt. 18Ah)

Vitesse : 6 km/h

Moteur : 200 W

Batteries: 2 x 12 Ah 2 X 18 Ah



Art. 1675167

Public

CHF 2'648.45 TVA incl.

SCOOTER ELECTRIQUE COMET PRO

Le Scooter Senior Comet PRO est conçu pour les utilisateurs à la recherche de mobilité, de puissance et de performance. Il est idéal pour une utilisation en extérieur et au-delà de la ville. Grâce à ses caractéristiques de conduites améliorées, une meilleure stabilité de la direction et ses batteries de 75Ah, vous offre de grandes performances de conduite

Données techniques :

Coloris du châssis: Rouge grenat, Bleu bondi, Vert python, Blanc givré, Gris argenté. Assise confortable, pivotante, avec appui-tête et pochette de siège. Angle du dossier réglable, largeur d'assise : 52 cm. Accoudoirs, escamotables vers l'arrière, réglables en hauteur et en largeur. Écran LCD avec touches en relief et affichage de l'heure, de la température et du kilométrage. Frein à main. Moteur puissant (1 600 W) avec embrayage à deux points Chargeur de batterie 8 A, externe. 2 batteries AGM 75 Panier avant amovible. Rétroviseurs Deluxe gauche et droite

Art. 1640123

Public

CHF 7'083.80 TVA incl.





VELO ELECTRIQUE EASY RAIDER

Le tricycle Vanraam Easy Rider avec moteur pour adultes est manifestement différent des autres. Il est doté d'un cadre abaissé pour mieux l'enjamber, ainsi que d'une assise plus basse et stable. Le centre de gravité rabaissé, le siège équipé d'un dossier faisant face à votre guidon rassurent celui/celle qui est monté(e) dessus. La hauteur et l'inclinaison du siège sont réglables. Le mouvement de pédalage vers l'avant et l'amortisseur intégré au cadre vous assureront une tenue de route parfaite. La position de pédalage empêche à la charge de reposer sur votre dos, votre nuque, vos épaules et vos poignets. Pratiquement tout un chacun peut se servir de ce cycle sans s'y être habitué. Le tricycle Easy Rider peut être livré équipé d'options diverses et variées, comme un frein à main unique, un porte- déambulateur et des fixations pour les pieds.

Données techniques :

Vitesse : 25 km/h

Entrejambe (adaptable) : 69-95 cm

Hauteur d'embarquement : 38 cm

Poids : 43 kg

Longueur : 210 cm

Largeur : 75 cm

Dimensions des roues : 20"

Dimension des roues arrière : 20"

Freins à disque à l'arrière

Couleur standard : Océan vert / argent

Poids de l'utilisateur : 120 (renforcé à 150 et extra renforcé à 180) kg



L'autonomie de la batterie dépend de nombreux facteurs. Van Raam donne donc une estimation de la portée des batteries. Les facteurs les plus importants sont : la capacité de la batterie et du vélo. Outre le poids total, la force exercée par le cycliste, le mode d'assistance, l'état des pneus, l'état de la route et les conditions météorologiques sont autant de facteurs qui influent sur l'autonomie, qui ne peut être que de 15 kilomètres si elle est négative. Si tout cela est positif, cela peut être plus de 100 kilomètres.

Art. 384-3212 (avec moteur)

Public

CHF 8'431.20 TVA incl.





VELO ELECTRIQUE O'PAIR

L'O'Pair est un vélo électrique pour fauteuil roulant, qui vous permet de véhiculer une personne en chaise roulante. Un siège pour l'utilisateur/passager est monté à l'avant du vélo. Depuis l'arrière, le conducteur a une bonne vue d'ensemble sur la route et peut surveiller le passager. Dans la version séparable, la partie avant est facilement détachable de la partie vélo, pour qu'elle puisse être utilisée comme chaise roulante sur site. Les roues avant légèrement inclinées donnent au vélo un confort de conduite et une stabilité supplémentaires. Le siège réglable en profondeur de l'O'Pair peut être adapté à la taille corporelle du passager, tout comme l'angle réglable du soutien lombaire réglable et les supports latéraux extensibles. Avec le moteur électrique, l'utilisateur est soutenu lorsqu'il fait du vélo.

Données techniques :

Vitesse : 25 km/h
 Entrejambe (adaptable) : 80-95 cm
 Hauteur d'entrée (adaptable) : 52 cm
 Hauteur d'embarquement arrière : 45 cm
 Poids : 58 kg. Longueur : 214 cm
 Largeur : 76 cm. Dimensions des roues : 20"
 Dimension des roues arrière : 26"
 Freins à disque hydraulique devant
 Couleur standard (adaptable) : Bleu-gris mat
 Max. Poids de l'utilisateur chauffeur : 120 kg
 Max. Poids de l'utilisateur passager : 120 kg

Art. 383-0000 (moteur compris)

Public **CHF 10'619.30** TVA incl.



TRANSPORTEUR ELECTRIQUE DE FAUTEUILS ROULANTS VELO-PLUS



Le cycle de transport de fauteuil roulant VéloPlus a été conçu pour véhiculer à vélo des personnes, lesquelles peuvent rester assises dans leur propre chaise roulante. Nul besoin de transférer le passager de son fauteuil au cycle. Ce/cette co-équipier/équipière peut être poussé(e) sur sa chaise roulante en toute facilité jusqu'à la plateforme du cycle, sans avoir à être soulevé(e). La rampe inclinée facilite le transbordement du fauteuil sur le cycle pour fauteuil roulant et l'accrochage sécurisé grâce au dispositif de verrouillage du fauteuil roulant. Le positionnement assez bas de la chaise sur le cycle facilite la circulation et abaisse le centre de gravité. Les roues avant, dont l'écart est assez large et la direction améliorée, permettent de réduire le rayon de braquage, et de ce fait, renforcent la stabilité. Il est doté d'un moteur électrique pour une assistance au pédalage pendant la balade en vélo.

Données techniques :

Entrejambe (adaptable) : 80-95 cm
 Hauteur d'entrée (adaptable) : 52 cm
 Hauteur d'embarquement (adaptable) : 28 cm
 Poids du vélo : 64 kg. Dimensions des roues : 20"
 Dimension des roues arrière : 26"
 Max. Poids de l'utilisateur chauffeur : 110 kg
 Max. Poids de l'utilisateur passager incl. fauteuil roulant : 140 kg

Art. 384-0001 (moteur compris)

Public **CHF 10'498.85** TVA incl.





Chemin de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10
F +4121 887 02 11
info@meditec.ch
www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 11h30
14 h – 16h30

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

SURELEVATION WC CLIPPER II

En matière synthétique lisse, facile à nettoyer et pourvue d'une découpe à l'avant.
Se fixe sur la cuvette des WC au moyen de 4 pinces.
Elle se retire facilement pour permettre une utilisation normale des toilettes.
Charge max. 180 kg. Hauteur de 10 cm.

Art. 290001

Public

CHF 75.70

TVA incl.



SURELEVATION DE WC REHOSOFT

Avec une forme ergonomique pour un confort d'assise ultime.
Structure en mousse PU et facile à nettoyer.
Hauteur : 11,5 cm. Largeur hors tout: 37 cm. Profondeur hors tout: 41 cm
Poids de l'utilisateur max. 185 kg

Art. 430170

Public

CHF 86.50

TVA incl.



SURELEVATION DE WC + ABATTANT REHOSOFT

Surélévation de WC soft Contact Plus + abattant
hauteur : 11,5 cm, largeur hors tout: 37 cm
Profondeur hors tout: 41 cm
Avec une forme ergonomique pour un confort d'assise ultime.
Avec couvercle. Structure en mousse PU agréable et facile à nettoyer.
Poids de l'utilisateur max. 185 kg

Art. 430173

Public

CHF 91.90

TVA incl.



SURELEVATION DE WC HI LOO FIX II AVEC ACCOUDOIRS

Surélévation de WC HI-LOO Fix II, 6 cm ou 10 cm. Avec abattant et accoudoirs rabattables vers l'arrière pour faciliter le transfert et éviter la pose de barres d'appui murales.
S'adapte sur toutes les cuvettes de WC traditionnelles.
Charge Max: 150 kg, Garantie : 2 ans

Art. 8030 1316 (6cm)

Art. 8030 1317 (10cm)

Public

CHF 347.30

TVA incl.



SURELEVATION WC REGLABLE EN HAUTEUR TH-10 MANUELLE

Base métallique thermo laquée, se fixant dans la cuvette au moyen de 2 vis. Equipée d'une lunette avec abattant et d'accoudoirs pivotant vers l'arrière. Réglage manuel de la hauteur par palier à 5, 8, 11 ou 15 cm.
Poids 13,5 kg. Charge maximale par accoudoir: 80 kg.
Charge maximale sur l'unité: 120 kg.
Largeur hors tout: 58 cm. Installation comprise

Art. 350.110.110 (avec accoudoirs)

Public

CHF 1178.30

TVA incl.

Art. 350.110.112 (sans accoudoirs)

Public

CHF 778.30

TVA incl.



CHAISE DE TOILETTE SWIFT COMMODOE

Quatre pieds réglables en hauteur individuellement pour une assise de 42 à 57 cm.
Livrée avec un revêtement de siège et de dossier, ainsi qu'un seau avec couvercle.
Poids 5,4 kg. Charge max. 130 kg.

Art. 8170 2030

Public CHF 256.95 TVA incl.




CHAISE DE DOUCHE CLEAN

Châssis en acier thermolaqué et matière synthétique.
Accoudoirs amovibles et repose-pied coulissant vers l'intérieur.
2 roulettes à frein (1 à l'avant, 1 à l'arrière, en diagonale)
Disponible en blanc ou Lagoon Vert
Charge max. 125 kg

Art. 390045 Hauteur siège 49 cm
Art. 390046 Hauteur siège 55 cm

Public CHF 552.60 TVA incl.

Options disponibles :

Art. 390110	Support de seau	CHF 32.45
Art. 390113	Seau avec couvercle	CHF 81.30
Art. 8020 9260	Revêtement de siège souple	CHF 107.-
Art. 8020 9261	Revêtement de dossier souple	CHF 54.05




CHAISE DE DOUCHE CLEAN REGLABLE EN HAUTEUR

Hauteur de siège réglable de **47,5 cm à 60 cm**, couleur blanc
Accoudoirs amovibles, repose-pieds ajustable et rétractable
4 roulettes 125 mm à frein.

Art. 390098

Public CHF 944.50 TVA incl.

Options disponibles :

Art. 8020 9260	Revêtement de siège souple	CHF 107.-
Art. 8020 9261	Revêtement de dossier	CHF 54.05
Art. 390113	Seau avec couvercle	CHF 81.30
Art. 390110	Support de seau	CHF 32.45




CHAISE DE DOUCHE-TOILETTE INCLINABLE SWIFT MOBIL CONFORT-2

Réglable en hauteur avec réglage de l'angle d'inclinaison. Avec appui-tête,
Siège avec ouverture à l'arrière, hauteur réglable de 50-65cm
NOUVEAU: accoudoirs flexibles: réglable en hauteur 22/25/28 cm et réglables
en largeur 42/48/54cm. Repose-pieds ergonomique réglable de 34-46.5cm
Charge max. 160kg. Largeur totale 57/58/64cm. Longueur totale 104cm
(incl. repose-pieds). Largeur intérieur max. 42/48/54cm
Largeur du siège 50cm, profondeur du siège 46,5cm
Hauteur du dossier à partir du siège 50cm
Dossier en tissu réglable et relevable
Roues 125mm. Poids propre 20,4kg

Art. 8022 9410

Public CHF 2'068.65 TVA incl.




CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 250 XL PPG

Charge max. 175 kg.

Assise rembourrée avec mousse PUR, de **46-54** cm de large avec lunette découpée à l'avant.

Seau RCN avec couvercle ventouse.

Repose-pied amovible, dossier rembourré en mousse PUR.

Largeur de siège à choix : **46 à 54 cm**

Profondeur : 45 cm, hauteur de siège : 56,5 cm. Couleur : Bleu foncé

Art. SCC250 XL PPG

Public **CHF 2'334.95** TVA incl.



TABOURET DE DOUCHE SWIFT

Hauteur du siège réglable de 44 à 59 cm.

Pieds amovibles. Siège avec évidement pour la toilette intime.

Largeur totale 54 cm, profondeur du siège 40 cm,

profondeur hors tout 47 cm. Charge max. 130 kg.

Coloris à choix : Vert Lagoon, gris, blanc et bleu cristal

Art. 390078

Tabouret

Public **CHF 112.40** TVA incl.

Tabouret avec accoudoirs et dossier

Art. 390012 (blanc) / Art. 390018 (gris) / Art. 390011 (vert) / Art. 390125 (bleu cristal)

Public **CHF 172.40** TVA incl.




TABOURET DE DOUCHE EDGE

Tabouret de douche triangulaire gris clair

Réglable en hauteur de 42-57 cm. Largeur du siège: 45 cm. Charge max. 130 kg

Art. 390082

Public **CHF 94.40** TVA incl.




TABOURET DE DOUCHE SMART

Tabouret de douche rectangulaire

Réglable en hauteur de 42 – 57 cm

Dimensions du siège : 43 x 38 cm

Charge max. 150 kg

Art. 390162

Public **CHF 86.30** TVA incl.




SIEGE DE DOUCHE ETAC RELAX A MONTAGE MURAL

Siège de douche Etac Relax à montage mural.
Siège en matière synthétique relevable et pied en alu.
Largeur de l'assise 39 cm / Hauteur réglable de 45 à 55 cm
Profondeur siège déployé 45 cm. Profondeur siège relevé 8 cm.
Fixation au moyen de trois vis. Charge max. 150 kg, blanc.

Art. 8170 3030, sans accoudoir, sans dossier, **avec** pied


Public **CHF 350.25** TVA incl.

Art. 8170 3040, **avec** accoudoirs, sans dossier, **avec** pied

Public **CHF 461.70** TVA incl.

Art. 8170 3050, **avec** accoudoirs, **avec** dossier, **avec** pied

Public **CHF 475.65** TVA incl.



BARRE D'APPUI RABATTABLE EN ALUMINIUM CAVERE

Pour la Douche ou les WC. Revêtement anti-rayures peint par poudrage avec frein de sécurité et plaque interchangeable, charge max. 100 kg.
Couleur à choix: Blanc satiné, Argent métallisé, Anthracite métallisé, Noir carbone et Satin beige.
Longueur 600, 725, 850 ou 900 mm



Art. NW2.6026. **600mm**
Public **CHF 939.40** TVA incl.

Art. NW2.6027. **725mm**
Public **CHF 966.40** TVA incl.

Art. NW2.6028. **850mm**
Public **CHF 1010.75** TVA incl.

ACCOUDOIR DE TOILETTE ETAC REX



Relevable, coloris Blanc avec applications grises. Charge max. 135 kg (150 kg avec pied)

Art. 8170 5040 **85 cm sans pied de soutien**
Public **CHF 307.-** TVA incl.

Art. 8170 5050 **85 cm avec pied de soutien**
Public **CHF 456.65** TVA incl.



POIGNEE DE MAINTIEN EN ALUMINIUM CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage. Charge max. 100kg

Art. NW0.6003.	300mm	
Public	CHF 195.65	TVA incl.
Art. NW0.6004.	400mm	
Public	CHF 207.85	TVA incl.
Art. NW0.6006.	600mm	
Public	CHF 245.55	TVA incl.
Art. NW0.6008.	800mm	
Public	CHF 285.40	TVA incl.
Art. NW0.6010.	1000mm	
Public	CHF 325.40	TVA incl.

cavere®



POIGNEE DE MAINTIEN EN ALUMINIUM 400 x 400 MM CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. NW1.6044.		
Public	CHF 396.70	TVA incl.

cavere®



POIGNEE LATERALE DE MAINTIEN EN ALUMINIUM 135°

316 x 350 mm & 316 x 650 mm CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. NB1.6035.xxx.L	316 x 350mm (gauche)	
Public	CHF 441.-	TVA incl.

Art. NB1.6035.xxx.R	316 x 350mm (droite)	
Public	CHF 441.-	TVA incl.

Art. NB1.6036.xxx.L	316 x 650mm (gauche)	
Public	CHF 464.20	TVA incl.

Art. NB1.6036.xxx.R	316 x 650mm (droite)	
Public	CHF 464.20	TVA incl.

cavere®



BARRE D'APPUI D'ANGLE EN ALUMINIUM

750 x 450 mm & 750 x 750 mm CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. ND2.6001.xxx.L 750 x 450mm (gauche) / Art. ND2.6001.xxx.L 750 x 450mm (droite)

Public	CHF 505.90	TVA incl.
Art. ND2.6002.	750 x 750mm	
Public	CHF 667.-	TVA incl.

cavere®



PLANCHE DE BAIN AVEC POIGNEE

Un auxiliaire pratique pour prendre une douche ou se laver en toute sécurité. Se pose en travers de la baignoire et se fixe au moyen de 4 pieds de serrage. Porte-savon moulé et poignée amovible. Existe en 2 longueurs en fonction de la largeur de la baignoire. Charge max. 130 kg.

Art. 390035

Longueur 69 cm

Public

CHF 55.20

TVA incl.

Art. 390036

Longueur 74 cm

Public

CHF 55.20

TVA incl.



LIFT DE BAIN AQUATEC ORCA

Lift de bain électrique fonctionnant sur accu rechargeable logé dans la commande. Structure en matière synthétique et revêtements souples, amovibles et lavables en machine. Dossier inclinable sur 35°. Commande 12V sur fil. Chargeur 230/10,5V et batterie 12V. Charge max. 120 kg. Elévation de 6 à 42 cm. S'adapte à toutes les baignoires standard. Largeur du siège 39,5 cm. Largeur avec clapets latéraux déployés (en position supérieure) : 69 cm.

Art. 1573864

Public

CHF 918.85

TVA incl.

Art. 1573685

Version XL charge 170kg

Public

CHF 1'286.40

TVA incl.



DISQUE PIVOTANT DISK XL

Pour lift de bain. En matière synthétique

Art. 4.02.002

Public

CHF 124.30

TVA incl.



DISQUE PIVOTANT ET COULISSANT TRANS XL

Disque pivotant sur une base coulissante

Art. 4.03.002

Public

CHF 171. 90

TVA incl.





Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD
T +4121 887 02 10
F +4121 887 02 11
info@meditec.ch
www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 11h30
14 h – 16h30

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

 **HOMECARE**

LIT DE SOINS ELECTRIQUE TYPE DALI AVEC PANNEAUX ARMINIA III



Sommier 90 x 200 cm, en 4 parties.
Hauteur du niveau réglable **de 40 à 80 cm**.
Dossier et jambes réglables individuellement.
Jambes avec plicature au niveau des genoux.
Position décline. Livré avec potence.
Equippé de 4 roulettes à blocage individuel.
Pliant pour le transport.
Cadre en hêtre clair, plaqué et massif.
Commande avec fonction de verrouillage sélective.
Longueur hors tout 218 cm, largeur hors tout 102 cm.
Poids de l'utilisateur max. de 185kg.

Art. 300675

Public **CHF 2'270.-** TVA incl.



Disponible à la location: 90x200

Prix mensuel CHF 90.- TVA incl.
Frais de livraison aller/retour CHF 270.- TVA incl.

LIT DE SOINS ELECTRIQUE TYPE DALI-LOW AVEC PANNEAUX ARMINIA III



Sommier 90 x 200 cm, en 4 parties.
Hauteur du niveau réglable **de 23 à 63 cm**.
Lit surbaissé pour la prévention des chutes
Châssis métallique séparable avec 4 roues à blocage individuel, sommier à lattes en bois divisé en 4 parties. Réglages électriques de la tête, des pieds avec plicature au niveau des genoux.
Fonction décline (inclinaison du sommier vers les pieds). Panneaux de tête et pied de lit en hêtre naturel, barrières en bois coulissantes
Livré avec potence en angle
Charge max.(avec matelas): 175 kg
Longueur hors tout 225 cm, largeur hors tout 102 cm.
Garantie: 2 ans

Art. 300650+282159

Public **CHF 2'270.-** TVA incl.



LIT DE SOINS MEDICALISE SURBAISSE REGIA



Grâce à sa grande plage de réglage de la hauteur de 26 à 80 cm, le lit surbaissé Regia protège les utilisateurs contre les blessures dues aux chutes tout en permettant aux personnes soignantes de travailler sans s'abîmer le dos. Lors du réglage, le lit effectue un arrêt temporaire à 38 cm, une hauteur idéale pour monter et descendre du lit. Le système de protection à barreaux discontinus télescopiques se déploie sur 2 niveaux et s'adapte aux besoins de protection individuels des résidents. À l'aide du système breveté Easy-Switch, les éléments du système de protection, les caches latéraux et les panneaux s'installent et se retirent sans outils.



Données techniques :

- Sommier de 90 x 200 cm, en 4 parties à latte robuste en métal
- Réglages électrique du niveau de 26 à 80 cm.
- Tête et pied de lit plaqué hêtre et barrière télescopique
- Télécommande avec fonction de verrouillage. 4 roues à freins.
- Grand choix de décors et de formes de panneaux pour un aménagement personnalisé.
- Adaptation possible à la situation d'habitation et aux soins requis grâce aux nombreux accessoires

Art. 287900

90 x 200 cm

Public

CHF 4'107.80 TVA incl.

Options sur demande avec supplément (h.t.):

Demi-barrières	CHF 850.-
Potence	CHF 149.-
Lumière de veille sous le lit	CHF 86.-
Lumière de lecture SOLA	CHF 368.-



LIT DE SOINS MEDICALISE SURBAISSE REGIA DUO PARTNER 2X 90X200



Le Regia partner allie le confort ainsi que les avantages qu'offre un lit individuel en termes de soins aux fonctions de sécurité spécifiquement adaptées aux couples. Il est possible de séparer et d'assembler de nouveau les deux moitiés du lit en toute facilité lorsqu'il est nécessaire de procéder à des soins au lit ou lorsque les partenaires souhaitent dormir dans des chambres séparées pendant un certain temps. Il offre un confort individuel à ses deux utilisateurs, il les protège et soulage le personnel soignant. Il est possible de régler individuellement le relèvement-buste et le relèvement-jambes des deux sommiers permettant par exemple à un partenaire de poursuivre sa lecture tandis que l'autre dort déjà. Chaque moitié de lit dispose pour cela d'une propre télécommande. Le corps de lit par contre se déplace de manière synchronisée pour le réglage de la hauteur de 26 à 80 cm et le pivotement en position de proclive. Cela permet d'éviter tout espace libre entre les sommiers pouvant créer des zones de coincement pour les occupants. Les systèmes de protection à barreaux discontinus disponibles en option peuvent être rajoutés à tout moment et garantissent une sécurité taillée sur mesure.



- 2x sommiers de 90 x 200cm
- Dimensions extérieures en cm: 196x200
- Hauteur du sommier: de 26 à 80cm
- Blocage des roulettes central

Art. 266800

2x 90 x 200 cm

Public

CHF 8'885.80 TVA incl.


LIT DE SOINS MEDICALISE XXL DIVISYS 2.0 (120 ou 140 cm)

Relève buste électrique. Relève jambes électrique avec plicature.
Cadre du sommier divisible. Plan de couchage à lattes métalliques soudées 4 roues diam. 100 mm freinage indépendant, sans jupe bois.
Amplitude de 34 à 74 cm. Télécommande à fil.

Motorisation LINAK.

Un jeu de panneaux de lit à choix :

AUZENCE (Barrières Epoxy)

CARMEN II (Barrières bois)

& MEDIDOM (sans barrière)

Une potence d'angle époxy

Poids utilisateur max. 270 kg.

Art. IXL1L11120-CH 120 cm dès

Public CHF 4'972.60 TVA incl.

Art. IXL2L11140E-CH 140 cm dès

Public CHF 5'134.75 TVA incl.

Nombreuses variantes et coloris de boiseries possibles.




LIT DE SOINS MEDICALISE DUO DIVISYS (160 cm)

Lit pour les couples jusqu'à 270 kg. Sommier divisible à lattes 2x80 cm.

2 et 3 fonctions électriques. Relève buste électrique.

Relève jambes électrique avec plicature. Cadre du sommier divisible.

Plan de couchage à lattes métalliques soudées 4 roues diam.

100 mm freinage indépendant, sans jupe bois.

Amplitude de 34 à 74 cm

Télécommande à fil. Motorisation LINAK.

Un jeu de panneaux de lit à choix :

ABELIA (Barrières Epoxy) / CARMEN II (Barrières bois)

& MEDIDOM (sans barrière)

Une potence d'angle époxy



Art. IDO1L28160-CH0 160 cm dès

Public CHF 5'296.90 TVA incl.

Nombreuses variantes et coloris de boiseries possibles

LIT DE SOINS MEDICALISE A ENCASTRER LIPPE

Sommier en quatre parties, dont le niveau, le dossier et les jambes sont réglables électriquement avec système à 24 volts. Châssis et sommier métalliques thermolaqués beige.

Au niveau de la tête, le cadre est équipé de chaque côté d'un tube pour y recevoir une potence.

Base équipée de quatre pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Dimensions 113 x 69 cm.

Sommier réglable de 90 à 100 cm de largeur au moyen des retenues de matelas.

Niveau réglable de 29 cm (sans matelas) à 74 cm.

Charge max. 200 kg.



Disponible dans les dimensions de sommier suivantes:

Art. 30.9456.6	80 x 190 cm		
Art. 178629	80 x 200 cm		
Art. 30.9456.2	90 x 190 cm		
Art. 30.9456.1	90 x 200 cm		
Art. 30.9456.4	100 x 190 cm		
Art. 30.9456.3	100 x 200 cm	Public	CHF 2'118.75 TVA incl.
Art. 30.9956.12	120 x 200 cm	Public	CHF 3'988.90 TVA incl.
Art. 30.9956.14	140 x 200 cm	Public	CHF 4'302.40 TVA incl.

Options disponibles :

Art. 146602	Potence fixé en angle	Public	CHF 183.80 TVA incl.
Art. 30.9159.4	Rehausseurs de pieds / 4pcs	Public	CHF 129.70 TVA incl.
Art. 175402	Barre de redressement	Public	CHF 135.10 TVA incl.



CADRE DE LIT WOOD-LINE PREMIUM 18

Cadre avec bord supérieur légèrement arrondi donnant un aspect chaleureux et douillet au lit.

Largeurs: 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm. Longueurs: 190, 200, 210, 220 cm

Hauteur du cadre de lit/hauteur encastrable: 18 cm. Epaisseur du cadre de lit: 3 cm

Matériel: hêtre massif, hêtre cœur rouge massif, frêne cœur noir massif

Art. 5101.212

90x200 cm *Public* **CHF 616.20** TVA incl.

Art. 5101.213

100x200 cm *Public* **CHF 634.55** TVA incl.

Art. 5101.214

120x200 cm *Public* **CHF 633.45** TVA incl.

Art. 5101.217

180x200 cm *Public* **CHF 861.55** TVA incl.



CADRE DE LIT WOOD-LINE CLASSIC 16

Cadre disponible en hêtre, cœur de hêtre ainsi qu'en cœur de frêne et permet de multiples combinaisons.

Largeurs: 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm. Longueurs: 190, 200, 210, 220 cm

Hauteur du cadre de lit/hauteur encastrable: 16 cm. Epaisseur du cadre de lit: 3 cm

Matériel: hêtre massif, hêtre cœur rouge massif, frêne cœur noir massif

Art. 5100.212

90x200 cm *Public* **CHF 502.65** TVA incl.

Art. 5100.213

100x200 cm *Public* **CHF 513.50** TVA incl.

Art. 5100.214

120x200 cm *Public* **CHF 536.20** TVA incl.

Art. 5100.217

180x200 cm *Public* **CHF 758.85** TVA incl.



MATELAS OBA ECOTOP



La mousse de hauteur valeur combinée avec profilage ingénieux à la surface garantit une parfaite adaptation du corps ainsi qu'une excellente circulation de l'air et de l'humidité. Vu son rapport qualité/prix particulièrement intéressant, l'ECOTOP est la solution idéale pour un budget serré - sans devoir renoncer à la qualité Suisse.

L'ECOTOP dispose d'un recouvrement en coton éponge de haute valeur et doux avec 4 poignées.

Celui-ci est piqué avec des fibres synthétiques, démontables et lavables à 60°.

Degré de fermeté : Moyen. Hauteur : 12 cm

Housse : Coton éponge

Art. ECOTOP80

80 x 200 cm

Public **CHF 549.15** TVA incl.

Art. ECOTOP90

90 x 200 cm

Public **CHF 549.15** TVA incl.

Art. ECOTOP120

120 x 200 cm

Public **CHF 735.10** TVA incl.

Art. ECOTOP140

140 x 200 cm

Public **CHF 857.25** TVA incl.

Art. ECOTOP160

160 x 200 cm

Public **CHF 980.45** TVA incl.



MATELAS OBA CLEAN DREAM



Le noyau du CLEAN DREAM se distingue par son système d'aération remarquable.

Grâce à la nouvelle technologie EvoPore, le noyau du matelas CLEAN DREAM n'a plus besoin d'être tourné.

Plaque de fond : rembourrage avec fibres 100 g/m2

Bordure latérale : piquage avec 50 g/m2 de fibres tous les 5 mm.

Grâce au système de fermeture éclair double OBAZIP, le Clean-Top utilisable en Option, est très simple à enlever et lavable à 60°.

Degré de fermeté :	Moyen
Hauteur	18 cm
Housse :	CLEAN DREAM Wool Wash, piqué avec fibres de laine, lavable à 40°

80 x 200 cm

Public CHF 1'383.70 TVA incl.

90 x 200 cm

Public CHF 1'383.70 TVA incl.

120 x 200 cm

Public CHF 1'842.- TVA incl.

140 x 200 cm

Public CHF 2'149.- TVA incl.

160 x 200 cm

Public CHF 2'457.10 TVA incl.

180 x 200 cm

Public CHF 2'764.10 TVA incl.



Options disponibles :

Protection hygiénique CLEAN-TOP, imperméable/anti-fuite, protège le matelas et la housse de toute salissure, démontable très facilement grâce au système de fermeture éclair double OBAZIP.

(71+ polyester, 28% viscose, 1% polyamide dissimulé)

Lavable en machine à 60°

Art. 10000/80-90

80 x 200 & 90 x 200 cm

Public CHF 187.- TVA incl.

Art. 10000/120

120 x 200 cm

Public CHF 270.25 TVA incl.

Art. 10000/140

140 x 200 cm

Public CHF 315.65 TVA incl.

Art. 10000/160

160 x 200 cm

Public CHF 359.95 TVA incl.

Art. 10000/180

180 x 200 cm

Public CHF 405.40 TVA incl.



MATELAS ASKLE ALOVA TRIPORTANCE MONOBLOC

Matelas multiportance monobloc ALOVA avec décharge talonnière intégrée, constitué d'une mousse moulée viscoélastique 85 kg/m³ d'épaisseur 6 cm sur une base en mousse moulée haute résilience 38 kg/m³ d'épaisseur 8 cm. Portance medium partie tête, ferme partie centrale, souple partie pied. Dimensions : 198 x 88 x 14 cm. Protection intégrale polyuréthane sérigraphiée, bi-élastique, respirante et très résistante.

Fermeture à glissière sur 3 côtés.

Housse lavable en machine à 90°. Charge max: 130 kg

Alova 90 x 200 cm / Charge max. 130 kg

Art. VMA63RC-HIPH

Public **CHF 486.45** TVA incl.



Alova XXL 120 x 200 cm / Charge max. 270 kg

Art. VMA120BAR

Public **CHF 810.75** TVA incl.



Alova XXL 140 x 200 cm / Charge max. 270 kg

Art. VMA140BAR

Public **CHF 951.30** TVA incl.

Disponible à la location : **90x200** **Prix mensuel** **CHF 60.-** TVA incl.
Frais de livraison aller/retour **CHF 90.-** TVA incl.

MATELAS A AIR AXTAIR ONE PLUS



Complet, avec matelas, housse intégrale en Promust CIC et compresseur.

Matelas composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et d'un support en mousse de plus de 5 cm. Vanne CPR d'urgence.

Système de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction du morphotype patient. 1 mode de fonctionnement: Dynamique

Réglages confort: réglage personnalisé du niveau de gonflage et gestion de la position assise

Alarmes visuelle et sonore. Garantie : 2 ans

Convient pour des personnes de 30 à 165 kg.

Art. VKONEP-090G3G-CH

Public **CHF 1'236.65** TVA incl.



Disponible à la location : **Prix mensuel** **CHF 110.-** TVA incl.
Frais de livraison aller/retour **CHF 240.-** TVA incl.

MATELAS A AIR AUTOMORPHO PLUS CIC



Prévention et traitement d'escarres multiples :

- **Performance** : système de calcul automatique de la pression de gonflage adapté à la personne soignée.
- **Sécurité** : alarmes visuelles et sonores, verrouillage automatique du clavier, gonflage rapide du matelas
- **Efficacité** : principe actif cliniquement éprouvé dans l'aide au traitement des escarres de stade 1 à 4
- **Ergonomie** : convient pour des personnes de **30 kg à 180 kg**
- **4 décharges talonnières de série**
- **Gestion de la position assise**
- **Réglage confort personnalisé**
- **Housse CIC dotée d'un traitement antibactérien aux ions d'argent, lavable à 90°**

3 modes de gonflage disponibles :

- **Mode alterné** : alternance d'une cellule sur deux (à l'exception des 2 cellules à la tête). Temps de cycle complet 9 à 14 minutes.
- **Mode statique** : mode statique basse pression, gonfle toutes les cellules du matelas à une pression constante au niveau de pression interne le plus faible et favorise l'immersion du patient dans le support pour augmenter la surface en appui et réduire ainsi les pressions moyennes d'interface.
- **Mode soin** : rend ferme la surface du matelas afin de faciliter les manipulations du patient lors des soins ou des levées. Retour automatique au mode antérieur après 30 minutes.

Art. VKAUTOP-090G3G-CH

Public **CHF 2'324.15** TVA incl.



Disponible à la location:

Prix mensuel

CHF 170.- TVA incl.

Frais de livraison aller/retour

CHF 240.- TVA incl.

MATELAS A AIR AXTAIR XXL- BARIATRIQUE



Matelas composé de 21 cellules de 20 cm de hauteur d'air thérapeutique et de 2 bordures stabilisatrices pour aider au transfert. 2 largeurs disponibles : 120 cm ou 140 cm
Mode transport avec une autonomie de 8 heures.
Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction du morphotype patient.

3 modes de fonctionnement :

Dynamique, statique basse pression et soins
Réglage confort disponible quel que soit le mode utilisé et la position du patient.
Alarmes visuelles et sonores et vanne CPR d'urgence.
Convient pour des personnes de 100 kg à 270 kg.



Art. VKXXL-120A2A-CH 120 cm

Public **CHF 4'864.50** TVA incl.

Art. VKXXL-140A2A-CH 140 cm

Public **CHF 5'350.95** TVA incl.

FAUTEUIL RELAX/RELEVEUR CHAUFFANT TROIS MOTEURS CORTINA

Fauteuil relax avec chauffage intégré pour l'assise et la région lombaire. Deux moteurs actionnent le dossier et le repose-pied, tandis qu'un autre moteur fournit un support pour s'asseoir et se lever facilement. La télécommande est facile à lire grâce à ses grandes touches à code couleur. Différents réglages possibles au niveau du dossier et du repose-pied, réglables individuellement. Repose-tête du fauteuil réglable à la main. Possibilité de pivoter le fauteuil à 180°. Fonction "légèreté" qui contribue à prévenir la formation d'escarres. Avec poches latérales et deux ports USB du côté gauche permettant de charger le portable ou de brancher une lampe.

Largeur du siège : 52 cm. Hauteur de l'assise : 50 cm

Profondeur de l'assise : 49,5 cm. Hauteur du dossier : 80 cm

Hauteur du fauteuil : 122 cm. Largeur du fauteuil : 80 cm

Charge maximale : 150 kg.

Coloris disponibles : Graphite (micro velours), noir ou titan (similicuir)

Art. 8861H

Public

CHF 3'339.-

TVA incl.




FAUTEUIL RELAX/RELEVEUR MODENA DUET

Le fauteuil Modena assure un appui solide pour se lever et s'asseoir. Fauteuil moderne, sûr et confortable.

Il est disponible en microfibres de couleur sahara, en velours mélangé de couleur graphite, en combinaison microfibre/simili cuir de couleur duo sable et duo titane, et en simili cuir de couleur bleu ardoise et noir.

- Un oreiller tour de cou confortable est inclus en standard.
- Une télécommande à grands boutons facilite son utilisation.
- Système de protection enfant inclus.
- La télécommande peut être montée à gauche ou à droite du fauteuil.
- Un coussin lombaire pour plus de confort est disponible à l'achat séparément.
- Des housses pour les accoudoirs sont disponibles sous forme d'accessoires à acquérir séparément.
- L'assise ergonomique des fauteuils TOPRO assure un support confortable et sûr du dos et des jambes.
- Les deux roues arrière facilitent le déplacement du fauteuil en cas de besoin.
- Le fauteuil est doté d'un moteur qui permet de passer en toute sécurité de la position assise à la position inclinée.




Art. 8452C

Public

CHF 1'610.70

TVA incl.



THERA-GLIDE FAUTEUIL BALANCOIRE EN BOIS

La Thera-Glide est une chaise berçante spéciale à mouvements horizontaux". Lors d'essais cliniques, il a été démontré que le doux mouvement de bascule d'une chaise berçante produit des endorphines, une substance chimique connue pour améliorer l'humeur et réduire la douleur. Il possède un mécanisme de sécurité unique avec un arrêt automatique lorsque l'utilisateur quitte le dossier du fauteuil. De cette façon, vous pouvez vous lever en toute sécurité. La chaise commence à bouger en exerçant une pression sur le sol avec les jambes. Cela donne une stimulation de vos propres muscles et articulations. Le mouvement de balancement linéaire affecte l'organe de l'équilibre, ce qui a un effet calmant sur le traitement du stimulus. L'effet d'orientation peut être sécurisé par des tiers à l'arrière de la chaise. Le Thera-Glide fournit un confort d'assise très agréable grâce aux coussins préformés et aux accoudoirs rembourrés. Des supports supplémentaires sur les parties du sol sont fixés sur le côté pour empêcher le siège de s'incliner autant que possible.

La profondeur du siège, la hauteur du siège et le dossier sont réglables.

La chaise a un cadre en acier, avec la possibilité d'une finition en bois, ce qui lui donne une sensation chaleureuse.

Il y a différents types de bois à choisir.

Les coussins sont disponibles en différentes couleurs.

Art. TG-W2011-8811

Public

CHF 3'026.80

TVA incl.



carecomfort
a for care

TABLE DE MALADE TRIGONORM

Châssis aluminium noir sur trois roulettes dont 2 à frein.
Plateau en résine synthétique imitation bois, 77 x 43 cm.
Réglable en hauteur de 60 à 95 cm et basculant.
Charge max: 20 kg.

Art. S-1111

Public

CHF 308.10

TVA incl.



TRIGC

TABLE DE MALADE EVILENCE

Hauteur variable assistée par vérin à gaz (760 à 1150 mm).
2 plateaux, épaisseur 19mm. Coloris standard du mélaminé Hêtre clair.
Plusieurs coloris de boiserie à choix.
> 1 fixe (290 x 460 mm) avec galerie époxy 3 côtés
> 1 inclinable (640 x 460 mm) par crémaillère
Réglette de lecture sur grand plateau.
Piètement en forme de C, coloris époxy RAL 9002 texturé, équipé de 4 roulettes.

Art. T380049

Public **CHF 359.45** TVA incl.




TAPIS D'ALARME CAREMAT SANS FIL ET POIGNEE POUR LE DOMICILE

Tapis sensible CAREMAT jaune.
Structure antidérapante aux bords en biseau avec poignées intégrées.
Livré avec récepteur sans fil ELDAT RCP09 « avertisseur » 220V pour émettre une alarme visuelle et sonore lorsque la personne marche sur le tapis.
Portée entre le récepteur et le tapis env. 200 mètres.
Résistant aux produits de nettoyage et aux lotions corporelles.

Art. 303416 1100 x 700 mm

Public **CHF 1'044.25** TVA incl.




Disponible à la location : **Prix mensuel** CHF 70.- TVA incl.
Frais de livraison aller/retour CHF 90.- TVA incl.

POTENCE SUR PIEDS

Potence sur piètement en U et montant Epoxy gris.
Avec sangle et poignée en polyamide gris clair

Art. Y030033

Public **CHF 331.20** TVA incl.

Disponible à la location : **Prix mensuel** CHF 70.- TVA incl.
Frais de livraison aller/retour CHF 90.- TVA incl.



POIGNEE DE LIT FRIDA

Poignée de lit qui peut être utilisé sans fixations supplémentaires. Poignée en caoutchouc mousse confortable. Réglable en hauteur. Larg. 51 cm, longueur 88 cm, hauteur de la poignée 42 à 53 cm. Poids max 100 kg.

Art. 468000

Public **CHF 115.45** TVA incl.



COUSSIN BOOMERANG EN PU AVEC HOUSSE 190CM

Le coussin de positionnement boomerang est le support idéal pour toute personne nécessitant un maintien ergonomique confortable en position assise ou couchée dans le lit. Coussin bi-élastique, 190cm, lavable par épongeage. Remplissage en billes de polystyrène et mousse visco élastique à mémoire. Avec housse en Jersey incluse

Art. P600AB+S600A

Public **CHF 246.45** TVA incl



COUSSIN DE CONFORT POUR FAUTEUIL AVEC TUBE

Ce coussin de confort a été réalisé pour des résidents qui ont un mauvais positionnement dans le fauteuil. Le coussin soutient la nuque et le dessus du corps contre l'affaissement latérale. Le coussin est composé d'une enveloppe réalisée en enduction polyuréthane bi élastique, lavable par épongeage et disposant d'un traitement antibactérien. L'intérieur est garni de microbilles de polystyrène qui épousent toutes les anatomies. Une housse amovible est incluse.

Art. P620+S620

Public **CHF 372.95** TVA incl.



COUSSIN POUR LE COU EN PU BI-ELASTIQUE

Ce coussin pour soutenir la nuque est fabriqué avec une enveloppe enduite de polyuréthane, bi-élastique, lavable par épongeage. Le remplissage est fait de microbilles de polystyrène. Une housse amovible, munie d'une fermeture à glissière est incluse.

Art. P640B+S640B

Public **CHF 165.40** TVA incl.



COUSSIN RECTANGULAIRE EN PU, 35X25 CM AVEC HOUSSE

Ce coussin de positionnement est utilisé pour différents objectifs: en tant que coussin d'abduction ou en tant que coussin pour soutenir par exemple le bras. Le coussin est composé d'une enveloppe enduite de polyuréthane, lavable par épongeage. L'intérieur est garni de mousse visco élastique à mémoire et de microbilles de polystyrène qui épousent toutes les anatomies. Une housse amovible est incluse.

Art. P685B+S685

Public **CHF 140.55** TVA incl.



COUSSIN RECTANGULAIRE EN PU, 60X30 CM AVEC HOUSSE

Ce coussin de positionnement rectangulaire 30x60 cm est utilisé pour différents objectifs: en tant que coussin d'abduction ou en tant que coussin pour soutenir par exemple le bras. Le coussin est composé d'une enveloppe réalisée en enduction polyuréthane, lavable par épongeage. L'intérieur est garni de microbilles de polystyrène qui épousent toutes les anatomies et de mousse visco élastique à mémoire. Avec housse incluse.

Art. P680B+S680

Public **CHF 157.80** TVA incl.



COUSSIN RECTANGULAIRE EN PU, 90X70 CM AVEC HOUSSE

Le coussin de positionnement 70x90 cm soutien le creux des genoux. La vertèbre dorsale inférieure est soulagée et les muscles se détendent. Le coussin est composé d'une enveloppe enduite de polyuréthane, lavable par épongeage. Le garnissage est réalisé en microbilles de polystyrène et mousse visco élastique à mémoire. Une housse amovible est incluse.

Art. P603B + S603

Public **CHF 352.40** TVA incl.



COUSSIN RELEVÉ-TALONS 80X60 CM AVEC TUBE CENTRALE

Coussin avec housse et tube centrale qui peut être accroché verticalement sur le coussin principal. Le tube central est un obstacle entre les jambes qui évite que les talons se frottent ou que les pieds viennent l'un sur l'autre. L'intérieur est garni de microbilles de polystyrène et de mousse visco élastique qui épousent toutes les anatomies.

Une housse amovible est incluse

Art. P615B + S615

Public **CHF 486.45** TVA incl.



carecomfort
a for care

COUSSIN RELEVÉ-TALONS EN PU, 80X60 CM AVEC HOUSSE

Ce coussin de positionnement a été développé pour prévenir les escarres au talon par soutien de la partie inférieure de la jambe.

Ce coussin évite que le genou soit élevé. Le coussin est composé d'une enveloppe enduite de polyuréthane, bi-élastique, lavable par épongeage, disposant d'un traitement antibactérien.

L'intérieur est garni de microbilles de polystyrène qui épousent toutes les anatomies.

Une housse amovible est incluse.

Art. 610B + S610

Public **CHF 419.40** TVA incl.



carecomfort
a for care

COUSSIN ZIGZAG EN PU, 190 CM AVEC HOUSSE

Le coussin de positionnement Zigzag a été développé pour des personnes, nécessitant un positionnement couché sur le côté.

Le coussin est mis derrière le dos, entre les genoux et les pieds.

Le coussin est composé d'une enveloppe enduite de polyuréthane bi-élastique, lavable par épongeage, disposant d'un traitement antibactérien. L'intérieur est garni de microbilles de polystyrène qui épousent toutes les anatomies.

Une housse amovible, munie d'une fermeture à glissière, est incluse.

Art. 601A+ S601

Public **CHF 263.75** TVA incl.



carecomfort
a for care



COUSSIN RECTANGULAIRE EN PU, 90X40 CM AVEC HOUSSE

Ce coussin de positionnement est utilisé pour différents objectifs: en tant que coussin d'abduction ou en combinaison avec le coussin P602 en tant que coussin entre les jambes. Le coussin est composé d'une enveloppe enduite de polyuréthane, lavable par épongeage. Le garnissage est réalisé en mousse et avec des microbilles de polystyrène. Une housse amovible est incluse

Art. P606B+S606

Public **CHF 227.-** TVA incl.



DECHARGE TALONNIERE STABILISATRICE ASKLE ALOVA

Décharge talonnière simple, stabilisatrice, en mousse visco-élastique et housse CIC. La jambe repose de manière homogène sur les masses musculaires du mollet réduisant l'appui au niveau du tendon d'achille et des malléoles

Art. VDT45A/CIC

Public **CHF 115.45** TVA incl.



ATTELLE RELEVEUR DE PIED ASKLE ALOVA

La jambe repose de manière homogène sur les masses musculaires du mollet réduisant l'appui au niveau du tendon d'Achille et des malléoles. Avec maintien du pied

Art. VTAC450/CIC/ Long. 45 cm

Public **CHF 180.-** TVA incl.



DECHARGE TALONNIERE FOND DE LIT ASKLE ALOVA

La jambe repose de manière homogène sur les masses musculaires du mollet réduisant l'appui au niveau du tendon d'Achille et des malléoles. Long. 43 cm x Larg. 73 cm

Art. VTLAXL/HIPH

Public **CHF 217.40** TVA incl.





Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 11h30
14 h – 16h30

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

 **HEMOCARE**

SOULEVE-PERSONNE WINN'MOTION 175

Pratique Léger et compact, démontable et facilement transportable.
Maniable grâce aux roues double galet. Rotation du fléau 360°.
Fléau rembourré pour protéger des chocs éventuels.
Attaches de la sangle, dotée du système anti-retour.
Poignées de poussée recouvertes d'une mousse de préhension confortable.
Arrêt d'urgence, arrêt sur obstacle. Commande de descente d'urgence.
Indicateur de charge des batteries, ramassage au sol intégral.
Ecartement des pieds par pédale. Capacité de levage: 175 kg. Poids : 36 kg.

Art. L0900

Public **CHF 2'053.90** TVA incl.

Disponible à la location: *Prix mensuel* **CHF 150.-** TVA incl.
Frais de livraison aller/retour **CHF 90.-** TVA incl.



SOULEVE-PERSONNE SOLAR 185

Le dispositif Solar 185 est un lève-personne mobile permettant de transférer une personne et conçu pour être utilisé dans les maisons de retraite médicalisées, les hôpitaux et les cliniques. Le dispositif Solar permet de transférer une personne d'un lit à un fauteuil roulant, d'un fauteuil roulant à un autre ou sur les WC.

Ecartement des pieds : Electriques

Largeur interne minimum : 550 mm
Largeur interne maximum : 920 mm
Charge max d'utilisation : 185 kg
Nombre de montée avec une charge : 40-60 avec 80 kg
Hauteur maxi du cintre : 1970 mm
Hauteur minimum du cintre : 636 mm
Poids total avec batterie : 50 kg

Art. 010-01403

Public **CHF 4'256.45** TVA incl.



VERTICALISATEUR STELLAR 170

Stellar est la nouvelle aide du dernier cri d'Ergolet.
Nos crochets uniques et brevetés de bride donnent un attachement sûr et simple de bride. L'appui capitonné de genou est taille et angle réglable pour un ajustement parfait. Ecartement électrique des pieds, supports des genoux ajustables en hauteur et en angle.
Stop d'urgence. Charge max. 170 kg. Poids: 54 kg
Autonomie batterie : 60 à 80 levées
Batterie et chargeur intégré à l'appareil

Art. 011-01701

Public **CHF 3'802.40** TVA incl.

Disponible à la location: *Prix mensuel* **CHF 260.-** TVA incl.
Frais de livraison aller/retour **CHF 90.-** TVA incl.



LIFT AU PLAFOND LUNA

Ultra moderne, le **lève-personne sur rail LUNA** permet de lever et transférer les personnes sans le moindre effort et en toute sécurité. Le patient à transférer est positionné dans un harnais accroché au module de levage qui circule dans un réseau de rails fixés au plafond.

Le **lève-personne sur rail LUNA** est un système sur-mesure pour répondre à tous vos besoins et qui s'installe dans tous types de locaux quelles que soient les contraintes architecturales.



Fixation rail au plafond

Les rails fixés au plafond permettent toutes les configurations possibles : rail droit, rail en H, rail en courbe, aiguillage.



Fixation rail mural

Deux configurations de rails peuvent être installées sur les murs : Rail droit sur fixation murale : monté sur platine murale Rail en H qui permet de couvrir toute la superficie de la pièce.

Ultra léger et toujours à disposition, le LUNA permet de réaliser tous les **transferts de personne** possibles. Il s'intègre dans son environnement et se rend invisible.

Le lève-personne LUNA est composé d'un **moteur de levage** qui circule dans un rail fixé au plafond ou contre un mur.

Ultra léger, compact et design, ce **moteur de levage** permet de soulever jusqu'à 275kg, 400 kg en double motorisation.


Le module de levage circule sur un rail en position fixe et nomade :

Position fixe : le Luna se déplace dans un système de rails, pour une utilisation prolongée. Il reste cependant déplaçable par le personnel technique qui pourra le décrocher facilement sans outil.

Position nomade : le Luna accompagne le personnel soignant de chambre en chambre. Il est suspendu par la sangle. Son bras d'extension fourni avec le module, permet de l'accrocher et le décrocher sans aucun effort.

Dès **CHF 3'800.-**


TVA incl.



SANGLE ERGOLET TRANSFERT TOILETTE POUR SOULEVE-PERSONNE

Art. 009-09544 Taille S
Art. 009-09545 Taille M
Art. 009-09546 Taille L
Art. 009-09547 Taille XL

Public **CHF 309.85** TVA incl.



SANGLE ERGOLET TRANSFERT LOW BACK POUR SOULEVE-PERSONNE

Art. 009-09634 Taille S
Art. 009-09635 Taille M
Art. 009-09636 Taille L
Art. 009-09637 Taille XL

Public **CHF 315.55** TVA incl.



SANGLE ERGOLET TRANSFERT UNIVERSELLE POUR SOULEVE-PERSONNE

Art. 009-09804 Taille S
Art. 009-09805 Taille M
Art. 009-09806 Taille L
Art. 009-09807 Taille XL

Public **CHF 286.-** TVA incl.



SANGLE ERGOLET STANDING CONFORT POUR VERTICALISATEUR

Art. 009-09594 Taille S
Art. 009-09595 Taille M
Art. 009-09596 Taille L
Art. 009-09597 Taille XL

Public **CHF 238.35** TVA incl.



LE TURNER PRO

Appareil de verticalisation et transfert Turner Pro
Rend le patient actif lors du transfert d'une position assise à une autre.
Il sécurise la personne transférée et soulage le dos du personnel soignant.
Poignée orange pour une plus grande visibilité.
Hauteur réglable du support de la poignée: 80 à 120cm
Hauteur réglable du support genou: 33 à 55cm
Poids maximum supporté: 200kg. Facile à pivoter, compact et léger
Support de genou facile à ajuster en hauteur. Base en aluminium avec anti-dérapant
Roule facilement sur les tapis. Poids: 7,5 kg. Matériau: acier laqué époxy
Diamètre du plateau: 40 cm. Diamètre hors tout: 45 cm

Art. 390345

Public **CHF 544.80** TVA incl.



PLAQUE TOURNANTE 6895

Solide et léger, ce disque tournant sur 360° facilitera les transferts en station debout
Rotation sans résistance. Surface de diamètre de 32,5 cm. Comporte une poignée
pour une prise en main aisée. Matière : Polypropylène sur structure en ABS
Poids : 1,5 kg Poids maximal supporté : 110 kg

Art. N1-2311

Public **CHF 194.60** TVA incl.



DISQUE PIVOTANT SOUPLE POUR LA VOITURE

Un coussin double, une face tissu, envers anti-dérapant pour pivoter sur le siège
de la voiture ou sur n'importe quel autre siège, afin de faciliter le redressement.

Art. 46-035

Public **CHF 106.60** TVA incl.



PLANCHE DE TRANSFERT GLIDEBOARD CURVED

Longueur 68 cm, largeur 21 cm. Matière synthétique.

Art. 476.0012

Public **CHF 155.65** TVA incl.



CARE GLIDE MOD. 2 100 X 80 CM

Utilisation: Changement de position couchée droite/gauche, haut du corps
sur le côté, mise du patient en position latérale. Dimensions: 100 x 80 cm

Art. 450-0100

Public **CHF 177.65** TVA incl.



LIFT SIEGE FLOW X

Flow s'installe discrètement chez vous en harmonie avec votre intérieur, toujours prêt à être utilisé.


Il vous permet d'accéder à chaque étage à tout moment. Après utilisation, le fauteuil se replie aisément: cela réduit l'encombrement. L'adaptabilité unique du Flow vous permet de monter et descendre du siège facilement.

Le Flow est disponible avec un pivotement manuel ou automatique. Lorsqu'on est contraint par la largeur de l'escalier, le pivotement automatique fait tourner le siège et le repose-pied pour franchir les parties les plus étroites de l'escalier. Cette option est unique et rend possible l'installation du Flow dans des escaliers aussi étroits que 61cm.



Le rail du Flow : Technologie et conception unique

Le siège se déplace sur un système de rail unique sur l'un des côtés de l'escalier. Le rail est spécialement conçu afin d'être le plus près possible des extrémités de l'escalier. Ceci permet de garder un espace maximal. Le diamètre du rail est de 8cm seulement et quatre couleurs de rail sont disponibles afin d'assurer l'harmonie avec votre décor.




Charge utile 125 kg, vitesse variable, Alimentation 230V.

Le prix varie selon la longueur de l'escalier

Une offre est établie gratuitement à la demande, et sans engagement

Coloris de siège en vinyle :



Coloris de siège en tissu :



LIFT D'ESCALIER A PLATE-FORME STRATOS

La plate-forme inclinée Stratos offre la solution idéale pour les fauteuils roulants, pour une installation à l'intérieur et l'extérieur. Elle vous assure un transport en douceur des fauteuils roulants avec une capacité de 300 kg. Esthétique et d'une utilisation facile, son design s'incorpore à tout environnement et améliore votre indépendance et votre qualité de vie.

Existe dans toute la gamme RAL ou en version acier inoxydable.



Données techniques

Installation:	Intérieur/extérieur
Déclivité:	0° - 47°
Vitesse:	0.06 - 0,1 m/s
Alimentation:	1 x 230V / 50-60Hz
Commande:	Télécommande à câble
Largeur de la plate-forme :	600 – 900 mm
Longueur de la plate-forme :	700 – 1300 mm
Largeur de la plate-forme fermée :	350 mm

LIFT VERTICAL HAPPY-LIFT

Une plate-forme élévatrice hydraulique équipée de sa cage autoportante.

S'intègre parfaitement dans n'importe quel bâtiment, soit public ou privé, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.



Structure métallique indépendante et construite de façon modulaire.
Largeur hors tout 1540 mm, prof. 1540 mm.
Base motrice avec vérin hydraulique et plate-forme.
Fonctionnement par vérin hydraulique.

Construction par modules ou dans une cage existante.
Charge max. 360 kg, vitesse 0,15 m/s, hauteur maximale à franchir 19 m.

Nécessite une fosse de 120 mm.

Alimentation 1x 230V / 13A.

Le prix varie selon la hauteur et le nombre d'arrêts.





Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10
F +4121 887 02 11
info@meditec.ch
www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 11h30
14 h – 16h30

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

URINAL HOMME

Art. 363121

Public

CHF 11.90

TVA incl.



URINAL ANTI-REFLUX

Art. URSEXP

Public

CHF 52.95

TVA incl.



GOBELET RAINURE AVEC COUVERCLE PIPETTE

Gobelet en matière plastique. Va au lave-vaisselle et au micro-ondes.
environ 250 ml de contenu. Divers coloris : Orange, violet, bleu, vert, jaune, rose

Art. 363035

Public

CHF 11.65

TVA incl.



VERRE MEDICAL AVEC DECOUPE POUR LE NEZ

Permet de boire plus facilement lorsque l'arrière de la tête
est restreint en raison du manque de mobilité de la colonne cervicale.
Détails du produit: matériau polypropylène Capacité 200 ml Couleur bleu clair

Art. 363038

Public

CHF 5.40

TVA incl.



REBORD D'ASSIETTE

Matière plastique avec 3 pinces à fixer sur le rebord de la plaque.
Convient aux assiettes de Ø environ 23 à 28 cm. Va au lave-vaisselle

Art. 363048

Public

CHF 11.90

TVA incl.



PINCE DE PREHENSION

L'aide à la préhension de qualité pour tous les jours.
Lèvres spéciales en caoutchouc qui permettent une préhension dosée
et ciblée des objets avec dispositif de blocage. Deux possibilités de réglage
pour différentes capacités de préhension.
Matériau : aluminium, plastique POM, plastique ABS
et chrome/nickel. Capacité de charge max. 1,5 kg. Longueur : 75 cm

Art. 760541

Public

CHF 51.65

TVA incl.

