

MATERIEL SANITAIRE / PRODUITS IRM

Offre valable du 1^{er} mai 2024 au 30 juin 2024



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T+4121 887 02 10
F+4121 887 02 11

www.meditec.ch



Lu-Ve 8h00 – 12h00
13h30 – 17h00

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 250

Modèle de base avec lunette ergonomique (repliables et amovibles), quatre roulettes doubles à frein, dossier en tissu résistant à l'usure, seau avec couvercle, rangement du couvercle derrière le dossier, passe par-dessus les toilettes.
Poids utilisateur max. 150 kg.

Art. SCC250

Prix	CHF 570.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 630.-	TVA excl



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 250 PP FT

Assise rembourrée avec ouverture hygiénique (PP) et conçue en mousse polyuréthane. Quatre roulettes doubles à frein, repose-pieds amovibles (FT), dossier en tissu résistant à l'usure, seau avec couvercle, rangement du couvercle derrière le dossier, passe par-dessus les toilettes.
Poids utilisateur max. 150 kg.

Art. SCC 250 PP FT

Prix	CHF 830.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 918.-	TVA excl



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 200 FT

Chaise de douche/toilette type SCC 200 FT
Dossier monobloc avec poignées de poussée intégrées, en plastique RCN
Couleur cobalt, graphite ou rouge.
Lunette ergonomique et relevable.
Seau hygiénique avec graduation intérieure et couvercle hermétique.
Châssis fabriqué en résine de synthèse avec angles arrondis.
Repose-pieds escamotable.
4 double-roulettes pivotantes à freins, inoxydables.
Charge max. 150 kg.

Art. SCC 200 FT

Prix	CHF 640.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 702.-	TVA excl



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 200 BS FT



Dossier monobloc avec poignées de poussée intégrées, en plastique RCN
 Couleur kobalt, graphit ou rouge.
 Assise en plastique avec ouverture hygiénique.
(En option, assise rembourrée)
 Seau hygiénique avec graduation intérieure et couvercle hermétique.
 Châssis fabriqué en résine de synthèse avec angles arrondis.
 Repose-pieds escamotable. 4 double-roulettes pivotantes à freins, inoxydables.
 Charge max. 150 kg.

Art. SCC 200 BS FT

Prix	CHF 700.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 774.-	TVA excl



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 200 S



Dossier monobloc avec poignées de poussée intégrées, en plastique RCN
 Couleur kobalt, graphit ou rouge.
 Assise en plastique avec ouverture hygiénique.
(En option, assise rembourrée)
 Accoudoir droite ou gauche rabattable, barre de sécurité.
 Seau hygiénique avec graduation intérieure et couvercle hermétique.
 Châssis fabriqué en résine de synthèse avec angles arrondis.
 Repose-pieds escamotable. 4 double-roulettes pivotantes à freins, inoxydables. Charge max. 150 kg.

Art. SCC 200 S

Prix	CHF 860.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 950.-	TVA excl



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 250 XL PPG



Charge max. 200 kg.
 Assise rembourrée avec mousse PUR, de **46-54** cm de large avec lunette découpée à l'avant. Seau RCN avec couvercle ventouse.
 Repose-pied amovible, dossier rembourré en mousse PUR.
 Largeur de siège à choix : **46 à 54 cm**
 Profondeur : 45 cm. Hauteur de siège : 56,5 cm.
 Couleur : Bleu foncé

Art. SCC250 XL PPG

Prix	CHF 1'750.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 1'944.-	TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 250 OS PPG

Charge max. 250 kg.

Assise rembourrée avec mousse PUR, de **56 – 60** cm de large avec lunette découpée à l'avant.

Seau RCN avec couvercle ventouse.

Repose-pied amovible, dossier rembourré en mousse PUR.

Largeur de siège à choix : **56 ou 60 cm**

Profondeur : 52 cm,

Hauteur de siège : 56,5 cm.

Couleur : Bleu foncé

Art. SCC250 OS PPG

Prix CHF 2'360.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 2'619.-~~ TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE SCC 250 XXXL DSP 300 MFTOS PR STE

Charge max. 300 kg.

Assise en plastique de **61 à 70** cm de large avec lunette découpée à l'avant.

Seau RCN avec couvercle ventouse.

Repose-pied amovible, dossier rembourré en mousse PUR.

Largeur de siège : **70 cm**

Profondeur : 52 cm,

Hauteur de siège : 56,5 cm.

Couleur : Bleu foncé

Art. SCC250 XXXL DS300

Prix CHF 4'200.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 4'635.-~~ TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE RCN DH 49 PA

Modèle de base DH 49, léger, pourtant très robuste et stable

Avec coussin d'assise en mousse PU

Coloris à choix : Bleu Foncé, Bleu-Violet,

Vert d'eau ou Graphite

Charge max. 200 kg

Art. DH 49 PA

Prix CHF 180.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 198.-~~ TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE RCN DH 49 A PA

Modèle de base DH 49 avec accoudoirs léger, pourtant très robuste et stable,
Avec coussin d'assise mousse PU
Coloris à choix : Bleu Foncé, Bleu-Violet,
Vert d'eau ou Graphite.
Charge max. 200 kg

Art. DH 49 A PA

Prix CHF 260.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 288.-~~ TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE RCN DH 49 A RL PA

Modèle de base DH 49 avec accoudoirs léger, pourtant très robuste et stable,
Avec coussin d'assise mousse PU
coloris à choix : Bleu Foncé, Bleu-Violet,
Vert d'eau ou Graphite. Charge max. 150 kg

Art. DH 49 A RL PA

Prix CHF 330.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 369.-~~ TVA excl.




CHAISE DE DOUCHE/TOILETTE RCN SCC 250 CONFORT E

Chaise multifonctionnelle inclinable électrique
Solution idéale pour les personnes limitées dans leurs mouvements
Inclinaison de -5° à + 40°La position assise peut être variée doucement
en continu. Télécommande étanche Assise rembourrée à ouverture
hygiénique, couleur: graphite. Accoudoirs rembourrés, relevable
Dossier amovible en mousse polyuréthane, couleur: graphite
Repose-tête réglable en 3 positions
Cale-pieds réglables individuellement et rabattables
Seau hygiénique avec graduation intérieure et fermeture hermétique
4 roulettes doubles, pivotantes, Ø 100 mm à blocage total
Châssis en aluminium laqué au four
Non oxydable et résistant à la corrosion
Grande stabilité, charge maximale 150 kg

Art. SCC250 COMFORT E

Prix CHF 4'500.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 4'968.-~~ TVA excl.



CHARIOT DE DOUCHE UDW 650 VRW

Confort assuré grâce au matelas bain-douche rembourré
Galeries latérales entièrement rabattables
Galeries de direction en tête du chariot: rallongement de 15 cm pour le plan de couchage (1770 mm)
Pédale bilatérale de commande pour le réglage hydraulique de la hauteur
Un flexible de 90 cm de long sert d'évacuation contrôlée des eaux usées
Facile à entretenir et désinfecter
Châssis en acier inoxydable
Non oxydable et résistant à la corrosion
Grande stabilité, charge maximale 150 kg
8 roulettes doubles, pivotantes, Ø 100 mm, 4 à blocage total.

Art. UDW 650 VRW

Prix CHF 7'100.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 7'812.-~~ TVA excl.



CHARIOT DE DOUCHE ET DE TRANSFERT TL 500 S

Plan de couchage en tissu Textilene®
Galeries latérales rabattables
Structure en résine de synthèse
Facile à entretenir
Résistance aux UV et aux produits désinfectants
Non oxydable et résistant à la corrosion
Grande stabilité, charge maximale 150 kg
4 roulettes simples, pivotantes, Ø 100 mm à blocage total, en thermoplastique / acier inox, non tachantes
Garantie 3 ans
Garantie 5 ans sur la structure en résine de synthèse
Dimensions : 197 long. x 94 haut. x 82 cm larg.
Hauteur plan de couchage : 76.5 cm
Poids : 28 kg
En option:
Coussin cale (DK)

Art. PRO-TL 500 S

Prix CHF 2'150.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 2'340.-~~ TVA excl.



CHARIOT DE TRANSFERT IRM

Chariot de transfert amagnétique convient pour une puissance jusqu'à 3 Tesla
Plan de couchage en mousse recouvert d'un tissu ferme et hydrofuge
Galeries latérales rabattables
Relève-buste en six positions
Structure en résine de synthèse
Facile à entretenir
Résistance aux UV et aux produits désinfectants
Non oxydable et résistant à la corrosion
Grande stabilité, charge maximale 150 kg
4 roulettes doubles, pivotantes Ø 100 mm à blocage total en thermoplastique / laiton, non tachantes
Plan de couchage : 190 x 63 cm
Dim hors tout : 201 x 76 cm
Hauteur couchage : 77 cm

Art. PRO-TL 600 MRT

Prix CHF 4'050.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 4'455.-~~ TVA excl.



COLLECTEUR A DECHETS MS 120 IRM

Collecteur à déchets MS 120 MRT
Le collecteur simple : 4 pieds fixes.
Le couvercle s'actionne grâce à la pédale (FP). Livré sans sac.
Hauteur : 1050 mm
Largeur : 400 mm
Profondeur : 450 mm
Poids : 7 kg
Nombre sacs: 1
Charge totale : 120 litres

Art. MS 120 MRT

Prix CHF 350.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 390.-~~ TVA excl.



CHARIOT D'HYGIÈNE & DE SOINS KTW 100



Cadre très robuste en résine de synthèse.
 Equipé de 4 roulettes doubles, pivotantes et à blocage total en thermoplastique/acier inox, non tachantes, diam. 75 mm
 4 tiroirs translucides : 2 x P35,5 x L24,5 x H7,5 cm
 2x P35,5 x L24,5 x H17,5 cm.
 Poids 9,5 kg. Dimensions hors tout L 41 x P 38,5 x H 8,5 cm

Art. PRO-KTW 100

Prix CHF 300.- TVA excl.
 Prix courant ~~CHF 335.-~~ TVA excl.



CHARIOT D'HYGIÈNE & DE SOINS HGW 50



Equipé de 4 roulettes jumelées à frein, diam. 75 mm
 Structure en résine de synthèse
 3 tiroirs transparents charge max. 8 kg dim. L530 x P360 x H165 mm
 Poids 16 kg
 Dimensions hors tout L 700 x P 410 x H 860 mm.

Art. PRO-HGW 50

Prix CHF 430.- TVA excl.
 Prix courant ~~CHF 475.-~~ TVA excl.



CHARIOT DE TRANSPORT À GRAND VOLUME LTW 200



Cadre très robuste en résine de synthèse. Equipé de 4 roulettes doubles, pivotantes et à blocage total en thermoplastique acier inox, non tachantes, diam. 75 mm
 6 tiroirs translucides
 Dim. 530 x 360 x haut. 165 mm. Charge maximale 8 kg par tiroir
 Structure en résine de synthèse.
 Dimensions hors tout : haut. 1455 x larg. 705 x prof. 410 mm
 Poids : 19 kg

Art. PRO-LTW 200

Prix CHF 720.- TVA excl.
 Prix courant ~~CHF 790.-~~ TVA excl.



CHARIOT DE SOINS MPC 153



3 étagères amovibles, dim. 410 x 330 mm
 Barre de poussée
 Structure en résine de synthèse
 Résistance aux UV et aux produits désinfectants
 4 roulettes simple, pivotantes Ø 100 mm, 2 à blocage total,
 en thermoplastique / acier
 Dimensions hors tout : 520 x 460 x 1075 mm haut.

Art. PRO-MPC 153

Prix	CHF 530.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 585.-	TVA excl.



CHARIOT DE SOINS MPC 253



3 étagères amovibles, dim. 605 x 500 mm
 Barre de poussée. Structure en résine de synthèse
 Résistance aux UV et aux produits désinfectants
 4 roulettes simple, pivotantes Ø 100 mm, 2 à blocage total
 en thermoplastique / acier
 Dimensions hors tout : 675 x 515 x 1075 mm haut.
 Poids : 12.5 kg

Art. PRO-MPC 253

Prix	CHF 570.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 630.-	TVA excl.



CHARIOT DE SOINS MPC 353 IRM



Chariot de soins MPC 353 IRM
 équipé de 4 roulettes jumelées à frein, diam. 100 mm, dont 2 à frein.
 3 plateaux de 860 x 500 mm en matière synthétique.
 Dimensions hors tout : 930 x 505 x 1075 mm haut.

Art. MPC 353 MRT

Prix	CHF 840.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 930.-	TVA excl.



CHARIOT À LINGE PLAT MLC 203

Chariot à linge plat
3 étagères amovibles, taille 1
Hauteur : 1370 mm. Longueur : 785 mm
Profondeur : 520 mm. Poids : 20 kg
Housse de protection en tissu respirant Textilene®, accessible des quatre côtés. Grande poignée de poussée
Structure en résine de synthèse
Résistance aux UV et aux produits désinfectants
4 roulettes simple, pivotantes Ø 100 mm, 2 à blocage total, en thermoplastique / acier
Facile à entretenir

Art. PRO-MLC 203

Prix	CHF 790.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 875.-	TVA excl.



CHARIOT À LINGE PLAT MLC 303

Chariot à linge plat
3 étagères amovibles, taille 2
Hauteur : 1370 mm. Longueur : 1040 mm
Profondeur : 520 mm. Poids : 24 kg
Housse de protection en tissu respirant Textilene®, accessible des quatre côtés
Grande poignée de poussée
Structure en résine de synthèse
Résistance aux UV et aux produits désinfectants
4 roulettes simple, pivotantes Ø 100 mm, 2 à blocage total, en thermoplastique / acier
Facile à entretenir

Art. PRO-MLC 303

Prix	CHF 970.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 1'070.-	TVA excl.



CHARIOT DE TRANSPORT DU LINGE PLIE WB 312

12 casiers à linge plié 285 x 440 x 183 mm
Tringle à l'intérieur pour vêtement suspendu
Housse de protection en tissu respirant Sursure,
accessible des quatre côté. Grande poignée de poussée
Structure en résine de synthèse
Résistance aux UV et aux produits désinfectants
4 roulettes simples, pivotantes Ø 100 mm, 2 à blocage total,
en thermoplastique / acier
Dimensions :
Hauteur : 164cm.
Largeur : 142 cm
Profondeur : 52 cm.
Poids : 41 kg

Art. WB 312

Prix CHF 2'200.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 2'420.-~~ TVA excl.



CHARIOT DE TRANSPORT DU LINGE PLIÉ WT 424 KS

24 casiers à linge plié 285 x 440 x 183 mm
Tringle télescopique pour suspendre les vêtements
Housse de protection en tissu respirant Sursure,
accessible des quatre côté
Grande poignée de poussée
Structure en résine de synthèse
Résistance aux UV et aux produits désinfectants
4 roulettes simples, pivotantes Ø 100 mm, 2 à blocage total,
en thermoplastique / acier
Dimensions : Hauteur : 165 cm
Largeur : 166 cm. Profondeur : 52 cm
Poids : 78 kg

Art. WT 424 KS

Prix CHF 2'650.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 2'920.-~~ TVA excl.



CHARIOT D'HYGIÈNE IRM

Chariot d'hygiène amagnétique
Distributeur de désinfectant (ESP), installé sur un rail, peut accueillir un flacon de 0,5 litre. Support boîte à gants installé sur un rail
Plateau du dessus en plastique
4 tiroirs translucides, charge maximale 8 kg par tiroir
Structure en résine de synthèse
Résistance aux UV et aux produits désinfectants
4 roulettes doubles, pivotantes Ø75 mm à blocage total en thermoplastique /
laiton, non tachantes (non métalliques)
Facile à entretenir

Art. KTW 100 HS MRT

Prix CHF 840.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 930.-~~ TVA excl.



CHARIOT DE SOINS HGW 100 IRM

Chariot de soins HGW 100 MRT
équipé de 4 roulettes jumelées à frein amagnétique, diam. 75 mm,
3 tiroirs transparents, charge max. 8 kg
1 surface en plastique,
1 support pour distributeur à gants, (HSP)
1 support pour distributeur à désinfectant 0,5 lt, (ESP)
poids 19 kg, dim. L 700 x P 410 x H 1230 mm.

Art. HGW 100 MRT

Prix CHF 1'000.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 1'120.-~~ TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT DE TRANSPORT I.R.M. AMAGNÉTIQUE

Avec rembourrage en mousse PU, roues 24" avec prise de mains, freins à main et roulettes avant diam 100 mm, pneu anti-crevaisson, repose-pieds amovible, deux accoudoirs pivotants. Poids utilisateur maximum : 150 kg

Art. PRO-DR100IRM

Prix **CHF 2'800.-** TVA excl.
Prix courant **~~CHF 3'100.-~~** TVA excl.



DÉAMBULATEUR RCN GW120

Le déambulateur RCN GW120 est l'aide technique par excellence, rassure la personne à mobilité réduite, évite qu'elle chute et la motive dans le but d'une marche autonome. Un siège intégré permet que l'utilisateur puisse se reposer comme bon lui semble. La hauteur variable se règle aisément. La ceinture de sécurité et la barre de maintien présentent une sécurité supplémentaire pour la personne.

Caractéristiques Techniques :

Longueur : 995mm. Largeur: 785mm

Hauteur d'assise 520-670mm

Charge max. 150kg

Assise rembourrée en mousse polyuréthane

Barre de sécurité avec ceinture de sécurité

Cadre de sécurité en résine de synthèse

6 roulettes doubles, pivotantes, Ø 75 mm, 4 à blocage total en acier

Hauteur réglable en 7 positions à intervalles de 2,5 cm

Grande pochette de rangement accrochée de côté.

Art. PRO-GW120

Prix **CHF 1'100.-** TVA excl.
Prix courant **~~CHF 1'233.-~~** TVA excl.

