



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve

8 h – 12 h

14 h – 12 h

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

+PRO

FAUTEUIL ROULANT ACTION 3 NG



Cadre en aluminium : Gris Ardoise, Blanc Perle, Vert Brillant, Noir Mat, Bleu Pop, Violet, Rouge Mat, Noir Brillant
Largeur assise : 38, 40.5, 43, 45.5, 48 ou 50.5 cm
Profondeur assise : 40, 45 ou 50 cm
Hauteur de l'assise réglable en hauteur de 51 à 41 cm (36 cm en option)
Dossier réglable en tension (4 sangles)
Nylon noir ou Nylon noir et tissu aéré
Poignée de frein escamotable pour transfert latéral
Revêtement d'accoudoirs : Courts (26 cm) ou longs (36 cm)
Accoudoirs fixes et rabattables en arrière ou
Accoudoirs réglables en hauteur mécaniquement (clé imbus) à 20/23/26 et 28 cm
Pneus pleins à l'avant et à l'arrière, axes rapides
Roues 8" ou 6" à l'avant
Roues 24" à l'arrière
Poids fauteuil : 14,2 kg
Charge max. 125 kg



Art. CEB0026

Institutions **CHF 738.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. CEB0480	Dossier réglable en tension par 8 velcros	CHF 224.10
Art. MOBI/OP	Repose-pieds relevables en hauteur/paire	CHF 267.30
Art. CEK0650/OP	Accoudoirs réglables en hauteur/paire	CHF 193.50
Art. CEB1280	Freins à tambour pour accompagnateur	CHF 216.-
Art. CEB0252	Profondeur de l'assise réglable de 40 à 45 cm	CHF 44.10
Art. CEB1375	Roulettes anti-bascule avec bascule d'appui/paire	CHF 161.10
Art. CEH1440	Tube avec roulette anti-bascule	CHF 44.10
Art. CEB0545	(droite) CEB0595 (gauche) Support pour amputé d/g	CHF 233.10





FAUTEUIL ROULANT ACTION 3 NG « BLACK EDITION »

Fauteuil roulant manuel type Action 3NG « Black Edition »
 Fauteuil uniquement disponible avec un cadre en aluminium noir.
 Largeur d'assise: 38, 40.5, 43, 45.5, 48 ou 50.5 cm.
 Profondeur d'assise réglable de 40 à 45 cm
 Hauteur de l'assise réglable en hauteur de 51 cm à 38,5 cm
 Toile d'assise en nylon avec bandes velcro pour coussin d'assise
 Dossier fixe, angle lombaire de 7°, hauteur du dossier réglable de 40 à 43 cm
 Toile de dossier réglable en tension. Repose-pieds standard 80°
 avec palettes rabattables. Poignée de frein escamotable pour transfert latéral
 Revêtement d'accoudoirs : Courts (26 cm). Accoudoirs fixes
 et rabattables en arrière. Pneus pleins à l'avant et à l'arrière, axes rapides
 Roues 8" à l'avant, roues 24" à l'arrière. Mains courantes en aluminium anodisé

Livré avec :

Freins à tambour pour accompagnateur
 Roulettes anti-bascule avec bascule d'appui, la paire.
 Porte-canne. Ceinture de sécurité.
 Poids fauteuil : 14,2 kg. Charge max. 125 kg. Garantie: 2 ans

Art. 050082 (38cm)

Art. 050085(45.5cm)

Art. 050083(40.5cm)

Art. 050086(48cm)

Art. 050084(43cm)

Art. 050087(50.5cm)

Institutions **CHF 738.-**

TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT ACTION 4 NG HEAVY DUTY

Couleur à choix: Gris Ardoise, Marron Glacé, bleu océan ou noir brillant.
 Largeur d'assise: 50.5 / 55 ou 60,5 cm
 Hauteur d'assise: 51 cm
 Toile d'assise en nylon noir, rembourrée,
 Dossier fixe, 7°, hauteur réglable de 38 cm à 46 cm.
 Accoudoirs relevables "RIO", manchettes courtes, ajustables 20-23-26 cm.
 Roues avant 8 x 2" à bandages.
 Roues arrière à rayons et axes à démontage rapide, 24 x 1 3/8" à bandages.
 Freins à pousser avec levier escamotable. Charge max. 160 kg

Art. CKG0026

Institutions **CHF 2'275.20** TVA excl.

Options disponibles :

CKG00333

Dossier inclinable par vérin à gaz

CHF 595.-

Art. CKG0400

Repose-pieds relevables en hauteur/paire

CHF 338.-

Art. CKG1130

Freins à tambour pour accompagnateur

CHF 358.-

Art. 1450923

Tablette de thérapie

CHF 398.-

Art. CKG1200

Roulettes anti-bascule/paire

CHF 179.-

Art. 1442991

Support pour amputé d/g

CHF 259.-


FAUTEUIL ROULANT CANEO B



Livré avec frein accompagnant

Largeur assise : 39, 42, 45, 48 ou 51 cm
Cadre métallique
Hauteur d'assise réglable en 2 positions
Angle de dossier 3°
Accoudoirs réglables (longs/courts)
Protèges vêtements amovibles
Profondeur assise réglable de 42 – 48 cm
Charge max. 130 kg
Poids du fauteuil : 20.6 kg

Art. 050345 (39cm) / 050346 (42cm) / 050347 (45cm) / 050348 (48cm) / 050349 (51cm)

Institutions **CHF 648.-** TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT CANEO XL



Fauteuil robuste, spécialement conçu pour les personnes en surpoids, tout en restant léger et pliable.
Faible hauteur d'assise qui permet l'utilisation de coussins d'assise, et Panneaux latéraux étendus vers l'avant pour faciliter l'assise.
Utilisation intérieure et extérieure.
Châssis en acier
Poids du fauteuil : 27 kg
Charge max. 200 kg
Largeur d'assise 56 ou 60 cm

Modèle livré avec frein accompagnant

Art. 151156 (largeur assise 56cm)

Institutions **CHF 1'278.-** TVA excl.

Art. 151160 (largeur assise 60 cm)

Institutions **CHF 1'422.-** TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA CLEMATIS PRO



Largeur d'assise : 39, 44 ou 49 cm
 Profondeur réglable de 43 à 50 cm.
 Hauteur à choix.
 Roues 22" ou 24".
 Réglage du dossier sur 30°
 Réglage de l'assise sur 20°.
 Charge max. de 135 kg.
 Coussin d'assise FloShape avec garniture Dartex gris.
 Plaque de dossier en bois.
 Coussin de dossier Laguna avec garniture Dartex gris.
 Poignées à pousser avec tendeur de dossier intégré.
 Repose-jambes avec palettes réglables en profondeur.
 Accoudoirs réglables en hauteur
 Appuie-tête réglable en position et latéralement.
 Roues avant 8" à bandage.
 Roues arrière avec axe rapide et pneus à bandage.
 Mains-courantes en alu et freins à pousser.
 Modèle **avec** freins à tambour, avec tablette de thérapie et câble tronc amovible gauche/droite.

Art. 050510 (39cm)
 Art. 050511 (44cm)
 Art. 050512 (49cm)

Institutions CHF 1'620.- TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA AZALEA



Assise réglable en largeur de 39-45cm /44-50cm ou 49-55cm
 Profondeur réglable de 43 - 50 cm
 Hauteur à choix : 40 cm, roues 22" ou 45 cm, roues 24".
 Réglage du dossier sur 30°, réglage de l'assise sur 20°.
 Coussin d'assise FloShape avec garniture Dartex gris, plaque de dossier en bois, coussin de dossier Laguna avec garniture Dartex gris, poignées à pousser avec tendeur de dossier intégré, repose-jambes avec palettes réglable en profondeur, accoudoirs réglables en hauteur, appuie-tête réglable en position et latéralement. Roues avant 8" à bandage, roues arrière avec axe rapide. Pneus pleins sans profil. Modèle livré avec freins à tambour pour personne accompagnatrice.
 Charge max. 135 kg.

Art. 050411 (39-45cm)
 Art. 050412 (44-50cm)
 Art. 050413 (49-55cm)

Institutions CHF 2'475.- TVA excl.



FAUTEUIL COQUILLE CORAILLE



Fauteuil coquille intérieur/extérieur à 4 roues avec inclinaison de -4° jusqu'à + 36°. Largeurs du siège : 39cm, 40cm, 44cm, 48cm. Profondeur du siège: 46 cm. Plaques de pieds pliables en hauteur ou plaque centrale. Repose-jambes à allongement automatique indépendant. Appui-tête rembourré. Sangles 5 points d'origine. Poids d'utilisateur : 120kg. Le siège coquille est fourni avec un coussin d'assise de 80mm d'épaisseur de série. Les hauteurs de dossiers et d'accoudoirs dépendent de l'épaisseur du coussin (60-80-100mm). La structure en acier d'un diamètre de 32 cm et de peinture époxy, lui assure une grande rigidité et une haute résistance aux agressions chimiques et mécaniques extérieures. Le dossier est 3 cm plus haut pour offrir un meilleur soutien, notamment aux utilisateurs de grande taille. La forme du repose-jambes est adaptée pour donner plus d'espace aux jambes. Pour faciliter le nettoyage, toutes les housses sont amovibles. Couleur du cadre: Argent. Couleur du revêtement à choix: Orange, Praline ou Prune

Art. 5144773



Institutions CHF 2300.- TVA excl.

FAUTEUIL C'AIR COMFORT



Le C'Air Comfort Chaise Roulante est spécialement conçu pour les personnes en stade avancé et à mobilité réduite, et pour des personnes alitées en quasi permanence. Il peut être incliné jusqu'à la position couchée avec un réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier. L'assise et le dossier sont munis d'un système à air de très haute qualité. Cela permet au fauteuil roulant d'assurer une répartition optimale de la pression et du soutien. Cela procure un confort très élevé. Il est livré avec trois ressorts à gaz. Le système d'assise breveté Air Comfort a été conçu et développé pour une utilisation prolongée en position assise ou couchée et pour offrir un maximum de confort grâce à l'utilisation d'un nombre élevé d'airbags. Possibilités infinies de positionnement avec 3 ressorts à gaz, fonctionnant chacun sur une partie différente du fauteuil roulant. Le positionnement se fait par l'intermédiaire du levier de frein. Toutes les opérations de positionnement se font facilement alors que le patient est dans le fauteuil roulant. Dossier et jambes réglables, réglage de l'inclinaison globale au moyen de ressorts à gaz. Supports latéraux réglables et pouvant être complètement abaissés pour l'accès au patient. Appui-tête réglable et amovible. Avec tablette et repose-pieds réglable.

Art. AC59111



Institutions CHF 7'100.- TVA excl.

FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA AZALEA MAX



Largeur d'assise: 55 ou 61 cm
 Profondeur d'assise réglable de 53 à 60 cm
 Hauteur d'assise à choix: 40 ou 45 cm
 Coussin Visco Top / Garniture: Noir Dartex
 Coussin de dossier Laguna
 Garniture: Noir Dartex
 Poignées à pousser réglables en hauteur
 Inclinaison de dossier et d'assise réglable par vérins pneumatiques
 Repose-pieds relevables avec appuie-mollets et protections de genoux, renforcés.
 Palette de repose-pieds monobloc 3 parties escamotables, réglables en hauteur, en profondeur et en angle
 Accoudoirs larges, réglables en hauteur
 Appuie-nuque
 Couleur à choix: Gris perlé (argent) ou Bleu azur
 Roues avant 8" à bandage
 Roues arrière 24" à bandage et axes à démontage rapide
 Mains courantes en aluminium.
 Freins standard.
 Charge maximale: 180 kg



Art. BSA0010

Institutions **CHF 8'900.-** TVA excl.

FAUTEUIL ROULANT DE TRANSPORT I.R.M.

Fauteuil roulant de transport I.R.M. amagnétique
 Avec rembourrage en mousse PU
 Roues 24" avec prise de mains
 Freins à main et roulettes avant diam 100 mm
 Pneu anti-crevaison
 Repose-pieds amovible, deux accoudoirs pivotants.
 Poids utilisateur maximum : 150 kg.

Art. DR100IRM

Institutions **CHF 3'100.-** TVA excl.



FAUTEUIL DE REPOS ERGOFLOW 360 3 PARTIES



Fauteuil de repos avec dossier et repose jambe indépendant.
Assise facilement démontable.
Appui-tête et dossier anatomique.
Inclinaison du dossier de - 10° à - 50° par vérin à gaz, commande bilatérale.
Piètement en tube acier diam. 32 mm, finition époxy clair.
Mousse polyuréthane moulée (densité 65kg/m³)
Accoudoirs réglables en 6 positions, escamotables au niveau de l'assise.
Repose-jambe réglable indépendamment par vérin à gaz.
4 roulettes diam 100 mm avec freinage indépendant à l'avant et à l'arrière,
Coloris sellerie à choix : Beige foncé, Beige clair, Vert clair, Turquoise, Bleu ou Fuschia.
Charge max. 135 kg

Dimensions :

Profondeur h.t. : 760 mm
Profondeur assise : 530 mm
Largeur assise : 500 mm
Largeur h.t. : 670 mm
Hauteur assise : 510 mm
Poids du fauteuil : 29 kg

Options disponibles sur demande :

Freinage Centralisé
Tige porte sérum
Tablette de repas
Paire d'accoudoirs de prélèvement
Réducteur anatomique
Appuis latéraux

Art. 9N360XXX



Institutions CHF 1'700.- TVA excl.

FAUTEUIL RHEA POLYVALANT A HAUTEUR VARIABLE



Fauteuil médicalisé à hauteur variable, réglable de 510 à 800 mm du sol.
Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables.
Mécanisme synchrone avec assistance à l'assise.
Repose-pieds solidaire de l'assise, réglable en hauteur, relevable et anti-basculement. Assise garnie déclipable. Dossier garni.
Appuie-tête amovible avec cône-nuque réglable et escamotable.
Roulettes Double Galets Steinco diam. 150 mm.
Freinage centralisé arrière.
Divers revêtements (Ginkgo, Cuzco ou Diabolo club) et coloris à choix.

Art. RH MV2A5

Institutions CHF 3'350.- TVA excl.



VELO ELECTRIQUE EASY RAIDER



Le tricycle Vanraam Easy Rider pour adultes est manifestement différent des autres. Il est doté d'un cadre abaissé pour mieux l'enjamber, ainsi que d'une assise plus basse et stable. Le centre de gravité rabaissé, le siège équipé d'un dossier faisant face à votre guidon rassurent celui/ce qui est monté(e) dessus. La hauteur et l'inclinaison du siège sont réglables. Le mouvement de pédalage vers l'avant et l'amortisseur intégré au cadre vous assureront une tenue de route parfaite. La position de pédalage empêche à la charge de reposer sur votre dos, votre nuque, vos épaules et vos poignets. Pratiquement tout un chacun peut se servir de ce cycle sans s'y être habitué. Le tricycle Easy Rider est équipé d'un moteur électrique destiné à l'assistance au pédalage.

Données techniques :

Vitesse : 25 km/h
Entrejambe (adaptable) : 69-95 cm
Hauteur d'embarquement : 38 cm
Poids : 43 kg
Longueur : 210 cm
Largeur : 75 cm
Dimensions des roues : 20"
Dimension des roues arrière : 20"
Freins à disque à l'arrière
Couleur standard : Océan vert / argent
Poids de l'utilisateur : 120 (renforcé à 150 et extra renforcé à 180) kg



L'autonomie de la batterie dépend de nombreux facteurs. Van Raam donne donc une estimation de la portée des batteries. Les facteurs les plus importants sont : la capacité de la batterie et du vélo. Outre le poids total, la force exercée par le cycliste, le mode d'assistance, l'état des pneus, l'état de la route et les conditions météorologiques sont autant de facteurs qui influent sur l'autonomie, qui ne peut être que de 15 kilomètres si elle est négative. Si tout cela est positif, cela peut être plus de 100 kilomètres.

Art. 384-3212 (avec moteur)

Institutions **CHF 7'799.45** TVA excl.





VELO ELECTRIQUE O'PAIR

L'O'Pair est un vélo électrique pour fauteuil roulant, qui vous permet de véhiculer une personne en chaise roulante. Un siège pour l'utilisateur/passager est monté à l'avant du vélo. Depuis l'arrière, le conducteur a une bonne vue d'ensemble sur la route et peut surveiller le passager. Dans la version séparable, la partie avant est facilement détachable de la partie vélo, pour qu'elle puisse être utilisée comme chaise roulante sur site. Les roues avant légèrement inclinées donnent au vélo un confort de conduite et une stabilité supplémentaires. Le siège réglable en profondeur de l'O'Pair peut être adapté à la taille corporelle du passager, tout comme l'angle réglable du soutien lombaire réglable et les supports latéraux extensibles. Avec le moteur électrique l'utilisateur est soutenu pendant qu'il fait du vélo.

Données techniques :

Vitesse : 25 km/h. Entrejambe (adaptable) : 80-95 cm

Hauteur d'entrée (adaptable) : 52 cm

Hauteur d'embarquement arrière : 45 cm

Poids : 58 kg. Longueur : 214 cm

Largeur : 76 cm. Dimensions des roues : 20"

Dimension des roues arrière : 26"

Freins à disque hydraulique devant

Couleur standard (adaptable) : Bleu-gris mat

Max. Poids de l'utilisateur chauffeur : 120 kg

Max. Poids de l'utilisateur passager : 120 kg



Art. 383-0000

Institutions

CHF 9'823.60

TVA excl.

TRANSPORTEUR ELECTRIQUE DE FAUTEUILS ROULANTS VELO-PLUS



Le cycle de transport de fauteuil roulant VéloPlus a été conçu pour véhiculer à vélo des personnes, lesquelles peuvent rester assises dans leur propre chaise roulante. Nul besoin de transférer le passager de son fauteuil au cycle. Ce/cette co-équipier/équipière peut être poussé(e) sur sa chaise roulante en toute facilité jusqu'à la plateforme du cycle, sans avoir à être soulevé(e). La rampe inclinée facilite le transbordement du fauteuil sur le cycle pour fauteuil roulant et l'accrochage sécurisé grâce au dispositif de verrouillage du fauteuil roulant. Le positionnement assez bas de la chaise sur le cycle facilite la circulation et abaisse le centre de gravité. Les roues avant, dont l'écart est assez large et la direction améliorée, permettent de réduire le rayon de braquage, et de ce fait, renforcent la stabilité. Avec moteur électrique inclus.

Données techniques :

Entrejambe (adaptable) : 80-95 cm

Hauteur d'entrée (adaptable) : 52 cm

Hauteur d'embarquement (adaptable) : 28 cm

Poids du vélo : 64 kg. Dimensions des roues : 20"

Dimension des roues arrière : 26"

Max. Poids de l'utilisateur chauffeur : 110 kg

Max. Poids de l'utilisateur passager incl.

fauteuil roulant : 140 kg



Art. 384-0000

Institutions

CHF 9'712.15

TVA excl.