



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve

8 h – 12 h

14 h – 12 h

Conseils à domicile,

sans engagement

Assistance technique 7/7

+PRO

SURELEVATION WC CLIPPER II

En matière synthétique lisse, facile à nettoyer et pourvue d'une découpe à l'avant.
Se fixe sur la cuvette des WC au moyen de 4 pinces.
Elle se retire facilement pour permettre une utilisation normale des toilettes.
Charge max. 180 kg. Hauteur de 10 cm.

Art. 290001

Institutions **CHF 56.-** TVA excl.



SURELEVATION DE WC SOFT REHOSOFT

Avec une forme ergonomique pour un confort d'assise ultime.
Structure en mousse PU et facile à nettoyer.
Poids de l'utilisateur max. 185 kg
Hauteur : 11,5 cm. Largeur hors tout: 37 cm
Profondeur hors tout: 41 cm

Art. 430170

Institutions **CHF 72.-** TVA excl.



SURELEVATION DE WC SOFT REHOSOFT + ABATTANT

Surélévation de WC soft Contact Plus + abattant
hauteur : 11,5 cm, largeur hors tout: 37 cm
Profondeur hors tout: 41 cm
Avec une forme ergonomique pour un confort d'assise ultime.
Avec couvercle
Structure en mousse PU agréable et facile à nettoyer.
Poids de l'utilisateur max. 185 kg

Art. 430173

Institutions **CHF 76.50** TVA excl.



SURELEVATION DE WC MY-LOO AVEC COUVERCLE

Surélévation de toilettes MY-LOO 6 ou 10 cm avec couvercle
sans accoudoirs, avec crochets de fixation
charge max. 190 kg
Garantie 2 ans

Art. 390165 (6 cm) *Institutions* **CHF 52.65** TVA excl.

Art. 390166 (10 cm) *Institutions* **CHF 59.40** TVA excl.



SURELEVATION DE WC HI-LOO AVEC COUVERCLE

Surélévation de WC HI-LOO avec abattant 6 ou 10 cm
Avec crochets de fixation
Largeur totale 36cm
Charge max. 150kg
Garantie 2 ans

Art. 390068 (6 cm)

Institutions **CHF 52.35**

TVA excl.

Art. 390069 (10 cm)

Institutions **CHF 56.50**

TVA excl.



SURELEVATION DE WC HI-LOO FIX II AVEC ACCOUDOIRS

Surélévation de WC HI-LOO Fix II 6 ou 10 cm
Avec abattant et accoudoirs rabattables vers l'arrière pour faciliter le transfert et éviter la pose de barres d'appui murales.
S'adapte sur toutes les cuvettes de WC traditionnelles.
Charge Max: 150 kg

Art. 8030 1316 (6 cm)

Art. 8030 1317 (10 cm)

Institutions **CHF 289.15** TVA excl.



SURELEVATION DE WC CLOO

Avec **accoudoirs** et abattant. Hauteur réglable 6, 10 et 14 cm
Se fixe dans les trous de la cuvette de WC
Charge max. 150 kg

Art. 390062

Institutions **CHF 198.-** TVA excl.



SURELEVATION WC REGLABLE EN HAUTEUR TH-10 MANUELLE

Base métallique thermo laquée, se fixant dans la cuvette au moyen de 2 vis. Equipée d'une lunette avec abattant et d'accoudoirs pivotant vers l'arrière. Réglage manuel de la hauteur par palier à 5, 8, 11 ou 15 cm. Poids 13,5 kg.

Charge maximale par accoudoir: 80 kg

Charge maximale sur l'unité: 120 kg.

Largeur hors tout: 58 cm.

Installation comprise

Art. 350.110.110 (avec accoudoirs)

Institutions **CHF 963.-** TVA excl.

Art. 350.110.112 (sans accoudoir)

Institutions **CHF 648.-** TVA excl.



CHAISE DE TOILETTE/DOUCHE SWIFT COMMUNE

Quatre pieds réglables en hauteur individuellement pour une assise de 42 à 57 cm.

Poids 5,4 kg, charge max. 130 kg.

Livrée avec un revêtement de siège et de dossier, ainsi qu'un seau avec couvercle.

Art. 8170 2030

Institutions **CHF 213.95** TVA excl.




CHAISE PERCEE SUR ROULETTES TSU

Cadre Gris, munie de roulettes orientables dont deux à frein (ou 4 à freins)

Accoudoirs rabattables et repose-pieds réglables en hauteur, escamotables et amovibles. Lunette en plastique blanc, avec coussin amovible.

Livrée avec seau. Charge max. 130 kg

Données techniques: Hauteur totale 98 cm. Largeur totale 56 cm.

Longueur totale 81 cm. Hauteur dossier 45 cm. Largeur d'assise 47 cm

Profondeur d'assise 44 cm. Hauteur d'assise 51 cm.

Pneus 5 pouces. Poids 12,9 kg

Couleur gris manganèse métallisé

Art. 651061 (2 roulettes à frein)

Institutions **CHF 225.-** TVA excl.

Art. 651062 (4 roulettes à frein)

Institutions **CHF 288.-** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE/TOILETTE CLEAN

Chaise douche/toilette CLEAN avec **2 roulettes à frein** 125 mm
(une à l'avant, une à l'arrière, en diagonale)
Châssis en acier thermolaqué et siège en matière synthétique.
Accoudoirs amovibles, repose-pieds ajustables
Disponible en blanc ou vert Lagoon
Livrée sans support ni seau.

Art. 390095 Hauteur de siège de 49 cm

Art. 390096 Hauteur de siège à 55 cm

Institutions **CHF 460.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 390113 Seau avec couvercle

CHF 67.70 TVA excl.

Art. 390110 Support de seau

CHF 27.- TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE CLEAN REGLABLE EN HAUTEUR

Hauteur de siège réglable de **47,5 cm à 60 cm**, couleur blanc
Accoudoirs amovibles, repose-pieds ajustable et rétractable
4 roulettes 125 mm à frein.

Art. 390098

Institutions **CHF 786.35** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 390113 Seau avec couvercle

CHF 67.70 TVA excl.

Art. 390110 Support de seau

CHF 27.- TVA excl.



CHAISE DOUCHE-TOILETTE CLEAN ROUES 24"

Chaise de douche/toilette CLEAN avec roues de propulsion 24" et cercles de propulsion.
Idéal pour patient autonome.
Hauteur de siège 55 cm. Châssis en acier thermolaqué et siège en matière synthétique.
Accoudoirs amovibles et repose-pied coulissant vers l'intérieur.
4 roulettes 125 mm avec freins.
Repose pieds ajustable
Charge max. 130 kg.
Couleur Lagoon vert ou blanc
Poids : 20 kg

Art. 8022 9276 (blanc)

Art. 8022 9216 (vert Lagoon)

Institutions **CHF 1'188.-** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE INCLINABLE SWIFT MOBIL KOMFORT 2

Réglable en hauteur avec réglage de l'angle d'inclinaison

Avec réglage de l'angle d'inclinaison, avec appui-tête

Siège avec ouverture à l'arrière

Hauteur réglable 50-65cm

NOUVEAU: accoudoirs flexibles: réglable en hauteur 22/25/28 cm

et réglable en largeur 42/48/54cm

repose-pieds ergonomique réglable 34-46.5cm

charge max. 160kg

Largeur totale 57/58/64cm

Longueur totale 104cm (incl. repose-pieds)

Largeur intérieur max. 42/48/54cm

Largeur du siège 50cm, profondeur du siège 46,5cm

Hauteur du dossier à partir du siège 50cm

Dossier en tissu réglable et relevable

Roues 125mm

Poids propre 20,4kg

Art. 8022 9410

Institutions CHF 1'729.80 TVA excl.

Options disponibles :

Art. 8020 9519	Coussin souple avec découpe 4 cm gris	CHF 320.-
Art. 390110	Support de seau	CHF 27.-
Art. 8020 9435	Pièce de montage support de seau	CHF 20.90
Art. 390113	Seau avec couvercle (gris)	CHF 67.70




CHAISE DE DOUCHE-TOILETTE SWIFT MOBIL 2

Siège avec ouverture à l'arrière

Hauteur réglable 45-60cm

Réglable en hauteur 22/25/28 cm

et réglable en largeur 42/48/54cm

repose-pieds ergonomique réglable 34-46.5cm

roulettes 125mm

charge max. 160kg

Largeur totale 57/58/64cm

Longueur totale 93cm (incl. repose-pieds)

Largeur intérieur max. 42/48/54cm

Largeur du siège 50cm, profondeur du siège 45cm

Hauteur du dossier à partir du siège 50cm

Dossier en tissu réglable et relevable

poids propre 16.6kg

Art. 390115

Institutions CHF 822.60 TVA excl.

Options disponibles :

Art. 8020 9519	Coussin souple avec découpe 4 cm gris	CHF 320.-
Art. 390110	Support de seau	CHF 27.-
Art. 8020 9435	Pièce de montage support de seau	CHF 20.90
Art. 390113	Seau avec couvercle (gris)	CHF 67.70




CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 250



Modèle de base avec lunette ergonomique (repliables et amovibles), quatre roulettes doubles à frein, dossier en tissu résistant à l'usure, seau avec couvercle, rangement du couvercle derrière le dossier, passe par-dessus les toilettes.
Poids utilisateur max. 150 kg.

Art. SCC250

Institutions **CHF 630.-** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 250 PP FT



Assise rembourrée avec ouverture hygiénique (PP) et conçue en mousse polyuréthane. Quatre roulettes doubles à frein, repose-pieds amovibles (FT), dossier en tissu résistant à l'usure, seau avec couvercle, rangement du couvercle derrière le dossier, passe par-dessus les toilettes.
Poids utilisateur max. 150 kg.

Art. SCC 250 PP FT

Institutions **CHF 954.-** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 200 FT



Chaise de douche/toilette type SCC 200 FT
Dossier monobloc avec poignées de poussée intégrées, en plastique RCN
Couleur cobalt, graphite ou rouge.
Lunette ergonomique et relevable.
Seau hygiénique avec graduation intérieure et couvercle hermétique.
Châssis fabriqué en résine de synthèse avec angles arrondis.
Repose-pieds escamotable.
4 double-roulettes pivotantes à freins, inoxydables.
Charge max. 150 kg.

Art. SCC 200 FT

Institutions **CHF 702.-** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 200 BS FT



Dossier monobloc avec poignées de poussée intégrées, en plastique RCN
Couleur kobalt, graphit ou rouge.
Assise en plastique avec ouverture hygiénique.
(En option, assise rembourrée)
Seau hygiénique avec graduation intérieure et couvercle hermétique.
Châssis fabriqué en résine de synthèse avec angles arrondis.
Repose-pieds escamotable.
4 double-roulettes pivotantes à freins, inoxydables.
Charge max. 150 kg.

Art. SCC 200 BS FT

Institutions CHF 774.- TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 200 S



Dossier monobloc avec poignées de poussée intégrées, en plastique RCN
Couleur kobalt, graphit ou rouge.
Assise en plastique avec ouverture hygiénique.
(En option, assise rembourrée)
Accoudoir droite ou gauche rabattable, barre de sécurité.
Seau hygiénique avec graduation intérieure et couvercle hermétique.
Châssis fabriqué en résine de synthèse avec angles arrondis.
Repose-pieds escamotable. 4 double-roulettes pivotantes à freins, inoxydables. Charge max. 150 kg.

Art. SCC 200 S

Institutions CHF 770.40 TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 250 XL PPG



Charge max. 200 kg.
Assise rembourrée avec mousse PUR, de 46-54 cm de large avec lunette découpée à l'avant.
Seau RCN avec couvercle ventouse.
Repose-pied amovible, dossier rembourré en mousse PUR.
Largeur de siège à choix : **46 à 54 cm**
Profondeur : 45 cm,
Hauteur de siège : 56,5 cm.
Couleur : Bleu foncé

Art. SCC250 XL PPG

Institutions CHF 1'944.- TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 250 OS PPG

Charge max. 250 kg.

Assise rembourrée avec mousse PUR, de **56 – 60** cm de large avec lunette découpée à l'avant.

Seau RCN avec couvercle ventouse.

Repose-pied amovible, dossier rembourré en mousse PUR.

Largeur de siège à choix : **56 ou 60 cm**

Profondeur : 52 cm,

Hauteur de siège : 56,5 cm.

Couleur : Bleu foncé

Art. SCC250 OS PPG

Institutions CHF 2'619.- TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE SCC 250 XXXL DSP 300 MFTOS PR STE

Charge max. 300 kg.

Assise en plastique de **61 à 70 cm** de large avec lunette découpée à l'avant.

Seau RCN avec couvercle ventouse.

Repose-pied amovible, dossier rembourré en mousse PUR.

Largeur de siège : **70 cm**

Profondeur : 52 cm,

Hauteur de siège : 56,5 cm.

Couleur : Bleu foncé

Art. SCC250 XXXL DS300

Institutions CHF 4'635.- TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE RCN DH 49 PA

Modèle de base DH 49, léger, pourtant très robuste et stable

Avec coussin d'assise en mousse PU

Coloris à choix : Bleu Foncé, Bleu-Violet,

Vert d'eau ou Graphite

Charge max. 200 kg

Art. DH 49 PA

Institutions CHF 198.- TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE RCN DH 49 A PA



Modèle de base DH 49 avec accoudoirs léger, pourtant très robuste et stable,
Avec coussin d'assise mousse PU
Coloris à choix : Bleu Foncé, Bleu-Violet,
Vert d'eau ou Graphite.
Charge max. 200 kg

Art. DH 49 A PA

Institutions **CHF 280.80** TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE RCN DH 49 A RL PA



Modèle de base DH 49 avec accoudoirs léger, pourtant très robuste et stable,
Avec coussin d'assise mousse PU
coloris à choix : Bleu Foncé, Bleu-Violet,
Vert d'eau ou Graphite.
Charge max. 150 kg

Art. DH 49 A RL PA

Institutions **CHF 365.40** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE/TOILETTE RCN SCC 250 CONFORT E



Chaise multifonctionnelle inclinable électrique
Solution idéale pour les personnes limitées dans leurs mouvements
Inclinaison de -5° à +40°
La position assise peut être variée doucement en continu
Télécommande étanche
Assise rembourrée à ouverture hygiénique, couleur: graphite
Accoudoirs rembourrés, relevable
Dossier amovible en mousse polyuréthane, couleur: graphite
Repose-tête réglable en 3 positions
Cale-pieds réglables individuellement et rabattables
Seau hygiénique avec graduation intérieure et fermeture hermétique
4 roulettes doubles, pivotantes, Ø 100 mm à blocage total
Châssis en aluminium laqué au four
Non oxydable et résistant à la corrosion
Grande stabilité, charge maximale 150 kg
Garantie 5 ans sur la structure en alu

Art. SCC250 COMFORT E

Institutions **CHF 4'725.-** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE/TOILETTE MODULAIRE OCEAN DUAL VIP ERGO

Chaise roulante pour douche et toilettes modulaire inclinable, conçue pour s'adapter aux différents besoins de positionnement des utilisateurs. Conception ergonomique qui assure une facilité d'utilisation tout en offrant une sécurité maximale et un confort optimal à l'utilisateur. Chaise avec réglage de l'inclinaison de l'assise de -5° à 40° et du dossier par vérin à gaz de 5° à 35°. Avec repose-pieds, bande de maintien et appui-tête. Largeur d'assise : 48 cm. Profondeur d'assise : 48 cm. Hauteur d'assise : 47,5 cm – 60 cm. Largeur hors tout : 56,5 cm, profondeur hors tout : 100 cm. Poids total : 29,8 kg. Charge max. de l'utilisateur : 150kg



Art. 1603719 (sans porte pot ni pot)	<i>Institutions</i>	CHF 3'325.50	TVA excl.
Art. 1642118 (avec porte pot et pot)	<i>Institutions</i>	CHF 3'388.50	TVA excl.
Art. 1642628 (avec porte-pot, pot, et assise souple de forme ergonomique)	<i>Institutions</i>	CHF 4'040.10	TVA excl.

TABOURET DE DOUCHE SWIFT

Hauteur du siège réglable de 44 à 59 cm. Pieds amovibles. Siège avec évidement pour la toilette intime. Largeur totale 54 cm, profondeur du siège 40 cm. Profondeur hors tout 47 cm. Charge max. 130 kg. Coloris à choix : Vert, blanc, gris et bleu cristal

Art. 390012 (blanc) / 390018 (gris) / 390011 (vert) / 390125 (bleu cristal)

Institutions **CHF 143.55** TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE EDGE

Tabouret de douche triangulaire. Réglable en hauteur de 42-57 cm. Largeur du siège: 45 cm. Charge max. 130 kg. Disponible en bleu cristal, blanc et gris

Art. 390083 (bleu cristal) / 390086 (blanc) / 390082 (gris)

Institutions **CHF 78.60** TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE SMART

Tabouret de douche rectangulaire, réglable en hauteur de 42 – 57 cm. Dimensions du siège : 43 x 38 cm, charge max. 150 kg. Disponible bleu cristal, blanc ou gris

Art. 390163 (bleu cristal) / 390164 (blanc) / 390162 (gris)

Institutions **CHF 71.85** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE SORRENTO

Chaise de douche sûre et confortable avec dossier et accoudoirs. Surface antidérapante au toucher doux, montage simple et réglage en hauteur sans outils. Dossier et accoudoirs amovibles. Réglage individuel et flexible grâce au dos doux conception modulaires. Données techniques: hauteur totale 85 à 99 cm. Largeur totale 52 cm. Profondeur totale 43 cm. Largeur d'assise 40 cm. Profondeur d'assise 40 cm. Hauteur d'assise 46 à 61 cm. Largeur du dossier 50 cm. Hauteur dossier 38 cm. Hauteur du coussin de dossier 25 cm. Accoudoir hauteur 19,5 cm. Largeur entre les accoudoirs 45 cm. Capacité de charge 135 kg. Poids 5,5 kg. Couleur blanc-gris.



Avec découpe anatomique



Sans découpe anatomique





Art. 441572 (sans découpe intime)	<i>Institutions</i>	CHF 189.-	TVA excl.
Art. 441573 (avec découpe intime)	<i>Institutions</i>	CHF 189.-	TVA excl.

SIÈGE DE DOUCHE ETAC RELAX A MONTAGE MURAL

Siège de douche Etac Relax à montage mural. Siège en matière synthétique relevable et pied en alu. Largeur de l'assise 39 cm / Hauteur réglable de 45 à 55 cm. Profondeur siège déployé 45 cm. Profondeur siège relevé 8 cm. Fixation au moyen de trois vis. Charge max. 150 kg, blanc.



Art. 8170 3030, sans accoudoir, sans dossier, avec pied	<i>Institutions</i>	CHF 279.-	TVA excl.
Art. 8170 3040, avec accoudoirs, sans dossier, avec pied	<i>Institutions</i>	CHF 370.80	TVA excl.
Art. 8170 3050, avec accoudoirs, avec dossier, avec pied	<i>Institutions</i>	CHF 396.-	TVA excl.



BARRE D'APPUI RABATTABLE EN ALUMINIUM CAVERE

Pour la Douche ou les WC, revêtement anti-rayures peint par poudrage. Avec frein de sécurité et plaque interchangeable, charge max. 100 kg. Couleur à choix: Blanc satiné, Argent métallisé, Anthracite métallisé, Noir carbone et Satin beige. Longueur 600, 725, 850 ou 900 mm

Art. NW2.6026. 600mm
Institutions **CHF 782.10** TVA excl.

Art. NW2.6027. 725mm
Institutions **CHF 804.60** TVA excl.

Art. NW2.6028. 850mm
Institutions **CHF 841.50** TVA excl.



ACCOUDOIR DE TOILETTE ETAC REX

Relevable, coloris Blanc avec applications grises
Charge max. 135 kg
(150 kg avec pied)

Art. 8170 5040 85 cm sans pied de soutien
Institutions **CHF 255.60** TVA excl.

Art. 8170 5050 85 cm avec pied de soutien
Institutions **CHF 379.80** TVA excl.





BARRE D'APPUI SAFE PRO

Les poignées de support articulées offrent de nombreuses utilisations possibles.
Design simple et élégant miroir poli.
Fermeture invisible
En acier inoxydable. Matériel de fixation
Capacité de charge 150 kg.
Couleur inox brillant, plastique gris

Art. 390340 (60 cm) Institutions **CHF 234.-** TVA excl.

Art. 390445 (70 cm) Institutions **CHF 234.-** TVA excl.

Art. 390341 (85 cm) Institutions **CHF 252.-** TVA excl.



POIGNEE DE MAINTIEN EN ALUMINIUM CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. NW0.6003. 300mm

Institutions **CHF 162.90** TVA excl.

Art. NW0.6004. 400mm

Institutions **CHF 173.70** TVA excl.

Art. NW0.6006. 600mm

Institutions **CHF 205.20** TVA excl.

Art. NW0.6008. 800mm

Institutions **CHF 237.60** TVA excl.

Art. NW0.6010. 1000mm

Institutions **CHF 270.90** TVA excl.




POIGNEE DE MAINTIEN EN ALUMINIUM 400 x 400 MM CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. NW1.6044.

Institutions **CHF 330.30** TVA excl.




POIGNEE LATERALE DE MAINTIEN EN ALUMINIUM 135°

316 x 350 mm & 316 x 650 mm CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. NB1.6035.xxx.L **316 x 350mm** (gauche)

Institutions **CHF 367.20** TVA excl.

Art. NB1.6035.xxx.R **316 x 350mm** (droite)

Institutions **CHF 367.20** TVA excl.

Art. NB1.6036.xxx.L **316 x 650mm** (gauche)

Institutions **CHF 387.90** TVA excl.

Art. NB1.6036.xxx.R **316 x 650mm** (droite)

Institutions **CHF 387.90** TVA excl.




BARRE D'APPUI D'ANGLE EN ALUMINIUM

750 x 450 mm & 750 x 750 mm CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. ND2.6001.xxx.L 750 x 450mm (gauche)

Art. ND2.6001.xxx.L 750 x 450mm (droite)




Institutions **CHF 421.20** TVA excl.

Art. ND2.6002. 750 x 750mm

Institutions **CHF 555.30** TVA excl.

BARRE D'APPUI AVEC GLISSIERE DE DOUCHE EN ALUMINIUM CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. ND1.6061. 1200 x 600mm

Institutions **CHF 567.-** TVA excl.

Art. ND1.6091. 1200 x 900mm

Institutions **CHF 684.90** TVA excl.




BARRE D'APPUI AVEC GLISSIERE DE DOUCHE EN ALUMINIUM CAVERE


Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. ND2.6100. 1200 x 750 x 750mm

Institutions **CHF 766.80** TVA excl.

Art. ND2.6102. 1200 x 1100 x 1100mm

Institutions **CHF 1'013.40** TVA excl.

SIEGE DE DOUCHE RABATTABLE 450 x 462 MM CAVERE

cavere®

Fixation au mur
Rembourrage en mousse
de polyuréthane couleur anthracite
Noyau continu en métal anticorrosif
avec système de freinage réglable

Charge max. 150 kg

Art. ND3.6112.

Institutions **CHF 964.80** TVA excl.



SIEGE DE DOUCHE A SUSPENDRE RABATTABLE CAVERE

cavere®

Rembourrage en mousse
de polyuréthane couleur anthracite
Noyau continu en métal anti-corrosif
avec système de freinage réglable

Charge max. 150 kg

Art. ND3.6500. 380 x 563mm

Institutions **CHF 1'422.90** TVA excl.

Art. ND3.6510. 450 x 563mm

Institutions **CHF 1'520.10** TVA excl.



SIEGE DE DOUCHE CAVERE AVEC ACCOUDOIRS ET DOSSIER

cavere®

Siège de douche en aluminium
avec frein de sécurité, à suspendre,
avec accoudoirs, rabattable
Couleur : anthracite

Art. ND3.6582.900

Institutions **CHF 1'723.50** TVA excl.



BARRE D'APPUI MURALE ACIER CHROME

En acier fin chromé avec surface structurée.

Tube 3,2 cm, rosace 8 cm.

Livrées avec matériel de montage.

Différentes longueurs à choix :

Art. 2512002 300mm

Institutions **CHF 55.80** TVA excl.

Art. 2512012 450mm

Institutions **CHF 73.80** TVA excl.

Art. 2512022 500mm

Institutions **CHF 62.65** TVA excl.

Art. 2512032 600mm

Institutions **CHF 75.60** TVA excl.

Art. 2512052 800mm

Institutions **CHF 80.10** TVA excl.

Art. 2512062 900mm

Institutions **CHF 145.80** TVA excl.

Art. 2512072 1100mm

Institutions **CHF 163.80** TVA excl.



CHARIOT DE DOUCHE UDW 650 VRW

Confort assuré grâce au matelas bain-douche rembourré

Galeries latérales entièrement rabattables

Galeries de direction en tête du chariot: rallongement de 15 cm

pour le plan de couchage (1770 mm)

Pédale bilatérale de commande pour le réglage hydraulique de la hauteur

Un flexible de 90 cm de long sert d'évacuation contrôlée des eaux usées

Facile à entretenir et désinfecter

Châssis en acier inoxydable

Non oxydable et résistant à la corrosion

Grande stabilité, charge maximale 150 kg

8 roulettes doubles, pivotantes, Ø 100 mm,

4 à blocage total.

Garantie 3 ans

Art. UDW 650 VRW

Institutions **CHF 7'812.-** TVA excl.



CHARIOT DE DOUCHE 509 AVEC FREINAGE CENTRALISE



Hauteur variable hydraulique par pédale bilatérale.
Capot de protection de la base en ABS.
4 roues diam. 100 mm à frein dont 1 roue directionnelle,
barre de poussée tête et pied étanches, barrières profilées
escamotables, époxy anti-corrosion.
Plan de couchage incliné en polyester PVC molletonné
(l.1780 x l. 600 mm, remontées 200 mm, épaisseur 20 mm),
fixé sur compact hydrofuge.
Coussin repose-tête en polyester PVC rembourré,
bonde d'évacuation obturable,
avec tuyau cliptable sous le plan de couchage.
Panier porte-vêtement thermoformé.
Coloris PVC : Vert Caraïbes

Avec freinage centralisé



Art. C430001

Institutions CHF 4'280.- TVA excl.

PLANCHE DE BAIN AVEC POIGNEE

Un auxiliaire pratique pour prendre une douche ou se
laver en toute sécurité.
Se pose en travers de la baignoire et
se fixe au moyen de 4 pieds de serrage.
Porte-savon moulé et poignée amovible.
Existe en 2 longueurs en fonction de la largeur de la baignoire.
Charge max. 130 kg.

Art. 8160 0014 Longueur 69 cm

Institutions CHF 45.95 TVA excl.

Art. 8160 0024 Longueur 74 cm

Institutions CHF 45.95 TVA excl.

