



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 11h30
14 h – 16h30

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

+PRO



COUSSIN ASKLE ALOVA GALBE

Coussin moulé avec décharge coccygienne intégrée en matière viscoélastique.

Pour des personnes pesant jusqu'à 200 kg.

Réduction minima du risque d'escarres au niveau des ischions (hauteur > à 6cm)



Art. VCAG3841	38 x 41 x 6/9 cm	<i>Institutions</i>	CHF 134.10	TVA excl.
Art. VCAG4041	40 x 41 x 6/9 cm	<i>Institutions</i>	CHF 134.10	TVA excl.
Art. VCAG4043	40 x 43 x 6/9 cm	<i>Institutions</i>	CHF 134.10	TVA excl.
Art. VCAG4340	43 x 40 x 6/9 cm	<i>Institutions</i>	CHF 134.10	TVA excl.
Art. VCAG4343	43 x 43 x 6/9 cm	<i>Institutions</i>	CHF 134.10	TVA excl.
Art. VCAG4347	43 x 47 x 6/9 cm	<i>Institutions</i>	CHF 134.10	TVA excl.
Art. VCAG4540	45 x 40 x 6/9 cm	<i>Institutions</i>	CHF 134.10	TVA excl.
Art. VCAG4544	45 x 44 x 6/9 cm	<i>Institutions</i>	CHF 134.10	TVA excl.
Art. VCAG5044	50 x 44 x 6/9 cm	<i>Institutions</i>	CHF 134.10	TVA excl.
Art. VCAG5250	52 x 50 x 7/10 cm	<i>Institutions</i>	CHF 170.10	TVA excl.
Art. VCAG5450	54 x 50 x 7/10 cm	<i>Institutions</i>	CHF 175.50	TVA excl.
Art. VCAG5650	56 x 50 x 7/10 cm	<i>Institutions</i>	CHF 188.10	TVA excl.
Art. VCAG6050	60 x 50 x 7/10 cm	<i>Institutions</i>	CHF 193.50	TVA excl.



Dimensions spéciales sur demande : Supplément de CHF 23.15 TVA excl.

COUSSIN JAY BASIC



Coussin en mousse de qualité supérieure.

Art. 300NI	45 x 40 cm	Art. 301NI	45 x 45 cm
Art. 305NI	40 x 40 cm	Art. 306NI	40 x 45 cm
Art. 308NI	35 x 40 cm	Art. 309NI	50 x 45 cm
Art. 356NI	37 x 40 cm		
Art. 376NI	42 x 40 cm		

Institutions **CHF 132.30** TVA excl.



COUSSIN TERRA



Surface d'assise à forme anatomique.

Immersion et enveloppement parfait pour une répartition efficace de la pression.

Amortissement des vibrations et des chocs pour un confort accru.

Grande stabilité lors de l'exécution d'activités et transferts.

Art. 476C00=SK606	38 x 40,5 cm	Art. 476C00=SK601	40,5 x 40,5 cm
Art. 476C00=SK604	40,5 x 45,5 cm	Art. 476C00=SK638	43 x 43 cm
Art. 476C00=SK639	45,5 x 43 cm	Art. 476C00=SK602	45,5 x 45,5 cm
Art. 476C00=SK605	50,5 x 45,5 cm		

Institutions **CHF 268.20** TVA excl.



COUSSIN TERRA AQUOS

ottobock.

Quatre rembourrages en LiquiCelle réduisent les forces de cisaillement qui surviennent au cours des activités. Surface d'assise à forme anatomique
Réduction des forces de cisaillement pour la prévention des escarres
Grande stabilité lors de l'exécution d'activités et transferts.



Art. 476C00=SK656 38 x 40,5 cm
Art. 476C00=SK654 40,5 x 45,5 cm
Art. 476C00=SK689 45,5 x 43 cm
Art. 476C00=SK655 50,5 x 45,5 cm

Art. 476C00=SK651 40,5 x 40,5 cm
Art. 476C00=SK688 43 x 43 cm
Art. 476C00=SK652 45,5 x 45,5 cm

Institutions **CHF 307.80** TVA excl.

COUSSIN MATRX LIBRA



Le coussin Matrx Libra est un coussin avec insert en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m². Cet insert ischiatique en gel fluide apportera une zone de contact plus importante au niveau de la zone sacrée et donc une réelle prévention des escarres. Hauteur du coussin : 6 cm

Le **Flo-tech Image** est disponible en plusieurs tailles de 36 x 36 cm à 56 x 56 cm



Institutions **CHF 566.10** TVA excl.

COUSSIN VICAIR ACTIVE 02



Le coussin Active 02 est le coussin idéal pour les utilisateurs de fauteuils roulants qui effectuent fréquemment des transferts. La mousse à l'avant facilite les transferts. Les compartiments à l'arrière, remplis de SmartCells, offrent une protection optimale de la peau ainsi qu'un maximum de confort. Le coussin dispose d'une pochette de rangement facilement accessible pour les effets personnels.

Coussin lavable en machine, ultra respirant

Hauteur: 6 et 9 cm

Poids max. de l'utilisateur: 200kg

Largeur disponible de 35 - 50 cm

Profondeur disponible de 40 - 50 cm

Art. vicairactive02

Institutions **CHF 855.-** TVA excl.





COUSSIN VICAIR VECTOR 02

Coussin qui offre une meilleure stabilité à l'utilisateur de fauteuil roulant, permettant ainsi à l'utilisateur d'améliorer sa mobilité fonctionnelle du haut du corps par une plus grande amplitude de mouvement de bras. La disposition unique des compartiments du coussin réduit la pression dans la zone vulnérable autour des ischions et du coccyx.

Avec neuf compartiments réglables pour une stabilité optimale

Coussin lavable en machine, ultra respirant

Hauteur: 6 ou 10 cm

Poids max. de l'utilisateur: 250 kg

Dimensions possibles: 40-50 cm

Art. vicairvector02

Institutions **CHF 855.-** TVA excl.



CEINTURE BODY POINT CENTER PULL

Ouverture « Side Release »



Art. HB215S Taille S / Longueur de 178 – 279 mm
Art. HB215M Taille M / Longueur de 228 – 381 mm
Art. HB215L Taille L / Longueur de 330 – 483 mm

Institutions **CHF 100.80** TVA excl.

CEINTURE BODY POINT CENTER PULL

Ouverture « Push Button »



Art. HB205-M36 Taille S / Longueur de 178 – 279 mm
Art. HB205-M46 Taille M / Longueur de 228 – 381 mm
Art. HB205-L62 Taille L / Longueur de 330 – 483 mm

Institutions **CHF 137.70** TVA excl.

PROTECTION DE SECURITE « PUSH BUTTON »



Empêche l'ouverture de la boucle par le résident ou patient
S'installe sur la boucle Push Boutton pour éviter que l'on puisse appuyer dessus pour la déclencher. S'ouvre uniquement avec un objet pointu.

Art. FS018C Pour ceinture taille S & M
Art. FS019C Pour ceinture taille L

Institutions **CHF 30.60** TVA excl.





CEINTURE DE SECURITE POUR FAUTEUIL ROULANT

Avec fermeture à clic. Noire, avec boucle.
Spécialement conçue pour être
fixée aux tubes de dossier d'un fauteuil roulant.

Art. 190.100001

Institutions **CHF 31.50** TVA excl.



DEMI-TABLETTE REHATEC POUR FAUTEUIL ROULANT

Rabattable, en plexiglas transparent. Exécution gauche ou droite, à choix.

Art. 41310 Droite sans rebord

Art. 30374 Droite avec rebord

Art. 30365 Gauche sans rebord

Art. 30373 Gauche avec rebord

Institutions **CHF 274.50** TVA excl. *Institutions* **CHF 324.-** TVA excl.



TABLE REHATEC POUR FAUTEUIL ROULANT

Fermeture rapide (Excenter) pour un montage/démontage simple et rapide.
Avec et sans rebord / Polycarbonate ou bois mélaminé
Pour fauteuils roulants de 41 à 50 cm de largeur

Art. T15201A Table en **polycarbonate** sans rebord

Institutions **CHF 335.70** TVA excl.

Art. T15211A Table en **polycarbonate** avec rebord

Institutions **CHF 454.50** TVA excl.

Art. T25201A Table en **bois** sans rebord

Institutions **CHF 199.80** TVA excl.

Art. T25211A Table en **bois** avec rebord

Institutions **CHF 258.30** TVA excl.



TABLE DE THERAPIE POUR FAUTEUIL ROULANT 52 à 56 CM

Table de thérapie 8 mm
Largeur totale de la table de thérapie 77,5 cm.
Matériel en plastique haute résistance.
Y compris accessoires de montage. Transparent
Table de thérapie de profondeur 57 cm, hauteur 2,5 à 3,3 cm

Art. 252135

Institutions **CHF 202.50** TVA excl.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP01



Housse CIC / microbilles
Dimensions 680 x 515 mm

Art. VCP01CIC

Institutions **CHF 55.80** TVA excl.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP02



Housse CIC / microbilles
Dimensions 410 x 310 mm

Art. VCP02CIC

Institutions **CHF 82.80** TVA excl.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP03



Housse CIC / microbilles
Dimensions 640 x 440 mm

Art. VCP03CIC

Institutions **CHF 98.10** TVA excl.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP04



Housse CIC / microbilles
Dimensions 210 x 600 mm

Art. VCP04CIC

Institutions **CHF 86.40** TVA excl.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP05+ VCP06



Housse CIC / microbilles
Dimensions 412 x 228 mm

Art. VCP05CIC pour les talons
Art. VCP06CIC pour les mains

Institutions **CHF 45.-** TVA excl.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP07

Housse CIC / microbilles
Dimensions 343 x 300 mm

Art. VCP07CIC

Institutions **CHF 69.30** TVA excl.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP08

Coussin de positionnement latéral 30° (personne > 165 cm)
Housse CIC / microbilles. Dimensions 1940 x 666 mm

Art. VCP08CIC

Institutions **CHF 126.-** TVA excl.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP09

Housse CIC / microbilles
Dimensions 1590 x 790 mm

Art. VCP09CIC

Institutions **CHF 108.-** TVA excl.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP11

Housse CIC / microbilles
Coussin de positionnement latéral 30° (personne < 165 cm)
Dimensions 1830 x 666 mm

Art. VCP11CIC

Institutions **CHF 126.-** TVA excl.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP12

Housse CIC / microbilles
Coussin bouée de forme circulaire 460 x 460 mm

Art. VCP12CIC

Institutions **CHF 58.50** TVA excl.





COUSSIN BOOMERANG EN PU AVEC HOUSSE 190CM

Le coussin de positionnement boomerang est le support idéal pour toute personne nécessitant un maintien ergonomique confortable en position assise ou couchée dans le lit. Coussin bi-élastique, 190cm, lavable par épongeage. Remplissage en billes de polystyrène et mousse visco élastique à mémoire. Avec housse en Jersey incluse.

Art. P600AB+S600A



Institutions

CHF 228.-

TVA excl.



COUSSIN DE CONFORT POUR FAUTEUIL AVEC TUBE

Ce coussin de confort a été réalisé pour des résidents qui ont un mauvais positionnement dans le fauteuil. Le coussin soutient la nuque et le dessus du corps contre l'affaissement latérale. Le coussin est composé d'une enveloppe réalisée en enduction polyuréthane bi élastique, lavable par épongeage et disposant d'un traitement antibactérien. L'intérieur est garni de microbilles de polystyrène qui épousent toutes les anatomies. Une housse amovible est incluse.

Art. P620+S620



Institutions

CHF 310.50

TVA excl.



COUSSIN POUR LE COU EN PU BI-ELASTIQUE

Ce coussin pour soutenir la nuque est fabriqué avec une enveloppe enduite de polyuréthane, bi-élastique, lavable par épongeage. Le remplissage est fait de microbilles de polystyrène. Une housse amovible, munie d'une fermeture à glissière est incluse.

Art. P640B+S640B



Institutions

CHF 137.70

TVA excl.



COUSSIN RECTANGULAIRE EN PU, 35X25 CM AVEC HOUSSE

Ce coussin de positionnement est utilisé pour différents objectifs: en tant que coussin d'abduction ou en tant que coussin pour soutenir par exemple le bras. Le coussin est composé d'une enveloppe enduite de polyuréthane, lavable par épongeage. L'intérieur est garni de mousse visco élastique à mémoire et de microbilles de polystyrène qui épousent toutes les anatomies. Une housse amovible est incluse.

Art. P685B+S685



Institutions

CHF 117.-

TVA excl.



COUSSIN RECTANGULAIRE EN PU, 60X30 CM AVEC HOUSSE



Ce coussin de positionnement rectangulaire 30x60 cm est utilisé pour différents objectifs: en tant que coussin d'abduction ou en tant que coussin pour soutenir par exemple le bras. Le coussin est composé d'une enveloppe réalisée en enduction polyuréthane, lavable par épongeage. L'intérieur est garni de microbilles de polystyrène qui épousent toutes les anatomies et de mousse visco élastique à mémoire. Avec housse incluse.

Art. P680B+S680

Institutions

CHF 131.40

TVA excl.



COUSSIN RECTANGULAIRE EN PU, 90X70 CM AVEC HOUSSE



Le coussin de positionnement 70x90 cm soutien le creux des genoux. La vertèbre dorsale inférieure est soulagée et les muscles se détendent. Le coussin est composé d'une enveloppe enduite de polyuréthane, lavable par épongeage. Le garnissage est réalisé en microbilles de polystyrène et mousse visco élastique à mémoire. Une housse amovible est incluse.

Art. P603B + S603

Institutions

CHF 293.40

TVA excl.



COUSSIN RELEVÉ-TALONS 80X60 CM AVEC TUBE CENTRALE



Coussin avec housse et tube centrale qui peut être accroché verticalement sur le coussin principal. Le tube central est un obstacle entre les jambes qui évite que les talons se frottent ou que les pieds viennent l'un sur l'autre. L'intérieur est garni de microbilles de polystyrène et de mousse visco élastique qui épousent toutes les anatomies. Une housse amovible est incluse.

Art. P615B + S615

Institutions

CHF 405.-

TVA excl.

COUSSIN RELEVÉ-TALONS EN PU, 80X60 CM AVEC HOUSSE



Ce coussin de positionnement a été développé pour prévenir les escarres au talon par soutien de la partie inférieure de la jambe. Ce coussin évite que le genou soit élevé. Le coussin est composé d'une enveloppe enduite de polyuréthane, bi-élastique, lavable par épongeage, disposant d'un traitement antibactérien. L'intérieur est garni de microbilles de polystyrène qui épousent toutes les anatomies. Une housse amovible est incluse.

Art. P610B + S610

Institutions

CHF 349.20

TVA excl.

COUSSIN ZIGZAG EN PU, 190 CM AVEC HOUSSE



Le coussin de positionnement Zigzag a été développé pour des personnes, nécessitant un positionnement couché sur le côté. Le coussin est mis derrière le dos, entre les genoux et les pieds. Le coussin est composé d'une enveloppe enduite de polyuréthane bi-élastique, lavable par épongeage, disposant d'un traitement antibactérien. L'intérieur est garni de microbilles de polystyrène qui épousent toutes les anatomies. Une housse amovible, munie d'une fermeture à glissière, est incluse.

Art. P601A+ S601

Institutions

CHF 219.60

TVA excl.

COUSSIN RECTANGULAIRE EN PU, 90X40 CM AVEC HOUSSE



Ce coussin de positionnement est utilisé pour différents objectifs: en tant que coussin d'abduction ou en combinaison avec le coussin P602 en tant que coussin entre les jambes. Le coussin est composé d'une enveloppe enduite de polyuréthane, lavable par épongeage. Le garnissage est réalisé en mousse et avec des microbilles de polystyrène. Une housse amovible est incluse.

Art. P606B+S606

Institutions

CHF 189.-

TVA excl.