



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve

8 h – 11h30

14 h – 16h30

Conseils à domicile,

sans engagement

Assistance technique 7/7

+PRO

DIVAN D'EXAMENS LIMBURG STANDARD



Couleur: cadre blanc et couleur de la sellerie à choix
Cadre et pieds en tubes rectangulaires
Tête réglable en hauteur par levier
SANS ouverture pour le nez
Coussin en mousse de 40 mm avec revêtement en vinyle
Dimensions: 200 x 65 cm
Hauteur à choix : 65, 70, 75 ou 80 cm

Art. 10.001

Institutions **CHF 800.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 10.007	Ouverture pour le nez	CHF 45.-
Art. 10.015	Largeur de couchage 70 cm	CHF 120.-
Art. 10.016	Largeur de couchage 80 cm	CHF 140.-
Art. 10.184	Support rouleaux papier	CHF 105.-
Art. 10.181	Roulettes diam. 100 mm (2 à frein)	CHF 120.-



DIVAN D'EXAMENS LIMBURG BASIS 2

Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.

Longueur: 200 cm

Largeur: 65 cm (En option, 70, 75 ou 80 cm)

Réglage en hauteur électriquement ou hydrauliquement de 50 cm à 95 cm.

Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.

Négatif: 45 °; Positif: 45 °, de série avec ouverture pour le nez.

Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.

Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.

Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier



Art. 10.071

Institutions **CHF 2'340.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 10.162 Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables

CHF 205.-

Art. 10.015 Largeur du siège : 80 cm

CHF 140.-

Art. 10.111+ 10.112 Partie tête Wellness + revêtement

CHF 205.-

Art. 10.204 Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied

CHF 305.-

Art. 10.170 Pédale au pied

CHF 75.-

Art. 10.150 Double interrupteur à pied

CHF 185.-

Art. 10.178 Réglage hydraulique de la hauteur

CHF 105.-

Art. 10.194 Support rouleaux papier

CHF 105.-



DIVAN D'EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S BASIC E

Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.

Plan de couchage en 2 parties, longueur: 200 cm

Longueur : 200 cm

Largeur : 65 cm (En option 70, 75 ou 80 cm)

Hauteur réglable de 47 à 97 cm électriquement

Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.

Partie tête avec angle positif et négatif.

Avec ouverture visage.

Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.

Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier



Art. 11.732

Institutions **CHF 3'570.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 10.162	Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables	CHF 205.-
Art. 11.706	Largeur du siège : 80 cm	CHF 135.-
Art. 10.111	Partie tête Wellness	CHF 158.-
Art. 10.194	Support rouleaux papier	CHF 105.-



DIVAN D'EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S CLASSIC



Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.

Plan de couchage en 2 parties, longueur: 200 cm

Largeur: 65, en option 70, 75 ou 80 cm

Réglage en hauteur électriquement ou hydrauliquement de 50 cm à 95 cm.

Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.

Négatif: 45 °; Positif: 45 °, de série avec ouverture pour le nez.

Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.

Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.

Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier

Art. 11.700

Institutions **CHF 2'840.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 10.162	Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables	CHF 205.-
Art. 10.015	Largeur du siège : 70cm	CHF 120.-
Art. 10.111+10.112	Partie tête Wellness avec revêtement	CHF 205.-
Art. 11.705	Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied	CHF 305.-
Art. 10.170	Pédale au pied	CHF 75.-
Art. 10.150	Double interrupteur à pied	CHF 185.-



DIVAN D'EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S PRO



Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.

Plan de couchage en 4 parties, longueur: 200 cm

Largeur: 60 ou 70 cm à choix

Réglage en hauteur électriquement de 53 cm à 103 cm.

Réglage de la tête, des jambes et inclinaison de l'assise électriquement

Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.

Avec freinage centralisé.

Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.

Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier

Art. 11.730

Institutions **CHF 4'140.-** TVA excl.

Options non-comprises :

Art. 11.705 Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied

CHF 305.-

Art. 10.111 +10.112 Partie tête Wellness

CHF 205.-

Art. 10.194 Support rouleaux papier

CHF 105.-



DIVAN D'EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S LYMPH

Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.

Plan de couchage en 8 parties, longueur: 200 cm / Largeur: 65 cm

Réglage en hauteur électriquement de 53 cm à 103 cm.

Réglage de la tête, des jambes et inclinaison de l'assise par vérins à gaz.

Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.

Avec freinage centralisé.

Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.

Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier



Art. 11.703

Institutions **CHF 3'740.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 10.162	Partie tête en 3 parties, accoudoirs rétractables	CHF 205.-
Art. 10.111+10.112	Partie tête Wellness avec revêtement	CHF 205.-
Art. 11.705	Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied	CHF 305.-
Art. 10.170	Pédale au pied	CHF 75.-
Art. 10.150	Double interrupteur à pied	CHF 185.-



DIVAN D'EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S ORTHO

Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.

Plan de couchage en 2 parties, partie tête 70 cm, longueur totale 200 cm

Largeur: 65 cm (En option 70, 75 ou 80 cm)

Réglage en hauteur électriquement de 47 cm à 97 cm.

Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.

Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.

Freinage centralisé

Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.

Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier



Art. 11.731

Institutions **CHF 2'740.-** TVA excl.

Options non-comprises :

Art. 11.705	Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied	CHF 305.-
Art. 10.015	Largeur du siège : 70cm	CHF 120.-
Art. 10.009	Ouverture ovale pour le nez	CHF 45.-
Art. 10.008	Coussin pour couvrir l'ouverture du nez	CHF 55.-
Art. 10.170	Pédale au pied	CHF 75.-
Art. 10.150	Double interrupteur à pied	CHF 185.-



TABLE DE SOINS BOBATH/VOJTA & ROSSO

Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.

Longueur : 180 cm ou 200 cm

Largeur : 120, 140 ou 160 cm

Réglage de la hauteur électriquement: (avec le combiné)

VOJTA: 48 à 94 cm

ROSSO-LIFT: 38 à 90 cm

Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.

Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier

Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.

Freinage centralisé en option



Art. 10.096 (Vojta 200 x 120)

Institutions **CHF 4'356.-** TVA excl.

Options non-comprises :

Art. 10.094	Modèle ROSSO-LIFT (Haut. Plus bas)	CHF 520.-
Art. 10.057	Roues rétractables pour transport patient	CHF 225.-
Art. 10.097	Pos./nég tête. Réglable	CHF 305.-
Art. 10.098	Largeur 140 cm	CHF 205.-
Art. 10.099	Largeur 160 cm	CHF 405.-
Art. 10.170	Pédale au pied	CHF 75.-
Art. 10.150	Double interrupteur à pied	CHF 185.-
Art. 10.153	Rail rond au pied pour le réglage électrique de la hauteur	CHF 305.-



COUSSIN ROND EN SIMILICUIR



Art. 50.020	50 x 10 cm intérieur souple	CHF 55.85
Art. 50.021	50 x 15 cm intérieur souple	CHF 65.60
Art. 50.045	60 x 15 cm intérieur souple	CHF 70.40
Art. 33.090	50 x 20 cm intérieur ferme	CHF 88.60

DEMI-COUSSIN ROND EN SIMILICUIR



Art. 50.023	50 x 9 cm intérieur souple	CHF 61.90
Art. 50.046	60 x 9 cm intérieur souple	CHF 65.60
Art. 50.029	50 x 12 cm intérieur souple	CHF 71.60
Art. 33.093	50 x 12 cm intérieur ferme	CHF 76.50

COUSSIN ROND BOBATH LONG



Art. 50.146	100 x 40 cm	CHF 318.-
Art. 50.147	100 x 50 cm	CHF 417.55

COUSSIN POUR LA TÊTE



Art. 50.041

Institutions **CHF 91.-** TVA excl.

COUSSIN TRIANGULAIRE



Art. 50.156 50 x 50 x 15 cm

Institutions **CHF 136.-** TVA excl.

COUSSIN D'ELEVATION DE JAMBES(S) AVEC GOUTTIERE



Art. 50.158 80/50 x 21.5 x 20 cm pour une jambe

Institutions **CHF 162.65** TVA excl.

Art. 50.150 80/50 x 43 x 20 cm pour deux jambes

Institutions **CHF 234.50** TVA excl.



COUSSIN RETOUR VEINEUX

Art. 50.168 70 x 55 x 20 cm

Institutions **CHF 225.80** TVA excl.

GENOUILLERE AVEC 2 COLD PACKS CRY-O-PTIMAL (24 pièces)

Cry-O-Ptimal est un concept unique de Respiflex. La température est maintenue jusqu'à trois fois plus longtemps au contraire de compresses classiques, vous pouvez donc profiter de la thérapie par le froid beaucoup plus longtemps. De plus, le froid est également libéré de manière beaucoup plus uniforme. Divisé en cellules individuelles afin que la température soit constamment libérée, le froid est conservé plus longtemps, le gel ne coule pas et garde sa forme tout en étant flexible.

Les cold Packs CRY-O-PTIMAL diminuent l'œdème et apaisent ainsi les douleurs dues à l'inflammation des articulations et des muscles, de blessures et de maux d'œdèmes post-opératoires.

Mode d'emploi :

Placer les compresses froides au congélateur pendant au moins 1 heure. Placer les compresses froides dans les pochettes prévues à cet effet dans le bandage puis enroulez le bandage autour du genou et le fixer avec les bandes velcro.

Art. PRO-KW03/LDCP03



24 Genouillères avec 48 Cold Pack

CHF 750.-

TVA excl.

COUSSINS RELAX PRO BUDDY (8 pièces)

Ce pack de gel est l'alternative moderne à votre oreiller classique et à votre bouillotte sans odeur désagréable ni tâtonnement avec de l'eau chaude. La lourdeur et la chaleur assurent une meilleure circulation et donne un effet relaxant. Le gel conserve la température pendant une longue période et fournit ainsi un effet bénéfique extra-long de la chaleur ou du froid. Le RELAX BUDDY adopte l'ajustement parfait dans le cou et reste flexible à la fois refroidi et chauffé. Ce pack de gel est idéal pour lutter contre les douleurs du cou et des épaules.

Applications chaudes:

- Soulage les douleurs musculaires et articulaires du cou
- Détend les muscles après une longue utilisation de l'ordinateur
- Idéal pour une utilisation dans le canapé

Applications froides :

- Après un effort physique ou une performance sportive
- Empêche le gonflement
- Soulage la douleur des blessures sportives



Le RELAX BUDDY a un côté bleu clair et bleu foncé. La face bleu clair convient à une utilisation à froid, la face bleu foncé à une utilisation à chaud. Thérapie par la chaleur: Chauffer le RELAX BUDDY pendant 3 minutes maximum à 800 watts au micro-ondes. Répartissez la chaleur uniformément en pétrissant le gel. Thérapie par le froid : Refroidissez le RELAX BUDDY pendant au moins 1 heure au réfrigérateur ou au congélateur.

Art. PRO-TSHP01

8 coussins Relax Pro Buddy

CHF 290.-

TVA excl.

BANDAGE ÉPAULE 2 COLD PACKS CRY-O-PTIMAL

Boîte de 24 bandages et 48 Cold Pack. Par rapport aux compresses froides classiques, la température est maintenue jusqu'à trois fois plus longtemps, vous pouvez donc profiter de la thérapie par le froid beaucoup plus longtemps. De plus, le froid est également libéré de manière beaucoup plus uniforme.

Applications:

- Traitement des douleurs et gonflements articulaires
- Traitement des blessures à l'épaule et autres (sportives)
- Idéal pour traiter une douleur à l'épaule après une chirurgie



Cry-O-Optimal optimise la thérapie par le froid:

Divisé en cellules individuelles afin que la température soit constamment libérée. Le froid est conservé plus longtemps, le gel ne coule pas et garde sa forme tout en étant flexible.

Mode d'emploi :

Placer les compresses froides au congélateur pendant au moins 1 heure. Placer les compresses froides dans les pochettes prévues à cet effet dans le bandage. Enroulez-le bandage autour de l'épaule à traiter et fixez-le avec les rubans velcro réglables.



Art. PRO-SW03 / LDCP03

24 bandages épaule avec 48 cold pack

CHF 760.-

TVA excl.

BANDAGE MÂCHOIRE 2 COLD PACKS CRY-O-PTIMAL (24 Pièces)

Applications :

- Traitements de la mâchoire et du visage
- après avoir retiré les dents de sagesse
- Traitement des douleurs articulaires générales et de l'enflure

Cry-O-ptimal optimise la thérapie par le froid:
Divisé en cellules individuelles afin que la température soit constamment libérée. Le froid est conservé plus longtemps, le gel ne coule pas et garde sa forme tout en étant flexible

Mode d'emploi :

Placer les compresses froides au congélateur pendant au moins 1 heure.
Placer les compresses froides dans les pochettes prévues à cet effet dans le bandage.
Enroulez le bandage autour de votre visage et fixez-le avec les bandes velcro.

Art. PRO-SMW / LDCP02

24 bandages mâchoires avec 48 cold pack

CHF 350.-

TVA excl.



COUSSIN DE NUQUE CHAUD/FROID PERLA (12 Pièces)

Le pack froid / chaud est rempli de perles qui vous permettent d'utiliser le pack à la fois chaud et froid. Les perles innovantes et flexibles assurent un ajustement parfait et un confort de port exceptionnel. De plus, les perles conservent bien leur chaleur ou leur froid, pour que vous puissiez profiter longtemps de la thérapie par la chaleur et le froid. Le côté du masque qui repose sur la peau est fini avec un textile doux. Cela augmente le confort et protège la peau du contact direct avec les perles chaudes ou froides.

Idéal pour soulager:

- Rigidité musculaire
- Problèmes et douleurs chroniques
- Cou / épaule / maux de tête
- Stress et arthrose
- Couleur au cou due à la lecture électronique

Utilisation à froid:

Placez l'oreiller cervical au congélateur pendant au moins 1 heure
Placez-le sur votre cou et profitez de l'effet rafraîchissant
Répétez aussi souvent que nécessaire.

Utilisation chaude :

Placez l'oreiller cervical au micro-ondes pendant 30 secondes maximum à 800 watts. Sortez-le, pétrissez les perles pour disperser la chaleur.
Si nécessaire, placez 10 secondes supplémentaires jusqu'à ce que la chaleur désirée soit atteinte.

Art. PRO-SMW / LDCP02

12 coussins de nuque Perla

CHF 120.-

TVA excl.



COMPRESSES CHAUD/FROID 15 X 27 CM (40 PIÈCES)

Le pack Chaud/Froid RespiFlex 40 pièces réutilisable peut être utilisé à la fois pour la thérapie par le froid et la chaleur. La thermothérapie est utilisée pour la douleur chronique qui n'est pas basée sur une inflammation aiguë. La chaleur augmente le flux sanguin et soulage la douleur et la raideur musculaire et a également un effet calmant et aide à se détendre. La thérapie par le froid est principalement utilisée pour les douleurs aiguës et les blessures sportives. Lorsqu'il est appliqué directement, le froid aide à réduire l'inflammation.

Thérapie thermique :

- Rigidité musculaire
- Rhumatisme chronique
- Douleur au cou / à l'épaule / au dos
- Relaxation
- Spasmes
- Conditions dégénératives

Thérapie par le froid :

- Migraine
- Maux de dents
- Entorses
- Tendinites
- Hématomes
- Piqûres d'insectes



Utilisation à froid :

Placez la compresse froide au congélateur pendant au moins 1 heure;
Placer la compresse sur la partie du corps à traiter pendant 30mn max.

Utilisation chaude :

Placer la compresse chaude au micro-ondes pendant 30 secondes maximum à 800 watts. Une fois sortie, pétrir le gel pour disperser la chaleur. Répéter à intervalles de 10 secondes jusqu'à ce que la chaleur désirée soit atteinte.

Art. PRO-CHP02 / NWP02

40 compresses chaud/froid

CHF 110.-

TVA excl.

COMPRESSE CHAUD/FROID PERLA (48 PIECES)

Le pack chaud/froid Perla est rempli de perles qui vous permettent d'utiliser le pack à la fois chaud et froid. Les perles innovantes et flexibles assurent un ajustement parfait et un confort de port exceptionnel. De plus, les perles conservent bien leur chaleur ou leur froid, pour pouvoir profiter longtemps de la thérapie par la chaleur et le froid. Le côté du masque qui repose sur la peau est fini avec un textile doux. Cela augmente le confort et protège la peau du contact direct avec les perles chaudes ou froides.

Thérapie thermique:

- Rigidité musculaire
- Plaintes de rhumatisme chronique
- Douleur au cou / à l'épaule / au dos
- Relaxation
- Spasmes

Thérapie par le froid:

- Migraine
- Mal de crâne ou mal de dents
- Entorses, inflammations
- Piqûre d'insecte



Art. PRO-PCH03

48 compresses chaud/froid Perla

CHF 235.-

TVA excl.

MASQUE POUR LES YEUX CHAUD/FROID PERLA (48 PIECES)

Le masque pour les yeux est rempli de perles qui vous permettent d'utiliser le masque à la fois chaud et froid. Les perles innovantes et flexibles assurent un ajustement parfait et un confort de port exceptionnel. De plus, les perles conservent bien leur chaleur ou leur froid, pour que vous puissiez profiter longtemps de la thérapie par la chaleur et le froid. Le côté du masque qui repose sur les yeux est fini avec un textile doux. Cela augmente le confort et protège la peau du contact direct avec les perles chaudes ou froides. Soulage la pression sur les yeux, le mal de tête, les yeux fatigués. Aide à combattre les poches sous les yeux et procure un moment détente.

Art. PRO-PCH02



48 masques yeux chaud/froid Perla **CHF 245.-** TVA excl.

COLD PACKS CRY-O-PTIMAL (24 PIECES)

Cold packs Cry-O-ptimal, compresse de 18 x 25 cm (boîte de 24 pièces). Les cellules intérieures flexibles sont enrobées d'une seconde couche de gel. Ainsi le refroidissement s'étend sur une période remarquablement plus longue et dans un milieu de température relativement stable (2 à 5°). Les packs anatomiques sont parfaitement indiqués pour apaiser la douleur et l'inflammation. Conservez le cold pack au congélateur pendant 3 heures.

Art. PRO-LDCP03



24 Cold-Pack O-ptimal **CHF 130.-** TVA excl.

TABOURET A ROULETTES SELLA-MED

5 pieds chromés (alu)
Piètement diam 63 cm
Diam du siège 37 cm.
Hauteur réglable en hauteur de 43 à 56 cm
Roulettes molles pour sol dur
Simili cuir

Art. 5970HMX4



Institutions **CHF 249.-** TVA excl.

LAMPE HALUX N30

HALUX N30 est le luminaire idéal pour tous ceux qui désirent respecter leur budget sans pour autant faire de compromis sur la qualité. Led sur bras flexible. Nettoyage rapide grâce à la construction fermée. Ne demande aucun entretien. Matériaux d'excellente qualité et technologie LED durable. Positionnement sûr et simple. Puissance lumineuse – 30 000 lux @ 0,5 m**
Grand champ lumineux homogène garantissant un confort visuel maximal
Champ d'éclairement - Ø 18 cm @ 0,5 m**
Température de la couleur fixe : 4 400 K. Gardable en continu.
Bloc d'alimentation externe. Répond aux exigences normatives d'EN 60601-1 & EN 60601-2-41

Art. D15.990.000-00806673

Institutions **CHF 417.-** TVA excl.

Derungs



LAMPE VISIANO 20-2 PT X AVEC PIETEMENT A ROULETTES

Derungs

Un éclairage sans compromis est irremplaçable partout où une bonne vision impose des exigences maximales. Que ce soit dans un cabinet de généraliste ou de dermatologue, en ORL ou en gynécologie, dans des services particulièrement sensibles comme la néonatalogie ou les soins intensifs.

VISIANO est un véritable multitalent. Grâce à son design incomparable, l'éclairagisme à la pointe de la technique et l'excellente qualité de sa lumière, elle garantit des conditions d'examen optimales.

Technologie LED. Intensité lumineuse élevée 60 000 lx / 0,5 m.

Champ éclairé 210 mm. Rendu des couleurs précis Ra >95, R9 >90

Les températures de couleur (3 500 K et 4 500 K) permettent une perception individuelle des contrastes. Intensité lumineuse variable sur 4 niveaux.

Excellente qualité de la lumière grâce à l'optique diamant.

Fonctions hygiéniques antimicrobiennes sur les parties importantes de la lampe

Unité opératrice simple sur la tête.

Rayon d'action maximum (tête pivotable à 360°)

Excellente ergonomie grâce à l'articulation du bras en aluminium

compensée par ressort. Coûts d'entretien minimes grâce à la technologie LED

Faible dégagement de chaleur dans la lumière (réduit le dessèchement des tissus)

Art. VISIANO 20-2 C T1 + (Piètement à roulettes) D15.595.000

Institutions **CHF 1'150.20** TVA excl.



LAMPE D'EXAMEN HALUX N50-3 P SX

La version premium HALUX N50 convainc par sa forme minimaliste et l'attention aux détails typiquement suisse. C'est le luminaire parfait pour tous ceux qui veulent plus de lumière ou un changement de couleur. Peut être utilisé dans tous les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Nettoyage rapide grâce à la conception fermée. Sans entretien - Matériaux de haute qualité et technologie LED durable. Positionnement sûr et facile. Puissance lumineuse - 50000 lux à 0,5 m. Grand champ lumineux homogène pour un confort visuel maximal. Champ d'éclairage - Ø 18 cm @ 0,5 m. Température de couleur Fixe: 4 400 K, réglable: 3 300 K / 3 800 K / 4 400 K (en option). Gradable à 5 niveaux. Avec bloc d'alimentation intégré. Avec bras flexible. Répond aux exigences normatives EN 60601-1 & EN 60601-2-41.

Art. D16.011.000-0806680

Institutions

CHF 768.-

TVA excl.

Option disponible :

Art. D15.595.000

Piètement à roulettes (209.- ht)

Derungs 



LAMPE DE SOINS TRIANGO 100-1 F

La structure modulaire de la lampe de soins TRIANGO 100 satisfait à toutes vos exigences. Faites l'expérience de l'ingénierie suisse : sous l'apparence d'une petite lampe pour salle d'opération se cachent des années d'expérience en matière de technique lumineuse et d'ergonomie. La TRIANGO 100 garantit des conditions lumineuses optimales et est l'assistant parfait pour n'importe quel médecin. Sa puissance lumineuse de 100'000 lux à 1,0 m permet des interventions précises et des diagnostics exacts pour le plus grand bien des patients. Avec piètement à roulettes, blanc pur.

- Design unique
- 9 LED avec Ra 95
- Gradable sur 4 niveaux (40 / 60 / 80 / 100 %)
- Température de couleur de la lumière : 4 300 K
- Diamètre de la zone d'éclairage : 18 cm
- Optique diamant unique
- Système de bras à ressort exclusif avec larges angle de mouvement et rayon d'action
- Commande intuitive via un clavier sous membrane
- Poignée amovible et stérilisable
- Produit médical conformément aux normes EN 60601-1 et EN 60601-2-41

Art. D15.923.000-00803670

Institutions

CHF 3'733.20

TVA excl.

Derungs 

