



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 11h30
14 h – 16h30

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

+PRO

LIT DE SOINS MEDICALISE WESTFALIA CLASSIC

Le lit médicalisé classique pour maison de retraite, robuste, fiable et à longue durée de vie.

De plus, ce lit dispose d'un grand nombre d'avantages techniques :

- Réglage en hauteur de 35 à 80 cm
- Relève-buste électrique coulissant
- Relève-jambe électrique mais rabattable manuellement
- Charge de travail sécurisée de 200 kg
- Dispositif central de blocage des roues
- Interrupteur manuel avec fonction sélective de verrouillage
- Système d'entraînement de série de 24 volt
- Livré avec barrières bois et potence

Art. 285870

Institutions **CHF 2'601.-** TVA excl.



LIT DE SOINS MEDICALISE SURBAISSE REGIA

Lit de soins électrique surbaissé type REGIA, Sommier de 90 x 200 cm, en 4 parties à latte robuste en métal facile à nettoyer.

Réglages électrique du niveau de 26 à 80 cm.

Réglage de la tête et des jambes électriquement

Fonction Procline (Position assise)

Panneaux de Tête et pied en bois Primus ou Primus-Low

Freinage centralisé

Télécommande avec fonction de verrouillage.

Demi-barrières bois

Potence

charge maximale : 225 kg

Options sur demande avec supplément (h.t.):

Lumière de veille sous le lit CHF 74.-

Commande déclive disponible sur demande CHF 124.-

Art. 287900 90 x 200 cm

Institutions **CHF 3'492.-** TVA excl.



LIT DE SOINS LENUS



Le lit bas idéal et innovant pour une prévention optimale des chutes.

Lit médicalisé avec réglage électrique du niveau de **15 à 80 cm** avec arrêt automatique à mi-course à environ 38 cm. La position très basse de 15 cm protège les utilisateurs prédisposés aux chutes. La hauteur de 80 cm est idéale pour prodiguer des soins. Avec sommier de 90 x 200 cm, en 4 parties à latte robuste en métal, réglage de la tête et des jambes électriquement. Panneaux de tête et pied en bois, couleur hêtre naturel. 2 barrières de protection latérale pleine longueur en bois massif. Roues doubles Ø 50 mm, blocage et déblocage des roues par paire à l'aide d'une pédale de frein en tête et pied de lit. Télécommande avec fonction de verrouillage. Potence avec poignée. Charge maximale du lit : 225 kg

Art. 287382

Institutions **CHF 2'506.50** TVA excl.



LIT DE SOINS MEDICALISE XXL DIVISYS 2.0 (120 ou 140 cm)



Relève buste électrique. Relève jambes électrique avec plicature
Cadre du sommier divisible. Plan de couchage à lattes métalliques soudées 4 roues diam. 100 mm freinage indépendant, sans jupe bois. Amplitude de 34 à 74 cm
Télécommande à fil. Motorisation LINAK.
Un jeu de panneaux de lit à choix :
AUZENCE (Barrières Epoxy) / CARMEN II (Barrières bois) & MEDIDOM (sans barrière)
Une potence d'angle époxy. Poids utilisateur max. 270 kg.

Art. IXL1L11120-CH **120 cm** dès *Institutions* **CHF 4'140.-** TVA excl

Art. IXL2L11140E-CH **140 cm** dès *Institutions* **CHF 4'275.-** TVA excl.



Nombreuses variantes et coloris de boiseries possibles.

MATELAS ASKLE ALOVA TRIPORTANCE MONOBLOC



Matelas multiportance monobloc ALOVA avec décharge talonnière intégrée, constitué d'une mousse moulée viscoélastique 85 kg/m3 d'épaisseur 6 cm sur une base en mousse moulée haute résilience 38 kg/m3 d'épaisseur 8 cm
Portance medium partie tête, ferme partie centrale, souple partie pied
Dimensions : 198 x 88 x 14 cm
Protection intégrale polyuréthane sérigraphiée, bi-élastique, respirante et très résistante. Fermeture à glissière sur 3 côtés.
Housse lavable en machine à 90°. Charge max : 130 kg

Art. VMA63RC-HIPH

Institutions CHF 405.- TVA excl.

Alova XL 120 x 200 cm / Charge max. 135 kg

Art. VMA0-222-AC

Institutions CHF 585.- TVA excl.

Alova XL 140 x 200 cm / Charge max. 135 kg

Art. VMA0-322-AC

Institutions CHF 702.- TVA excl.

Alova XXL 120 x 200 cm / Charge max. 270 kg

Art. VMA120BAR

Institutions CHF 675.- TVA excl.

Alova XXL 140 x 200 cm / Charge max. 270 kg

Art. VMA140BAR

Institutions CHF 792.- TVA excl.



MATELAS A AIR AXTAIR ONE PLUS



Complet, avec matelas, housse intégrale en Promust CIC et compresseur.
Matelas composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et d'un support en mousse de plus de 5 cm. Vanne CPR d'urgence.
Système de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction du morphotype patient. 1 mode de fonctionnement: Dynamique
Réglages confort: réglage personnalisé du niveau de gonflage et gestion de la position assise
Alarmes visuelle et sonore
Convient pour des personnes de 30 à 165 kg.

Art. VKONEP-090G3G-CH

Institutions CHF 1'029.60 TVA excl.



MATELAS A AIR AUTOMORPHO PLUS CIC



Prévention et traitement d'escarres multiples :

- **Performance** : système de calcul automatique de la pression de gonflage adapté à la personne soignée.
- **Sécurité** : alarmes visuelles et sonores, verrouillage automatique du clavier, gonflage rapide du matelas, nouvelle vanne CPR.
- **Efficacité** : principe actif cliniquement éprouvé dans l'aide au traitement des escarres de stade 1 à 4. Trois modes d'aide aux soins.
- **Ergonomie** : convient pour des personnes de **30 kg à 180 kg**
- **4 décharges talonnières de série**
- **Gestion de la position assise**
- **Réglage confort personnalisé**
- **Housse CIC dotée d'un traitement anti-bactérien aux ions d'argent, lavable à 90°**

3 modes de gonflage disponibles :

- **Mode alterné** : alternance d'une cellule sur deux (à l'exception des 2 cellules à la tête).
- Temps de cycle complet 9 à 14 minutes.
- **Mode statique** : mode statique basse pression, gonfle toutes les cellules du matelas à une pression constante au niveau de pression interne le plus faible et favorise l'immersion du patient dans le support pour augmenter la surface en appui et réduire ainsi les pressions moyennes d'interface.
- **Mode soin** : rend ferme la surface du matelas afin de faciliter les manipulations du patient lors des soins ou des levées. Retour automatique au mode antérieur après 30 minutes.

Art. VKAUTOP-090G3G-CH

Institutions **CHF 1'935.-** TVA excl.



MATELAS A AIR AUTOMORPHO AXENSOR



Dernier né de la gamme AXTAIR dont il reprend le procédé breveté de détermination de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient.

L'axtair automorpho est communicant et totalement automatique.

DECHARGES TALONNIERES

- Dégonflage possible des 4 cellules en pied de matelas.

AXENSOR

- Ajustement automatique et permanent de la pression à plat et en fonction de l'inclinaison du relève-buste du lit.

HOUSSE CIC

- Housse soudée avec traitement antibactérien par ions Ag+ (prévention des contaminations croisées).



Matelas :

Poids utilisateur :	30 – 165 kg
Poids du support :	8 kg
Dimension du matelas :	195 x 87 x 17 cm
Cellules d'air :	18 cellules, hauteur 12 cm en polyuréthane éther
Cellules de tête :	3 cellules statiques
Dégonflage rapide :	Moins de 15 secondes / Vanne CPR
Housse supérieure :	Amovible, matière imperméable aux liquides et perméable à la vapeur d'eau. Polyuréthane/Polycarbonate sur maille anoblée d'ions d'argent. Assemblage par soudure

Art. VKAXE12-090A3A-CH

Institutions **CHF 2'178.-** TVA excl.

MATELAS A AIR AXTAIR XXL Bariatrique

Matelas composé de 21 cellules de 20 cm de hauteur d'air thérapeutique et de 2 bordures stabilisatrices pour aider au transfert.
2 largeurs disponibles : 120 cm ou 140 cm
Mode transport avec une autonomie de 8 heures
Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction du morphotype patient



3 modes de fonctionnement : Dynamique, statique basse pression et soins

Réglage confort disponible quel que soit le mode utilisé et la position du patient
Alarmes visuelles et sonores et vanne CPR d'urgence
Convient pour des personnes de **100 kg à 270 kg**

Art. VKXXL-120A2A-CH 120 cm

Institutions **CHF 4'050.-** TVA excl.

Art. VKXXL-140A2A-CH 140 cm

Institutions **CHF 4'455.-** TVA excl.



TABLE DE MALADE TRIGONORM

Châssis aluminium noir sur trois roulettes dont 2 à frein.
Plateau en résine synthétique imitation bois, 77 x 43 cm.
Réglable en hauteur de 60 à 95 cm et basculant.
Charge max: 20 kg.

Art. S-1111

Institutions **CHF 256.50** TVA excl.



TRIGONORM

TABLE DE MALADE TRIGONORM « HOPITAL »

Table malade TRIGONORM modèle "hôpital"
Plateau 77 x 40 cm en stratifié résine synthétique gris clair, avec bordures d'arrêt de 7 mm en aluminium sur la longueur et ABS gris sur la largeur.
Hauteur réglable de 78 à 110 cm, 3 roulettes jumelées à frein. Structure en tubes d'acier soudés facilement ajustable en hauteur.
Charge max: 20 kg.

Art. H-2322

Institutions **CHF 382.50** TVA excl.



TRIGONORM

TABLE DE MALADE EVILENCE

Hauteur variable assistée par vérin à gaz (760 à 1150 mm)
2 plateaux, épaisseur 19mm
coloris standard du mélaminé Hêtre clair.
Plusieurs coloris de boiserie à choix.
> 1 fixe (290 x 460 mm) avec galerie époxy 3 côtés
> 1 inclinable (640 x 460 mm) par crémaillère

Réglette de lecture sur grand plateau.
Piètement en forme de C, coloris époxy RAL 9002 texturé, équipé de 4 roulettes, dont 2 à frein

Art. T380049

Institutions **CHF 299.25** TVA excl.



WINCARE
g r o u p

TABLE DE MALADE CONFORLENCE

Hauteur variable assistée par vérin à gaz (760 à 1170 mm)
2 plateaux, épaisseur 19mm
coloris standard du mélaminé Hêtre clair.
Plusieurs coloris de boiserie à choix.
> 1 fixe (430 x 300 mm) avec galerie époxy 3 côtés
> 1 inclinable (610 x 430 mm) par crémaillère
Réglette de lecture sur grand plateau.
Piétement en forme de C, coloris époxy RAL 9002 texturé,
équipé de 4 roulettes, dont 2 à frein

Art. T169-00

Institutions **CHF 540.-** TVA excl.



TABLE DE CHEVET CHERUSKER

Table de chevet avec table de malade incorporée.
Dimensions : 87 cm haut, 52 cm de large et 51 cm de profondeur.
Table de malade réglable en hauteur (82 - 112 cm) ainsi qu'en angle
Dimension plateau 60 x 36 cm.
Roues 50 mm sans frein

Art. 193753

Institutions **CHF 873.-** TVA excl.



TABLE DE CHEVET ARMINIUS

Avec table à manger intégrée, réglable en hauteur et inclinable.
Revêtement de la table de nuit et du plateau de la table à manger en résine synthétique et bords arrondis.
Hauteur 88 cm, largeur 54,5 cm, profondeur 45 cm, table à manger dépliée 125 cm.
Surface de la table de nuit 54,5 x 45 cm, surface de la table à manger 55 x 36 cm.

Art. 223637

Institutions **CHF 610.-** TVA excl.



COMMODE ADRANO

2 Tiroirs coulissants en partie haute
4 Etagères en partie basse

Largeur: 100 cm
Hauteur : 90 cm
Profondeur : 52 cm

Art. 241634

Institutions Sur demande



ARMOIRE ADRANO

4 Etagères sur la partie gauche de l'armoire
1 Penderie

Fermeture à clé

Largeur: 100 cm
Hauteur : 202 cm
Profondeur : 60 cm

Art. 241740

Institutions Sur demande



ARMOIRE ADRANO DOUBLE

5 Etagères au centre de l'armoire
2 Penderies sur la partie droite et gauche
Fermeture à clé

Largeur: 150 cm
Hauteur : 202 cm
Profondeur : 60 cm

Art. 241749

Institutions Sur demande



TAPIS D'ALARME CAREMAT AVEC FIL ET POIGNEE

Tapis sensible CAREMAT jaune.
Structure antidérapante aux bords en biseau avec poignées intégrées.
Livré avec 3 m de câble et fiche JACK compatible sur système GETS
A relier au système d'appel de malade pour patients désorientés et confus.
Résistant aux produits de nettoyage et aux lotions corporelles.
Nouveau modèle dont le câble est réparable.

BIRCHER
Reglomat

Art. 303410 1100 x 700 mm
Institutions **CHF 594.-** TVA excl.

Art. 303417 700 x 400 mm
Institutions **CHF 470.-** TVA excl.



TAPIS D'ALARME CAREMAT SANS FIL ET POIGNEE

Tapis sensible CAREMAT jaune ou gris.
Structure antidérapante aux bords en biseau avec poignées intégrées.
Livré avec récepteur sans fil ELDAT
RCL07 et fiche JACK compatible sur système GETS.
A relier au système d'appel de malade pour patients désorientés et confus. Résistant aux produits de nettoyage et aux lotions corporelles.

BIRCHER
Reglomat

Art. 303416 1100 x 700 mm
Institutions **CHF 870.-** TVA excl.

Art. 303388 700 x 400 mm
Institutions **CHF 665.-** TVA excl.



LAMPE DERUNGS CULTA LED

La tête du luminaire peut être tournée de 240°
Facile à positionner grâce à l'armature en col de cygne
Design agréable et élégant
Commande intuitive grâce à un interrupteur à tirette
Abat-jour satiné
Approprié pour les pièces à usage médical
selon DIN 60598-2-25 et pour les centres de soins

Art. D15.727.00 CULTA LED S4 P S3, interrupteur sur câble,
sur bras flexible

Institutions **CHF 247.-** TVA excl.

A commander en supplément :

Art. D13.231.00 Système pour fixation murale **CHF 25.50** TVA excl.

Art. D14.152.00 Adaptateur pour table de chevet **CHF 20.-** TVA excl.

Art. D15.725.000 CULTA LED S4 P S9, interrupteur sur câble,
sur bras flexible pour installation dans la réservation
de potence, livré avec pièces de fixation

Institutions **CHF 284.-** TVA excl.



Derungs 
MEDICAL LIGHTING

LAMPE DERUNGS AMALIA

Technologie LED 1 000 lx / 0,5 m
Champ éclairé 450 mm
Lumière de lecture en blanc chaud (3 000 K),
lumière nocturne de teinte ambrée
Palpeur à capteur ON / OFF pour la commutation
Poignée avec palpeur à capteur ON/ OFF éclairé
Bras flexible gainé de plastique.
Convient pour différents éléments de fixation

Art. D15.250.000 Amalia 9 P S4, **LED** pour une fixation murale ou sur un chevet

Institutions **CHF 569.70** TVA excl.

A commander en supplément :

Art. D13.231.00 Système pour fixation murale **CHF 25.50** TVA excl.

Art. D14.152.00 Adaptateur pour table de chevet **CHF 20.-** TVA
excl.

Art. D15.252.000 Amalia 9 B S8, **LED** pour une installation dans la réservation
de potence, livré avec pièces de fixation

Institutions **CHF 511.-** TVA excl.



Derungs 
MEDICAL LIGHTING