

Actions d'été & nouveautés

Valable du 1^{er} juillet 2025 au 31 août 2025



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T+4121 887 02 10
F+4121 887 02 11

www.meditec.ch

Lu-Ve 8h00 – 12h00
13h30 – 17h00

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

FAUTEUIL LIZA FIXE

Fauteuil confortable et élégant, avec dossier haut et accoudoirs longs et élargis en bois massif.
Avec assise ergonomique qui facilite l'assise et le lever.
Hauteur d'assise: 48 cm
Hauteur d'accoudoir: 65cm
Largeur d'assise: 47 cm
Profondeur totale: 70 cm
Profondeur d'assise: 45 cm
Hauteur totale: 120 cm
Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-LIZA1AF0

Prix	CHF 780.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 867.25	TVA excl.

ZELDER



CHAISE AVEC ACCOUDOIRS LIZA

Chaise avec maintien optimal et confort longue durée. Son dossier rembourré épouse naturellement la courbure du dos. Structure en hêtre massif étuvé et teinté
Hauteur d'assise: 46 cm
Largeur d'assise: 47 cm
Profondeur totale: 59 cm
Profondeur d'assise: 44 cm
Hauteur totale: 86 cm
Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-LIZA1AC0AV00

Prix	CHF 385.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 425.70.-	TVA excl.

ZELDER



CHAISE AVEC ACCOUDOIRS LIZA HAUT DOSSIER

Chaise haut dossier adapté pour les plus grands gabarits
Chaise avec maintien optimal et confort longue durée. Son dossier rembourré épouse naturellement la courbure du dos. Structure en hêtre massif étuvé et teinté

Hauteur d'assise: 46 cm

Largeur d'assise: 47 cm

Profondeur totale: 63 cm

Profondeur d'assise: 44 cm

Hauteur totale: 104 cm

Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-LIZA1AC0AV00H

Prix CHF 415.- TVA excl.

Prix courant ~~CHF 457.40~~ TVA excl.

ZELDER



FAUTEUIL SULLY FIXE

Fauteuil confortable qui allie style et bien-être. Son rembourrage généreux et sa mousse haute densité assurent un confort intégral.

Hauteur d'assise: 44 cm

Hauteur d'accoudoir: 63 cm

Largeur d'assise: 44 cm

Profondeur totale: 82 cm

Profondeur d'assise: 45 cm

Hauteur totale: 107 cm

Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-SULLY1AF0

Prix CHF 695.- TVA excl.

Prix courant ~~CHF 772.20~~ TVA excl.

ZELDER



CHAISE LILY, XL, SOLIDE ET ÉLÉGANTE

Supportant jusqu'à 200kg grâce à sa structure renforcée. Elle offre un confort inégalé grâce à une assise ergonomique pensée pour un maintien optimal du bas du dos.

Hauteur d'assise: 48 cm

Largeur d'assise: 45 cm

Hauteur d'accoudoir: 65 cm

Profondeur totale: 64 cm

Profondeur d'assise: 46 cm

Hauteur totale: 88 cm

Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-LILY1AC0BERG00

Prix CHF 590.- TVA excl.

Prix courant ~~CHF 653.40~~ TVA excl.

ZELDER



CHAISE ZAZA REMBOURRÉE

Avec accoudoirs rembourrés, doux et accueillants qui soutiennent les avant-bras

Hauteur d'assise: 48 cm

Largeur d'assise: 47 cm

Profondeur totale: 60 cm

Profondeur d'assise: 47 cm

Hauteur totale: 82 cm

Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-ZAZA1AC0BE00

Prix CHF 570.- TVA excl.

Prix courant ~~CHF 629.65~~ TVA excl.

ZELDER



CHAISE MONICA XL

Chaise Monica solide et élégante, supportant jusqu'à 200kg grâce à sa structure renforcée.

Hauteur d'assise: 49 cm

Largeur d'assise: 56 cm

Hauteur d'accoudoir: 66cm

Profondeur totale: 63 cm

Profondeur d'assise: 47 cm

Hauteur totale: 90 cm

Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-MONI1AC0BERG00

Prix CHF 550.- TVA excl.

Prix courant ~~CHF 605.90~~ TVA excl.

ZELDER



CHAISE AVEC ACCOUDOIRS JULIA

Ses accoudoirs offrent un appui stable et naturel, facilitant les mouvements. Avec son dossier de taille moyenne et son assise généreuse, elle s'adapte à tous les profils, offrant un confort optimal.

Hauteur d'assise: 48 cm

Largeur d'assise: 50 cm

Profondeur totale: 60 cm

Profondeur d'assise: 46 cm

Hauteur totale: 87 cm

Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO- JULIA1AC0AV00

Prix CHF 450.- TVA excl.

Prix courant ~~CHF 493.-~~ TVA excl.

ZELDER



CHAISE DE DOUCHE TRITON

La chaise de douche Triton permet la réalisation des soins d'hygiène corporel de la personne en position assise. Elle est munie d'une hauteur variable électrique et d'un réglage de l'inclinaison de l'assise dissocié. Résistance à la corrosion des surfaces métalliques par double revêtement Epoxy Fonction de transport ergonomique et sécurisé de l'utilisateur/patient. 2 boutons de mémoire sur la télécommande. Appui-tête avec plusieurs réglages dans les 3 dimensions. Conçu pour s'adapter à toutes les toilettes standards et pour un usage sous la douche.

Caractéristiques techniques:

Amplitude de 54 cm à 95 cm
Réglages séparés de la hauteur variable et de l'inclinaison d'assise. Mémoires de positions personnalisées
Motorisation LINAK IPX6 Washable
Poids maxi patient: 150kg
Distance entre les accoudoirs 47 cm
Profondeur de l'assise 43cm
Largeur d'assise 46cm. Hauteur d'assise 53.5-95 cm.
Largeur totale 57 cm
Avec appui-tête inclus (art. 047-10301)
Seau et support de seau inclus (art. 047-00904+047-00915)

Art. PRO-044-00062

Prix CHF 4'950.- TVA excl.
Prix courant ~~CHF 5'490.-~~ TVA excl.

WIN CARE



CHARIOT DE DOUCHE ELECTRIQUE LAMBDA

Lambda est conçu pour aider les personnes dépendantes à maintenir leurs routines de soins personnels. L'amplitude de relevage du chariot, la meilleure de sa catégorie, permet de prendre une douche ou de se changer facilement, tout en offrant au personnel soignant un environnement de travail sûr.

Structure métallique en acier inoxydable recouvert de métal peint
 Hauteur variable électrique de 60 cm à 105 cm, plan de couchage : 1,87 m x 60 cm
 Freinage centralisé, indice de protection IP65
 Amplitude de hauteur variable permettant l'adaptation à toutes les tailles de soignants. Les barrières latérales, en tête et au pied sont escamotables.
 Réglage de l'inclinaison (position anti-Trendelenburg) de 0 à 10°.

Caractéristiques techniques :

Largeur hors tout 78 cm
 Longueur hors tout 205 cm
 Hauteur variable
 Poids du chariot 115 kg

Art. 012-00002

Prix CHF 8'200.- TVA excl.

WIN CARE



TÉLÉCOMMANDE
ERGONOMIQUE

REVELATEUR DE VEINE V800F VEINCAS

Le révélateur de veines V800F intègre une technologie conçue pour une visualisation précise des veines jusqu'à 8 mm de profondeur. Ce dispositif se positionne comme un atout de taille pour les professionnels de santé qui recherchent une efficacité accrue et une meilleure expérience patient lors des procédures de venipuncture. Optimisation des procédures de Venipuncture : facilite la localisation et le traçage des veines, permettant une sélection optimale pour les prélèvements sanguins ou les injections, tout en minimisant les erreurs et les complications potentielles. Amélioration de la Précision et de la Sécurité : Contribue à l'amélioration de la précision des interventions, réduisant les douleurs et l'inconfort pour les patients, tout en augmentant leur sécurité.

3 Modes de Fonctionnement : **1^{er} : Mode Basique**,
2^{ème} : Mode Inversé : Améliore le contraste selon le type de peau
3^{ème} : Mode lumière Verte : Utilise une longueur d'onde spécifique pour réduire les interférences lumineuses

Art. DVILL800F

Prix	CHF 3'560.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 3'960.-	TVA excl.



TABLE DE PHYSIO REDUCA PLUS

Table de physio électrique Reduca Plus avec 2 moteurs, un pour la hauteur avec commande périphérique cadre à pieds, et le deuxième pour la cyphose. Le moteur de marque règle la hauteur de la table. Réglage de la hauteur avec une commande périphérique cadre. Réglage cyphose motorisée avec commande à pieds. Réglage de la déclive par piston à gaz. Tête réglable par vérin à gaz, angle ajustable de - 20° à + 55°. Repose-jambes réglable par vérin à gaz, angle ajustable de 0° à + 90°. Supporte jusqu'à 225 kg. Roulettes tournantes 360° de 75 mm pour une excellente mobilité et sécurité. Coloris revêtement: Gris graphite
Revêtement en PVC. Revêtement résistant au feu, aux taches, aux mycoses, à l'huile et à l'eau.

Caractéristiques techniques:

Longueur du repose-jambes: 96 cm

Longueur du plan central: 51 cm

Longueur de la tête: 43 cm

Longueur totale de la table: 195 cm

Largeur de la table: 66 cm et accoudoirs escamotables + 2x10 cm sur 46 cm de long.

Hauteur réglable: 50 cm - 94 cm

Épaisseur du matelas: 5 cm

swiss *massage*



Art. TABLE/REDUCAPLUS

Prix

Prix courant

CHF 2'590.-

TVA excl.

~~CHF 2'880.-~~

TVA excl.



LÈVE-PERSONNE ÉLECTRIQUE BIRDIE EVO XPLUS

Soulève-personne électrique type BIRDIE Evo XPLUS, avec piètement électrique et carénage du vérin, mât pliable, y compris unité centrale LINAK JUMBO Care avec fonction d'arrêt d'urgence, batterie amovible, chargeur intégré, fonction d'abaissement d'urgence électrique et manuelle, câblage intégré, télécommande avec indicateur du niveau de charge de la batterie, fléau à conception innovante d'une longueur de 550mm, mécanisme de démontage rapide SMARTLOCK, amortisseur intégré Slow R

Caractéristiques :

Ecartement des pieds électriques
 Longueur : 1280 mm
 Largeur pieds fermés : 640 mm
 Largeur pieds ouverts : 1020 mm
 Hauteur : min. 415 mm / max. 1660 mm
 Poids appareil : 41 kg
 Charge max. : 210 kg

Art. PRO-1656652

Prix

Prix courant

CHF 5'290.- TVA excl.

CHF 5'886.- TVA excl.



EASYMOOVE, MOTORISATION DES CHARIOTS

Solution unique sur le marché : des chariots équipés d'une roue motorisée. Cette innovation permet de limiter les efforts de poussée pour les utilisateurs. Une simple action avec le doigt sur la gâchette permet d'actionner la motorisation. Le personnel bénéficie ainsi d'un confort de travail optimal.



- Poussée 100% motorisée
- Excellente maniabilité et poignée ergonomique
- L'ergonomie accessible à tous
- Sélection de la vitesse et accélération progressive
- Système de compensation pour les sols irréguliers
- Forte autonomie de la batterie (utilisation en manuel possible dans le cas d'un oubli de charge de batterie)
- Simplicité d'utilisation et de charge



Solution motorisée disponible pour :

- Les chariots de change
- Les chariots de soins
- Les chariots de distribution de médicaments
- Les armoires mobiles de stockage



Lien documentation du fournisseur :

<https://www.praticima.com/categorie/nos-produits/solutions-medico-sociales/aides-techniques-pour-le-personnel/systeme-de-motorisation-easymoove/>

CHARIOT DE DOUCHE UDW 650 VRW

Confort assuré grâce au matelas bain-douche rembourré

Galleries latérales entièrement rabattables

Galleries de direction en tête du chariot: rallongement de 15cm pour le plan de couchage (1770 mm)

Pédale bilatérale de commande pour le réglage hydraulique de la hauteur et de l'inclinaison

Facile à entretenir et désinfecter

Châssis en acier inoxydable

Charge max. de 150 kg

8 roulettes doubles, 4 à blocage total



Art. PRO-UDW 650 VRW

Prix

CHF 7'030.- TVA excl.

Prix courant

~~CHF 7'812.-~~ TVA excl.

