



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 11h30
14 h – 16h30

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

+PRO

POTENCE SUR PIEDS

<i>Prix mensuel</i>	CHF 80.-	TVA incl.
Frais de livraison aller/retour	CHF 100.-	TVA incl.



SOULEVE-PERSONNE STANDARD

Avec fonctions lever-descendre automatiques, système de descente d'urgence mécanique en cas de panne. Ecartement mécanique des pieds. Capacité de levage 150 kg. Livré avec sangle.

<i>Prix mensuel</i>	CHF 170.-	TVA incl.
Frais de livraison aller/retour	CHF 100.-	TVA incl.



VERTICALISATEUR STANDARD

Avec fonctions lever-descendre automatiques, système de descente d'urgence mécanique en cas de panne. Ecartement électrique des pieds. Capacité de levage 150 kg. Livré avec sangle.

<i>Prix mensuel</i>	CHF 290.-	TVA incl.
Frais de livraison aller/retour	CHF 100.-	TVA incl.



FAUTEUIL ROULANT STANDARD

Largeurs de siège de 38 à 48 cm.
Pliants, équipé de pneus pleins,
cale-pieds pivotants et amovibles.
Sans coussin.
Charge max. 120 kg

<i>Prix mensuel</i>	CHF 90.-	TVA incl.
Frais de livraison aller/retour	CHF 100.-	TVA incl.

Options disponibles :

Cale-pied relevable à l'horizontale

<i>Prix mensuel</i>	CHF 20.-	TVA incl.
---------------------	-----------------	-----------



FAUTEUIL ROULANT STANDARD XL

Largeurs de siège de 50 à 60 cm.
Pliants, équipé de pneus pleins,
cale-pieds pivotants et amovibles.
Sans coussin.
Charge max. 160 kg

<i>Prix mensuel</i>	CHF 120.-	TVA incl.
Frais de livraison aller/retour	CHF 100.-	TVA incl.

Options disponibles :

Cale-pied relevable à l'horizontale

<i>Prix mensuel</i>	CHF 20.-	TVA incl.
---------------------	-----------------	-----------



FAUTEUIL ROULANT CONFORT CLEMATIS

Largeurs de siège : 39 / 44 ou 49 cm
Profondeur de siège : Réglable de 41 à 48 cm
Dossier et assise inclinable par vérin à gaz
Equippé de pneus pleins, freins accompagnants
Cale-pieds relevables, pivotants et amovibles.
Appui-tête réglable.
Accoudoirs amovibles, manchettes rembourrées
Charge max. 135 kg

<i>Prix mensuel</i>	CHF 160.-	TVA incl.
Frais de livraison aller/retour	CHF 100.-	TVA incl.



FAUTEUIL ROULANT CONFORT AZALEA 55 cm

Largeurs de siège : Réglable de 50 à 55 cm
Dossier et assise inclinable par vérin à gaz
Equipé de pneus pleins, freins accompagnants
Cale-pieds relevables, pivotants et amovibles.
Appui-tête réglable.
Accoudoirs amovibles, manchettes rembourrées
Charge max. 135 kg

Prix mensuel CHF 230.- TVA incl.
Frais de livraison aller/retour CHF 100.- TVA incl.



LIT DE SOINS MEDICALISE

Sommier 90 x 200 cm, en 4 parties.
Hauteur du niveau réglable de 40 à 80 cm
Dossier et jambes réglables individuellement.
Jambes avec plicature au niveau des genoux.
Position décline.
Equipé de 4 roulettes à blocage individuel.
Livré avec barrières & potence.
Longueur hors tout 220 cm, largeur hors tout 102 cm.
Livré sans matelas.

Prix mensuel CHF 100.- TVA incl.
Frais unique CHF 290.- TVA incl.
(Frais de dossier, livraison à domicile + retour, nettoyage et remise en état)



MATELAS PREVENTIF EN MOUSSE MEMOIRE

S'adaptant au lit de soins électrique
Livré avec housse anti-incontinence.
Matelas en mousse mémoire
198 x 88 x 14 cm

Prix mensuel CHF 70.- TVA incl.
Frais de livraison aller/retour CHF 100.- TVA incl.



MATELAS A AIR ALTERNATING AXTAIR ONE

Avec matelas intégré, housse intégrale et compresseur.
Hauteur d'air thérapeutique 12 cm.
Avec mode thérapeutique alterné 1 cellule sur 2
Système de réglage de pression : manuel
Alarmes visuelles.
Dégonflage d'urgence CPR.
Base en mousse hauteur 5 cm



Prix mensuel	CHF 120.-	TVA incl.
Frais unique	CHF 250.-	TVA incl.
<i>(Frais de dossier, livraison à domicile + retour, nettoyage et remise en état)</i>		

MATELAS A AIR ALTERNATING AUTOMATIQUE AXTAIR AUTOMORPHO

Avec matelas intégré
Housse Promust CIC soudée et compresseur.
Dim. 195 x 87 x 17 cm
Poids utilisateur de 30 à 135 kg.
Air thérapeutique hauteur 12 cm + base en mousse.
Hauteur 5 cm logée dans un compartiment indépendant.
Avec 3 modes de fonctionnement : Dynamique, statique & soins
Système de réglage de pression : automatique



Prix mensuel	CHF 180.-	TVA incl.
Frais unique	CHF 250.-	TVA incl.
<i>(Frais de dossier, livraison à domicile + retour, nettoyage et remise en état)</i>		

TAPIS D'ALARME CAREMAT SANS FIL ET POIGNEE POUR LE DOMICILE

Structure antidérapante aux bords en biseau avec poignées intégrées.
Livré avec récepteur sans fil ELDAT RCP09 « avertisseur » 220V pour émettre une alarme visuelle et sonore lorsque la personne marche sur le tapis.
Portée entre le récepteur et le tapis env. 200 mètres.
Résistant aux produits de nettoyage et aux lotions corporelles.



Prix mensuel	CHF 80.-	TVA incl.
Frais de livraison aller/retour	CHF 100.-	TVA incl.

DEAMBULATEUR WALKER TAURUS HYDRA

Les supports pour les avant-bras sont réglables en hauteur de 85 à 130 cm par piston à gaz sur simple pression de la manette située sous les supports.

Modèle à poignées réglables, frein à main sur poignée, et ligne droite fixe sur roulette derrière

Prix mensuel

CHF 200.-

TVA incl.

Frais de livraison aller/retour

CHF 100.-

TVA incl.



MARCHE À SUIVRE POUR LA LOCATION

La LOCATION est PREVUE POUR UNE COURTE PERIODE, (par exemple lors d'une réhabilitation), car vous n'amortissez JAMAIS L'ACHAT du matériel, vous le louez. Il n'est donc pas prévu de le racheter ultérieurement.

Notre matériel de location est en parfait état de marche, révisé, lavé et désinfecté.

Ce matériel de location reste propriété de MEDITEC SA.

Nous encaissons à la livraison au comptant :

- la première mensualité
- les frais de dossier et, s'il y a lieu, les frais de livraison

Nous encaissons lors du retour du matériel au comptant :

- les mensualités ouvertes

La fin de la location peut être annoncée par téléphone.

Et la facturation s'arrête au jour de votre appel.

La location est comptée pour un minimum de 1 mois.

Pour tout retour enregistré après un mois de location complète, le mois suivant sera facturé et dû.

Le matériel sera rendu propre.

Toute détérioration ou pièce manquante sera facturée.

MEDITEC SA est un centre de location agréé par les assurances maladie et les caisses de compensation AVS.