



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve

8 h – 12 h

14 h – 12 h

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

+PRO

FAUTEUIL ROULANT ACTION 3 NG



Cadre en aluminium : Gris Ardoise, Blanc Perle, Vert Brillant, Noir Mat, Bleu Pop, Violet, Rouge Mat, Noir Brillant
Largeur assise : 38, 40.5, 43, 45.5, 48 ou 50.5 cm
Profondeur assise : 40, 45 ou 50 cm
Hauteur de l'assise réglable en hauteur de 51 à 41cm
Dossier réglable en tension (4 sangles)
Nylon noir ou Nylon noir et tissu aéré
Poignée de frein escamotable pour transfert latéral
Revêtement d'accoudoirs : Courts (26 cm) ou longs (36 cm)
Accoudoirs fixes et rabattables en arrière ou
Accoudoirs réglables en hauteur mécaniquement (clé imbus) à 20/23/26 et 28 cm
Pneus pleins à l'avant et à l'arrière, axes rapides
Roues 8" ou 6" à l'avant. Roues 24" à l'arrière
Poids fauteuil : 14,2 kg. Charge max. 125 kg

Art. CEB0026

Institutions **CHF 790.-** TVA excl.


FAUTEUIL ROULANT ACTION 2 TRANSIT LITE



L'Action 2 NG Transit Lite est plus léger, plus compact et facile à manœuvrer. Sa taille de châssis réduite en fait un choix idéal pour les déplacements même dans des espaces exigus. Son dossier en forme de Y apporte un confort supplémentaire. Un frein de stationnement nouvellement positionné est accessible depuis la position assise. Le châssis pliable compact et le dossier semi-pliable permettent à l'Action 2 NG Transit Lite de s'adapter parfaitement à n'importe quel espace. Les repose-pieds et accoudoirs amovibles se détachent en quelques secondes. Facile à plier et à déplier. Avec freins accompagnants. Largeur assise à choix : 40,5cm, 43cm, 45,5cm, 48cm Poids: 13kg

Art. BR167311

Institutions **CHF 656.10** TVA excl.


FAUTEUIL ROULANT ACTION 3 NG « BLACK EDITION »



Fauteuil roulant manuel type Action 3NG « Black Edition »
Fauteuil uniquement disponible avec un cadre en aluminium noir.
Largeur d'assise: 38, 40.5, 43, 45.5, 48 ou 50.5 cm.
Profondeur d'assise réglable de 40 à 45 cm
Hauteur de l'assise réglable en hauteur de 51 cm à 38,5 cm
Toile d'assise en nylon avec bandes velcro pour coussin d'assise de 40 à 43 cm. Toile de dossier réglable en tension
Repose-pieds standard 80° avec palettes rabattables.
Poignée de frein escamotable pour transfert latéral
Revêtement d'accoudoirs : Courts (26 cm). Accoudoirs fixes et rabattables en arrière. Pneus pleins à l'avant et à l'arrière, axes rapides. Roues 8" à l'avant, roues 24" à l'arrière.
Mains courantes en aluminium anodisé

Livré avec :

Freins à tambour pour accompagnateur
Roulettes anti-bascule avec bascule d'appui, la paire.
Porte-canne. Ceinture de sécurité.
Poids fauteuil : 14,2 kg. Charge max. 125 kg.

Art. 050082 (38cm)

Art. 050085(45.5cm)

Art. 050083(40.5cm)

Art. 050086(48cm)

Art. 050084(43cm)

Art. 050087(50.5cm)



Institutions CHF 790.-

TVA excl.

FAUTEUIL ROULANT ACTION 4 NG HEAVY DUTY



Couleur à choix: Gris Ardoise, Marron Glacé, bleu océan ou noir brillant. Largeur d'assise: 50.5 / 55 ou 60,5 cm
Hauteur d'assise: 51 cm. Toile d'assise en nylon noir, rembourrée, Dossier fixe, 7°, hauteur réglable de 38 cm à 46 cm.
Accoudoirs relevables "RIO", manchettes courtes, ajustables 20-23-26 cm. Roues avant 8 x 2" à bandages.
Roues arrière à rayons et axes à démontage rapide, 24 x 1 3/8" à bandages. Freins à pousser avec levier escamotable.
Charge max. 160 kg

Art. CKG0026

Institutions

CHF 2'275.20 TVA excl.

Options disponibles :

CKG00333

Dossier inclinable par vérin à gaz

CHF 650.-

Art. CKG0400

Repose-pieds relevables en hauteur/paire

CHF 338.-

Art. CKG1130

Freins à tambour pour accompagnateur

CHF 378.-

Art. 1450923

Tablette de thérapie

CHF 394.-

Art. CKG1200

Roulettes anti-bascule/paire

CHF 203.40

Art. 1442991

Support pour amputé d/g

CHF 252.-



FAUTEUIL ROULANT STANDARD D100

Fauteuil roulant avec accoudoirs courts, repose-pieds standard,
Roues avant Krypton 200 x 50mm, roues de conduite
24 pouces, pneus anti-crevaison gris, bandes de talon (paire)
Frein à tambour, essieu flottant. Poignées de poussée
Réglables en hauteur. Hauteur d'assise : 47 / 50/ 53 cm
Profondeur d'assise : 43cm
Poids max. de l'utilisateur : 130 kg
Largeur d'assise à choix : 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 cm
Coloris : gris

Art. 4035071 (38cm)
Art. 4035072 (40cm)
Art. 4035073 (42cm)
Art. 4035074 (44cm)
Art. 4035075 (46cm)
Art. 4035076 (48cm)
Art. 4035077 (50cm)
Art. 4035078 (52cm)

Institutions **CHF 715.50** TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT CANEO 170

Fauteuil robuste, spécialement conçu pour les personnes
en surpoids, tout en restant léger et pliable.
Faible hauteur d'assise qui permet l'utilisation de coussins
d'assise, et panneaux latéraux étendus vers l'avant pour
faciliter l'assise. Utilisation intérieure et extérieure.
Châssis en acier
Poids du fauteuil : 27 kg
Charge max. 170 kg
Largeur d'assise 56 ou 60 cm
Modèle livré avec frein accompagnant

Art. 502081-001 (largeur assise 56cm)

Institutions **CHF 1'647.-** TVA excl.

Art. 502081-002 (largeur assise 60 cm)

Institutions **CHF 1'845.-** TVA excl.





FAUTEUIL ROULANT V100-XL

Le modèle V100 XL est idéal pour une utilisation polyvalente. Ce fauteuil roulant, robuste et solide, est conçu en acier et peut supporter un utilisateur pesant jusqu'à 170 kg. Accoudoirs courts, repose-pieds standard, roues avant Krypton 200x50mm, roues de conduite 24 pouces, pneus anti-crevaisons gris, housse de siège nylon noir, frein à tambour, aide à la bascule, essieu flottant, barre de stabilisation, croix double pliante.

Hauteur d'assise : 48 /53 cm

Profondeur de siège : 49cm

Largeur du siège : 53 /56 ou 60cm

Poids max. de l'utilisateur : 170 kg

Coloris : Champagne

Art. 5115660 (53cm)

Art. 5115665 (56cm)

Art. 5115661 (60cm)



Institutions CHF 1'565.- TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA CLEMATIS PRO

Largeur d'assise : 39, 44 ou 49 cm

Profondeur réglable de 43 à 50 cm.

Hauteur à choix. Roues 22" ou 24".

Réglage du dossier sur 30°. Réglage de l'assise sur 20°.

Charge max. de 135 kg. Coussin d'assise FloShape.

Plaque de dossier en bois. Coussin de dossier Laguna avec

garniture Dartex gris. Poignées à pousser avec tendeur de

dossier intégré. Repose-jambes avec palettes réglables

en profondeur. Accoudoirs réglables en hauteur

Appuie-tête réglable en position et latéralement.

Roues avant 8" à bandage. Roues arrière avec axe rapide

et pneus à bandage. Mains-courantes en alu et freins à pousser.

Modèle avec freins à tambour, avec tablette de
thérapie et câle tronc amovible gauche/droite.

Art. 502182-001 (39cm) / Art. 502182-002 (44cm) / Art. 502182-003 (49cm)

Institutions CHF 1'750.- TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA AZALEA



Assise réglable en largeur de 39-45cm /44-50cm ou 49-55cm. Profondeur réglable de 43 - 50 cm
Hauteur à choix : 40 cm, roues 22" ou 45 cm, roues 24".
Réglage du dossier sur 30°, réglage de l'assise sur 20°.
Coussin d'assise FloShape avec garniture Dartex gris, plaque de dossier en bois, coussin de dossier Laguna avec garniture Dartex gris, poignées à pousser avec tendeur de dossier intégré, repose-jambes avec palettes réglable en profondeur, accoudoirs réglables en hauteur, appui-tête réglable en position et latéralement.
Roues avant 8" à bandage, roues arrière avec axe rapide. Pneus pleins sans profil.
Modèle livré avec freins à tambour pour personne accompagnatrice. Charge max. 135 kg.

Art. BNA0040 (39-45cm)
Art. BNA0050 (44-50cm)
Art. BNA0060 (49-55cm)

Institutions CHF 4'311.- TVA excl.



FAUTEUIL COQUILLE CORAILLE



Fauteuil coquille intérieur/extérieur à 4 roues avec inclinaison de -4° jusqu'à + 36°. Largeurs du siège : 39cm, 40cm, 44cm, 48cm. Profondeur du siège: 46 cm. Plaques de pieds pliables en hauteur ou plaque centrale. Repose-jambes à allongement automatique indépendant. Appui-tête rembourré.
Sangles 5 points d'origine. Poids d'utilisateur : 120kg.
Le siège coquille est fourni avec un coussin d'assise de 80mm d'épaisseur de série. Les hauteurs de dossiers et d'accoudoirs dépendent de l'épaisseur du coussin (60-80-100mm).
Le dossier est 3 cm plus haut pour offrir un meilleur soutien, notamment aux utilisateurs de grande taille. La forme du repose-jambes est adaptée pour donner plus d'espace aux jambes. Pour faciliter le nettoyage, toutes les housses sont amovibles. Couleur du cadre: Argent.
Couleur du revêtement à choix: Orange, Praline ou Prune

Art. 5144773

Institutions CHF 2'277.- TVA excl.



FAUTEUIL COQUILLE CORAILLE XXL

Fauteuil coquille intérieur/extérieur à 4 roues
(2 grandes roues arrières, 2 roues avant 6 pouces directionnelles)
Inclinaison de siège réglable de 0 à 40°. Hauteur de siège réglable. Ceinture 5 points. Repose-jambes réglable en inclinaison. Plaques de pieds pliables en hauteur. Couleur du cadre argent. Roues arrière 12 ½ X 2 1/4 , Roues directionnelles : 6 x 1 1/4 . Oreiller rembourré. Tablette en bois avec fixation, pliable. Profondeur du siège : 46cm. Largeurs de siège XXL : 55 ou 60cm Poids utilisateur max : 150kg

Art : 5112839 XXL 55 cm (housse orange)
Art : 5128472 XXL 55 cm (housse praline)
Art : 5119540 XXL 55 cm (housse prune)

Art : 5107230 XXL 60 cm (housse orange)
Art : 5128473 XXL 60 cm (housse praline)
Art : 5129367 XXL 60 cm (housse prune)

Options: Porte-sérum (art. 1998692) CHF 128.70 TVA excl.

Institutions CHF 2'795.- TVA excl.



FAUTEUIL DE REPOS NORMANDIE

Fauteuil de repos avec dossier réglable et repose-jambes
Accoudoirs réglables en hauteur qui peuvent être abaissés
Complètement pour un transfert latéral. La forme anatomique et le rembourrage en mousse de l'assise et du dossier soutiennent la position assise et couchée sans fatigue. Roues arrière avec frein de stationnement, possibilité de surélever les jambes. Accoudoirs réglables en hauteur. Inclinaison du dossier et repose-jambes réglables par l'utilisateur au moyen d'un ressort à gaz. Largeur totale : 68,5cm, Longueur totale : 86cm Poids total : 27,8kg. Poids max. utilisateur: 130kg.

Art. 5145711 (brun) / art. 5145712 (gris clair) / art. 5145682 (noir) / art. 5145693 (bleu)
Art. 5145713 (lavande)

Institutions CHF 1'740.- TVA excl.



FAUTEUIL INOVYS II + L70

Pour les personnes qui sont liées à une position assise passive, l'Inovys L70 offre un confort d'assise idéal. Les coussins remplis de polystyrène au niveau du dossier, de l'assise et des jambes assurent la répartition de la pression et suivent les contours du corps. Ce fauteuil propose une solution complète et très dynamique qui apporte un soutien maximal à l'ensemble du corps.

Tous les éléments des coussins sont munis d'une fermeture à glissière afin qu'ils puissent être facilement retirés et nettoyés. Une housse lavable en éponge grise est disponible en option et assure ainsi plus d'hygiène lors de l'utilisation quotidienne. Le fauteuil est également équipé d'un appui-tête réglable en hauteur et en angle et ceci sans outils supplémentaires.

Largeur d'assise : 45 ou 50cm
Profondeur de siège : 46 à 52cm
Hauteur de siège 46-53 cm
Inclinaison du siège jusqu'à 30 ° par vérin à gaz
Inclinaison du dossier jusqu'à 45° réglable par vérin à gaz
Roues avant 200 x 35 mm, bandage anti-crevaison gris
Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur
Coussin pour les bras gris soft
Frein à tambour, aide au basculement
Poids max. utilisateur : 130kg
Coloris : Gris inox

Art. 4064938 (45 cm de largeur)
Art. 4063324 (50 cm de largeur)



Institutions CHF 4'770.- TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA AZALEA MAX

Largeur d'assise: 55 ou 61 cm
 Profondeur d'assise réglable de 53 à 60 cm
 Hauteur d'assise à choix: 40 ou 45 cm
 Coussin Visco Top / Garniture: Noir Dartex
 Coussin de dossier Laguna. Garniture: Noir Dartex
 Poignées à pousser réglables en hauteur
 Inclinaison de dossier et d'assise réglable par vérins
 Pneumatiques. Repose-pieds relevables avec appuie-mollets et protections de genoux, renforcés.
 Palette de repose-pieds monobloc 3 parties escamotables, réglables en hauteur, en profondeur et en angle
 Accoudoirs larges, réglables en hauteur
 Appuie-nuque. Couleur à choix: Gris perlé (argent) ou Bleu azur. Roues avant 8" à bandage
 Roues arrière 24" à bandage et axes à démontage rapide
 Mains courantes en aluminium.
 Freins standard.
 Charge maximale: 180 kg



Art. BSA0010

Institutions **CHF 8'900.-** TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT DE TRANSPORT I.R.M.

Fauteuil roulant de transport I.R.M. amagnétique
 Avec rembourrage en mousse PU
 Roues 24" avec prise de mains
 Freins à main et roulettes avant diam 100 mm
 Pneu anti-crevaison
 Repose-pieds amovible, deux accoudoirs pivotants.
 Poids utilisateur maximum : 150 kg.

Art. DR100IRM

Institutions **CHF 3'410.-** TVA excl.



CHAISE DE SOIN RAVELLO-SANO-S

Chaise de soin, avec position relax couplé avec le repose-pied de 26 x 24 cm renforcé de tube acier. Roulettes avant de 20 cm de diamètre fixes et roulettes arrière pivotantes et à freinage centralisé, diam. 15 cm pour faciliter les manoeuvres.

Revêtement en similicuir bleu.

Dossier : Hauteur : 81 cm, réglable sur 43°.

Dimensions hors tout: H 126 cm, L 68 cm, P 103 cm.

Accoudoirs abaissables.

charge max. 135 kg en position inclinée / 200 kg en position assise



Art. 264298

Institutions **CHF 3'270.-** TVA excl.

TANDEM 3 ROUES FUN 2 GO AVEC MOTORISATION



Le Fun2Go est un cycle double, un tandem à trois roues, sur lequel les passagers sont assis(es) côte à côte. Une seule personne tient le guidon, mais les deux pédalent. Les deux personnes peuvent se voir à leur guise et peuvent communiquer entre elles, dans la mesure où les deux selles se trouvent l'une à côté de l'autre. Les personnes peuvent monter sans avoir à l'enjamber et les sièges peuvent se régler à la distance voulue par un levier. Le tandem côte à côte Fun2Go est extrêmement facile à manœuvrer : avec ses deux roues situées complètement à l'arrière et une seule roue avant, il est possible de le faire tourner de 360° sur son propre axe. Poids de l'utilisateur max. par personne 120 (renforcé à 180) kg.

Entrejambe (adaptable) 75-90 cm

Hauteur d'assise (adaptable) 61 cm

Dimension des roues 20"

Freins Réglables



Art. 387-0000 (avec moteur)

Institutions **CHF 10'800.-** TVA excl.



VELO ELECTRIQUE O'PAIR

L'OPair est un vélo électrique pour fauteuil roulant, qui vous permet de véhiculer une personne en chaise roulante. Un siège pour l'utilisateur/passager est monté à l'avant du vélo. Depuis l'arrière, le conducteur a une bonne vue d'ensemble sur la route et peut surveiller le passager. Les roues avant légèrement inclinées donnent au vélo un confort de conduite et une stabilité supplémentaires. Le siège réglable en profondeur de l'OPair peut être adapté à la taille corporelle du passager, tout comme l'angle réglable du soutien lombaire réglable et les supports latéraux extensibles. Avec le moteur électrique l'utilisateur est soutenu pendant qu'il fait du vélo.

Données techniques :

Vitesse : 25 km/h. Entrejambe (adaptable) : 80-95 cm

Hauteur d'entrée (adaptable) : 52 cm

Hauteur d'embarquement arrière : 45 cm

Poids : 58 kg. Longueur : 214 cm

Largeur : 76 cm. Dimensions des roues : 20"

Dimension des roues arrière : 26"

Freins à disque hydraulique devant

Couleur standard (adaptable) : Bleu-gris mat

Max. Poids de l'utilisateur chauffeur : 120 kg

Max. Poids de l'utilisateur passager: 120 kg



Art. 383-0000 *Institutions* **CHF 10'800.-** TVA excl.

TRANSPORTEUR ELECTRIQUE DE FAUTEUILS ROULANTS VELO-PLUS



Le cycle de transport de fauteuil roulant VéloPlus a été conçu pour véhiculer à vélo des personnes, lesquelles peuvent rester assises dans leur propre chaise roulante. Nul besoin de transférer le passager de son fauteuil au cycle. Ce/cette co-équipier/équipière peut être poussé(e) sur sa chaise roulante en toute facilité jusqu'à la plateforme du cycle, sans avoir à être soulevé(e). La rampe inclinée facilite le transbordement du fauteuil sur le cycle pour fauteuil roulant et l'accrochage sécurisé grâce au dispositif de verrouillage du fauteuil roulant. Avec moteur électrique inclus.

Données techniques :

Entrejambe (adaptable) : 80-95 cm

Hauteur d'entrée (adaptable) : 52 cm

Hauteur d'embarquement (adaptable) : 28 cm

Poids du vélo : 64 kg. Dimensions des roues : 20"

Dimension des roues arrière : 26"

Max. Poids de l'utilisateur chauffeur : 110 kg

Max. Poids de l'utilisateur passager incl.

fauteuil roulant : 140 kg



Art. 384-0000 *Institutions* **CHF 10'800.-** TVA excl.