



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 11h30
14 h – 16h30

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

+PRO

SOULEVE-PERSONNE WINN'MOTION 175

WINN CARE
g r o u p

Pratique Léger et compact
Démontable et facilement transportable.
Maniable grâce aux roues double galet.
Poids : 36 kg.
Rotation du fléau 360°.
Esthétisme Design moderne et soigné.
Fléau rembourré pour protéger des chocs éventuels.
Attaches de la sangle, dotée du système anti-retour.
Poignées de poussée recouvertes d'une mousse de préhension confortable.
Arrêt d'urgence, arrêt sur obstacle.
Commande de descente d'urgence,
Indicateur de charge des batteries,
Ramassage au sol intégral,
Ecartement des pieds par pédale.
Capacité de levage: 175 kg

Art. L0900

Institutions CHF 1'881.- TVA excl.



SOULEVE-PERSONNE SOLAR 185

ergolet

Le dispositif Solar 175 est un lève-personne mobile permettant de transférer une personne et conçu pour être utilisé dans les maisons de retraite médicalisées, les hôpitaux et les cliniques. Le dispositif Solar permet de transférer une personne d'un lit à un fauteuil roulant, d'un fauteuil roulant à un autre ou sur les WC.

Ecartement des pieds : Electriques

Largeur interne minimum : 550 mm
Largeur interne maximum : 920 mm
Charge max d'utilisation : 185 kg
Nombre de montée avec une charge : 40-60 avec 80 kg
Matériel : Acier thermo laqué
Hauteur maxi du cintre : 1970 mm
Hauteur minimum du cintre : 636 mm
Poids total avec batterie : 50 kg

Boitier de contrôle avec écran d'informations :

- Nombre total de cycles – vérin
- Temps de transfert effectué
- Nombre de surcharges
- Jours écoulés depuis le dernier entretien
- En cas de panne de la télécommande, possibilité d'utiliser les boutons montée/descente et écartement des pieds électriques sur le boitier de contrôle directement.

Art. 010-01403

Institutions CHF 4'330.- TVA excl.



VERTICALISATEUR STELLAR 170



Stellar est la nouvelle aide du dernier cri d'Ergolet.
Combinaison de la conception scandinave
Avec l'excellente fonctionnalité.
Nos crochets uniques et brevetés de bride donnent
un attachement sûr et simple de bride.
L'appui capitonné de genou est taille et
angle réglable pour un ajustement parfait.
Dimensions compactes et design scandinave élégant.
Ecartement électrique des pieds, supports des genoux
ajustables en hauteur et en angle.
Stop d'urgence.
Charge max. 170 kg.
Poids 54 kg.
Autonomie batterie : 60 à 80 levées.
Batterie et chargeur intégré à l'appareil.

Boitier de contrôle avec écran d'informations :

- Nombre total de cycles – vérin
- Temps de transfert effectué
- Nombre de surcharges
- Jours écoulés depuis le dernier entretien
- En cas de panne de la télécommande, possibilité
d'utiliser les boutons montée/descente et écartement des
pieds électriques sur le boîtier de contrôle directement.



Art. 011-01701

Institutions **CHF 3'483.-** TVA excl.



LIFT AU PLAFOND LUNA

Ultra moderne, le **lève-personne sur rail LUNA** permet de lever et transférer les personnes sans le moindre effort et en toute sécurité. Le patient à transférer est positionné dans un harnais accroché au module de levage qui circule dans un réseau de rails fixés au plafond.

Le **lève-personne sur rail LUNA** est un système sur-mesure pour répondre à tous vos besoins et qui s'installe dans tous types de locaux quelles que soient les contraintes architecturales.



Fixation rail au plafond

Les rails fixés au plafond permettent toutes les configurations possibles : rail droit, rail en H, rail en courbe, aiguillage.



Fixation rail mural

Deux configurations de rails peuvent être installées sur les murs : Rail droit sur fixation murale : monté sur platine murale Rail en H qui permet de couvrir toute la superficie de la pièce.

Ultra léger et toujours à disposition, le LUNA permet de réaliser tous les **transferts de personne** possibles. Il s'intègre dans son environnement et se rend invisible.

Le lève-personne LUNA est composé d'un **moteur de levage** qui circule dans un rail fixé au plafond ou contre un mur.

Ultra léger, compact et design, ce **moteur de levage** permet de soulever jusqu'à 275kg, 400 kg en double motorisation.


Le module de levage circule sur un rail en position fixe et nomade :

Position fixe : le Luna se déplace dans un système de rails, pour une utilisation prolongée. Il reste cependant déplaçable par le personnel technique qui pourra le décrocher facilement sans outil.

Position nomade : le Luna accompagne le personnel soignant de chambre en chambre. Il est suspendu par la sangle. Son bras d'extension fourni avec le module, permet de l'accrocher et le décrocher sans aucun effort

Dès **CHF 3'915.-**

TVA excl.



SANGLE ERGOLET TRANSFERT TOILETTE POUR SOULEVE-PERSONNE

Art. 009-09544 Taille S
Art. 009-09545 Taille M
Art. 009-09546 Taille L
Art. 009-09547 Taille XL

Institutions **CHF 283.80** TVA excl.



SANGLE ERGOLET TRANSFERT LOW BACK POUR SOULEVE-PERSONNE

Art. 009-09634 Taille S
Art. 009-09635 Taille M
Art. 009-09636 Taille L
Art. 009-09637 Taille XL

Institutions **CHF 288.95** TVA excl.



SANGLE ERGOLET TRANSFERT UNIVERSELLE POUR SOULEVE-PERSONNE

Art. 009-09804 Taille S
Art. 009-09805 Taille M
Art. 009-09806 Taille L
Art. 009-09807 Taille XL

Institutions **CHF 261.95** TVA excl.



SANGLE ERGOLET TRANSFERT UNIVERSELLE EN FILET POUR BAIN



Art. 009-09814 Taille S
Art. 009-09815 Taille M
Art. 009-09816 Taille L
Art. 009-09817 Taille XL

Institutions **CHF 235.95** TVA excl.



SANGLE ERGOLET TRANSFERT UNIVERSELLE AVEC TÊTIÈRE



Art. 009-09824 Taille S
Art. 009-09825 Taille M
Art. 009-09826 Taille L
Art. 009-09827 Taille XL

Institutions **CHF 280.65** TVA excl.



SANGLE ERGOLET STANDING CONFORT POUR VERTICALISATEUR



Art. 009-09594 Taille S
Art. 009-09595 Taille M
Art. 009-09596 Taille L
Art. 009-09597 Taille XL

Institutions **CHF 218.30** TVA excl.



LE TURNER PRO

Appareil de verticalisation et transfert Turner Pro
Rend le patient actif lors du transfert d'une position assise à une autre. Il sécurise la personne transférée et soulage le dos du personnel soignant.
Poignée orange pour une plus grande visibilité.
Hauteur réglable du support de la poignée: 80 à 120cm
Hauteur réglable du support genou: 33 à 55cm
Poids maximum supporté: 200kg
Facile à pivoter, compact et léger
Support de genou facile à ajuster en hauteur
Base en aluminium avec anti-dérapant
Roule facilement sur les tapis
Poids: 7,5 kg
Matériau: acier laqué époxy
Diamètre du plateau: 40 cm
Diamètre hors tout: 45 cm

Art. 100636

Institutions CHF 499.50 TVA excl.



APPAREIL DE TRANSFERT BURE MOVER PLUS

Mover Plus est une plate-forme de transfert développée pour fournir un transfert fluide et pratique. Il est facile à utiliser et aide à transférer les patients en toute sécurité au moyen des 2 coussins pivotants.
Le Patient est transféré alors en toute sécurité assis sur les 2 coussins.
Mover Plus a un cadre de base étroit et double roulettes pour une maniabilité facile, même dans les espaces confinés.

Poids : 28 kg
Nombre de barres de maintien : 3
Hauteur : 107 cm
Longueur : 96 cm
Largeur arrière : 63,5 cm
Largeur avant : 38 cm
2 roulettes à frein à l'arrière

Art. 244500

Institutions CHF 2'277.- TVA excl.



GUIDON DE TRANSFERT ALPHA MERLIN

Guidon de transfert ALPHA Merlin
L'aide au transfert Merlin avec ceinture à boucle et aide au levage est une aide simple et sûre pour aider à se lever et à déplacer des personnes à mobilité réduite.
Détails du produit: Cadre d'aide au transfert en acier inoxydable de haute qualité pour une stabilité maximale facile à nettoyer. L'aide au soulèvement est placée autour de la taille du patient réglable en largeur.
Dimensions du cadre de base 52,9 x 81 cm
Dimensions de la plaque de base 41 x 46,5 cm
Aide au soulèvement du tour de taille 70 à 160 cm

Art. 370325

Institutions CHF 2'079.- TVA excl.



PLAQUE TOURNANTE 6895

Solide et léger, ce disque tournant sur 360° facilitera les transferts en station debout Rotation sans résistance
Surface de diamètre de 32,5 cm
Comporte une poignée pour une prise en main aisée
Matière : Polypropylène sur structure en ABS
Poids : 1,5 kg. Poids maximal supporté : 110 kg

Art. BB-960000001

Institutions CHF 178.20 TVA excl.



COUSSIN PIVOTANT

L'aide au transfert pour les surfaces planes.
Détails du produit: tissu rembourré.
Dessous avec boutons antidérapants
Peut être tourné à 360° dans les deux sens
Hauteur environ 3 cm
Ø environ 45 cm
Lavable jusqu'à 30 ° C

Art. 363178

Institutions CHF 40.55 TVA excl.



PLANCHE DE TRANSFERT GLIDEBOARD CURVED

Longueur 68 cm
Largeur 21 cm
Matière synthétique

Art. 476.0012

Institutions **CHF 144.-** TVA excl.

SAMARIT
Samarit transfer systems



PLANCHE DE TRANSFERT GLIDEBOARD SELFGLIDE

Longueur 50 cm
Largeur 21 cm
Matière synthétique

Art. 476.0050

Institutions **CHF 121.50** TVA excl.

SAMARIT
Samarit transfer systems



PLANCHE DE TRANSFERT GLIDEBOARD THE GREAT

Longueur 88 cm
Largeur 23 cm
Matière synthétique

Art. 476.0080

Institutions **CHF 228.-** TVA excl.

SAMARIT
Samarit transfer systems



PLANCHE DE TRANSFERT ROLLBORD ECOLITE 180

Convient à la radiologie, au bloc opératoire.
Dimensions : 180 x 50 cm pliable en 89 x 50 cm
Poids : 2.8 kg
Matériau : Noyau intérieur en mousse de polyéthylène,
Tissu de silicone coulissant
Gris manchon revêtu.

Art. 440.1180

Institutions **CHF 684.-** TVA excl.



SAMARIT
Samarit transfer systems

PLANCHE DE TRANSFERT ROLLBORD – ECOLITE 90

Convient à la Urologie et gynécologie.
Dimensions : 90 x 50 cm
Poids : 1.3 kg
Charge : voir le guide de l'utilisateur
Matériau : Noyau intérieur en mousse de polyéthylène,
tissu de silicone coulissant, gris manchon revêtu.

Art. 440.1090

Institutions **CHF 454.-** TVA excl.



SAMARIT
Samarit transfer systems

PLANCHE DE TRANSFERT HIGHTEC ROLLBORD - STANDARD

Convient à la radiologie, au bloc opératoire,
soins intensifs et la station spéciale, toutes les stations.
Dimensions : 177 x 50 cm, pliable en 87 x 50 cm
Poids : 2,7 kg
Matériau: Noyau interne de la mousse légère spéciale,
Téflon coulissant en tissu, recouvert d'étui d'argent,
la sécurité se termine avec poignées intégrées.

Art. 440.0100

Institutions **CHF 1'072.-** TVA excl.



SAMARIT
Samarit transfer systems

PLANCHE DE TRANSFERT HIGHTEC ROLLBORD – MINI GYN

Convient aux blocs opératoires d'urologie et de gynécologie, aux salles de réanimation et aux services d'urgences.
Dimensions : 91 x 50 cm non pliable. Poids : 1.4 kg
Matériau: Noyau interne de la mousse légère spéciale, Téflon coulissant en tissu, recouvert d'étui d'argent, la sécurité se termine avec poignées intégrées.

Art. 440.0300

Institutions **CHF 778.-** TVA excl.



SAMARIT
Samarit transfer systems

PLANCHE DE TRANSFERT HIGHTEC ROLLBORD – ICU BARIATRIC

Convient aux soins intensifs et Bariatric, aux matelas pneumatiques et aux matelas anti-escarres.
Dimensions : 177 x 50 cm non pliable, renforcée
Poids : 3.8 kg
Matériau : Noyau interne de la mousse légère spéciale, téflon coulissant en tissu, recouvert d'étui d'argent, la sécurité se termine avec poignées intégrées.

Art. 440.0200

Institutions **CHF 1'292.-** TVA excl.



SAMARIT
Samarit transfer systems

CARE GLIDE MOD.1 70 X 70 CM

Utilisation: Changement de position assise au bord du lit, pivotement à 90°, petits changements de position, position assise dans le lit. Dimensions: 70 x 70 cm

Art. 450.0070

Institutions **CHF 95.60** TVA excl.



CARE GLIDE MOD. 2 100 X 80 CM

Utilisation: Changement de position couchée droite/gauche, haut du corps sur le côté, mise du patient en position latérale. Dimensions : 100 x 80 cm

Art. 450.0100

Institutions **CHF 162.-** TVA excl.



CARE GLIDE MOD. 3 130 X 100 CM

Utilisation: Changement de position droite/gauche, tout le corps, mise du patient en position latérale, changement de position pour changer les draps du lit.
Dimensions : 130 x 100 cm

Art. 450.0130

Institutions **CHF 193.95** TVA excl.



CARE GLIDE MOD. 4 80 X 110 CM

Utilisation: Changement de position droite/gauche du patient couché, position assise ou couchée haute/basse, assise en bordure du lit et en fauteuil roulant.
Dimensions 80 x 110 cm

Art. 450.1180

Institutions **CHF 196.45** TVA excl.



CARE GLIDE MOD. 5 100 X 130 CM

Utilisation: Changement de position haute/basse assise ou couchée du patient dans le lit.
Transfert lit/lit à l'aide de deux personnes et d'une toile de traction pour patients de très forte corpulence.
Transfert/changement de position dans le lit de patients blessés à la colonne vertébrale.
Dimensions : 100 x 130 cm

Art. 450.1310

Institutions **CHF 193.95** TVA excl.

