



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 11h30
14 h – 16h30

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

+PRO

LIT DE SOINS MEDICALISE WESTFALIA CLASSIC

Le lit médicalisé classique pour maison de retraite, robuste, fiable et à longue durée de vie.

De plus, ce lit dispose d'un grand nombre d'avantages techniques :

- Réglage en hauteur de 35 à 80 cm
- Relève-buste électrique coulissant
- Relève-jambe électrique mais rabattable manuellement
- Charge de travail sécurisée de 200 kg
- Dispositif central de blocage des roues
- Interrupteur manuel avec fonction sélective de verrouillage
- Système d'entraînement de série de 24 volt
- Livré avec barrières bois et potence

Art. 285870

Institutions **CHF 3'343.50** TVA excl.



LIT DE SOINS MEDICALISE SURBAISSE REGIA

Lit de soins électrique surbaissé type REGIA, Sommier de 90 x 200 cm, en 4 parties à latte robuste en métal facile à nettoyer.

Réglages électrique du niveau de 26 à 80 cm.

Réglage de la tête et des jambes électriquement

Fonction Procline (Position assise)

Panneaux de Tête et pied en bois Primus ou Primus-Low

Freinage centralisé

Télécommande avec fonction de verrouillage.

Demi-barrières bois

Potence

charge maximale : 225 kg

Options sur demande avec supplément (h.t.):

Lumière de veille sous le lit CHF 74.-

Commande décline disponible sur demande CHF 124.-

Art. 287900

90 x 200 cm

Institutions **CHF 3'762.-** TVA excl.



LIT DE SOINS LENUS



Le lit bas idéal et innovant pour une prévention optimale des chutes.

Lit médicalisé avec réglage électrique du niveau de **15 à 80 cm** avec arrêt automatique à mi-course à environ 38 cm. La position très basse de 15 cm protège les utilisateurs prédisposés aux chutes. La hauteur de 80 cm est idéale pour prodiguer des soins. Avec sommier de 90 x 200 cm, en 4 parties à latte robuste en métal, réglage de la tête et des jambes électriquement. Panneaux de tête et pied en bois, couleur hêtre naturel. 2 barrières de protection latérale pleine longueur en bois massif. Roues doubles Ø 50 mm, blocage et déblocage des roues par paire à l'aide d'une pédale de frein en tête et pied de lit. Télécommande avec fonction de verrouillage. Potence avec poignée. Charge maximale du lit : 225 kg

Art. 287382

Institutions **CHF 3'226.-** TVA excl.



LIT DE SOINS MEDICALISE XXL DIVISYS 2.0 (120 ou 140 cm)



Relève buste électrique. Relève jambes électrique avec plicature
Cadre du sommier divisible. Plan de couchage à lattes métalliques soudées 4 roues diam. 100 mm freinage indépendant, sans jupe bois. Amplitude de 34 à 74 cm
Télécommande à fil. Motorisation LINAK.
Un jeu de panneaux de lit à choix :
AUZENCE (Barrières Epoxy) / CARMEN II (Barrières bois) & MEDIDOM (sans barrière)
Une potence d'angle époxy. Poids utilisateur max. 270 kg.

Art. IXL1L11120-CH **120 cm dès** *Institutions* **CHF 4'554.-** TVA excl

Art. IXL2L11140E-CH **140 cm dès** *Institutions* **CHF 4'702.50** TVA excl.



Nombreuses variantes et coloris de boiseries possibles.

MATELAS ASKLE ALOVA TRIPORTANCE MONOBLOC



Matelas multiportance monobloc ALOVA avec décharge talonnière intégrée, constitué d'une mousse moulée viscoélastique 85 kg/m³ d'épaisseur 6 cm sur une base en mousse moulée haute résilience 38 kg/m³ d'épaisseur 8 cm
Portance medium partie tête, ferme partie centrale, souple partie pied
Dimensions : 198 x 88 x 14 cm
Protection intégrale polyuréthane sérigraphiée, bi-élastique, respirante et très résistante. Fermeture à glissière sur 3 côtés.
Housse lavable en machine à 90°. Charge max : 130 kg

Art. VMA63RC-HIPH

Institutions CHF 445.50 TVA excl.

Alova NOVAFORM XL 120 x 200 cm / Charge max. 135 kg

Art. PRO-VNOVA120-HIP3_R1

Institutions CHF 720.- TVA excl.

Alova NOVAFORM XL 140 x 200 cm / Charge max. 135 kg

Art. PRO-VNOVA140-HIP3_R1

Institutions CHF 774.- TVA excl.

Alova XXL BARIATRIQUE 120 x 200 cm / Charge max. 270 kg


Art. VMA120BAR

Institutions CHF 891.- TVA excl.

Alova XXL BARIATRIQUE 140 x 200 cm / Charge max. 270 kg

Art. VMA140BAR

Institutions CHF 1'125.- TVA excl.



MATELAS A AIR AXTAIR ONE PLUS



Complet, avec matelas, housse intégrale en Promust CIC et compresseur.
Matelas composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et d'un support en mousse de plus de 5 cm. Vanne CPR d'urgence.
Système de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction du morphotype patient. 1 mode de fonctionnement: Dynamique
Réglages confort: réglage personnalisé du niveau de gonflage et gestion de la position assise
Alarmes visuelle et sonore
Convient pour des personnes de 30 à 165 kg.

Art. VKONEP-090G3G-CH

Institutions CHF 1'134.- TVA excl.



MATELAS A AIR AUTOMORPHO PLUS CIC



Prévention et traitement d'escarres multiples :

- **Performance** : système de calcul automatique de la pression de gonflage adapté à la personne soignée.
- **Sécurité** : alarmes visuelles et sonores, verrouillage automatique du clavier, gonflage rapide du matelas, nouvelle vanne CPR.
- **Efficacité** : principe actif cliniquement éprouvé dans l'aide au traitement des escarres de stade 1 à 4. Trois modes d'aide aux soins.
- **Ergonomie** : convient pour des personnes de **30 kg à 180 kg**
- **4 décharges talonnières de série**
- **Gestion de la position assise**
- **Réglage confort personnalisé**
- **Housse CIC dotée d'un traitement anti-bactérien aux ions d'argent, lavable à 90°**

3 modes de gonflage disponibles :

- **Mode alterné** : alternance d'une cellule sur deux (à l'exception des 2 cellules à la tête).
- Temps de cycle complet 9 à 14 minutes.
- **Mode statique** : mode statique basse pression, gonfle toutes les cellules du matelas à une pression constante au niveau de pression interne le plus faible et favorise l'immersion du patient dans le support pour augmenter la surface en appui et réduire ainsi les pressions moyennes d'interface.
- **Mode soin** : rend ferme la surface du matelas afin de faciliter les manipulations du patient lors des soins ou des levées. Retour automatique au mode antérieur après 30 minutes.

Art. VKAUTOP-090G3G-CH

Institutions **CHF 2'124.-** TVA excl.



MATELAS A AIR AUTOMORPHO AXENSOR



Dernier né de la gamme AXTAIR dont il reprend le procédé breveté de détermination de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient.

L'axtair automorpho est communicant et totalement automatique.

DECHARGES TALONNIERES

- Dégonflage possible des 4 cellules en pied de matelas.

AXENSOR

- Ajustement automatique et permanent de la pression à plat et en fonction de l'inclinaison du relève-buste du lit.

HOUSSE CIC

- Housse soudée avec traitement antibactérien par ions Ag+ (prévention des contaminations croisées).



Matelas :

Poids utilisateur :	30 – 165 kg
Poids du support :	8 kg
Dimension du matelas :	195 x 87 x 17 cm
Cellules d'air :	18 cellules, hauteur 12 cm en polyuréthane éther
Cellules de tête :	3 cellules statiques
Dégonflage rapide :	Moins de 15 secondes / Vanne CPR
Housse supérieure :	Amovible, matière imperméable aux liquides et perméable à la vapeur d'eau. Polyuréthane/Polycarbonate sur maille anoblée d'ions d'argent. Assemblage par soudure

Art. VKAXE12-090A3A-CH

Institutions **CHF 2'395.-** TVA excl.

MATELAS A AIR AXTAIR XXL Bariatrique

Matelas composé de 21 cellules de 20 cm de hauteur d'air thérapeutique et de 2 bordures stabilisatrices pour aider au transfert.
2 largeurs disponibles : 120 cm ou 140 cm
Mode transport avec une autonomie de 8 heures
Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction du morphotype patient



3 modes de fonctionnement : Dynamique, statique basse pression et soins

Réglage confort disponible quel que soit le mode utilisé et la position du patient
Alarmes visuelles et sonores et vanne CPR d'urgence
Convient pour des personnes de **100 kg à 270 kg**

Art. VKXXL-120A2A-CH 120 cm

Institutions **CHF 4'455.-** TVA excl.

Art. VKXXL-140A2A-CH 140 cm

Institutions **CHF 4'896.-** TVA excl.



TABLE DE MALADE TRIGONORM

Châssis aluminium noir sur trois roulettes dont 2 à frein.
Plateau en résine synthétique imitation bois, 77 x 43 cm.
Réglable en hauteur de 60 à 95 cm et basculant.
Charge max: 20 kg.

Art. S-1111

Institutions **CHF 282.15** TVA excl.




TABLE DE MALADE TRIGONORM « HOPITAL »

Table malade TRIGONORM modèle "hôpital"
Plateau 77 x 40 cm en stratifié résine synthétique gris clair, avec bordures d'arrêt de 7 mm en aluminium sur la longueur et ABS gris sur la largeur.
Hauteur réglable de 78 à 110 cm, 3 roulettes jumelées à frein. Structure en tubes d'acier soudés facilement ajustable en hauteur.
Charge max: 20 kg.

Art. H-2322

Institutions **CHF 420.75** TVA excl.




TABLE DE MALADE EVILENCE

Hauteur variable assistée par vérin à gaz (760 à 1150 mm)
2 plateaux, épaisseur 19mm
coloris standard du mélaminé Hêtre clair.
Plusieurs coloris de boiserie à choix.
> 1 fixe (290 x 460 mm) avec galerie époxy 3 côtés
> 1 inclinable (640 x 460 mm) par crémaillère

Réglette de lecture sur grand plateau.
Piètement en forme de C, coloris époxy RAL 9002 texturé, équipé de 4 roulettes, dont 2 à frein

Art. T380049

Institutions **CHF 329.20** TVA excl.




TABLE DE MALADE CONFORLENCE

Hauteur variable assistée par vérin à gaz (760 à 1170 mm)
2 plateaux, épaisseur 19mm
coloris standard du mélaminé Hêtre clair.
Plusieurs coloris de boiserie à choix.
> 1 fixe (430 x 300 mm) avec galerie époxy 3 côtés
> 1 inclinable (610 x 430 mm) par crémaillère
Réglette de lecture sur grand plateau.
Piétement en forme de C, coloris époxy RAL 9002 texturé,
équipé de 4 roulettes, dont 2 à frein

Art. T169-00

Institutions CHF 540.- TVA excl.



TABLE DE CHEVET CHERUSKER

Table de chevet avec table de malade incorporée.
Dimensions : 87 cm haut, 52 cm de large et 51 cm de profondeur.
Table de malade réglable en hauteur (82 - 112 cm) ainsi qu'en angle
Dimension plateau 60 x 36 cm.
Roues 50 mm sans frein

Art. 193753

Institutions CHF 1'123.55 TVA excl.



TABLE DE CHEVET ARMINIUS

Avec table à manger intégrée, réglable en hauteur et inclinable.
Revêtement de la table de nuit et du plateau de la table à manger en résine synthétique et bords arrondis.
Hauteur 88 cm, largeur 54,5 cm, profondeur 45 cm,
table à manger dépliée 125 cm.
Surface de la table de nuit 54,5 x 45 cm,
surface de la table à manger 55 x 36 cm.

Art. 223637

Institutions CHF 776.05 TVA excl.



CHAISE AVEC ACCOUDOIRS LIZA

Chaise avec maintien optimal et confort longue durée.
Son dossier rembourré épouse naturellement la courbure du dos.
Structure en hêtre massif étuvé et teinté
Hauteur d'assise: 46 cm
Largeur d'assise: 47 cm
Profondeur totale: 59 cm
Profondeur d'assise: 44 cm
Hauteur totale: 86 cm
Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-LIZA1AC0AV00

Institutions **CHF 425.70** TVA excl.



CHAISE AVEC ACCOUDOIRS LIZA HAUT DOSSIER

Chaise haut dossier adapté pour les plus grands gabarits
Chaise avec maintien optimal et confort longue durée.
Son dossier rembourré épouse naturellement la courbure du dos.
Structure en hêtre massif étuvé et teinté
Hauteur d'assise: 46 c. Largeur d'assise: 47 cm
Profondeur totale: 63 cm. Profondeur d'assise: 44 cm
Hauteur totale: 104 cm
Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-LIZA1AC0AV00H

Institutions **CHF 457.40** TVA excl.



CHAISE AVEC ACCOUDOIRS JULIA

Ses accoudoirs offrent un appui stable et naturel, facilitant les mouvements. Avec son dossier de taille moyenne et son assise généreuse, elle s'adapte à tous les profils, offrant un confort optimal.
Hauteur d'assise: 48 cm. Largeur d'assise: 50 cm
Profondeur totale: 60 cm. Profondeur d'assise: 46 cm
Hauteur totale: 87 cm
Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO- JULIA1AC0AV00

Institutions **CHF 493.-** TVA excl.



CHAISE MONICA XL

Chaise Monica solide et élégante,
supportant jusqu'à 200kg grâce à sa structure renforcée.
 Hauteur d'assise: 49 cm. Largeur d'assise: 56 cm
 Hauteur d'accoudoir: 66 cm. Profondeur totale: 63 cm
 Profondeur d'assise: 47 cm. Hauteur totale: 90 cm
 Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-MONI1AC0BERG00

Institutions **CHF 605.90** TVA excl.



CHAISE LILY, XL, SOLIDE ET ÉLÉGANTE

Supportant jusqu'à 200kg grâce à sa structure renforcée.
 Elle offre un confort inégalé grâce à une assise ergonomique
 pensée pour un maintien optimal du bas du dos.
 Hauteur d'assise: 48 cm
 Largeur d'assise: 45 cm
 Hauteur d'accoudoir: 65 cm
 Profondeur totale: 64 cm
 Profondeur d'assise: 46 cm
 Hauteur totale: 88 cm
 Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-LILY1AC0BERG00

Institutions **CHF 653.40** TVA excl.



CHAISE ZAZA REMBOURRÉE

Avec accoudoirs rembourrés, doux et accueillants
 qui soutiennent les avant-bras
 Hauteur d'assise: 48 cm. Largeur d'assise: 47 cm
 Profondeur totale: 60 cm. Profondeur d'assise: 47 cm
 Hauteur totale: 82 cm
 Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-ZAZA1AC0BE00

Institutions **CHF 629.65** TVA excl.



FAUTEUIL SULLY FIXE

Fauteuil confortable qui allie style et bien-être. Son rembourrage généreux et sa mousse haute densité assurent un confort intégral.

Hauteur d'assise: 44 cm

Hauteur d'accoudoir: 63 cm

Largeur d'assise: 44 cm

Profondeur totale: 82 cm

Profondeur d'assise: 45 cm

Hauteur totale: 107 cm

Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-SULLY1AF0

Institutions **CHF 772.20** TVA excl.



FAUTEUIL LIZA FIXE

Fauteuil confortable et élégant, avec dossier haut et accoudoirs longs et élargis en bois massif.

Avec assise ergonomique qui facilite l'assise et le lever.

Hauteur d'assise: 48 cm

Hauteur d'accoudoir: 65cm

Largeur d'assise: 47 cm

Profondeur totale: 70 cm

Profondeur d'assise: 45 cm

Hauteur totale: 120 cm

Divers coloris revêtement tissu à choix

Art. PRO-LIZA1AF0

Institutions **CHF 867.25** TVA excl.



TAPIS D'ALARME CAREMAT AVEC FIL ET POIGNEE

Tapis sensible CAREMAT jaune.
Structure antidérapante aux bords en biseau avec poignées intégrées.
Livré avec 3 m de câble et fiche JACK compatible sur système GETS
A relier au système d'appel de malade pour patients désorientés et confus.
Résistant aux produits de nettoyage et aux lotions corporelles.
Nouveau modèle dont le câble est réparable.

BIRCHER
Reglomat

Art. 303410 1100 x 700 mm
Institutions **CHF 726.-** TVA excl.

Art. 303417 700 x 400 mm
Institutions **CHF 517.-** TVA excl.



TAPIS D'ALARME CAREMAT SANS FIL ET POIGNEE

Tapis sensible CAREMAT jaune ou gris.
Structure antidérapante aux bords en biseau avec poignées intégrées.
Livré avec récepteur sans fil ELDAT RCL07 et fiche JACK compatible sur système GETS.
A relier au système d'appel de malade pour patients désorientés et confus. Résistant aux produits de nettoyage et aux lotions corporelles.

BIRCHER
Reglomat

Art. 303416 1100 x 700 mm
Institutions **CHF 957.-** TVA excl.

Art. 303388 700 x 400 mm
Institutions **CHF 731.50** TVA excl.



LAMPE DERUNGS CULTA LED

La tête du luminaire peut être tournée de 240°
Facile à positionner grâce à l'armature en col de cygne
Design agréable et élégant
Commande intuitive grâce à un interrupteur à tirette
Abat-jour satiné
Approprié pour les pièces à usage médical
selon DIN 60598-2-25 et pour les centres de soins

Art. D15.727.00 CULTA LED S4 P S3, interrupteur sur câble,
sur bras flexible

Institutions **CHF 271.70** TVA excl.

A commander en supplément :

Art. D13.231.00 Système pour fixation murale **CHF 25.50** TVA excl.

Art. D14.152.00 Adaptateur pour table de chevet **CHF 20.-** TVA excl.

Art. D15.725.000 CULTA LED S4 P S9, interrupteur sur câble,
sur bras flexible pour installation dans la réservation
de potence, livré avec pièces de fixation

Institutions **CHF 284.-** TVA excl.



Derungs 
MEDICAL LIGHTING

LAMPE DERUNGS AMALIA

Technologie LED 1 000 lx / 0,5 m
Champ éclairé 450 mm
Lumière de lecture en blanc chaud (3 000 K),
lumière nocturne de teinte ambrée
Palpeur à capteur ON / OFF pour la commutation
Poignée avec palpeur à capteur ON/ OFF éclairé
Bras flexible gainé de plastique.
Convient pour différents éléments de fixation

Art. D15.250.000 Amalia 9 P S4, **LED** pour une fixation murale ou sur un chevet

Institutions **CHF 729.30** TVA excl.

A commander en supplément :

Art. D13.231.00 Système pour fixation murale **CHF 25.50** TVA excl.

Art. D14.152.00 Adaptateur pour table de chevet **CHF 20.-** TVA excl.

Art. D15.252.000 Amalia 9 B S8, **LED** pour une installation dans la réservation
de potence, livré avec pièces de fixation

Institutions **CHF 562.10** TVA excl.



Derungs 
MEDICAL LIGHTING