

ACTIONS DE PRINTEMPS



**OFFRES VALABLES DU
01.03.2026 AU 31.05.2026**

GÉNÉRATEUR VAPEUR SANIVAP SP MINI

Le bionettoyage vapeur professionnel dans un format ultra-compact. Il utilise une vapeur à haute température (155°C dans la chaudière) sous pression (5,5 bars) et garantit une désinfection bactéricide, levuricide, fongicide et virucide, tout en préservant la propreté des surfaces de manière durable.

Cet appareil n'est pas un dispositif médical.

Données techniques :

Dimensions : 38.4 x 52 x 38 cm

Poids à vide : 14 kg

Pression : 5,5 bars

Température à l'intérieur de la chaudière : 155°

Température en sortie d'accessoires : 97°

Capacité réservoir : 2 litres

Livré avec Gaine vapeur de 2,5 mètres

Accessoires :

SP200, SP240, SP252, 1 sachet de MV345,

1 sachet de MV450

Art. PRO-SPMINIKIT

Prix

CHF 3'900.- TVA excl.

Prix courant

~~CHF 4'290.-~~ TVA excl.

SANIVAP



VÉLO ÉLECTRIQUE TANDEM 3 ROUES FUN 2 GO AVEC MOTORISATION

Le Fun2Go est un cycle double, un tandem à trois roues, sur lequel les passagers sont assis(es) côte à côte. Une seule personne tient le guidon, mais les deux pédalent. Les deux personnes peuvent se voir à leur guise et peuvent communiquer entre elles, dans la mesure où les deux selles se trouvent l'une à côté de l'autre.

Les personnes peuvent monter sans avoir à l'enjamber et les sièges peuvent se régler à la distance voulue par un levier. Le tandem côte à côte Fun2Go est extrêmement facile à manœuvrer : avec ses deux roues situées complètement à l'arrière et une seule roue avant, il est possible de le faire tourner de 360° sur son propre axe.

Le commutateur de roue libre en option peut être mis en « marche » ou en « arrêt » pour déterminer si la personne au guidon (si c'est obligatoire) va pédaler. Par ailleurs, vous pourrez ajouter un grand nombre d'options pour compléter le modèle Fun2Go). Pour des raisons de sécurité, le Fun2Go est limité à un maximum de 20 km par heure.

Grâce à l'option de roue libre commutable, vous pouvez déterminer le degrés d'activité de pédalage (ou bien l'inactivité) du passager.

Données techniques :

Entrejambe (adaptable) 75-90 cm
 Hauteur d'assise (adaptable) 61 cm
 Dimension des roues 20"
 Freins Réglable
 Couleur standard (adaptable) (RAL 5011)
 Bleu acier mat
 Poids de l'utilisateur par personne
 120 (renforcé à 180) kg

Art. PRO-387-0000

Prix

Prix courant

CHF 10'300.- TVA excl

~~CHF 10'850.-~~ TVA excl.



TRANSPORTEUR ELECTRIQUE DE FAUTEUILS ROULANTS VELO-PLUS

Le cycle de transport de fauteuil roulant Vélo Plus a été conçu pour véhiculer à vélo des personnes, lesquelles peuvent rester assises dans leur propre chaise roulante. Nul besoin de transférer le passager de son fauteuil au cycle. Ce/cette co-équipier/équipière peut être poussé(e) sur sa chaise roulante en toute facilité jusqu'à la plateforme du cycle, sans avoir à être soulevé(e). La rampe inclinée facilite le transbordement du fauteuil sur le cycle pour fauteuil roulant et l'accrochage sécurisé grâce au dispositif de verrouillage du fauteuil roulant. Le positionnement assez bas de la chaise sur le cycle facilite la circulation et abaisse le centre de gravité. Les roues avant, dont l'écart est assez large et la direction améliorée, permettent de réduire le rayon de braquage, et de ce fait, renforcent la stabilité. Avec un moteur électrique inclus pour une assistance au pédalage pendant la balade en vélo. Le modèle Vélo Plus est utilisé essentiellement dans le cadre d'institutions ou de foyers, afin de véhiculer de multiples personnes.

Données techniques :

Entrejambe (adaptable) 80-95 cm
 Hauteur entrée (adaptable) 52 cm
 Hauteur embarquement : 28 cm
 Poids du vélo 64 kg
 Dimensions des roues 20".
 Dimension des roues arrière 26"
 Freins Réglable
 Couleur standard Gris mat / vert
 Max. Poids utilisateur chauffeur : 110 kg
 Max. Poids utilisateur passager incl. fauteuil roulant : 140 kg
 (avant renforcé jusqu'à 200) kg



Art. PRO-384-0000

Prix

Prix courant

CHF 10'300.- TVA excl.

~~**CHF 10'800.-**~~ TVA excl.

VELO ELECTRIQUE THUJA

Le vélo électrique Thuja offre confort, sécurité et facilité d'utilisation. Confort stable grâce à deux roues avant et une direction moderne. La stabilité du Thuja se ressent grâce à ses deux roues avant, qui lui confèrent une allure moderne. Vous gardez toujours une bonne visibilité sur la largeur du vélo, ce qui vous permet de vous déplacer aisément dans la circulation. Entre les roues avant se trouve un espace de rangement verrouillable, idéal pour transporter les courses, le casque ou d'autres effets personnels en toute sécurité et à portée de main.

Données techniques:

Poids max de l'utilisateur : 100 kg
 Longueur : 190 cm
 Largeur : 85 cm
 Poids : 58 kg
 Autonomie moyenne (batterie standard): 60 km
 Vitesse standard maximale avec assistance pédalage : 20 km/h
 Longueur d'entrejambe : 79 - 98 cm
 Hauteur d'accès : 36 cm

Art. 393-SMO

Prix CHF 8'300.- TVA excl.
 Prix courant ~~CHF 8'650.-~~ TVA excl.



PROPULSION ELECTRIQUE TYPE VIAMOBIL V25



Système d'assistance pour pousser et freiner le fauteuil roulant.
Système d'entraînement équipé d'une roue de propulsion, montée sur l'axe de roue arrière du fauteuil roulant, commande avec affichage de la charge, interrupteur, marche avant et arrière, régulateur progressif de la vitesse, batteries 2 x 12 V 12 Ah, chargeur, vitesse 1- 5,5 km/h, moteur 150 W avec une puissance maximale de 300 W, force de poussée ou de freinage jusqu'à 18% de déclivité, autonomie d'une charge complète: environ 25 km

Options disponibles: (hors TVA)

Dispositif de fixation: CHF 408.-

Montage sur fauteuil: CHF 289.-

Roulettes anti-bascule: CHF 345.-

Poignées additionnelles, la paire: CHF 325.-

Art. 1521003

Prix

CHF 4'800.- TVA excl.

Prix courant

~~CHF 5'292.-~~ TVA excl.



ECRASE COMPRIMES MANUEL TOOKAN



Chargeur de sachets intégrés dans la poignée. Hygiène et sécurité: pas de risque de contamination, ni de nettoyage ou stérilisation nécessaire.

Ergonomie: Poignée ergonomique en aluminium revêtue peinture époxy orange. Mâchoires en aluminium anodisation naturel

Art. NA00017

Prix	CHF 138.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 154.-	TVA excl.



5x Lots de 1000 sachets en polyéthylène.

Dimensions sachet : 120 x 50 mm

Art. NA00011.01

Prix	CHF 395.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 462.-	TVA excl.



ECRASE COMPRIME ELECTRIQUE "SEVERO 3.0"

Ce broyeur permet de réduire en une fine poudre les comprimés les plus durs, en moins de 8 secondes.
Dimensions : L. 80 x P. 70 x H. 217 mm

Autonomie : 500 cycles de broyage (3 jours d'utilisation en continu)
Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni)
Poids : 1,5 kg. Temps de chargement : 2 heures



Art. NA00030.01

Prix	CHF 525.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 585.-	TVA excl.

1x Lots de 2'100

gobelets pour " SEVERO" + petites rondelles cellophane

Art. NA00014.01 + NA00016

Prix	CHF 240.-	TVA excl.
Prix courant	CHF 306.-	TVA excl.



EASYMOOVE - SOLUTION DE MOTORISATION DES CHARIOTS

Solution unique sur le marché : des chariots équipés d'une roue motorisée. Cette innovation permet de limiter les efforts de poussée pour les utilisateurs. Une simple action avec le doigt sur la gâchette permet d'actionner la motorisation. Le personnel bénéficie ainsi d'un confort de travail optimal.

- Poussée 100% motorisée
- Excellente maniabilité et poignée ergonomique
- L'ergonomie accessible à tous
- Sélection de la vitesse et accélération progressive
- Système de compensation pour les sols irréguliers
- Forte autonomie de la batterie (utilisation en manuel possible dans le cas d'un oubli de charge de batterie)
- Simplicité d'utilisation et de charge



Solution motorisée disponible pour :

- Les chariots de change
- Les chariots de soins
- Les chariots de distribution de médicaments
- Les armoires mobiles de stockage



Art. 9R002_L01

Prix

CHF 1'800.-

TVA excl.

Prix courant

~~CHF 1'950.-~~

TVA excl.

Les prix sont affichés hors TVA

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT "LASSIE EASYWAVE"

Ce nouveau détecteur de mouvement s'installe où vous le souhaitez dans une chambre, salon ou dans la salle de bain. Sa portée de 20 mètres vous assure de couvrir l'entier de la pièce. Lorsqu'un mouvement est détecté, ce dernier déclenche immédiatement l'alarme. Proposé dans un boîtier en acier de 12 x 9 x 2 cm, ce dernier est discret et fiable. Son couvercle permet très simplement de couvrir le détecteur de mouvement et ainsi le rendre hors service.

Le kit est composé :

- Détecteur de Mouvement ELDAT " Lassie EasyWave "
- Boîtier en acier de 12 x 9 x 2 cm
- Récepteur ELDAT compatible aux systèmes d'alarme GETS



Art. PRO-LASSIE

Prix

CHF 450.-

TVA excl.

Prix courant

~~CHF 490.-~~

TVA excl.



LOCATION JOURNALIERE - MATELAS A AIR AXTAIR ONE PLUS



Complet, avec matelas, housse intégrale en Promust CIC et compresseur.
Matelas composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et d'un support en mousse de plus de 5 cm. Vanne CPR d'urgence.
Système de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction du morphotype patient. 1 mode de fonctionnement: Dynamique
Réglages confort: réglage personnalisé du niveau de gonflage et gestion de la position assise
Alarmes visuelle et sonore
Convient pour des personnes de 30 à 165 kg.

Prix CHF 3.20/Jour TVA incl.



LOCATION JOURNALIERE - MATELAS A AIR AUTOMORPHO PLUS CIC



3 modes de gonflage disponibles :

- **Mode alterné** : alternance d'une cellule sur deux (à l'exception des 2 cellules à la tête).
 - Temps de cycle complet 9 à 14 minutes.
 - **Mode statique** : mode statique basse pression, gonfle toutes les cellules du matelas à une pression constante au niveau de pression interne le plus faible et favorise l'immersion du patient dans le support pour augmenter la surface en appui et réduire ainsi les pressions moyennes d'interface.
- Mode soin** : rend ferme la surface du matelas afin de faciliter les manipulations du patient lors des soins ou des levées. Retour automatique au mode antérieur après 30 minutes.

Prix CHF 5.20/Jour TVA incl.





Chariots et armoires de distribution du linge **NEOP® CLEAN**

NOUVEAU



15 % de remise
Du 1^{er} au 31 mars 2026



FICHE
PRODUIT

Nos chariots et armoires de distribution du linge Neop Clean® avec portes à **fermeture magnétique** sont **robustes** et facilement **maniables**.

Totalement **personnalisables** grâce à une large gamme d'accessoires, ils sont **sécurisables**, **informatisables** et **upgradables** avec un porte-sac pour distribuer le linge propre et récolter le linge sale en un seul passage.

Pour un confort de travail optimal, nos chariots hauteurs 100cm et 120cm peuvent être équipés du **système de motorisation EasyMoove®** qui permet de limiter les efforts de poussée des utilisateurs.



Chariots de change NOUVELLE GAMME



Nos chariots de change ouverts ou à portes sécurisés (par une serrure à clé) rationalisent et facilitent le travail des aides-soignantes.

L'ergonomie et la modularité des éléments de rangement permet d'adapter le chariot aux besoins de chaque service.

La gestion informatisée des changes est possible par l'adaptation sur le chariot d'un support PC sécurisé.

Pour limiter les efforts de poussée des utilisateurs et éviter les TMS, nos chariots peuvent être équipés de la roue motorisée EasyMoove.

