



Route de la Thiolaz 6  
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

[www.meditec.ch](http://www.meditec.ch)

Mo-Fr 8 h – 11h30  
14 h – 16h30

Beratung zu Hause,  
unverbindlich  
Technischer Support 7/7



**PRO**



### LEKI PANORAMA WANDERSTÖCKE (Paar)

Verstellbar von 105 bis 145 cm

Maximale Belastung 100 kg

Art. 6332213 Stöcke

Art. 4028173174065 Walking-Stock-Spitzen, im Lieferumfang enthalten

*Institutionen* **CHF 103.40** ohne MwSt.



### TELESKOPSTANGE VARIO-COMBI-ANTISHOCK (pro Stück)

Teleskopstock Vario-Combi-Antishock

Teleskopstange mit Kombigriff aus Kunststoff mit Schlaufe.

Als kurzer und langer Stock verwendbar. Mit Gummikappe.

Länge einstellbar von 65 bis 135 cm. Gewicht ca. 330 g

Max. Benutzergewicht: 100 kg. Farbe: Schwarz

Art. 341100

*Institutionen* **CHF 45.15** ohne MwSt.



### KRÜCKEN „Quick`N Easy Soft“ (Paar)

Höhenverstellbares Aluminiumrohr mit Verstellclip

Achselpolsterung aus PU. Ergonomischer Griff.

Max. Belastbarkeit 130 kg

Art. 101289 (Kindergröße) :

Höhe unter den Achseln **83 bis 103 cm**

Höhe des Griffs **48 bis 71 cm**. Farbe: blau.

Art. 101299 (Juniorgroße) :

Höhe unter den Achseln **101 bis 121 cm**

Höhe des Griffs **58 bis 81 cm**. Farbe: blau-rot

Art. 101287 (Größe M, Standard-Erwachsener) :

Höhe unter den Achseln **118 bis 138 cm**

Höhe des Griffs 68 bis 91 cm. Farbe: schwarz

*Institutionen* **CHF 82.80** ohne MwSt.

Art. 101288 (Größe L, Erwachsene, groß) :

Höhe unter den Achseln **136 bis 156 cm**

Höhe des Griffs **75 bis 98 cm**. Farbe: schwarz

*Institutionen* **CHF 99.-** ohne MwSt.



**ENGLISCHE KRÜCKE FUN-KIDS (Paar)**

Englische Gehstöcke FUN-KIDS für Kinder  
Ergonomisch geformter Griff, Reflektor im vorderen Griff. Höhenverstellbar mit Verstellclip von 50 bis 78 cm. Höhe der Armlehnen von 16 bis 21 cm verstellbar. Max. Belastung 100 kg  
Aluminium: Grau. Griff: Blau & Rot

Art. 501210-002 (das Paar) *Institutionen* **CHF 45.-** ohne MwSt.

Art. 500701-003  
(Anatomisch geformter Griff links) *Institutionen* **CHF 40.50** ohne MwSt.

Art. 500701-004  
(Anatomisch geformter Griff rechts) *Institutionen* **CHF 40.50** ohne MwSt.



**GÄNGE MIT ANATOMISCHEM GRIFF (Stück)**

Leichter Metallstock, anatomisch geformter Softgriff.  
Verstellung mittels Clip. Aluminiumrohr.  
Verstellbar von 76 bis 96 cm.  
Maximales Benutzergewicht: 140 kg.  
Gewicht: 630 g.

Art. 500699-008 (Farbe: blau, links)

Art. 500699-005 (Farbe: blau, rechts)

*Institutionen* **CHF 64.35** ohne MwSt.





### ARTHRITIS-STÜTZSTOCK (pro Stück)

Unterstützung beim Gehen bei Arthritis und Rheuma.  
 Produktdetails: Standardgriff, große Manschette mit Klettverschluss, Höhe in 10 Stufen per Druckknopf verstellbar, Neigung der Manschette verstellbar, Neigung des Griffs verstellbar, schwenkbarer Griff, stabiler Fuß mit großer Standfläche.

Technische Daten:

- Armlehnenhöhe 92 bis 114 cm
- Armlehnenbreite max. 10 cm
- Rohrsatz  $\varnothing$  22/19 mm
- Belastbarkeit max. 150 kg

Art. 101308

*Institutionen* **CHF 205.90** ohne MwSt



### ANGELSTANGENHALTER « STAND BY »

Aus Edelstahl, Farbe Chrom oder Aubergine

Höhe 556 mm

Mit Griff

Gewicht: 1,2 kg

Art. 270.820.120 Verchromt

Art. 270.110.110 Aubergine

*Institutionen* **CHF 134.65** ohne MwSt

### GECKO-LAUFRAHMEN



Leichter, zusammenklappbarer Rollator mit stabiler Konstruktion, ideal für das Gehen- und Stehenlernen. Lässt sich per Knopfdruck platzsparend zusammenklappen. Kann über der Toilettenschüssel verwendet werden. Gesamtbreite 61 cm, Gesamthöhe 81 bis 98,5 cm, Breite zwischen den Griffen 43,5 cm, Breite zwischen den Vorderbeinen 48 cm, zwischen den Hinterbeinen 52 cm, Höhe vom Boden bis zur Verbindungsstange 60 cm, höhenverstellbar in 8 Stufen, in 2,5-cm-Schritten, Zusammenklappmaße Länge 84 cm, Breite 52 cm, Höhe 12 cm, max. Belastung 120 kg, Gewicht 2,5 cm

Art. 100601

*Institutionen* **CHF 167.95** ohne MwSt

### LAUFRAHMEN LYNA II mit Rollen und Skikufen



Rollator Lyna mit Rollen vorne und Skischuhen hinten. Gesamtbreite: 56 cm, Gesamtlänge: 47 cm. Höhenverstellbar von 78 bis 95,5 cm. Zusammenklappbar für Transport oder Lagerung. Gewicht: 2,5 kg. Maximales Benutzergewicht: 130 kg. Farben: Aluminium

Art. 8002277 -COMPLET

*Institutionen* **CHF 237.60** ohne MwSt



### XXL-LAUFRAHMEN



Der sehr stabile XXL-Rollator bietet sichere Mobilität auch für schwergewichtige Personen.

Technische Daten:

- Gesamthöhe 76 bis 101 cm
- Gesamtlänge 50,5 cm
- Gesamtbreite 71 cm
- Breite zwischen den Griffen 52 cm
- Gewicht 6 kg
- Maximale Tragkraft 325 kg
- Farbe: schwarz

Art. 340262

*Institutionen*

**CHF 501.95**

ohne MwSt.

### ROLLATOR 286I



Der faltbare Rollator für den täglichen Gebrauch. Ergonomische Griffe, Multifunktionsbremse, höhenverstellbare Schiebegriffe, befestigbares Tablett, Bremskabel mit Führungsclips, Klappmechanismus mit Sicherheitshebel, Stockhalterung, abnehmbare Sicherheitsbarriere, pannensichere Räder, Einkaufskorb mit Griff inklusive. Sitzbreite 42 cm, Gesamtbreite 60 cm, Länge 68 cm, Höhe 78 bis 99 cm, Sitzhöhe 56 cm, Räder Ø 19 cm x 4,5 cm, Gewicht 9 kg, max. Belastbarkeit 120 kg

Art. 501476-001 (Farbe Blau)

Art. 501476-002 (Farbe Carbon)

*Institutionen* **CHF 179.10**

ohne MwSt.

### ROLLATOR TAIMA M-ECO

Gepolsterte Rückenlehne, Stockhalterung, Netzkorb (max. Belastung 5 kg), Kipphilfe zum leichteren Überwinden von Lenkdämpfer für mehr Fahrkomfort, Sitzhöhe: 59 cm, Gewicht 7,8 kg max. Belastung 150 kg, Farbe anthrazit.

Art. 100540

*Institutionen* **CHF 288.40** ohne MwSt.



### ROLLATOR ECO-PLUS

Leichter Rollator Eco-Plus. Der Rollator Eco-Plus ist besonders für große Personen geeignet.

Produktdetails:  
ergonomische Griffe, höhenverstellbare Schiebegriffe  
gepolsterte Rückenstütze, gepolstertes Sitzkissen  
verstellbare Sitzhöhe, abnehmbares Einkaufskorb  
Kipphilfe. Farbe: Carbon

- Gesamtbreite 61 cm
- Gesamthöhe von 84,5 bis 102 cm
- Gesamtlänge 68 bis 79,5 cm
- Sitzhöhe 55,5 bis 62,5 cm
- Sitzbreite 36 cm
- Sitztiefe 36 cm
- Gewicht 7,2 kg
- Maximale Belastbarkeit 136 kg

Art. 501477-002

*Institutionen* **CHF 231.65** ohne MwSt.



### ROLLATOR GEMINO 20

Geeignet für den Innen- und Außenbereich.  
 Stabiler Rahmen, höhenverstellbare Griffe mit Memory-Funktion  
 Memory-Funktion, ergonomische Schiebegriffe, geräumiger Sitz,  
 praktische Tasche, Klappsystem mit einzigartigem Klapp-  
 und Klick-System, 6 integrierte Reflektoren, kleiner Wenderadius für  
 hohe Wendigkeit in Innenräumen, abgerundete Kipphilfe

- Gesamthöhe 69 bis 88 cm
- Gesamtlänge 65 cm
- Gesamtbreite 60 cm
- Sitzhöhe 55 cm
- Maße zusammengeklappt 76 x 65 x 23 cm
- Wenderadius 84 cm
- Räder 200 x 36 mm
- Gewicht (ohne Korb) 7,0 kg
- Maximale Tragkraft 130 kg
- Farbe: Silbergrau



Art. 101597

*Institutionen*      **CHF 449.10**    ohne MwSt.

### ROLLATOR B XXL

Stahlrahmen mit Korrosionsschutzbeschichtung  
 verstellbare Griffhöhe, anatomisch geformte Griffe  
 Kombinierte Betriebs- und Feststellbremse. Die Sicherheit beim  
 sorgt zusätzlich für sicheren Halt, gepolsterte Sitzfläche,  
 PU-Reifen, Einkaufskorb, Tablett und Stockhalter inklusive.  
 Griffhöhe 79 bis 94 cm, Gesamtlänge 72 cm,  
 Gesamtbreite 70,5 cm, Sitzhöhe 63 cm, Sitzbreite  
 49 cm, Gesamtgewicht 12,1 kg. Belastbarkeit max. 200 kg  
 Farbe: Silbermetallic.

Art. 100263

*Institutionen*      **CHF 585.-**    ohne MwSt.



### FAKTO+ ARTHRITIS-ROLLATOR

Der Rollator FAKTO+ Arthritis ermöglicht es Betroffenen, sich gelenkschonend fortzubewegen. Er überzeugt durch seinen guten Laufeigenschaften und den leicht zu bedienenden Bremsen. Stabiler Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit Unterarmstützen. Die Schiebegriffe sind höhen- und tiefenverstellbar, lässt sich schnell und einfach zusammenklappen, ergonomische, mit Feststellfunktion, PU-Reifen, Acryl-Ablage, Einkaufskorb und Ablage aus Kunststoff. Der Rollator darf nur in Innenräumen und auf festem, ebenem Boden verwendet werden.

- Technische Daten:
- Höhe von 111,5 bis 132,5 cm
  - Gesamtbreite 58 cm
  - Gesamtlänge 65 cm
  - Maße zusammengeklappt 112 x 64 x 50,5 cm
  - Sitzbreite 42 cm
  - Sitztiefe 19 cm
  - Sitzhöhe 59,5 cm
  - Gewicht (ohne Korb und Tablett) 10 kg
  - Maximale Belastbarkeit 120 kg



Art. 100484

Institutionen

CHF 567

ohne MwSt.



### GÄNGER RCN GW120



Der Rollator RCN GW120 ist ein technisches Hilfsmittel der, gibt Menschen mit eingeschränkter Mobilität Sicherheit, verhindert Stürze und motiviert sie, selbstständig zu gehen.  
 Länge: 995 mm, Breite: 785 mm  
 Sitzhöhe 520–670 mm  
 Max. Belastbarkeit: 150 kg  
 Sitzfläche gepolstert mit Polyurethanschaum  
 Wasserdichte Rückenlehne aus Textilene®  
 Sicherheitsbügel mit Sicherheitsgurt  
 Sicherheitsrahmen aus Kunstharz  
 6 doppelte Lenkrollen, Ø 75 mm, 4 davon mit Totalfeststeller.  
 Höhe in 7 Stufen im Abstand von 2,5 cm verstellbar  
 Große Aufbewahrungstasche an der Seite.

Art. GW120

Institutionen CHF 1'350.- ohne MwSt.

## GEHGERÄT WALKER TAURUS HYDRA

Der Taurus eignet sich für die Therapie in Heimen, Spitälern und Kliniken. Die Unterarmstützen sind mittels Gasdruckfeder durch einfachen Druck auf den Hebel unter den Stützen von 85 bis 130 cm höhenverstellbar.

Art. 101910 Modell mit festen Griffen

*Institutionen* **CHF 1'888.05** ohne MwSt.

Art. 814787 Modell mit verstellbaren Griffen, Handbremse am Griff und fester gerader Linie auf Rollen hinten

*Institutionen* **CHF 2'192.85** ohne MwSt.

### Verfügbares Zubehör:

Art. 814820 Halterung für Sauerstoffflasche

**CHF 325**

Art. 814793 Infusionsständer

**CHF 236**

