



Route de la Thiolaz 6  
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +41 21 887 02 11

info@meditec.ch

[www.meditec.ch](http://www.meditec.ch)

Mo-Fr 8:00 – 11:30 Uhr  
14:00 – 16:30

Beratung zu Hause,

unverbindlich

Technischer Support 7/7

**+PRO**

### PERSONENWAAGE SECA 956

Er verfügt darüber hinaus über alle spezifischen Vorteile von Seca, wie seine in geklapptem Zustand arretierbaren Arm- und Fußstützen, seine leistungsstarken Sicherheitsbremsen, seinen ergonomischen Sitz und seine besonders leicht zu handhabenden Räder, die zusammen mit den ergonomischen Griffen das Bewegen des Wiegestuhls wirklich einfacher und präziser machen. Das Modell Seca 956 ist selbstverständlich mit der wichtigen TARA-Funktion ausgestattet, die jedes Wiegeergebnis separat speichert, sowie mit der Auto-HOLD-Funktion, die es dem Personal ermöglicht, sich um die Patienten zu kümmern, bevor die Wiegeergebnisse abgelesen werden.

- Tragkraft: 200 kg
- Teilung: 100 g
- Abmessungen: L 563 x H 906 x T 946 mm
- Eigengewicht: 22,4 kg
- Stromversorgung: Batterien
- Funktionen: Tara, Hold
- Farbe: Weiß/Schwarz
- Kalibrierungsklasse III

Art. 956

**Institutionen CHF 1'850.-** exkl. MwSt.



### PERSONENWAAGE SECA 959

Dieser besonders benutzerfreundliche Wiegesessel verfügt über klappbaren Fußstützen und einem bequemen Sitz mit nach hinten klappbaren Armlehnen nach hinten klappbaren Armlehnen, die einen sicheren Übergang vom Bett in den Stuhl. Die hinteren Bremsen können die Räder blockieren, damit der Patient sicher sitzen und aufstehen kann. Die Anzeigeeinheit befindet sich auf der Rückseite des Stuhls, damit nichts die Ablesbarkeit des Gewichts auf dem LCD-Modul mit großen Ziffern nicht beeinträchtigt wird. Die verschiedenen Funktionen dieses Modells (einschließlich BMI) lassen nichts zu wünschen übrig. Dieser mobile Wiegesessel wird wahlweise über wiederaufladbare Batterien oder über das Netzteil mit Strom versorgt, leistet wertvolle Dienste in Rehabilitationszentren oder auch in Pflege- oder Seniorenheimen.

- Tragkraft: 300 kg
- Skalierung: 50 g < 150 kg > 100 g < 200 kg > 200 g
- Abmessungen: L 563 x H 897 x T 978 mm
- Eigengewicht: 24,5 kg
- Stromversorgung: Wiederaufladbare Batterien, Netzteil
- Funktionen: Reset, BMI, Tara, Hold, Wireless-Schnittstelle, Drucken
- Farben: Weiß/Schwarz
- Kalibrierungsklasse III

Art. 9597021197

**Institutionen CHF 2'750.-** exkl. MwSt.



### WÄGEPLATTFORM SECA 665

**seca**

Dank ihrer extrem niedrigen Plattform und ihrer automatisch absenkbaren Auffahrrampe ist sie für Rollstuhlfahrer leicht zugänglich. Die seitlichen Anschläge, die integraler Bestandteil der Plattform sind ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor. Die integrierte Vor-TARIER-Funktion berücksichtigt die gespeicherten Tarawerte und ermittelt im Handumdrehen das Nettogewicht der zu wiegenden Person. Die schwenkbare Anzeigeeinheit mit großen LCD-Ziffern ermöglicht ein bequemes Ablesen des Gewichts für den Patienten als auch für das Personal. Die Seca-Wägeplattform 665 lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen und ist dank ihrer Transportrollen mobil.

- Tragkraft: 300 kg
- Teilung: 100 g < 200 kg > 200 g
- Abmessungen: L 1102 x H 912 x T 1150 mm
- Eigengewicht: 33,4 kg
- Stromversorgung: Wiederaufladbare Batterien, Netzteil
- Funktionen: Reset, BMI, Tara, Hold, Wireless-Schnittstelle, Drucken
- Farben: Weiß/Schwarz
- Kalibrierungsklasse III



Art. 6657021193

**Institutionen CHF 3'250.-** exkl. MwSt.

### WÄGEPLATTFORM MIT HALTEGRIFF SECA 677

**seca**

Sie ermöglicht das Wiegen von Personen im Rollstuhl oder auf einem Stuhl. Behinderte oder gebrechliche Personen können sich am Handlauf festhalten. Die seca 677 lässt sich nach dem Wiegen mit einem Handgriff zusammenklappen und ist somit platzsparend. Eine Arretierung zwischen Handlauf und Waagenplattform stabilisiert sie im zusammengeklappten Zustand. Der Handlauf dient dann als Griff und dank der Rollen lässt sich die seca 677. Zusätzliche Funktionen wie TARE, HOLD, BMI und die SEND-Taste zur drahtlosen Übertragung der Messergebnisse an einen seca Funkdrucker oder einen PC tragen zu ihrer Effizienz bei.

- Tragkraft: 300 kg
- Skalierung: 100 g < 200 kg > 200 g
- Abmessungen: L 920 x H 1120 x T 1150 mm
- Eigengewicht: 38 kg
- Stromversorgung: Netzteil
- Funktionen: Reset, BMI, Tara, Hold, Wireless-Schnittstelle, Drucken
- Farben: Weiß/Schwarz
- Kalibrierungsklasse III



Art. 6777021994

**Institutionen CHF 3'950.-** exkl. MwSt.

### WÄGEPLATTFORM SECA 635

Kabellose Wiegeplattform mit hoher Kapazität und abnehmbarer Anzeigeeinheit. Erfüllt die besonderen Anforderungen beim Wiegen von adipösen Patienten. Selbstverständlich können auch Personen mit "normalgewichtige" Personen. Die zusätzliche Dämpfungsfunktion ermöglicht eine genaue Anzeige des Gewichts von unruhigen Patienten.

- Tragkraft: 300 kg
- Skalierung: 100 g < 200 kg > 200 g
- Abmessungen: L 640 x H 55 x T 600 mm
- Eigengewicht: 14,4 kg
- Stromversorgung: Batterien
- Funktionen: Kompatibel mit EMR-Integration (DME), Auto-Clear, Auto-HOLD, PRINT, SEND/Auto-SEND, automatische Abschaltung, automatische Empfindlichkeitsänderung, BMI, Einstellbare Dämpfung, HOLD, Pre-TARE, RESET

Art. 6357021999

**Institutionen CHF 1'250.-** exkl. MwSt.




### MULTIFUNKTIONELLE WÄGEFLÄCHE FÜR ROLLSTÜHLE SECA 645

Das Modell seca 645 mit Handlauf wurde speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Rehabilitationszentren und Rehabilitationszentren, Altenheimen und auch Dialysezentren entwickelt. Die Waage seca 645 erleichtert die tägliche Arbeit des Pflegepersonals.

- Stabiler Handlauf für sicheres Wiegen.
- Breite, niedrige Plattform, leicht zugänglich
- Hohe Tragkraft
- Tragkraft: 300 kg
- Skalierung: 100 g < 200 kg > 200 g
- Abmessungen: L 640 x H 1150 x T 660 mm
- Eigengewicht: 25,4 kg
- Stromversorgung: Wiederaufladbare Batterien, Netzteil
- Funktionen: EMR-kompatibel (DME), Auto-Clear, Auto-HOLD, PRINT, SEND/Auto-SEND, automatische Abschaltung, automatische Empfindlichkeitsänderung, BMI, Einstellbare Dämpfung, HOLD, Pre-TARE, RESET, TARE, Transportrollen

Art. 6457021193

**Institutionen CHF 1'790.-** exkl. MwSt.




### FLACHE PERSONENWAAGE 651 – ID-Anzeige und Glasplattform

Flache Personenwaage SECA 651 mit Anzeige der Benutzer-ID oder der Patienten-ID. Große Glasplattform seca Bearclaw Glass für Sicherheit und perfekte Hygiene. Universelle Halterung für einfache Installation der auf einem Tisch oder an der Wand. Kann in eine Messstation mit Handlauf umgebaut werden. Einstellbare Dämpfung für schnelles und präzises Wiegen. Ermöglicht die Datenübertragung: Möglichkeit der direkt in die elektronische Patientenakte elektronische Patientenakte übertragen.



- Kapazität: 300 kg
- Skalierung: 50 g < 150 kg > 100 g
- Funktionen: Anzeige des Namens oder der ID des Benutzers und des Patienten, anpassbare Schnellasten, TARA, Vor-TARA, Mutter-TARA-Funktion, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI (Body-Mass-Index), CLEAR, Auto-CLEAR, automatische Empfindlichkeitsänderung, Dämpfung, WLAN, Ethernet

Art. 6517021099

**Institutionen CHF 1'495. -** exkl. MwSt.

### PERSONENWAAGE MIT HALTEGRIFF UND ID-ANZEIGE

Personenwaage mit Handlauf, kompatibel mit EMR-Integration EMR (DME) mit ID-Anzeige und optionaler Größenmessung. Auf dem Display werden der Name oder die ID des Benutzers und des Patienten angezeigt, für mehr Sicherheit. Sicherheit und Stabilität dank Handlauf. Leichtes, elegantes und robustes Modell mit Stahlhandlauf direkt am Gusseisensockel befestigt. Große Plattform aus seca Bearclaw Glass für Sicherheit und perfekte Hygiene. Sehr leicht zu transportieren dank robuster Gummirollen. EHR-kompatibel: Möglichkeit der direkten und fehlerfreie Übertragung der Messwerte in die elektronische Patientenakte elektronische Patientenakte (EPD) übertragen werden.



- Kapazität: 300 kg
- Skalierung: 50 g < 150 kg > 100 g
- Funktionen: Anzeige von Name oder ID, TARA, Vor-TARA, Mutter-TARA, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI (Body-Mass-Index), CLEAR, Auto-CLEAR, automatische Umschaltung des Wägebereichs, Dämpfung, Standby-Modus, Wi-Fi, Ethernet

Art. ON SHM ANT NN

**Institutionen CHF 2'145. -** exkl. MwSt.

**seca**

### SCALE-UP LINE ULTRASCHALL-MESSSTATION

Scale-up line Ultraschall-Messstation, kompatibel mit DME-Integration, mit ID-Anzeige. Der Bildschirm zeigt den Namen oder die ID des Benutzers und des Patienten für mehr Sicherheit. Erhöhte Genauigkeit und dank verbesserter Ultraschalltechnologie seca Bearclaw Glass-Plattform für optimale Hygiene und perfekte Hygiene. In die Waage integrierte LED-Lichtmarkierungen, die dem Patienten die richtige Position der Füße für eine genaue Messung. Sehr leicht zu transportieren dank Gummirollen. EHR-integrierbar: Möglichkeit zur direkten und fehlerfreien Übertragung direkt und fehlerfrei in die elektronische Patientenakte elektronische Patientenakte (EMR) übertragen werden.

- Tragkraft: 300 kg
- Graduierung: 50 g < 150 kg > 100 g
- Funktionen: Anzeige von Name oder ID, TARA, Vor-TARA, Mutter-TARA, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI (BMI), CLEAR, Auto-CLEAR, automatische Empfindlichkeitsänderung, Dämpfung, Standby-Modus, Wi-Fi, Ethernet
- Elektronische Ultraschall-Messlatte
- Messbereich: 60-220 cm
- Teilung: 1 mm
- Funktionen: Automatische Kalibrierung

Art. ON SMM AUT NN

**Institutionen CHF 2'195. -** exkl. MwSt.



**seca**

### SCALE-UP ULTRASCHALL-MESSSTATION MIT HANDLÄUFE

Scale-up line Ultraschall-Messstation, EMR-kompatibel, mit Anzeige der ID und des Handlaufs. Der Bildschirm zeigt den Namen oder die ID des Benutzers und des Patienten an, für mehr Sicherheit. Erhöhte Genauigkeit und schnellerer Messvorgang dank weiterentwickelte Ultraschalltechnologie. Große secabearclaw glass-Glasplattform für perfekte Sicherheit und Hygiene. In die Plattform integrierte LED-Leuchtmarkierungen zeigen dem Patienten die richtige Fußstellung für eine genaue Messung anzeigen. Sicherheit und Stabilität dank des Handlaufs. EMR-kompatibel: Möglichkeit der direkten und fehlerfreie Übertragung der Messwerte in die elektronische Patientenakte (EPD).

- Tragkraft: 300 kg
- Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g
- Funktionen: Anzeige von Name oder ID, TARE, Pre-TARE, Mutter-TARE, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI, CLEAR, Auto-CLEAR, automatische Bereichsumschaltung, Dämpfung, Standby-Modus, Wi-Fi, Ethernet
- Ultraschall-Körpergrößenmessung
- Messbereich: 100-220 cm
- Teilung: 1 mm
- Funktionen: Automatische Kalibrierung

Art. ON SHM AUT NN

**Institutionen CHF 2'745. -** exkl. MwSt.



## WÄGESÄULE SECA 704

Mit dieser Waage lassen sich Gewicht, BMI und Größe von Patienten bestimmen. Sie haben zwei Möglichkeiten: die Integration einer mechanischen Messlatte oder die drahtlose Datenübertragung mittels eines optional erhältlichen seca 360° wireless Stadiometers. Weitere Vorteile sind die besonders hohe Tragkraft von bis zu 300 kg für übergewichtige Patienten, die große, ebene Plattform sowie die zeitsparenden Funktionen Pre-TARE, HOLD, Auto-HOLD und Mutter-TARE.

- Tragkraft: 300 kg
- Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g
- Abmessungen: L 360 x H 930 x T 520 mm
- Eigengewicht: 14,9 kg
- Stromversorgung: Batterien, Netzteil
- Funktionen: Reset, BMI, Tara, Hold, Wireless-Schnittstelle, Drucken
- Farben: Weiß/Schwarz
- Kalibrierungsklasse III

Art. 704

**Institutionen CHF 1'290.-** exkl. MwSt.



## WÄGESÄULE SECA 799

Die batteriebetriebene Waage Seca 799 mit geringem Energieverbrauch ist flexibel und autonom und erfordert nur wenig Wartung. Sie eignet sich perfekt für den täglichen professionellen Einsatz. Die Transportrollen dieser Säulenwaage lassen sich mühelos bewegen. Die Waage Seca 799 verfügt außerdem über sinnvolle Funktionen. Zum Beispiel die BMI-Funktion, die eine zuverlässige Beurteilung des Ernährungszustandes einer Person ermöglicht. Die Säulenwaage kann optional auch mit einem Seca 220 oder Seca 224 Stabmaß ausgestattet werden, das Zeitersparnis bei der Ermittlung von Gewicht und Größe in einem Arbeitsgang

- Tragkraft: 200 kg
- Skalierung: 100 g < 150 kg > 200 g
- Abmessungen: L 294 x H 831 x T 417 mm
- Eigengewicht: 6,3 kg
- Stromversorgung: Batterien, Netzteil
- Funktionen: BMI, Tara, Hold
- Farben: Weiß/Schwarz
- Kalibrierungsklasse III

Art. 799

**Institutionen CHF 825.-** exkl. MwSt.



### ELEKTRISCHE FLACHWAAGE SECA 877

Waagen für den mobilen Einsatz müssen vor allem leicht sein. Mit weniger als 4 Kilogramm und extrem kompakten Abmessungen ist die seca 876 ein perfektes Beispiel dafür. Das hindert sie jedoch nicht daran, besonders robust zu sein und eine Tragkraft von 200 Kilogramm zu haben. Vier große Nivellierfüße sorgen für unerschütterliche Stabilität.

- Tragkraft: 200 kg
- Skalierung: 100 g < 150 kg > 200 g
- Abmessungen: L 321 x H 60 x T 356 mm
- Eigengewicht: 4,2 kg
- Stromversorgung: Batterien
- Farben: Weiß/Schwarz
- Kalibrierungsklasse III

Art. 8777021094

**Institutionen CHF 615.-** exkl. MwSt.

**seca**



### MECHANISCHE WAAGE SECA 761

Design und Funktionalität: Das runde Display der Waage secas 761 sorgt für optimale Ablesbarkeit.

- Kapazität: 150 kg
- Teilung: 1 kg
- Abmessungen: 300 x 105 x 460 mm
- Gewicht: 4 kg
- Zulassung: Klasse III

Art. 7617019008

**Institutionen CHF 265.-** exkl. MwSt.

**seca**



### WIEGESYSTEM SCALIS

SCALIS ist mit integrierten Kugelgelenken ausgestattet, die die Befestigung am Arm des Patientenlifters ermöglichen. Der integrierte Kugelgelenkring ermöglicht die Winkelbeweglichkeit und die freie Positionierung der Waage in ihrer vertikalen Achse. So werden Störungen beim Wiegen unruhiger Patienten vermieden und das Gewicht stabilisiert. So wird eine maximale Messgenauigkeit gewährleistet. Sehr widerstandsfähiges Gehäuse aus Aluminiumguss 163 x 77 x 57 mm. Gesamthöhe einschließlich der integrierten Kugelgelenke oben und unten: 156 mm.

Gut lesbare LCD-Anzeige, insbesondere die 4 Ziffern der Gewichtsanzeige. BMI-Funktion. Anzeige und Speicherung des Taragewichts. Funktionen über Sensortasten zugänglich. Optischer Alarm bei Überlastung des Patientenlifters. Automatische Abschaltung nach 3 Minuten, um die Batterie zu schonen.

Durchschnittliche Lebensdauer von einem Jahr, je nach Nutzungshäufigkeit. SCALIS ermöglicht das Wiegen von 2 bis 300 kg mit einer Genauigkeit von 100 g.

Art. S8300004

**Institutionen CHF 1'800.-** exkl. MwSt.



### MECHANISCHES MESSGERÄT SECA 206

Die Wandmontage ist einfach; eine Schraube genügt. Die Größe lässt sich leicht im Fenster über der Kopfstütze. Das Maßband ist aus Metall, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Messbereich: 0 – 220 cm

Art. 2061717009

**Institutionen CHF 32.-** exkl. MwSt.

**seca**




### TELESKOPISCHER MESSSTAB SECA 222

Neues für die Wand: speziell entwickelt für die Wandmontage konzipiert, zeigt dieser Teleskop-Messstab zeigt die Körpergröße auf den Millimeter genau an. Sein breiter, und der Fersenanschlag machen das seca 222 zu einem Präzisionsmessgerät. Die Acrylscheibe am Schieber ermöglicht ein fehlerfreies Ablesen auf der schwarz-weißen Skala.

Messbereich: 6 – 230 cm  
 Teilung: 1 mm  
 Abmessungen: 120 x 1322 x 34 mm

Art. 2221714009

**Institutionen CHF 249.-** exkl. MwSt.




### MOBILER LÄNGSMESSER SECA 213

Die Messlatte des Seca 213 besteht aus mehreren Elementen, die sich leicht zusammenbauen lassen und mit wenigen Handgriffen auf dem Sockel montiert werden können. Die an den Seiten des Messgeräts angebrachten Skalen ermöglichen das Ablesen auch während der Messung und garantieren so ein sehr genaues Ergebnis der Größe bis zu 205 cm.

Messbereich: 20 – 205 cm  
 Teilung: 1 mm  
 Nettogewicht: 2,4 kg  
 Abmessungen: 337 x 2165 x 590 mm

Art. 2131721759

**Institutionen CHF 229.-** exkl. MwSt.



## DRAHTLOSES LÄUFERMESSGERÄT SECA 264

Das Stadiometer seca 264 erleichtert Ihnen die Arbeit: Denn der Fersenanschlag sowie die integrierte Frankfurter Linie an der Kopfstütze des Schiebers ermöglichen eine exakte Positionierung des Patienten und damit äußerst präzise Messergebnisse. Die Größe kann direkt an der weißen, hintergrundbeleuchteten Anzeige. Die Daten werden ohne Kabel an einen seca 360° wireless Drucker gesendet. drahtlos an einen seca 360° wireless Drucker, einen Computer oder eine drahtlose Waage übertragen.

Messbereich: 30 – 220 cm  
 Stromversorgung: Batterien  
 Abmessungen: 428 x 2318 x 474 mm  
 Funktionen: Automatische Kalibrierung, Reset, Hintergrundbeleuchtung, Senden, Wireless-Schnittstelle, Drucken, Halten

Art. 264

**Institutionen CHF 1'045.-** exkl. MwSt.



## INFUSIONSSTÄNDER MIT 4 ARMEN

Mit Tropfschale und Kreuz für Plastikflaschen.  
 Verchromte Ausführung. Höhenverstellbar. Aus V2A.  
 Elektrisch leitfähige Rollen.  
 Höhe ca. 130/215 cm. Rohrdurchmesser ca. 2,5/1,8 cm.  
 Fußdurchmesser ca. 6,5 cm. Fußquadrat ca. 2,5/2,5 cm.  
 Durchmesser der Rollen ca. 5 cm.  
 Gewicht 4 kg

Art. 464200

**Institutionen CHF 230.-** exkl. MwSt.

