



Route de la Thiolaz 6  
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

[www.meditec.ch](http://www.meditec.ch)

Lu-Ve 8 h – 11h30

14 h – 16h30

Conseils à domicile,

sans engagement

Assistance technique 7/7

### FAUTEUIL PESE PERSONNE SECA 956

Il possède en plus tous les avantages spécifiques à Seca, comme ses accoudoirs et ses repose-pieds blocables en position repliée, ses puissants freins de sécurité, son siège ergonomique, ses roues particulièrement faciles à manipuler, qui, avec ses poignées ergonomiques rendent le déplacement du fauteuil pèse-personne réellement plus aisé et précis. Le modèle Seca 956 est bien entendu équipé de l'importante fonction TARE qui garde en mémoire chaque pesée séparément, et de la fonction auto-HOLD qui permet au personnel de prendre soin des patients avant de lire les résultats de la pesée.

- Portée : 200 kg
- Graduation : 100 g
- Dimensions : L 563 x H 906 x P 946 mm
- Poids propre : 22.4 kg
- Alimentation : Piles
- Fonctions: Tare, Hold
- Coloris : blanc/noir
- Classe d'étalonnage III

Art. 956

**Institutions** CHF 1'850.- TVA excl.



### FAUTEUIL PESE PERSONNE SECA 959

Ce fauteuil pèse-personne particulièrement convivial est doté de repose-pieds pliables et d'un confortable siège muni d'accoudoirs pliables vers l'arrière pour permettre de passer en toute sécurité du lit au fauteuil. Les freins arrière peuvent bloquer les roues pour que le patient puisse s'asseoir et se relever en toute sécurité. L'unité d'affichage est placée à l'arrière du fauteuil pour que rien ne gêne la lecture du poids sur le module LCD à grands chiffres. Les diverses fonctions de ce modèle (BMI compris) ne laissent rien à désirer. Ce fauteuil pèse-personne mobile alimenté, au choix, par piles rechargeables ou par le bloc secteur rend de précieux services dans les centres de rééducation ou encore dans les maisons de soins ou de retraite.

- Portée : 300 kg
- Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g < 200kg > 200g
- Dimensions : L 563 x H 897 x P 978 mm
- Poids propre : 24.5 kg
- Alimentation : Batteries rechargeables, bloc secteur
- Fonctions: Reset, IMC (BMI), Tare, Hold, interface Wireless, Print
- Coloris : blanc/noir
- Classe d'étalonnage III

Art. 9597021197

**Institutions** CHF 2'750.- TVA excl.



### PLATE-FORME DE PESEE SECA 665

Avec sa plateforme extrêmement basse et sa rampe d'accès qui s'abaisse automatiquement, elle est facilement accessible en fauteuil roulant. Les butées latérales qui font partie intégrante de la plateforme sont un facteur de sécurité supplémentaire. La fonction pré-TARE intégrée tient compte des tares mémorisées et détermine en un clin d'oeil le poids net de la personne à peser. L'unité d'affichage pivotante à grands chiffres LCD permet une lecture du poids aussi commode pour le patient que pour le personnel. La plateforme de pesée Seca 665 se replie en un clin d'oeil et est mobile grâce à ses roulettes de transport.

- Portée : 300 kg
- Graduation : 100g < 200 kg > 200g
- Dimensions : L 1102 x H 912 x P 1150 mm
- Poids propre : 33.4 kg
- Alimentation : Batteries rechargeables, bloc secteur
- Fonctions : Reset, IMC (BMI), Tare, Hold, interface Wireless, Print
- Coloris : blanc/noir
- Classe d'étalonnage III

Art. 6657021193

**Institutions** CHF 3'250.- TVA excl.




### PLATE-FORME DE PESEE AVEC BARRE DE MAINTIEN SECA 677

Elle permet de peser les personnes dans un fauteuil roulant ou sur une chaise. Les personnes handicapées ou infirmes peuvent se tenir à la main courante. Repliable en un tour de main après la pesée, la seca 677 est peu encombrante. Un dispositif d'arrêt entre la main courante et la plateforme de la balance permet de la stabiliser lorsqu'elle est repliée. La main courante sert alors de poignée et les roulettes dont la seca 677 est dotée permettent de la ranger rapidement et sans effort. Les fonctions supplémentaires comme TARE, HOLD, BMI et la touche SEND pour la transmission sans fil des résultats de mesure vers une imprimante sans fil seca ou vers un PC contribuent à son efficacité.

- Portée : 300 kg
- Graduation : 100g < 200 kg > 200g
- Dimensions : L 920 x H 1120 x P 1150 mm
- Poids propre : 38 kg
- Alimentation : Bloc secteur
- Fonctions : Reset, IMC (BMI), Tare, Hold, interface Wireless, Print
- Coloris : blanc/noir
- Classe d'étalonnage III

Art. 6777021994

**Institutions** CHF 3'950.- TVA excl.




### PLATE-FORME DE PESEE SECA 635



Plateforme de pesée de grande capacité, sans fil, avec unité d'affichage détachable.

Répond aux exigences particulières liées à la pesée de patients obèses.

Il permet bien entendu de peser également les personnes de corpulence « normale ». La fonction supplémentaire d'amortissement permet d'afficher avec précision le poids des patients remuants.

- Portée : 300 kg
- Graduation : 100g < 200 kg > 200g
- Dimensions : L 640 x H 55 x P 600 mm
- Poids propre : 14,4 kg
- Alimentation : Piles
- Fonctions: Compatible Intégration EMR (DME), Auto-clear, Auto-HOLD, PRINT, SEND/Auto-SEND, Extinction automatique, auto changement de sensibilité, IMC, Amortissement réglable, HOLD, pré-TARE, RESET



Art. 6357021999

**Institutions CHF1'250.-** TVA excl.

### PLATE-FORME DE PESEE MULTIFONCTIONNELLE POUR FAUTEUIL ROULANT SECA 645



Le modèle seca 645 avec main courante a été spécialement conçu pour une utilisation dans les hôpitaux, les centres de rééducation et réhabilitation, les maisons de retraite et également les centres de dialyse. La balance seca 645 facilite le travail quotidien du personnel soignant.

- Solide main courante pour une pesée en toute sécurité.
- Large plateforme surbaissée, facile d'accès
- Grande capacité
- Portée : 300 kg
- Graduation : 100g < 200 kg > 200g
- Dimensions : L 640 x H 1150 x P 660 mm
- Poids propre : 25,4 kg
- Alimentation : Batteries rechargeables, adaptateur secteur
- Fonctions: Compatible Intégration EMR (DME), Auto-clear, Auto-HOLD, PRINT, SEND/Auto-SEND, Extinction automatique, auto changement de sensibilité, IMC, Amortissement réglable, HOLD, pré-TARE, RESET, TARE, Roulettes de transport



Art. 6457021193

**Institutions CHF 1'790.-** TVA excl.



### PESE-PERSONNE PLAT 651 - Affichage de l'ID et plateforme en verre

Pèse-personne plat SECA 651 avec affichage de l'identifiant ou de l'utilisateur du patient. Large plateforme en verre seca Bearclaw Glass pour une sécurité et une hygiène parfaite. Support universel pour une installation facile de l'écran d'affichage sur une table ou sur un mur. Peut être transformé en une station de mesure avec main courante. Amortissement réglable pour une pesée rapide et précise. Permet le transfert des données: possibilité de transférer directement les valeurs de mesure vers le dossier médical électronique du patient.



- Capacité: 300kg
- Graduation : 50g < 150kg > 100g
- Fonctions: Affichage du nom ou de l'ID de l'utilisateur et du patient, touches de raccourci personnalisables, TARE, Pré-TARE, fonction TARE-mère, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI (IMC), CLEAR, Auto-CLEAR, Auto changement de sensibilité, amortissement, WI-FI, Ethern

Art. 6517021099

**Institutions CHF 1'495. -** TVA excl.

### PESE-PERSONNE AVEC MAIN COURANTE ET AFFICHAGE ID



Pèse-personne avec main courante compatible intégration EMR (DME) avec affichage de l' ID et mesure de la taille en option. L'écran affiche le nom ou l'identifiant de l'utilisateur et du patient, pour une sécurité accrue. Sécurité et stabilité grâce à sa main courante. Modèle à la fois léger, élégant et robuste avec main courante en acier directement fixée sur le socle en fonte. Large plateforme en verre seca Bearclaw Glass pour une sécurité et une hygiène parfaite. Très facile à transporter grâce à ses robustes roulettes en caoutchouc. Compatible intégration DME: possibilité de transférer directement et sans erreur les valeurs de mesure vers le dossier médical électronique (DME) du patient.



- Capacité: 300kg
- Graduation: 50g< 150kg> 100g
- Fonctions: Affichage du nom ou de l'ID, TARE, Pré-TARE, TARE-mère, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI (IMC), CLEAR, Auto-CLEAR, commutation automatique de plage de pesée, amortissement, mode veille, Wi-Fi, Ethernet

Art. ON SHM ANT NN

**Institutions CHF 2'145. -** TVA excl.

## SCALE-UP LINE STATION DE MESURE A ULTRASONS



Scale-up line Station de mesure à ultrasons compatible intégration DME, avec affichage de l'ID. L'écran affiche le nom ou l'identifiant de l'utilisateur et du patient, pour une sécurité accrue Précision renforcée et processus de mesure plus rapide grâce à la technologie à ultrasons perfectionnée. Large plateforme en verre seca Bearclaw Glass pour une sécurité et une hygiène parfaite. Empreintes lumineuses LED intégrées au plateau indiquant au patient la position correcte des pieds pour une mesure précise. Très facile à transporter grâce à ses roulettes en caoutchouc. Compatible intégration DME: possibilité de transférer directement et sans erreur les valeurs de mesure vers le dossier médical électronique (DME) du patient.

- Capacité: 300kg
- Graduation: 50g< 150kg> 100g
- Fonctions: Affichage du nom ou de l'ID, TARE, Pré-TARE, TARE-mère, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI (IMC), CLEAR, Auto-CLEAR, Auto changement de sensibilité, amortissement, mode veille, Wi-Fi, Ethernet
- Toise électronique à ultrasons
- Plage de mesure: 60-220 cm
- Graduation: 1mm
- Fonctions: Calibrage automatique

Art. ON SMM AUT NN

**Institutions** CHF 2'195. - TVA excl.



## SCALE-UP STATION DE MESURE A ULTRASONS AVEC MAIN COURANTE



Scale-up line Station de mesure à ultrasons compatible intégration DME, avec affichage de l'ID et main courante. L'écran affiche le nom ou l'identifiant de l'utilisateur et du patient, pour une sécurité accrue Précision renforcée et processus de mesure plus rapide grâce à la technologie à ultrasons perfectionnée. Large plateforme en verre seca Bearclaw Glass pour une sécurité et une hygiène parfaite. Empreintes lumineuses LED intégrées au plateau indiquant au patient la position correcte des pieds pour une mesure précise. Sécurité et stabilité grâce à sa main courante. Compatible intégration DME: possibilité de transférer directement et sans erreur les valeurs de mesure vers le dossier médical électronique (DME) du patient.

- Capacité: 300kg
- Graduation: 50g< 150kg> 100g
- Fonctions: Affichage du nom ou de l'ID, TARE, Pré-TARE, TARE-mère, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI (IMC), CLEAR, Auto-CLEAR, commutation automatique de plage de pesée, amortissement, mode veille, Wi-Fi, Ethernet
- Mesure de la taille par ultrasons
- Plage de mesure: 100-220 cm
- Graduation: 1mm
- Fonctions: Calibrage automatique

Art. ON SHM AUT NN

**Institutions** CHF 2'745. - TVA excl.



### COLONNE DE PESEE SECA 704

Elle permet de déterminer le poids, le BMI et la taille des patients. Deux possibilités s'offrent à vous : l'intégration d'une toise mécanique ou la réception sans fil des données envoyées au moyen d'un stadiomètre seca 360° wireless disponible en option.

Les autres avantages sont constitués par la capacité particulièrement élevée allant jusqu'à 300 kg pour les patients en surcharge pondérale, la grande plateforme plane ainsi que les fonctions gains de temps pré-TARE, HOLD, auto-HOLD et TARE-mère. et TARE-mère.

- Portée : 300 kg
- Graduation : 50g < 150 kg > 100g
- Dimensions : L 360 x H 930 x P 520 mm
- Poids propre : 14.9 kg
- Alimentation : Piles, Bloc secteur
- Fonctions: Reset, IMC (BMI), Tare, Hold, interface Wireless, Print
- Coloris : blanc/noir
- Classe d'étalonnage III

Art. 704

**Institutions** CHF 1'290.- TVA excl.




### COLONNE DE PESEE SECA 799

Alimentée par piles, la balance Seca 799 à faible consommation d'énergie est flexible et autonome et ne nécessite que peu d'entretien ; elle convient parfaitement à une utilisation professionnelle quotidienne. Les roulettes de transport de cette balance à colonne permettent de la déplacer sans difficulté. La balance Seca 799 est en outre dotée de fonctions judicieuses. Par exemple la fonction BMI qui permet une évaluation fiable du statut nutritionnel d'une personne. La balance à colonne peut, en option, également être dotée d'une toise Seca 220 ou bien Seca 224 qui permet alors de réaliser une économie de temps en déterminant le poids et la taille en une seule opération.

- Portée : 200 kg
- Graduation : 100g < 150 kg > 200g
- Dimensions : L 294 x H 831 x P 417 mm
- Poids propre : 6.3 kg
- Alimentation : Piles, Bloc secteur
- Fonctions: IMC (BMI), Tare, Hold
- Coloris : blanc/noir
- Classe d'étalonnage III

Art. 799

**Institutions** CHF 825.- TVA excl.




### BALANCE PLATE ELECTRIQUE SECA 877

Les balances destinées à un usage mobile doivent avant tout être légères. Avec moins de 4 kilos et des dimensions extrêmement compactes, la seca 876 et est un parfait exemple. Cela ne l'empêche d'ailleurs pas d'être particulièrement robuste et d'avoir une capacité de 200 kilos. Quatre grands pieds de nivellement en garantissent la stabilité inébranlable.

- Portée : 200 kg
- Graduation : 100g < 150 kg > 200g
- Dimensions : L 321 x H 60 x P 356 mm
- Poids propre : 4.2 kg
- Alimentation : Piles
- Coloris : blanc/noir
- Classe d'étalonnage III

Art. 8777021094

**Institutions CHF 615.-** TVA excl.




### BALANCE PLATE MECANIQUE SECA 761

Design et fonctionnalité : le cadran rond du pèse-personne plat seca 761 assure une lisibilité optimale.

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 1 kg
- Dimensions : 300 x 105 x 460mm
- Poids : 4 kg
- Homologation : Classe III

Art. 7617019008

**Institutions CHF 265.-** TVA excl.




## SYSTÈME DE PESEE SCALIS

SCALIS est équipé d'anneaux à rotule intégrée permettant la fixation au bras du soulève-personne

L'anneau à rotule intégrée permet la mobilité angulaire et le libre positionnement du peson dans son axe vertical. Il évite ainsi les perturbations lors du pesage de patients agités et stabilise le poids.

Il permet ainsi une précision de mesure maximale.

Coque en fonte d'aluminium très résistante 163 x 77 x 57 mm.

Hauteur hors tout, y compris les anneaux à rotule intégrée haut et bas : 156 mm.

Grande visibilité de l'affichage à cristaux liquides (LCD) et notamment des 4 chiffres de lecture du poids. Fonction IMC. Affichage et mémorisation de la Tare. Fonctions accessibles par touches sensibles.

Alarme visuelle en cas de surcharge du lève-personnes.

Arrêt automatique après temporisation de 3 mn afin d'économiser la batterie.

Autonomie moyenne d'un an selon la fréquence d'utilisation.

SCALIS permet de peser de 2 à 300 kg avec une précision de 100 g.

Art. S8300004

*Institutions* **CHF 1'800.-** TVA excl.



## METRE DEROULANT MECANIQUE SECA 206

Le montage mural est simple ; une vis suffit.

La taille est lue aisément dans la fenêtre placée au-dessus de l'appuie-tête.

Le mètre est métallique pour en assurer la longévité.

Plage de mesure : 0 – 220 cm

Art. 2061717009

*Institutions* **CHF 32.-** TVA excl.





### TOISE TELESCOPIQUE SECA 222

Du nouveau pour les murs : spécialement conçue pour le montage mural, cette toise télescopique indique la taille au millimètre près. Son large curseur escamotable ainsi que la butée de talon font du modèle seca 222 une toise de précision. Le disque acrylique sur le curseur permet une lecture sans erreur sur la graduation noir sur blanc.

Plage de mesure : 6 – 230 cm  
Graduation : 1 mm  
Dimensions : 120 x 1322 x 34 mm

Art. 2221714009

*Institutions* **CHF 249.-** TVA excl.




### TOISE MOBILE SECA 213

La toise du stadiomètre Seca 213 se compose de plusieurs éléments qui s'assemblent facilement et se montent sur la base avec peu de manipulations. Les cadrans fixés sur les côtés de la toise permettent la lecture même pendant la prise de mesure et garantissent ainsi un résultat très précis de la taille jusqu'à 205 cm.

Plage de mesure : 20 – 205 cm  
Graduation : 1mm  
Poids net : 2.4 kg  
Dimensions : 337 x 2165 x 590 mm

Art. 2131721759

*Institutions* **CHF 229.-** TVA excl.



### STADIOMETRE SANS FIL SECA 264



Le stadiomètre seca 264 vous facilite le travail : en effet, la butée de talon, ainsi que la ligne de Francfort intégrée à l'appuie-tête du curseur, permettent de garantir un positionnement exact du patient et de ce fait des résultats de mesure extrêmement précis. La taille peut être lue directement sur l'affichage rétro-éclairé blanc intégré à l'appuie-tête du curseur. Les données sont envoyées sans fil vers une imprimante seca 360° wireless, un ordinateur ou un pèse-personne sans fil.

Plage de mesure : 30 – 220 cm

Alimentation : Piles

Dimensions : 428 x 2318 x 474 mm

Fonctions : Calibrage automatique, Reset, retro-éclairage, Send, interface Wireless, Print, Hold

Art. 264

*Institutions* **CHF 1'045.-** TVA excl.



### STATIF A PERFUSION AVEC 4 BRAS

Avec égouttoir et croix pour bouteilles en plastique.  
Finition chromée. Réglable en hauteur. En V2A.  
Roulettes conductrices d'électricité.  
Hauteur env. 130/215 cm. Diamètre du tube env. 2,5/1,8 cm.  
Diamètre du pied env. 6,5 cm. Carré de pied env. 2,5/2,5 cm.  
Diamètre des roulettes env. 5 cm.  
Poids 4kg

Art. 464200

*Institutions* **CHF 230.-** TVA excl.

