



Route de la Thiolaz 6  
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10  
F +41 21 887 02 11  
info@meditec.ch  
[www.meditec.ch](http://www.meditec.ch)

Mo-Fr 8:00 – 11:30 Uhr  
14:00 – 16:30

Beratung zu Hause,  
unverbindlich  
Technischer Support 7/7

## STEHENDER GALGEN

*Monatlicher Preis*      **CHF 80.-**      inkl. MwSt.  
 Lieferkosten hin und zurück      **CHF 100.-**      inkl. MwSt.



## STANDARD-PERSONENHEBER

Mit automatischen Hebe- und Senkfunktionen,  
 mechanischem Notabsenkungssystem  
 im Falle einer Störung. Mechanische Beinausladung.  
 Hubkapazität 150 kg.  
 Lieferung mit Gurt.

*Monatlicher Preis*      **CHF 170.-**      inkl. MwSt.  
 Lieferkosten hin und zurück      **CHF 100.-**      inkl. MwSt.



## STANDARD-STEHGERÄT

Mit automatischer Auf- und Abwärtsfunktion,  
 mechanischem Notabsenkungssystem  
 im Falle einer Störung. Elektrische Fußabstellung.  
 Hubkraft 150 kg.  
 Lieferung mit Gurt.

*Monatlicher Preis*      **CHF 290.-**      inkl. MwSt.  
 Lieferkosten hin und zurück      **CHF 100.-**      inkl. MwSt.



### STANDARD-ROLLSTUHL

Sitzbreiten von 38 bis 48 cm.  
 Klappbar, mit Vollgummireifen,  
 schwenkbaren und abnehmbaren Fußstützen.  
 Ohne Polster.  
 Max. Belastbarkeit 120 kg

*Monatlicher Preis* **CHF 90.-** inkl. MwSt.  
 Lieferkosten hin und zurück **CHF 100.-** inkl. MwSt.

**Verfügbare Optionen:**

Horizontal hochklappbare Fußstütze

*Monatlicher Preis* **CHF 20.-** inkl. MwSt.



### STANDARD-ROLLSTUHL XL

Sitzbreiten von 50 bis 60 cm.  
 Klappbar, mit Vollgummireifen,  
 schwenkbaren und abnehmbaren Fußstützen.  
 Ohne Polster.  
 Max. Belastbarkeit 160 kg

*Monatlicher Preis* **CHF 120.-** inkl. MwSt.  
 Lieferkosten hin und zurück **CHF 100.-** inkl. MwSt.

**Verfügbare Optionen:**

Horizontal hochklappbare Fußstütze

*Monatlicher Preis* **CHF 20.-** inkl. MwSt.



### KOMFORT-ROLLSTUHL CLEMATIS

Sitzbreiten: 39 / 44 oder 49 cm  
 Sitztiefe: Einstellbar von 41 bis 48 cm  
 Rückenlehne und Sitzfläche mit Gasdruckfeder verstellbar  
 Ausgestattet mit Vollgummireifen, Begleitbremsen  
 Hochklappbare, schwenkbare und abnehmbare Fußstützen.  
 Verstellbare Kopfstütze.  
 Abnehmbare Armlehnen, gepolsterte Armauflagen  
 Max. Belastbarkeit 135 kg

*Monatlicher Preis* **CHF 160.-** inkl. MwSt.  
 Lieferkosten hin und zurück **CHF 100.-** inkl. MwSt.



### KOMFORT-ROLLSTUHL AZALEA 55 cm

Sitzbreiten: Einstellbar von 50 bis 55 cm  
 Rückenlehne und Sitzfläche mit Gasdruckfeder verstellbar  
 Ausgestattet mit Vollgummireifen, Begleitbremsen  
 Hochklappbare, schwenkbare und abnehmbare Fußstützen.  
 Verstellbare Kopfstütze.  
 Abnehmbare Armlehnen, gepolsterte Armauflagen  
 Max. Belastbarkeit 135 kg



*Monatlicher Preis* **CHF 230.-** inkl. MwSt.  
 Lieferkosten hin und zurück **CHF 100.-** inkl. MwSt.

### MEDIZINISCHES PFLEGE BETT

Lattenrost 90 x 200 cm, 4-teilig.  
 Höhe von 40 bis 80 cm verstellbar  
 Rückenlehne und Beine einzeln verstellbar.  
 Beine mit Knickstelle im Kniebereich.  
 Schräglage.  
 Ausgestattet mit 4 einzeln feststellbaren Rollen.  
 Lieferung mit Seitengittern und Galgen.  
 Gesamtlänge 220 cm, Gesamtbreite 102 cm.  
 Lieferung ohne Matratze.



*Monatlicher Preis* **CHF 100.-** inkl. MwSt.  
 Einmalige Kosten **CHF 290.-** inkl. MwSt.  
 (Bearbeitungsgebühr, Lieferung nach Hause + Rücktransport, Reinigung und Instandsetzung)

### PRÄVENTIVE MATRATZE AUS MEMORY-SCHAUM

Passend für elektrisches Pflegebett  
 Wird mit Inkontinenzbezug geliefert.  
 Matratze aus Memory-Schaum  
 198 x 88 x 14 cm



*Monatlicher Preis* **CHF 70.-** inkl. MwSt.  
 Lieferkosten hin und zurück **CHF 100.-** inkl. MwSt.

### LUFTMATRATZE ALTERNATING AXTAIR ONE

Mit integrierter Matratze, Vollbezug und Kompressor.  
 Therapeutische Lufthöhe 12 cm.  
 Mit therapeutischem Wechselmodus 1 Zelle von 2  
 Druckeinstellung: manuell  
 Optische Alarmer.  
 Notfall-Entlüftung für CPR.  
 Schaumstoffbasis Höhe 5 cm



**Monatlicher Preis** CHF 120.- inkl. MwSt.  
 Einmalige Kosten CHF 250.- inkl. MwSt.  
 (Bearbeitungsgebühr, Lieferung nach Hause + Rücktransport, Reinigung und Instandsetzung)

### AUTOMATISCHE WECHSELLUFTMATRATZE AXTAIR AUTOMORPHO

Mit integrierter Matratze  
 Geschweißter Promust CIC-Bezug und Kompressor.  
 Maße: 195 x 87 x 17 cm  
 Benutzergewicht von 30 bis 135 kg.  
 Therapeutische Luftschicht Höhe 12 cm + Schaumstoffbasis.  
 Höhe 5 cm, untergebracht in einem separaten Fach.  
 Mit 3 Betriebsmodi: Dynamisch, statisch und Pflege  
 Druckregelsystem: automatisch



**Monatlicher Preis** CHF 180.- inkl. MwSt.  
 Einmalige Kosten CHF 250.- inkl. MwSt.  
 (Bearbeitungsgebühr, Lieferung nach Hause + Rücktransport, Reinigung und Instandsetzung)

### DRAHTLOSE CAREMAT-ALARMTEPPICHE UND GRIFF FÜR ZUHAUSE

Rutschfeste Struktur mit abgeschrägten Kanten und integrierten Griffen.  
 Lieferung mit kabellosem Empfänger ELDAT RCP09 „Alarmgeber“ 220 V,  
 der einen optischen und akustischen Alarm auslöst, wenn  
 die Person auf die Matte tritt.  
 Reichweite zwischen Empfänger und Matte ca. 200 Meter.  
 Beständig gegen Reinigungsmittel und Körperlotionen.



**Monatlicher Preis** CHF 80.- inkl. MwSt.  
 Lieferkosten hin und zurück CHF 100.- inkl. MwSt.

### GEHGERÄT WALKER TAURUS HYDRA

Die Unterarmstützen sind höhenverstellbar von 85 bis 130 cm unter den Stützen.  
Modell mit verstellbaren Griffen, Handbremse am Griff und gerader Linie auf Rollen hinten

*Monatlicher Preis* CHF 200.- inkl. MwSt.  
Lieferkosten hin und zurück CHF 100.- inkl. MwSt.



---

#### VORGEHENSWEISE FÜR DIE MIETE

Die MIETE IST FÜR EINEN KURZEN ZEITRAUM VORGESEHEN, (z. B. während einer Sanierung), da Sie den Kauf der Ausrüstung NIEMALS amortisieren können, sondern diese mieten.

Es ist daher nicht vorgesehen, es später zurückzukaufen.

Unsere Mietgeräte sind in einwandfreiem Zustand, überprüft, gereinigt und desinfiziert.

Diese Mietgeräte **bleiben Eigentum von MEDITEC SA.**

Wir kassieren bei Lieferung in bar:

- die erste Monatsrate
- die Bearbeitungsgebühren und gegebenenfalls die Versandkosten

Bei Rückgabe der Ware kassieren wir bar:

- die offenen Monatsraten

Das Ende der Miete kann telefonisch mitgeteilt werden.

Die Rechnungsstellung endet dann mit dem Tag Ihres Anrufs.

Die Miete wird für mindestens 1 Monat berechnet.

Bei jeder Rückgabe, die nach einem vollen Mietmonat registriert wird, wird der folgende Monat in Rechnung gestellt und ist fällig.

Das Material muss in sauberem Zustand zurückgegeben werden.

Beschädigungen oder fehlende Teile werden in Rechnung gestellt.

MEDITEC SA ist ein von den Krankenkassen und AHV-Ausgleichskassen zugelassenes Vermietungszentrum.