



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +41 21 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Mo-Fr 8:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 12:00 Uhr

Beratung zu Hause,
unverbindlich
Technischer Support 7/7

ROLLSTUHL ACTION 3 NG



Aluminiumrahmen: Schiefergrau, Perlweiß, Glänzend Grün, Mattschwarz, Popblau, Violett, Mattrot, Glänzendes Schwarz
 Sitzbreite: 38, 40,5, 43, 45,5, 48 oder 50,5 cm
 Sitztiefe: 40, 45 oder 50 cm
 Sitzhöhe verstellbar von 51 bis 41 cm
 Rückenlehne mit vier Gurten in der Spannung verstellbar
 Schwarzes Nylon oder schwarzes Nylon und luftdurchlässiger Stoff
 Versenkbarer Bremsgriff für seitlichen Transfer
 Armlehnenbezug: kurz (26 cm) oder lang (36 cm)
 Feste und nach hinten klappbare Armlehnen oder
 Mechanisch höhenverstellbare Armlehnen
 (Inbusschlüssel) auf 20/23/26 und 28 cm
 Vollgummireifen vorne und hinten, Schnellspanner
 8"- oder 6"-Räder vorne. 24"-Räder hinten
 Gewicht des Rollstuhls: 14,2 kg. Max. Belastung 125 kg



Art. CEB0026

Institutionen CHF 790

exkl. MwSt.

ROLLSTUHL ACTION 2 TRANSIT LITE



Der Action 2 NG Transit Lite ist leichter, kompakter und einfacher zu manövrieren. Durch sein kompaktes Fahrgestell eignet er sich ideal für Fahrten auch auf engstem Raum.
 Seine Y-förmige Rückenlehne sorgt für zusätzlichen Komfort.
 Eine neu positionierte Feststellbremse ist aus der Sitzposition erreichbar. Das kompakte, klappbare Fahrgestell und die halbklappbare Rückenlehne ermöglichen es, den Action 2 NG Transit Lite perfekt an jeden Raum anpassen. Die abnehmbaren Fußstützen und Armlehnen lassen sich in wenigen Sekunden abnehmen. Einfach zusammen- und auseinanderklappbar.
 Mit Begleiterbremsen.
 Sitzbreite wahlweise: 40,5 cm, 43 cm, 45,5 cm, 48 cm
 Gewicht: 13 kg



Art. BR167311

Institutionen CHF 656.10

exkl. MwSt.

ROLLSTUHL ACTION 3 NG "BLACK EDITION"



Manueller Rollstuhl Typ Action 3NG „Black Edition“
 Rollstuhl nur mit schwarzem Aluminiumrahmen erhältlich.
 Sitzbreite: 38, 40,5, 43, 45,5, 48 oder 50,5 cm.
 Sitztiefe einstellbar von 40 bis 45 cm
 Sitzhöhe verstellbar von 51 cm bis 38,5 cm
 Sitzfläche aus Nylongewebe mit Klettverschlussstreifen für Sitzkissen
 von 40 bis 43 cm. Rückenlehnenbezug mit einstellbarer Spannung
 Standard-Fußstütze 80° mit klappbaren Fußplatten.
 Einziehbarer Bremsgriff für seitlichen Transfer
 Armlehnenbezug: Kurz (26 cm). Feste Armlehnen
 und nach hinten klappbar. Vollgummireifen vorne und hinten,
 Schnellspannachsen. 8"-Räder vorne, 24"-Räder hinten.
 Handläufe aus eloxiertem Aluminium

Lieferumfang:

Trommelbremsen für Begleitperson
 Kippschutzrollen mit Stützvippe, Paar.
 Stockhalterung. Sicherheitsgurt.
 Gewicht des Rollstuhls: 14,2 kg. Max. Belastbarkeit: 125 kg.

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Art. 050082 (38 cm) | Art. 050085 (45,5 cm) |
| Art. 050083 (40,5 cm) | Art. 050086 (48 cm) |
| Art. 050084 (43 cm) | Art. 050087 (50,5 cm) |



Institutionen CHF 790 exkl. MwSt.

ROLLSTUHL ACTION 4 NG HEAVY DUTY



Farbe nach Wahl: Schiefergrau, Glacébraun, Ozeanblau
 oder Glanzschwarz. Sitzbreite: 50,5 / 55 oder 60,5 cm
 Sitzhöhe: 51 cm. Sitzfläche aus schwarzem Nylon, gepolstert,
 Feste Rückenlehne, 7°, höhenverstellbar von 38 cm bis 46 cm.
 Klappbare Armlehnen „RIO“, kurze Armauflagen,
 verstellbar 20-23-26 cm. Vorderräder 8 x 2" mit Vollgummireifen.
 Hinterräder mit Speichen und Schnellverschlüssen,
 24 x 1 3/8" mit Reifen. Druckbremsen mit versenkbarem Hebel.
 Max. Belastbarkeit 160 kg

Art. CKG0026 **Institutionen CHF 2'275.20** exkl. MwSt.

Verfügbare Optionen:

- | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| CKG00333 | Lehne mit Gasdruckfeder verstellbar | CHF 650 |
| Art. CKG0400 | Höhenverstellbare Fußstützen/Paar | CHF 338 |
| Art. CKG1130 | Trommelbremsen für Begleitpersonen | CHF 378 |
| Art. 1450923 | Therapietisch | CHF 394 |
| Art. CKG1200 | Kippschutzrollen/Paar | CHF 203.40 |
| Art. 1442991 | Halterung für Amputierte d/g | CHF 252 |



STANDARD-ROLLSTUHL D100

Rollstuhl mit kurzen Armlehnen, Standard-Fußstützen,
 Vorderräder Krypton 200 x 50 mm, Antriebsräder
 24 Zoll, graue pannensichere Reifen, Felgenbänder (Paar)
 Trommelbremse, Schwimmmachse. Schiebegriffe
 Höhenverstellbare Schiebegriffe. Sitzhöhe: 47 / 50/ 53 cm
 Sitztiefe: 43 cm
 Max. Benutzergewicht: 130 kg
 Sitzbreite wählbar: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 cm
 Farbe: grau

Art. 4035071 (38 cm)
 Art. 4035072 (40 cm)
 Art. 4035073 (42 cm)
 Art. 4035074 (44 cm)
 Art. 4035075 (46 cm)
 Art. 4035076 (48 cm)
 Art. 4035077 (50 cm)
 Art. 4035078 (52 cm)

Institutionen **CHF 715.50** exkl. MwSt.



ROLLSTUHL CANEO 170

Robuster Rollstuhl, speziell für übergewichtige Personen entwickelt
 übergewichts, dabei leicht und faltbar.
 Niedrige Sitzhöhe, die die Verwendung von Sitzkissen ermöglicht
 und nach vorne verlängerte Seitenwangen, die das
 das Hinsetzen erleichtern. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
 Stahlrahmen
 Gewicht des Rollstuhls: 27 kg
 Max. Belastung 170 kg
 Sitzbreite 56 oder 60 cm
Modell wird mit Begleitbremse geliefert

Art. 502081-001 (Sitzbreite 56 cm)

Einrichtungen **CHF 1'647.-** exkl. MwSt.

Art. 502081-002 (Sitzbreite 60 cm)

Institutionen **CHF 1'845.-** exkl. MwSt.



ROLLSTUHL V100-XL



Das Modell V100 XL ist ideal für den vielseitigen Einsatz. Dieser robuste und solide Rollstuhl aus Stahl gefertigt und kann eine Person mit einem Gewicht von bis zu 170 kg. Mit kurzen Armlehnen, Krypton-Vorderräder 200x50 mm, 24-Zoll-Lenkräder, pannensichere Reifen, schwarzer Nylon-Sitzbezug, Trommelbremse, Aufstehhilfe, Schwimmachse, Stabilisierungsstange, klappbares Doppelkreuz.

Sitzhöhe: 48/53 cm

Sitztiefe: 49 cm

Sitzbreite: 53/56 oder 60 cm

Max. Benutzergewicht: 170 kg

Farbe: Champagner

Art. 5115660 (53 cm)

Art. 5115665 (56 cm)

Art. 5115661 (60 cm)



Institutionen CHF 1'565.- exkl. MwSt.



KOMFORT-ROLLSTUHL REA CLEMATIS PRO

Sitzbreite: 39, 44 oder 49 cm

Tiefe einstellbar von 43 bis 50 cm.

Höhe nach Wahl. Räder 22" oder 24".

Rückenlehne um 30° verstellbar. Sitzfläche um 20° verstellbar.

Max. Belastbarkeit 135 kg. FloShape-Sitzkissen.

Rückenlehne aus Holz. Laguna-Rückenkissen mit

grauer Dartex-Polsterung. Schiebegriffe mit integrierter

Rückenlehnen-Spannvorrichtung. Beinstütze mit in der Tiefe

verstellbaren Lamellen. Höhenverstellbare Armlehnen

Kopfstütze in Position und seitlich verstellbar.

Vorderräder 8" mit Vollgummireifen. Hinterräder mit

Schnellspannachse und Vollgummireifen. Handläufe aus

Aluminium und Schiebe-Bremsen.

Modell **mit** Trommelbremsen, mit Therapie-Tisch und abnehmbarer Rumpfstütze links/rechts.

Art. 502182-001 (39 cm) / Art. 502182-002 (44 cm) / Art. 502182-003 (49 cm)

Institutionen CHF 1'750.- exkl. MwSt.



KOMFORT-ROLLSTUHL REA AZALEA



Sitzbreite verstellbar von 39–45 cm / 44–50 cm oder 49–55 cm. Tiefe verstellbar von 43–50 cm. Höhe wahlweise: 40 cm, Räder 22" oder 45 cm, Räder 24". Rückenlehne um 30° verstellbar, Sitzfläche um 20° verstellbar. FloShape-Sitzkissen mit grauem Dartex-Bezug, Rückenlehnenplatte aus Holz, Rückenkissen Laguna mit grauem Dartex-Bezug, Schiebegriffe mit integrierter Rückenlehnen-Spannvorrichtung, Beinstütze mit tiefenverstellbaren Fußstützen, höhenverstellbaren Armlehnen, Kopfstütze in Position und seitlich verstellbar. Vorderräder 8" mit Vollgummireifen, Hinterräder mit Schnellspanner. Vollgummireifen ohne Profil. Modell wird mit Trommelbremsen für Begleitperson. Max. Belastung 135 kg.

Art. BNA0040 (39-45 cm)
 Art. BNA0050 (44-50 cm)
 Art. BNA0060 (49-55 cm)



Institutionen CHF 4'311.- exkl. MwSt.

SCHALENSESEL CORAILLE



Schalensstuhl für den Innen- und Außenbereich mit 4 Rollen und Neigung von -4° bis + 36°. Sitzbreiten: 39 cm, 40 cm, 44 cm, 48 cm. Sitztiefe: 46 cm. Klappbare Fußplatten in der Höhe oder Mittelplatte. Beinauflage mit gepolsterter Kopfstütze. Original-5-Punkt-Gurt. Benutzergewicht: 120 kg. Der Schalenstuhl wird mit einem Sitzkissen mit einer Dicke von 80 mm. Die Höhe der Rückenlehne und der Armlehnen hängen von der Polsterstärke ab (60-80-100 mm). Die Rückenlehne ist 3 cm höher, um insbesondere großen Benutzern eine bessere Stütze zu bieten insbesondere für große Benutzer. Die Form der Beinstütze ist so angepasst, dass sie mehr Platz. Zur leichteren Reinigung sind alle Bezüge abnehmbar. Rahmenfarbe: Silber. Farbe der Polsterung nach Wahl: Orange, Praline oder Pflaume

Art. 5144773



Institutionen CHF 2'277.- exkl. MwSt.

SCHALENSESSEL CORAILLE XXL

Schalenstuhl für den Innen- und Außenbereich mit 4 Rädern (2 große Hinterräder, 2 lenkbare 6-Zoll-Vorderräder) Sitzneigung von 0 bis 40° verstellbar. Sitzhöhe verstellbar. 5-Punkt-Gurt. Beinstütze neigungsverstellbar. Fußplatten in der Höhe verstellbar. Rahmenfarbe silber. Hinterräder 12 ½ X 2 1/4 , Lenkräder: 6 x 1 1/4. Gepolstertes Kissen. Holztisch mit Befestigung, klappbar. Sitztiefe: 46 cm. Sitzbreiten XXL: 55 oder 60 cm Maximales Benutzergewicht: 150 kg

Art.: 5112839 XXL 55 cm (orangefarbener Bezug)
 Art.: 5128472 XXL 55 cm (bezug in Praline)
 Art.: 5119540 XXL 55 cm (bezug pflaume)

Art.: 5107230 XXL 60 cm (orangefarbener Bezug)
 Art.: 5128473 XXL 60 cm (Bezug in Praline)
 Art.: 5129367 XXL 60 cm (Bezug pflaumenfarben)

Optionen: Infusionsständer (Art. 1998692) CHF 128.70 exkl. MwSt.

Institutionen CHF 2'795.- exkl. MwSt.



RUHESESSEL NORMANDIE

Ruheraumstuhl mit verstellbarer Rückenlehne und Beinstütze Höhenverstellbare Armlehnen, die für einen seitlichen Transfer vollständig abgesenkt werden können für einen seitlichen Transfer. Die anatomische Form und die Schaumstoffpolsterung von Sitzfläche und Rückenlehne unterstützen ermüden nicht beim Sitzen und Liegen. Hinterräder mit Feststellbremse, Möglichkeit zum Beinausleger. Armlehnen höhenverstellbar. Rückenlehne und Beinstütze vom Benutzer mittels einer Gasdruckfeder. Gesamtbreite: 68,5 cm, Gesamtlänge: 86 cm Gesamtgewicht: 27,8 kg. Max. Benutzergewicht: 130 kg.

Art. 5145711 (braun) / Art. 5145712 (hellgrau) / Art. 5145682 (schwarz) / Art. 5145693 (blau)
 Art. 5145713 (lavendelfarben)

Institutionen CHF 1'740 exkl. MwSt.



SESSEL INOVYS II + L70

Für Personen, die auf passives Sitzen angewiesen sind, bietet der Inovys L70 idealen Sitzkomfort. Die mit mit Polystyrol gefüllten Kissen an Rückenlehne, Sitzfläche und Beinen sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung und passen sich den Körperkonturen an. Dieser Sessel bietet eine umfassende und sehr dynamische Lösung, die dem gesamten Körper maximale Unterstützung bietet.



Alle Polster Elemente sind mit einem Reißverschluss versehen, sodass sie leicht entfernt und gereinigt werden können. Ein waschbarer Bezug aus grauem Frottee ist optional erhältlich und sorgt so für mehr Hygiene im täglichen Gebrauch. Der Sessel ist außerdem mit einer in und ohne zusätzliche Werkzeuge verstellt werden kann.

Sitzbreite: 45 oder 50 cm

Sitztiefe: 46 bis 52 cm

Sitzhöhe 46–53 cm

Neigung der Sitzfläche bis zu 30° mittels Gasdruckfeder

Neigung der Rückenlehne bis zu 45° über Gasdruckfeder einstellbar

Vorderräder 200 x 35 mm, graue pannensichere Bereifung

Abnehmbare, höhenverstellbare Armlehnen

Armkissen grau soft

Trommelbremse, Kipphilfe

Max. Benutzergewicht: 130 kg

Farbe: Edelstahlgrau



Art. 4064938 (45 cm breit)

Art. 4063324 (50 cm breit)

Institutionen CHF 4'770.- exkl. MwSt.



KOMFORT-ROLLSTUHL REA AZALEA MAX

Sitzbreite: 55 oder 61 cm
 Sitztiefe einstellbar von 53 bis 60 cm
 Sitzhöhe wählbar: 40 oder 45 cm
 Visco Top-Kissen / Polsterung: Schwarz Dartex
 Rückenkissen Laguna. Polsterung: Schwarz Dartex
 Höhenverstellbare Schiebegriffe
 Neigung von Rückenlehne und Sitzfläche über Gasfedern
 verstellbar Luftreifen. Hochklappbare Fußstütze mit
 Wadenstütze und Knieschutz, verstärkt.
 einteilige Fußstützenpalette, 3-teilig, hochklappbar,
 in Höhe, Tiefe und Neigung verstellbar
 Breite Armlehnen, höhenverstellbar
 Nackenstütze. Farbe nach Wahl: Perlgrau (Silber)
 oder Azurblau. 8-Zoll-Vorderräder mit Bereifung
 Hinterräder 24" mit Reifen und Schnellverschlussachsen
 Handläufe aus Aluminium.
 Standardbremsen.
 Maximale Belastung: 180 kg

Art. BSA0010

Institutionen CHF 8'900.- exkl. MwSt.



TRANSPORT-ROLLSTUHL I.R.M.

Nichtmagnetischer Transportrollstuhl für MRT
 Mit PU-Schaumstoffpolsterung
 24-Zoll-Räder mit Handgriffen
 Handbremsen und Vorderrollen mit 100 mm Durchmesser
 Pannensichere Reifen
 Abnehmbare Fußstütze, zwei schwenkbare Armlehnen.
 Maximales Benutzergewicht: 150 kg.

Art. DR100IRM

Institutionen CHF 3'410.- exkl. MwSt.



PFLEGESTUHL RAVELLO-SANO-S

Pflegestuhl mit Relaxposition und 26 x 24 cm großer, mit Stahlrohr verstärkter Fußstütze.
Vordere Rollen mit 20 cm Durchmesser, feststehend, hintere Rollen schwenkbar und mit Zentralbremse, Durchmesser 15 cm für einfaches Manövrieren.
Bezug aus blauem Kunstleder.
Rückenlehne: Höhe: 81 cm, um 43° verstellbar.
Gesamtabmessungen: H 126 cm, B 68 cm, T 103 cm.
Armlehnen absenkbar.
Max. Belastung 135 kg in geneigter Position / 200 kg in sitzender Position



Art. 264298

Institutionen **CHF 3'270.-** exkl. MwSt.

3-RAD-TANDEM FUN 2 GO MIT MOTOR



Das Fun2Go ist ein Doppelrad, ein Dreirad-Tandem, auf dem die Passagiere nebeneinander sitzen. Nur eine Person hält den Lenker, aber beide treten in die Pedale. Die beiden Personen können sich nach Belieben sehen und miteinander kommunizieren, da die beiden Sättel nebeneinander stehen.

Die Personen können aufsteigen, ohne über den Rahmen steigen zu müssen, und die Sitze lassen sich mit einem Hebel auf den gewünschten Abstand einstellen. Das Nebeneinander-Tandem Fun2Go ist extrem wendig: Mit seinen beiden Rädern ganz hinten und einem einzigen Vorderrad lässt es sich um 360° um die eigene Achse drehen. Max. Benutzergewicht pro Person 120 (verstärkt auf 180) kg.

Schrittlänge (verstellbar) 75–90 cm

Sitzhöhe (verstellbar) 61 cm

Radgröße 20". Einstellbare Bremsen



Art. 387-0000 (mit Motor)

Institutionen CHF 10'850.- exkl. MwSt.

ELEKTRISCHES FAHRRAD O'PAIR



Das O'Pair ist ein Elektrofahrrad für Rollstühle, mit dem Sie eine Person im Rollstuhl transportieren können. Ein Sitz für den Benutzer/Beifahrer ist vorne am Fahrrad angebracht. Von hinten hat der Fahrer eine gute Übersicht über die Straße und kann den Beifahrer im Blick behalten. Die leicht geneigten Vorderräder verleihen dem Fahrrad zusätzlichen Fahrkomfort und Stabilität. Der in der Tiefe verstellbare Sitz des O'Pair kann an die Körpergröße des Passagiers angepasst werden, ebenso wie der verstellbare Winkel der Lendenwirbelstütze und die ausziehbaren Seitenstützen. Der Elektromotor unterstützt den Benutzer beim Radfahren.

Technische Daten:

Geschwindigkeit: 25 km/h. Schrittlänge (anpassbar): 80-95 cm
 Einstiegshöhe (anpassbar): 52 cm
 Einstiegshöhe hinten: 45 cm
 Gewicht: 58 kg. Länge: 214 cm
 Breite: 76 cm. Radgröße: 20"
 Hinterradgröße: 26"
 Hydraulische Scheibenbremsen vorne
 Standardfarbe (anpassbar): Mattblau-Grau
 Max. Gewicht des Fahrers: 120 kg
 Max. Gewicht des Beifahrers : 120 kg



Art. 383-0000 *Institutionen* CHF 10'800.- exkl. MwSt.

ELEKTRISCHER ROLLSTUHLTRANSPORTER VELO-PLUS



Der Rollstuhl-Transportfahrrad VéloPlus wurde entwickelt, um Personen, die in ihrem eigenen Rollstuhl sitzen bleiben können, mit dem Fahrrad zu transportieren. Der Passagier muss nicht aus seinem Rollstuhl auf das Fahrrad umsteigen. Der/die Mitfahrer/in kann ganz einfach in seinem/ihrer Rollstuhl auf die Plattform des Fahrrads geschoben werden, ohne angehoben werden zu müssen. Mit Elektromotor.

Technische Daten:

Beinabstand (anpassbar): 80-95 cm
 Einstiegshöhe (anpassbar): 52 cm
 Einstiegshöhe (anpassbar): 28 cm
 Gewicht des Fahrrads: 64 kg. Radgröße: 20"
 Hinterradgröße: 26"
 Max. Gewicht des Fahrers: 110 kg
 Max. Gewicht des Beifahrers inkl.
 Rollstuhl: 140 kg



Art. 384-0000 *Institutionen* CHF 10'800.- exkl. MwSt.

THUJA-ELEKTORAD



Das E-Bike Thuja bietet Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Stabiler Fahrkomfort dank zwei Vorderrädern und einer modernen Lenkung.

Die Stabilität des Thuja macht sich durch seine zwei Vorderräder bemerkbar, die ihm ein modernes Aussehen verleihen. Sie haben stets eine gute Sicht über die gesamte Breite des Fahrrads, wodurch Sie sich mühelos im Straßenverkehr bewegen können. Zwischen den Vorderrädern befindet sich ein abschließbarer Stauraum, ideal, um Einkäufe, den Helm oder andere persönliche Gegenstände sicher und griffbereit zu transportieren.

Technische Daten:

Maximales Benutzergewicht: 100 kg
 Länge: 190 cm
 Breite: 85 cm
 Gewicht: 58 kg
 Durchschnittliche Reichweite (Standardakku): 60 km
 Maximale Standardgeschwindigkeit mit Tretunterstützung: 20 km/h
 Schrittlänge: 79–98 cm
 Einstiegshöhe: 36 cm



Art. 384-0000 *Institutionen* CHF 8'650.- exkl. MwSt.

E-BIKE "EASY RIDER COMPACT" MIT MOTORANTRIEB



Das Easy Rider Compact ist ein kompaktes Dreirad mit einem Sitz, auf dem man sehr leicht in die Pedale treten kann. Dieses bequeme Dreirad eignet sich für kleinere Erwachsene und größere Kinder. Das Dreirad ist sowohl optisch als auch in seinen Abmessungen kompakt. Das Easy Rider Compact weist ähnliche Fahreigenschaften wie das Easy Rider-Dreirad auf, mit dem einzigen Unterschied, dass das Easy Rider Compact wesentlich kompakter ist.

Die Vorwärts-Tretbewegung und die Sattelfederung sorgen für perfekten Fahrkomfort, sodass sowohl kurze als auch lange Strecken bequem zurückgelegt werden können. Der Sitz des Dreirads ist verstellbar. Das Easy Rider Compact Dreirad ist sehr wendig und verfügt über einen kleinen Wendekreis.

Technische Daten:

Durchschnittliche Reichweite (Standardakku): 50 km
 Maximale Standardgeschwindigkeit mit Tretunterstützung: 25 km/h
 Schrittlänge: 63–81 cm
 Einstiegshöhe: 32 cm
 Länge des Fahrrads: 173 cm
 Breite des Fahrrads: 73 cm
 Größe des Vorderrads: 16,,
 Größe des Hinterrads: 20"



Art. 384-0000 *Institutionen* CHF 7'450.- exkl. MwSt.