



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10
F +4121 887 02 11
info@meditec.ch
www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 12 h
14 h – 12 h

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

FAUTEUIL ROULANT ACTION 3 NG



Cadre en aluminium : Gris Ardoise, Blanc Perle, Vert Brillant, Noir Mat, Bleu Pop, Violet, Rouge Mat, Noir Brillant
Largeur assise : 38, 40.5, 43, 45.5, 48 ou 50.5 cm
Profondeur assise : 40, 45 ou 50 cm
Hauteur de l'assise réglable en hauteur de 51 à 41cm
Dossier réglable en tension (4 sangles)
Nylon noir ou Nylon noir et tissu aéré
Poignée de frein escamotable pour transfert latéral
Revêtement d'accoudoirs : Courts (26 cm) ou longs (36 cm)
Accoudoirs fixes et rabattables en arrière ou
Accoudoirs réglables en hauteur mécaniquement (clé imbus) à 20/23/26 et 28 cm
Pneus pleins à l'avant et à l'arrière, axes rapides
Roues 8" ou 6" à l'avant. Roues 24" à l'arrière
Poids fauteuil : 14,2 kg. Charge max. 125 kg



Art. CEB0026

Institutions **CHF 790.-** TVA excl.

FAUTEUIL ROULANT ACTION 2 TRANSIT LITE



L'Action 2 NG Transit Lite est plus léger, plus compact et facile à manœuvrer. Sa taille de châssis réduite en fait un choix idéal pour les déplacements même dans des espaces exigus. Son dossier en forme de Y apporte un confort supplémentaire. Un frein de stationnement nouvellement positionné est accessible depuis la position assise. Le châssis pliable compact et le dossier semi-pliable permettent à l'Action 2 NG Transit Lite de s'adapter parfaitement à n'importe quel espace. Les repose-pieds et accoudoirs amovibles se détachent en quelques secondes. Facile à plier et à déplier. Avec freins accompagnants. Largeur assise à choix : 40,5cm, 43cm, 45,5cm, 48cm
Poids: 13kg

Art. BR167311

Institutions **CHF 656.10** TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT ACTION 3 NG « BLACK EDITION »

Fauteuil roulant manuel type Action 3NG « Black Edition »
Fauteuil uniquement disponible avec un cadre en aluminium noir.
Largeur d'assise: 38, 40.5, 43, 45.5, 48 ou 50.5 cm.
Profondeur d'assise réglable de 40 à 45 cm
Hauteur de l'assise réglable en hauteur de 51 cm à 38,5 cm
Toile d'assise en nylon avec bandes velcro pour coussin d'assise de 40 à 43 cm. Toile de dossier réglable en tension
Repose-pieds standard 80° avec palettes rabattables.
Poignée de frein escamotable pour transfert latéral
Revêtement d'accoudoirs : Courts (26 cm). Accoudoirs fixes et rabattables en arrière. Pneus pleins à l'avant et à l'arrière, axes rapides. Roues 8" à l'avant, roues 24" à l'arrière.
Mains courantes en aluminium anodisé

Livré avec :

Freins à tambour pour accompagnateur
Roulettes anti-bascule avec bascule d'appui, la paire.
Porte-canne. Ceinture de sécurité.
Poids fauteuil : 14,2 kg. Charge max. 125 kg.

Art. 050082 (38cm)	Art. 050085(45.5cm)
Art. 050083(40.5cm)	Art. 050086(48cm)
Art. 050084(43cm)	Art. 050087(50.5cm)



Institutions CHF 790.- TVA excl.

FAUTEUIL ROULANT ACTION 4 NG HEAVY DUTY

Couleur à choix: Gris Ardoise, Marron Glacé, bleu océan ou noir brillant. Largeur d'assise: 50.5 / 55 ou 60,5 cm
Hauteur d'assise: 51 cm. Toile d'assise en nylon noir, rembourrée,
Dossier fixe, 7°, hauteur réglable de 38 cm à 46 cm.
Accoudoirs relevables "RIO", manchettes courtes, ajustables 20-23-26 cm. Roues avant 8 x 2" à bandages.
Roues arrière à rayons et axes à démontage rapide, 24 x 1 3/8" à bandages. Freins à pousser avec levier escamotable.
Charge max. 160 kg

Art. CKG0026 **Institutions CHF 2'275.20** TVA excl.

Options disponibles :

CKG00333	Dossier inclinable par vérin à gaz	CHF 650.-
Art. CKG0400	Repose-pieds relevables en hauteur/paire	CHF 338.-
Art. CKG1130	Freins à tambour pour accompagnateur	CHF 378.-
Art. 1450923	Tablette de thérapie	CHF 394.-
Art. CKG1200	Roulettes anti-bascule/paire	CHF 203.40
Art. 1442991	Support pour amputé d/g	CHF 252.-



FAUTEUIL ROULANT STANDARD D100

Fauteuil roulant avec accoudoirs courts, repose-pieds standard, Roues avant Krypton 200 x 50mm, roues de conduite 24 pouces, pneus anti-crevaison gris, bandes de talon (paire) Frein à tambour, essieu flottant. Poignées de poussée Réglables en hauteur. Hauteur d'assise : 47 / 50/ 53 cm
Profondeur d'assise : 43cm
Poids max. de l'utilisateur : 130 kg
Largeur d'assise à choix : 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 cm
Coloris : gris

Art. 4035071 (38cm)
Art. 4035072 (40cm)
Art. 4035073 (42cm)
Art. 4035074 (44cm)
Art. 4035075 (46cm)
Art. 4035076 (48cm)
Art. 4035077 (50cm)
Art. 4035078 (52cm)

Institutions CHF 715.50 TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT CANEO 170

Fauteuil robuste, spécialement conçu pour les personnes en surpoids, tout en restant léger et pliable. Faible hauteur d'assise qui permet l'utilisation de coussins d'assise, et panneaux latéraux étendus vers l'avant pour faciliter l'assise. Utilisation intérieure et extérieure. Châssis en acier
Poids du fauteuil : 27 kg
Charge max. 170 kg
Largeur d'assise 56 ou 60 cm
Modèle livré avec frein accompagnant

Art. 502081-001 (largeur assise 56cm)

Institutions CHF 1'647.- TVA excl.

Art. 502081-002 (largeur assise 60 cm)

Institutions CHF 1'845.- TVA excl.





FAUTEUIL ROULANT V100-XL

Le modèle V100 XL est idéal pour une utilisation polyvalente. Ce fauteuil roulant, robuste et solide, est conçu en acier et peut supporter un utilisateur pesant jusqu'à 170 kg. Accoudoirs courts, repose-pieds standard, roues avant Krypton 200x50mm, roues de conduite 24 pouces, pneus anti-crevaisons gris, housse de siège nylon noir, frein à tambour, aide à la bascule, essieu flottant, barre de stabilisation, croix double pliante.

Hauteur d'assise : 48 /53 cm

Profondeur de siège : 49cm

Largeur du siège : 53 /56 ou 60cm

Poids max. de l'utilisateur : 170 kg

Coloris : Champagne

Art. 5115660 (53cm)

Art. 5115665 (56cm)

Art. 5115661 (60cm)



Institutions CHF 1'565.- TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA CLEMATIS PRO

Largeur d'assise : 39, 44 ou 49 cm

Profondeur réglable de 43 à 50 cm.

Hauteur à choix. Roues 22" ou 24".

Réglage du dossier sur 30°. Réglage de l'assise sur 20°.

Charge max. de 135 kg. Coussin d'assise FloShape.

Plaque de dossier en bois. Coussin de dossier Laguna avec

garniture Dartex gris. Poignées à pousser avec tendeur de

dossier intégré. Repose-jambes avec palettes réglables

en profondeur. Accoudoirs réglables en hauteur

Appuie-tête réglable en position et latéralement.

Roues avant 8" à bandage. Roues arrière avec axe rapide

et pneus à bandage. Mains-courantes en alu et freins à pousser.

Modèle **avec** freins à tambour, avec tablette de
thérapie et câble tronc amovible gauche/droite.

Art. 502182-001 (39cm) / Art. 502182-002 (44cm) / Art. 502182-003 (49cm)

Institutions CHF 1'750.- TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA AZALEA



Assise réglable en largeur de 39-45cm /44-50cm ou 49-55cm. Profondeur réglable de 43 - 50 cm
Hauteur à choix : 40 cm, roues 22" ou 45 cm, roues 24".
Réglage du dossier sur 30°, réglage de l'assise sur 20°.
Coussin d'assise FloShape avec garniture Dartex gris, plaque de dossier en bois, coussin de dossier Laguna avec garniture Dartex gris, poignées à pousser avec tendeur de dossier intégré, repose-jambes avec palettes réglable en profondeur, accoudoirs réglables en hauteur, appui-tête réglable en position et latéralement.
Roues avant 8" à bandage, roues arrière avec axe rapide. Pneus pleins sans profil.
Modèle livré avec freins à tambour pour personne accompagnatrice. Charge max. 135 kg.

Art. BNA0040 (39-45cm)
Art. BNA0050 (44-50cm)
Art. BNA0060 (49-55cm)

Institutions CHF 4'311.- TVA excl.



FAUTEUIL COQUILLE CORAILLE



Fauteuil coquille intérieur/extérieur à 4 roues avec inclinaison de -4° jusqu'à + 36°. Largeurs du siège : 39cm, 40cm, 44cm, 48cm. Profondeur du siège: 46 cm. Plaques de pieds pliables en hauteur ou plaque centrale. Repose-jambes à allongement automatique indépendant. Appui-tête rembourré.
Sangles 5 points d'origine. Poids d'utilisateur : 120kg.
Le siège coquille est fourni avec un coussin d'assise de 80mm d'épaisseur de série. Les hauteurs de dossiers et d'accoudoirs dépendent de l'épaisseur du coussin (60-80-100mm).
Le dossier est 3 cm plus haut pour offrir un meilleur soutien, notamment aux utilisateurs de grande taille. La forme du repose-jambes est adaptée pour donner plus d'espace aux jambes. Pour faciliter le nettoyage, toutes les housses sont amovibles. Couleur du cadre: Argent.
Couleur du revêtement à choix: Orange, Praline ou Prune

Art. 5144773

Institutions CHF 2'277.- TVA excl.



FAUTEUIL COQUILLE CORAILLE XXL

Fauteuil coquille intérieur/extérieur à 4 roues
(2 grandes roues arrières, 2 roues avant 6 pouces directionnelles)
Inclinaison de siège réglable de 0 à 40°. Hauteur de siège
réglable. Ceinture 5 points. Repose-jambes réglable en
inclinaison. Plaques de pieds pliables en hauteur.
Couleur du cadre argent. Roues arrière 12 ½ X 2 1/4 ,
Roues directionnelles : 6 x 1 1/4 . Oreiller rembourré.
Tablette en bois avec fixation, pliable.
Profondeur du siège : 46cm.
Largeurs de siège XXL : 55 ou 60cm
Poids utilisateur max : 150kg

Art : 5112839 XXL 55 cm (housse orange)
Art : 5128472 XXL 55 cm (housse praline)
Art : 5119540 XXL 55 cm (housse prune)

Art : 5107230 XXL 60 cm (housse orange)
Art : 5128473 XXL 60 cm (housse praline)
Art : 5129367 XXL 60 cm (housse prune)

Options: Porte-sérum (art. 1998692) CHF 128.70 TVA excl.

Institutions CHF 2'795.- TVA excl.



FAUTEUIL DE REPOS NORMANDIE

Fauteuil de repos avec dossier réglable et repose-jambes
Accoudoirs réglables en hauteur qui peuvent être abaissés
Complètement pour un transfert latéral. La forme anatomique
et le rembourrage en mousse de l'assise et du dossier soutiennent
la position assise et couchée sans fatigue.
Roues arrière avec frein de stationnement, possibilité de
surélever les jambes. Accoudoirs réglables en hauteur. Inclinaison
du dossier et repose-jambes réglables par l'utilisateur au moyen
d'un ressort à gaz. Largeur totale : 68,5cm, Longueur totale : 86cm
Poids total : 27,8kg. Poids max. utilisateur: 130kg.

Art. 5145711 (brun) / art. 5145712 (gris clair) / art. 5145682 (noir) / art. 5145693 (bleu)
Art. 5145713 (lavande)

Institutions CHF 1'740.- TVA excl.



FAUTEUIL INOVYS II + L70

Pour les personnes qui sont liées à une position assise passive, l'Inovys L70 offre un confort d'assise idéal. Les coussins remplis de polystyrène au niveau du dossier, de l'assise et des jambes assurent la répartition de la pression et suivent les contours du corps. Ce fauteuil propose une solution complète et très dynamique qui apporte un soutien maximal à l'ensemble du corps.



Tous les éléments des coussins sont munis d'une fermeture à glissière afin qu'ils puissent être facilement retirés et nettoyés. Une housse lavable en éponge grise est disponible en option et assure ainsi plus d'hygiène lors de l'utilisation quotidienne. Le fauteuil est également équipé d'un appui-tête réglable en hauteur et en angle et ceci sans outils supplémentaires.



Largeur d'assise : 45 ou 50cm
 Profondeur de siège : 46 à 52cm
 Hauteur de siège 46-53 cm
 Inclinaison du siège jusqu'à 30 ° par vérin à gaz
 Inclinaison du dossier jusqu'à 45° réglable par vérin à gaz
 Roues avant 200 x 35 mm, bandage anti-crevaison gris
 Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur
 Coussin pour les bras gris soft
 Frein à tambour, aide au basculement
 Poids max. utilisateur : 130kg
 Coloris : Gris inox

Art. 4064938 (45 cm de largeur)
 Art. 4063324 (50 cm de largeur)

Institutions CHF 4'770.- TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA AZALEA MAX

Largeur d'assise: 55 ou 61 cm
Profondeur d'assise réglable de 53 à 60 cm
Hauteur d'assise à choix: 40 ou 45 cm
Coussin Visco Top / Garniture: Noir Dartex
Coussin de dossier Laguna. Garniture: Noir Dartex
Poignées à pousser réglables en hauteur
Inclinaison de dossier et d'assise réglable par vérins
Pneumatiques. Repose-pieds relevables avec appuie-mollets et
protections de genoux, renforcés.
Palette de repose-pieds monobloc 3 parties escamotables,
réglables en hauteur, en profondeur et en angle
Accoudoirs larges, réglables en hauteur
Appuie-nuque. Couleur à choix: Gris perlé (argent)
ou Bleu azur. Roues avant 8" à bandage
Roues arrière 24" à bandage et axes à démontage rapide
Mains courantes en aluminium.
Freins standard.
Charge maximale: 180 kg

Art. BSA0010

Institutions CHF 8'900.- TVA excl.



FAUTEUIL ROULANT DE TRANSPORT I.R.M.

Fauteuil roulant de transport I.R.M. amagnétique
Avec rembourrage en mousse PU
Roues 24" avec prise de mains
Freins à main et roulettes avant diam 100 mm
Pneu anti-crevaison
Repose-pieds amovible, deux accoudoirs pivotants.
Poids utilisateur maximum : 150 kg.

Art. DR100IRM

Institutions CHF 3'410.- TVA excl.



CHAISE DE SOIN RAVELLO-SANO-S

Chaise de soin, avec position relax couplé avec le repose-pied de 26 x 24 cm renforcé de tube acier. Roulettes avant de 20 cm de diamètre fixes et roulettes arrière pivotantes et à freinage centralisé, diam. 15 cm pour faciliter les manoeuvres.

Revêtement en similicuir bleu.

Dossier : Hauteur : 81 cm, réglable sur 43°.

Dimensions hors tout: H 126 cm, L 68 cm, P 103 cm.

Accoudoirs abaissables.

charge max. 135 kg en position inclinée / 200 kg en position assise



Art. 264298

Institutions **CHF 3'270.-** TVA excl.

TANDEM 3 ROUES FUN 2 GO AVEC MOTORISATION



Le Fun2Go est un cycle double, un tandem à trois roues, sur lequel les passagers sont assis(es) côte à côte. Une seule personne tient le guidon, mais les deux pédalent. Les deux personnes peuvent se voir à leur guise et peuvent communiquer entre elles, dans la mesure où les deux selles se trouvent l'une à côté de l'autre. Les personnes peuvent monter sans avoir à l'enjamber et les sièges peuvent se régler à la distance voulue par un levier. Le tandem côte à côte Fun2Go est extrêmement facile à manœuvrer : avec ses deux roues situées complètement à l'arrière et une seule roue avant, il est possible de le faire tourner de 360° sur son propre axe. Poids de l'utilisateur max. par personne 120 (renforcé à 180) kg.

Entrejambe (adaptable) 75-90 cm

Hauteur d'assise (adaptable) 61 cm

Dimension des roues 20"

Freins Réglables



Art. 387-0000 (avec moteur)

Institutions **CHF 10'850.-** TVA excl.



VELO ELECTRIQUE O'PAIR

L'OPair est un vélo électrique pour fauteuil roulant, qui vous permet de véhiculer une personne en chaise roulante. Un siège pour l'utilisateur/passager est monté à l'avant du vélo. Depuis l'arrière, le conducteur a une bonne vue d'ensemble sur la route et peut surveiller le passager. Les roues avant légèrement inclinées donnent au vélo un confort de conduite et une stabilité supplémentaires. Le siège réglable en profondeur de l'OPair peut être adapté à la taille corporelle du passager, tout comme l'angle réglable du soutien lombaire réglable et les supports latéraux extensibles. Avec le moteur électrique l'utilisateur est soutenu pendant qu'il fait du vélo.

Données techniques :

Vitesse : 25 km/h. Entrejambe (adaptable) : 80-95 cm

Hauteur d'entrée (adaptable) : 52 cm

Hauteur d'embarquement arrière : 45 cm

Poids : 58 kg. Longueur : 214 cm

Largeur : 76 cm. Dimensions des roues : 20"

Dimension des roues arrière : 26"

Freins à disque hydraulique devant

Couleur standard (adaptable) : Bleu-gris mat

Max. Poids de l'utilisateur chauffeur : 120 kg

Max. Poids de l'utilisateur passager: 120 kg



Art. 383-0000 *Institutions* **CHF 10'800.-** TVA excl.

TRANSPORTEUR ELECTRIQUE DE FAUTEUILS ROULANTS VELO-PLUS



Le cycle de transport de fauteuil roulant VéloPlus a été conçu pour véhiculer à vélo des personnes, lesquelles peuvent rester assises dans leur propre chaise roulante. Nul besoin de transférer le passager de son fauteuil au cycle. Ce/cette co-équipier/équipière peut être poussé(e) sur sa chaise roulante en toute facilité jusqu'à la plateforme du cycle, sans avoir à être soulevé(e). La rampe inclinée facilite le transbordement du fauteuil sur le cycle pour fauteuil roulant et l'accrochage sécurisé grâce au dispositif de verrouillage du fauteuil roulant. Avec moteur électrique inclus.

Données techniques :

Entrejambe (adaptable) : 80-95 cm

Hauteur d'entrée (adaptable) : 52 cm

Hauteur d'embarquement (adaptable) : 28 cm

Poids du vélo : 64 kg. Dimensions des roues : 20"

Dimension des roues arrière : 26"

Max. Poids de l'utilisateur chauffeur : 110 kg

Max. Poids de l'utilisateur passager incl.

fauteuil roulant : 140 kg



Art. 384-0000 *Institutions* **CHF 10'800.-** TVA excl.

VELO ELECTRIQUE THUJA

Le vélo électrique Thuja offre confort, sécurité et facilité d'utilisation.

Confort stable grâce à deux roues avant et une direction moderne.

La stabilité du Thuja se ressent grâce à ses deux roues avant, qui lui confèrent une allure moderne. Vous gardez toujours une bonne visibilité sur la largeur du vélo, ce qui vous permet de vous déplacer aisément dans la circulation. Entre les roues avant se trouve un espace de rangement verrouillable, idéal pour transporter les courses, le casque ou d'autres effets personnels en toute sécurité et à portée de main.



Données techniques:

Poids max de l'utilisateur : 100 kg

Longueur : 190 cm

Largeur : 85 cm

Poids : 58 kg

Autonomie moyenne (batterie standard): 60 km

Vitesse standard maximale avec assistance au pédalage : 20 km/h

Longueur d'entrejambe : 79 - 98 cm

Hauteur d'accès : 36 cm



Art. 384-0000 *Institutions* **CHF 8'650.-** TVA excl.

VELO ELECTRIQUE EASY RIDER COMPACT AVEC MOTORISATION



L'Easy Rider Compact est un tricycle compact avec un siège sur lequel vous pouvez pédaler très facilement.

Ce tricycle confortable convient aux adultes plus petits et aux grands enfants. Ce tricycle est à la fois compact dans son look et ses dimensions. L'Easy Rider Compact a des caractéristiques de conduite similaires à celles du tricycle Easy Rider, à la seule différence que l'Easy Rider Compact est beaucoup plus compact.

Le mouvement de pédalage vers l'avant et la suspension de la selle assurent un confort de conduite parfait, rendant confortables les courtes mais aussi les longues distances. Le siège du tricycle est réglable. Le tricycle Easy Rider Compact est très maniable et dispose d'un petit rayon de braquage.

Données techniques:

Autonomie moyenne (batterie standard): 50 km

Vitesse standard maximale avec assistance au pédalage : 25 km/h

Longueur d'entrejambe : 63 - 81 cm

Hauteur d'accès : 32 cm

Longueur du vélo: 173 cm

Largeur du vélo : 73 cm

Taille de la roue avant : 16"

Taille de la roue arrière : 20"



Art. 384-0000 *Institutions* **CHF 7'450.-** TVA excl.