



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +41 21 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Mo–Fr 8:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 12:00 Uhr

Beratung zu Hause,
unverbindlich
Technischer Support 7/7

+PRO

WC-ERHÖHUNG CLIPPER II

Aus glattem, leicht zu reinigendem Kunststoff mit Ausschnitt an der Vorderseite.
Wird mit 4 Klammern an der Toilettenschüssel befestigt.
Lässt sich leicht entfernen, um eine normale Benutzung der Toilette zu ermöglichen.
Max. Belastung 180 kg. Höhe 10 cm.

Art. 100003

Einrichtungen **CHF 76.50** exkl. MwSt.



TOILETTENERHÖHUNG SOFT REHOSOFT

Mit einer ergonomischen Form für höchsten Sitzkomfort.
Struktur aus PU-Schaumstoff und leicht zu reinigen.
Max. Benutzergewicht 185 kg
Höhe: 11,5 cm. Gesamtbreite: 37 cm
Gesamttiefe: 41 cm

Art. 501647-002

Institutionen **CHF 92.65** ohne MwSt.



WC-ERHÖHUNG SOFT REHOSOFT + SITZ

WC-Sitzerhöhung Soft Contact Plus + Sitz
Höhe: 11,5 cm, Gesamtbreite: 37 cm
Gesamttiefe: 41 cm
Mit ergonomischer Form für höchsten Sitzkomfort.
Mit Deckel. Angenehme und leicht zu reinigende PU-Schaumstruktur.
Max. Benutzergewicht 185 kg

Art. 501647-001

Institutionen **CHF 99** exkl. MwSt.



WC-Sitzerhöhung MY-LOO mit Deckel

MY-LOO Toilettenerhöhung 6 oder 10 cm mit Deckel
ohne Armlehnen, mit Befestigungshaken
max. Belastung 190 kg

Art. 500529-001 (6 cm)

Einrichtungen **CHF 67.75** exkl. MwSt.

Art. 500529-002 (10 cm)

Institutionen **CHF 76.45** ohne MwSt.



ARMLEHNEN SUPPORTER II

Gepolsterte, vorne abgerundete Armlehnen, die einzeln hochgeklappt werden können, austauschbar mit der normalen Armlehne mit Abdeckung. Ergonomische Sitzform, glatte Oberflächen für einfache Reinigung, Deckel und Sitzflächen aus Polypropylen, Befestigung aus Aluminium. Breite mit Armlehnen 60 cm, Breite zwischen Armlehnen 49 cm, Höhe der Armlehnen 25 cm. Länge der Armlehnen 41,5 cm. Gewicht 4,8 kg. Belastbarkeit max. 150 kg

Art. 100617 *Institutionen* **CHF 387** exkl. MwSt.



WC-Sitzerhöhung MY LOO FIX (6 oder 10 cm)

Mit Deckel und Armlehnen
Schnelle und einfache Installation mit sicherem Halt, glatte Oberflächen für einfache Reinigung. Die geschwungene Form des Sitzes bietet sicheren Halt und hohen Komfort, extrabreite Öffnung
Mit großzügiger Aussparung für eine leichtere Körperpflege
Gesamtbreite 57 cm, Öffnungsgröße 23 x 36 cm
Abstand zwischen den Armlehnen 48 cm
Max. Benutzergewicht 150 kg

Art. 500532-002 (6 cm) *Institutionen* **CHF 162** exkl. MwSt.

Art. 500532-003 (10 cm) *Institutionen* **CHF 162** exkl. MwSt.




HÖHENVERSTELLBARE WC-ERHÖHUNG TH-10 MANUELL

Thermolackierte Metallbasis, die mit 2 Schrauben in der Toilettenschüssel befestigt wird. Ausgestattet mit einem Sitz mit Klappe und nach hinten schwenkbaren Armlehnen. Manuelle Höhenverstellung in Stufen von 5, 8, 11 oder 15 cm.
Gewicht 13,5 kg. Maximale Belastung pro Armlehne: 80 kg
Maximale Belastung der Einheit: 120 kg.
Gesamtbreite: 58 cm.

Montage inklusive

Art. 350.110.110 (mit Armlehnen)
Einrichtungen **CHF 1'163.25** exkl. MwSt.

Art. 350.110.112 (ohne Armlehnen)
Institutionen **CHF 712.80** exkl. MwSt.



TOILETTEN-/DUSCHSTUHL SWIFT COMMODE

Vier individuell höhenverstellbare FüÙe für eine Sitzhöhe von 42 bis 57 cm. Gewicht 5,4 kg, max. Belastung 130 kg. Lieferung mit Sitz- und Rückenpolster sowie einem Eimer mit Deckel.

Art. 390097

Institutionen **CHF 288.-** exkl. MwSt.



STUHL MIT ROLLEN TSU-2

Grauer Rahmen, ausgestattet mit Lenkrollen, davon zwei mit Bremse (oder vier mit Bremse). Klappbare Armlehnen und höhenverstellbare, versenkbare und abnehmbare Fußstützen. WeiÙe Kunststoffblende mit abnehmbarem Polster. Lieferung mit Eimer. Max. Belastbarkeit 130 kg

Technische Daten: Gesamthöhe 98 cm. Gesamtbreite 56 cm. Gesamtlänge 81 cm. Rückenlehnenhöhe 45 cm. Sitzbreite 47 cm. Sitztiefe 44 cm. Sitzhöhe 51 cm. 5-Zoll-Reifen. Gewicht 12,9 kg. Farbe: Metallic-Grau

Art. 100515 (2 Rollen mit Bremse)

Institutionen **CHF 288.-** exkl. MwSt.



Art. TSU 233 (4 Rollen mit Bremse)

Institutionen **CHF 316.80** exkl. MwSt.

DUSCH-/TOILETTENSTUHL CLEAN

Dusch-/Toilettenstuhl CLEAN mit **2 Rollen mit Bremse** 125 mm (eine vorne, eine hinten, diagonal)

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl und Sitz aus Kunststoff.

Abnehmbare Armlehnen, verstellbare Fußstützen

Erhältlich in Weiß oder Lagoon-Grün

Lieferung ohne Halterung und Eimer.

Art. 500541-003 Sitzhöhe 49 cm (weiß)

Art. 500541-002 Sitzhöhe 55 cm (weiß)

Institutionen **CHF 591.30** exkl. MwSt.

Verfügbare Optionen:

Art. 100637 Eimer mit Deckel

CHF 87.10 MwSt. exkl.

Art. 100649 Eimerhalterung

CHF 34.75 MwSt. exkl.



HÖHENVERSTELLBARER DUSCHSTUHL CLEAN

Sitzhöhe verstellbar von **47,5 cm bis 60 cm**, Farbe weiss
Abnehmbare Armlehnen, verstellbare und einziehbare Fußstütze
4 Rollen 125 mm mit Bremse.

Art. 100618

Institutionen **CHF 1'012.05** exkl. MwSt.

Verfügbare Optionen:

Art. 100637 Eimer mit Deckel

CHF 87.10 exkl. MwSt.

Art. 100649 Eimerhalter

CHF 34.75 exkl. MwSt.



DUSCH-TOILETTENSTUHL CLEAN 24"-RÄDER

Dusch-/Toilettenstuhl CLEAN mit 24"-Antriebsrädern und Antriebsringen. Ideal für selbstständige Patienten.
Sitzhöhe 55 cm. Sitzbreite: 48 cm
Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl und Sitz aus Kunststoff.
Abnehmbare Armlehnen und nach innen verschiebbare Fußstütze
nach innen verschiebbare Fußstützen. 4 Rollen 125 mm mit Bremsen.
Verstellbare Fußstütze. Max. Belastung 130 kg.
Farbe: Weiß. Gewicht: 20 kg

Art. 100619

Institutionen **CHF 940.50** exkl. MwSt.



TOILETTENSTUHL MIT ROLLEN XXL TRS 200

Breiter und stabiler Toilettenrollstuhl mit extrabreiter und weicher Sitzfläche und Rückenlehne breiten und weichen Sitzfläche und Rückenlehne, hochklappbare Brille und Halterung, schwenkbare Armlehnen zum leichteren Transfer. Stabile, schwenkbare und abnehmbare Fußstützen, Gesamtbreite 72 cm, Gesamthöhe 98 cm.
Sitzbreite 56 cm, Sitzhöhe 52 cm, 42 cm. Gesamtgewicht 15,3 kg.
Maximale Belastbarkeit 200 kg
Farbe Anthrazit

Art. 100562

Institutionen **CHF 711.-** exkl. MwSt.



NEIGBARER DUSCHSTUHL SWIFT MOBIL KOMFORT 2

Höhenverstellbar mit Neigungswinkelverstellung

Mit Neigungswinkelverstellung, mit Kopfstütze
 Sitz mit Öffnung an der Rückseite. Höhenverstellbar 50–65 cm.
 Flexible Armlehnen: höhenverstellbar 22/25/28 cm
 und in der Breite verstellbar 42/48/54 cm
 Ergonomische Fußstütze verstellbar 34-46,5 cm
 Max. Belastbarkeit 160 cm. Gesamtbreite 57/58/64 cm
 Gesamtlänge 104 cm (inkl. Fußstütze)
 Max. Innenbreite 42/48/54 cm
 Sitzbreite 50 cm, Sitztiefe 46,5 cm
 Höhe der Rückenlehne ab Sitzfläche 50 cm
 Verstellbare und hochklappbare Rückenlehne aus Stoff
 Räder 125 mm Eigengewicht 20,4 kg

Art. 100625

Institutionen CHF 1'935.- exkl. MwSt.

Verfügbare Optionen:

Art. 8020 9519	Weiches Kissen mit Ausschnitt 4 cm grau	CHF 353.45
Art. 100649	Eimerhalterung	CHF 34.75
Art. 8020 9435	Montageteil Eimerhalterung	CHF 22.95
Art. 100637	Eimer mit Deckel (grau)	CHF 87.10



DUSCHSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO XL

Sicherer, individueller Stuhl, der sich an viele Situationen anpassen lässt, auch für übergewichtige Benutzer. Sitzhöhe in 6 Positionen ohne Werkzeug, innovativer ergonomischer Sitz fördert eine aufrechte Sitzposition. Anpassbare Fußstützen, rutschfeste Handgelenkstützen. Waschbarer Rückenbezug und mit schnell verschleißenden Gurtverschlüssen anpassbar. Einfacher Abbau für Transport und Lagerung. 4 Lenkrollen mit Bremse, ohne Eimerhalterung und Eimer. Gesamtbreite 64,5 cm, Gesamttiefe 90,5 cm, Gesamthöhe 102 bis 114,5 cm. Sitzbreite 48 cm, Sitztiefe 48 cm, Sitzhöhe 44 bis 60 cm, Höhe der Armlehnen 69,3 bis 89 cm. Lenkrollen 5 Zoll (12,7 cm) Gewicht 18 kg. Max. Belastbarkeit bis zu 180 kg
 Farbe: weiß-grau

Art. 101663

Institutionen CHF 1'188.- exkl. MwSt.



DUSCHSTUHL AQUATEC OCEAN VIP ERGO

Stabiler Rahmen aus Edelstahl, Kopfstütze, kompakt und wendig
 Extrem stabiler Stuhl mit Sitzwinkelverstellung ohne
 Gasfeder. Verstellbare Armlehnen, rutschfeste Handgelenkauflagen
 Sitzhöhe in 6 Positionen ohne Werkzeug verstellbar.
 Anpassbare Fußstützen, rutschfeste Handgelenkstützen
 Maschinenwaschbarer, anpassbarer Rückenbezug mit
 verschleißanfälligen Gurtverschlüssen. Einfache Demontage
 für Transport und Lagerung. Optimale Durchgangsmöglichkeit
 auf die Toilettenschüssel. 4 Lenkrollen mit Bremse
 inklusive Topf, Halterung und weichem Sitz.
 Gesamtbreite 56,5 cm, Gesamttiefe 100 cm
 Sitzbreite 48 cm, Sitztiefe 48 cm
 Sitzhöhe 47,5 bis 60 cm. Einstellung des
 von -5° bis 40°. Höhe der Armlehnen 68,8 bis 88,9 cm
 Abstand zwischen den Armlehnen ca. 47,5 cm
 5-Zoll-Lenkrollen (12,7 cm)
 Gewicht 23,5 kg. Belastbarkeit 150 kg
 Farbe: Weiß-Grau



Art. 101683

Institutionen CHF 2'259.- exkl. MwSt.

DUSCH-/TOILETTENSTUHL SCC 200

Ergonomische Sitzfläche komplett aus Kunststoff
 (hochklappbar und abnehmbar). Ergonomische Rückenlehne
 aus Kunststoff mit integrierten Griffen.
 4 Doppelrollen Ø 100 mm aus Kunststoff/Edelstahl mit
 Vollkreisbremsen Hygienischer Eimer mit Innengradierung und
 Durchgang über der Toilette. Beständigkeit gegen UV-Strahlung und
 Desinfektionsmittel. Hohe Stabilität, maximale Belastung 150 kg
 Leicht zu reinigen
 Gesamtbreite: 55,5 cm
 Höhe: 50 cm
 Breite: 44 cm
 Max. Belastung 150 kg



Art. SCC 200

Institutionen CHF 612.- exkl. MwSt.

DUSCH-/TOILETTENSTUHL SCC 250 PPG SB

Basismodell, vier Doppelrollen mit Bremse, Rückenlehne und Sitzfläche gepolstert mit Schaumstoff, Eimer mit Deckel, Deckelaufbewahrung hinter der Rückenlehne, passt über die Toilette (45,5 cm).

Max. Benutzergewicht 150 kg.

Enthaltene Optionen (PPG) = 1
(rechts oder links)

(ASA), abnehmbare Fußstützen (FT), Rückenlehne aus Schaumstoff mit Halterungen für Toilettendeckel hinten (PR), gepolsterte Schaumstoffblende mit hygienischer Öffnung (PP), Sicherheitsstange (SB)

Art. SCC 250 PPG SB

Institutionen CHF 1'485.- exkl. MwSt.



DUSCHSTUHL RCN SCC 200 FT

Dusch-/Toilettenstuhl Typ SCC 200 FT

Einteilige Rückenlehne mit integrierten Schiebegriffen, aus RCN-Kunststoff. Farbe Kobalt, Graphit oder Rot.

Ergonomische, hochklappbare Toilettenbrille. Hygienischer Eimer mit Innen-Skala und luftdichtem Deckel. Gestell aus Kunststoff mit abgerundeten Ecken.

4 doppelte Lenkrollen mit Bremsen, rostfrei.

Max. Belastung 150 kg.

Art. SCC 200 FT

Institutionen CHF 772.20 exkl. MwSt.



DUSCHSTUHL RCN SCC 200 BS FT

Einteilige Rückenlehne mit integrierten Schiebegriffen, aus RCN-Kunststoff. Farbe Kobalt, Graphit oder Rot.

Sitzfläche aus Kunststoff mit Hygieneöffnung.

(Optional gepolsterte Sitzfläche)

Hygiene-Eimer mit Innengradskala und

Gestell aus Kunststoff mit abgerundeten Ecken.

Einziehbare Fußstütze.

4 doppelte Lenkrollen mit Bremsen, rostfrei.

Max. Belastung 150 kg.

Art. SCC 200 BS FT

Institutionen **CHF 855.-** exkl. MwSt.



DUSCHSTUHL RCN SCC 200 S

Einteilige Rückenlehne mit integrierten Schiebegriffen aus Kunststoff RCN. Farbe Kobalt, Graphit oder Rot.

Sitzfläche aus Kunststoff mit Hygieneöffnung.

(Optional gepolsterte Sitzfläche). Armlehne rechts oder links,

Sicherheitsbügel. Hygienebecken mit Inneneinteilung

und dicht schließendem Deckel. Abnehmbare Fußstütze.

4 doppelte Lenkrollen mit Bremsen, rostfrei. Max. Belastung 150 kg.

Art. SCC 200 S

Institutionen **CHF 945.-** exkl. MwSt.



DUSCH-/TOILETTENSTUHL SCC 220 MS

Ergonomische Sitzfläche aus einem Stück, komplett aus Kunststoff mit hygienischer Öffnungsmöglichkeit. Ergonomische Rückenlehne

aus einem Stück mit Griffen integriert. Hygienischer Eimer mit

Innengradierung und luftdichtem Verschluss. 4 einfache, schwenkbare

Rollen, Ø 100 mm, vollständig feststellbar,

aus Thermoplast/Edelstahl. Durchgang über der Toilette

Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Desinfektionsmittel

Sitzbreite 54 cm

Hohe Stabilität, maximale Belastung 175 kg

Art. SCC 220 MS

Institutionen **CHF 1'125.-** exkl. MwSt.



DUSCHSTUHL RCN SCC 250 XL PPG



Max. Belastbarkeit 200 kg.

Mit PUR-Schaum gepolsterte Sitzfläche, **46–54 cm** breit, mit ausgeschnittener Frontblende.

RCN-Eimer mit Saugnapfdeckel.

Abnehmbare Fußstütze, Rückenlehne gepolstert mit PUR-Schaumstoff.

Sitzbreite wahlweise: **46 bis 54 cm**

Tiefe: 45 cm,

Sitzhöhe: 56,5 cm.

Farbe: Dunkelblau

Art. SCC250 XL PPG

Institutionen **CHF 2'138.40** exkl. MwSt.



DUSCHSTUHL RCN SCC 250 OS PPG



Max. Belastbarkeit 250 kg.

Mit PUR-Schaum gepolsterte Sitzfläche, **56–60 cm** breit, mit ausgeschnittener Blende vorne.

RCN-Eimer mit Saugnapfdeckel.

Abnehmbare Fußstütze, Rückenlehne gepolstert mit PUR-Schaum.

Sitzbreite wahlweise **56 oder 60 cm**

Tiefe: 52 cm,

Sitzhöhe: 56,5 cm.

Farbe: Dunkelblau

Art. SCC250 OS PPG

Institutionen **CHF 2'880.-** exkl. MwSt.



DUSCHSTUHL SCC 250 XXXL DSP 300 MFTOS PR STE



Max. Belastung 300 kg.

Kunststoffsitzfläche von **61 bis 70 cm** Breite mit ausgeschnittener Blende

RCN-Eimer mit Saugnapfdeckel.

Abnehmbare Fußstütze, Rückenlehne mit PUR-Schaum gepolstert.

Sitzbreite: **70 cm**

Tiefe: 52 cm, Sitzhöhe: 56,5 cm.

Farbe: Dunkelblau

Art. SCC250 XXXL DS300

Institutionen **CHF 5'098.50** exkl. MwSt.



DUSCHHOCKER RCN DH 49 PA

Basismodell DH 49, leicht, aber dennoch sehr robust und stabil
Mit Sitzkissen aus PU-Schaum
Farben zur Auswahl: Dunkelblau, Blau-Violett,
Wassergrün oder Graphit
Max. Belastbarkeit 200 kg

Art. DH 49 PA

Institutionen **CHF 225.-** exkl. MwSt.



DUSCHHOCKER RCN DH 49 A PA

Grundmodell DH 49 mit Armlehnen Leicht, aber dennoch sehr robust
und stabil, mit Sitzkissen aus PU-Schaum
Farben zur Auswahl: Dunkelblau, Blau-Violett,
Wassergrün oder Graphit.
Max. Belastbarkeit 200 kg

Art. DH 49 A PA

Institutionen **CHF 324.-** exkl. MwSt.



DUSCHHOCKER RCN DH 49 A RL PA

Grundmodell DH 49 mit Armlehnen Leicht, aber dennoch
sehr stabil und robust, mit Sitzkissen aus PU-Schaumstoff
Farben zur Auswahl: Dunkelblau, Blau-Violett,
Wassergrün oder Graphit.
Max. Belastbarkeit 150 kg

Art. DH 49 A RL PA

Institutionen **CHF 414.-** exkl. MwSt.



DUSCHHOCKER SWIFT

Sitzhöhe von 44 bis 59 cm verstellbar.
Abnehmbare Füße. Sitz mit Aussparung für die
Intimhygiene. Gesamtbreite 54 cm, Sitztiefe 40 cm. Gesamttiefe 47 cm.
Max. Belastbarkeit 130 kg. Farben zur Auswahl: Grün, Weiß, Grau und
Kristallblau

Art. 500539-001 (weiß) / 500539-002 (grau) / 500539-003 (grün) / 500539-004 (kristallblau)

Institutionen **CHF 184.75** exkl. MwSt.



DUSCHHOCKER EDGE

Dreieckiger Duschocker. Höhenverstellbar von 42 bis 57 cm.
Sitzbreite: 45 cm. Max. Belastbarkeit 130 kg
Erhältlich in Kristallblau, Weiß und Grau

Art. 500534-003 (Kristallblau) / 500534-002 (Weiß) / 500534-001 (Grau)

Einrichtungen **CHF 101.15** exkl. MwSt.



SMART DUSCHHOCKER

Rechteckiger Duschocker, höhenverstellbar von 42 bis 57 cm
Sitzmaße: 43 x 38 cm, max. Belastbarkeit 150 kg
Erhältlich in Kristallblau, Weiß oder Grau

Art. 500528-005 (Kristallblau) / 500528-001 (Weiß) / 500528-003 (Grau)

Institutionen **CHF 92.50** exkl. MwSt.



DUSCHSTUHL SORRENTO

Sicherer und bequemer Duschstuhl mit Rückenlehne und
Armstützen. Rückenlehne und Armstützen abnehmbar.
Individuell und flexibel einstellbar dank weicher Rückenlehne
in modularem Design. Gesamthöhe 85 bis 99 cm.
Gesamtbreite 52 cm. Gesamttiefe 43 cm.
Sitzbreite 40 cm. Sitztiefe 40 cm
Sitzhöhe 46 bis 61 cm. Rückenbreite 50 cm.
Belastbarkeit 135 kg. Gewicht 5,5 kg

Art. 501356-001 (ohne Ausschnitt)

Institutionen **CHF 243.25** exkl. MwSt.

Art. 501356-002 (mit Ausschnitt)

Institutionen **CHF 243.25** exkl. MwSt.



Avec découpe
anatomique

Sans découpe
anatomique

KLAPPBARE HALTEGRIFFSTANGE AUS ALUMINIUM CAVERE

Für Dusche oder WC, kratzfeste Pulverbeschichtung.
Mit Sicherheitsbremse und austauschbarer Platte, max. Belastung 100 kg.
Farbe nach Wahl: Satinweiß, Silbermetallic, Anthrazitmetallic,
Carbon schwarz und Satin beige. Länge 600, 725, 850 oder 900 mm

Art. NW2.6026. 600 mm
Institutionen **CHF 860.30** exkl. MwSt.

Art. NW2.6027. 725 mm
Institutionen **CHF 885.05** exkl. MwSt.

Art. NW2.6028. 850 mm
Institutionen **CHF 925.65** exkl. MwSt.



TOILETTE-ARMLEHNE ETAC REX

Klappbar, Farbe Weiß mit grauen Applikationen
Max. Belastbarkeit 135 kg
(150 kg mit Fuß)

Art. 8170 5040 85 cm ohne Stützfuß

Institutionen **CHF 281.15** exkl. MwSt.

Art. 8170 5050 85 cm mit Stützfuß

Institutionen **CHF 417.80** exkl. MwSt.





STÜTZSTANGE SAFE PRO

Die gelenkigen Stützgriffe bieten
zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.
Schlichtes und elegantes Design, hochglanzpoliert.
Unsichtbarer Verschluss
Aus rostfreiem Stahl. Befestigungsmaterial
Tragkraft 150 kg.
Farbe: Edelstahl glänzend, Kunststoff grau

Art. 500527-001 (60 cm) *Institutionen* **CHF 301.15** exkl. MwSt.

Art. 500527-003 (70 cm) *Institutionen* **CHF 301.15** exkl. MwSt.

Art. 500527-002 (85 cm) *Institutionen* **CHF 324.30** exkl. MwSt.



HALTEGRIFF AUS ALUMINIUM CAVERE

Kratzfeste Pulverbeschichtung

Art. NW0.6003.	300 mm	
<i>Institutionen</i>	CHF 179.20	exkl. MwSt.
Art. NW0.6004.	400 mm	
<i>Institutionen</i>	CHF 191.05	exkl. MwSt.
Art. NW0.6006.	600 mm	
<i>Institutionen</i>	CHF 225.70	exkl. MwSt.
Art. NW0.6008.	800 mm	
<i>Institutionen</i>	CHF 261.35	exkl. MwSt.
Art. NW0.6010.	1000 mm	
<i>Institutionen</i>	CHF 298.-	exkl. MwSt.



HALTEGRIFF AUS ALUMINIUM 400 x 400 MM CAVERE

Kratzfeste Pulverbeschichtung

Art. NW1.6044.

Institutionen **CHF 363.35** exkl. MwSt.



SEITLICHER HALTEGRIFF AUS ALUMINIUM 135°

316 x 350 mm & 316 x 650 mm CAVERE

Kratzfeste Pulverbeschichtung

Art. NB1.6035.xxx.L **316 x 350 mm** (links)

Institutionen **CHF 403.90** exkl. MwSt.

Art. NB1.6035.xxx.R **316 x 350 mm** (rechts)

Institutionen **CHF 403.90** exkl. MwSt.

Art. NB1.6036.xxx.L **316 x 650 mm** (links)

Institutionen **CHF 426.70** exkl. MwSt.

Art. NB1.6036.xxx.R **316 x 650 mm** (rechts)

Institutionen **CHF 426.70** exkl. MwSt.



ECKSTANGE AUS ALUMINIUM

750 x 450 mm & 750 x 750 mm CAVERE

Kratzfeste Pulverbeschichtung

Art. ND2.6001.xxx.L 750 x 450 mm (links)
Art. ND2.6001.xxx.L 750 x 450 mm (rechts)

Institutionen **CHF 463.30** exkl. MwSt.

Art. ND2.6002. 750 x 750 mm

Institutionen **CHF 610.85** exkl. MwSt.

covere®



HALTESTANGE MIT DUSCHGLEITSTANGE AUS ALUMINIUM CAVERE

Kratzfeste Pulverbeschichtung

Art. ND1.6061. 1200 x 600 mm

Institutionen **CHF 623.70** exkl. MwSt.

Art. ND1.6091. 1200 x 900 mm

Institutionen **CHF 753.40** exkl. MwSt.

covere®



STÜTZSTANGE MIT DUSCHGLEITSTANGE AUS ALUMINIUM CAVERE

Kratzfeste Pulverbeschichtung

Art. ND2.6100. 1200 x 750 x 750 mm

Einrichtungen **CHF 843.50** exkl. MwSt.

Art. ND2.6102. 1200 x 1100 x 1100 mm

Institutionen **CHF 1'260.-** exkl. MwSt.

covere®



KLAPPBARER DUSCHSITZ 450 x 462 MM CAVERE

cavere®

Wandbefestigung
 Polsterung aus
 anthrazitfarbenem Polyurethan
 Durchgehender Kern aus korrosionsbeständigem Metall
 mit einstellbarem Bremssystem

Max. Belastung 150 kg

Art. ND3.6112.

Institutionen **CHF 1'061.30** exkl. MwSt.



KLAPPBARER DUSCHSITZ CAVERE

cavere®

Polsterung aus
 anthrazitfarbenem Polyurethan
 Durchgehender Kern aus korrosionsbeständigem Metall
 mit einstellbarem Bremssystem

Max. Belastung 150 kg

Art. ND3.6500. 380 x 563 mm

Institutionen **CHF 1'565.20** exkl. MwSt.

Art. ND3.6510. 450 x 563 mm

Institutionen **CHF 1'672.10** exkl. MwSt.



DUSCHSTUHL CAVERE MIT ARMENLEHNEN UND RÜCKENLEHNE

cavere®

Duschsitz aus Aluminium
 mit Sicherheitsbremse, zum Einhängen,
 mit Armlehnen, klappbar
 Farbe: Anthrazit

Art. ND3.6582.900

Institutionen **CHF 2'106.50** exkl. MwSt.



EINFACHER WANDGRIFF SAFE PRO

Länge: 30 cm

Art. 500523-002

Institutionen **CHF 72.90** exkl. MwSt.

Länge: 45 cm

Art. 500523-001

Institutionen **CHF 82.80** exkl. MwSt.

Länge: 60 cm

Art. 500523-003

Institutionen **CHF 96.30** exkl. MwSt.



DUSCHWAGEN UDW 650 VRW



Komfort dank gepolsterter Duschrmatratze
 Seitliche Galerien vollständig klappbar
 Führungsgalerien am Kopfende des Wagens: Verlängerung um 15 cm für die Liegefläche (1770 mm)
 Beidseitiges Fußpedal zur hydraulischen Höhenverstellung der Höhe. Ein 90 cm langer Schlauch dient als kontrollierter Abfluss kontrollierte Abwasserableitung Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
 Rahmen aus Edelstahl
 Nicht oxidierbar und korrosionsbeständig
 Hohe Stabilität, maximale Belastung 150 kg
 8 doppelte Lenkrollen, Ø 100 mm, 4 davon feststellbar.



Art. UDW 650 VRW

Institutionen **CHF 8'593.20** exkl. MwSt.

DUSCHWAGEN UDW 2500



Die gepolsterte Badewanne bietet hohen Liegekomfort. Fußstützen und seitliche Stützen sind klappbar, klappbare Kopfstütze, stufenlose hydraulische Höhenverstellung, Höhenverstellung von 49 bis 89 cm über Pedale auf beiden Seiten. Anti-/Trendelenburg-Positionierung über Gasdruckfeder abschließbare und kontrollierbare Entleerung mit 90 cm langem Schlauch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren Edelstahlrahmen mit Pulverbeschichtung, rostfrei garantiert sehr stabil, belastbar bis 200 kg bis zu einer Höhe von 185 cm (200 cm mit umgeklappter Kopfstütze), bis zu einer Schulterbreite von 62 cm. 8 doppelte Lenkrollen Ø 100 mm aus Kunststoff und Edelstahl (davon 4 mit Bremsen) für einen flexiblen und wendigen Transport



Art. UDW 2500

Institutionen CHF 7'500.- exkl. MwSt.

DUSCHWAGEN UDW 4500 XXL VRW



Stufenlos verstellbare Rückenlehne mit Kurbel
Ausziehbare Schiebegriffe für einfache Handhabung
Manövrieren, Komfort durch gepolsterte
Dusch-Badewannenmatratze,
vollständig klappbare Seitengitter
Führungsleisten am Kopf- und Fußende des
: Verlängerung der Liegefläche um 15 cm
(2000 mm). Beidseitige Fußpedale zur
hydraulische Höhenverstellung
Trendelenburg-Position – Neigung nach oben/unten
mithilfe eines Gasdruckfeder. Rahmen aus rostfreiem
Stahl mit Epoxidharzbeschichtung, hohe
Korrosionsbeständigkeit
Hohe Stabilität, **maximale Belastung 400 kg**
8 doppelte Lenkrollen, Ø 100 mm, 4 mit Feststellern



Art. UDW 4500 XXL VRW

Institutionen CHF 13'500.- exkl. MwSt.

DUSCHWAGEN UDL 500



Dusch- und Transportwagen
 Komfort dank gepolsterter Badewannen- und Duschrmatratze
 Seitliche Galerien vollständig klappbar
 90 cm langer Schlauch für kontrollierten Abfluss
 des Abwassers. Struktur aus Kunstharz
 Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Desinfektionsmittel
 Leicht zu pflegen und zu desinfizieren
 Korrosionsbeständig
 4 einfache, schwenkbare Rollen, Ø 100 mm,
 vollständig feststellbar, aus Thermoplast/Edelstahl,
 nicht fleckend. Hohe Stabilität, maximale Belastung 150 kg

Art. UDL 500

Institutionen **CHF 4'300.-** exkl. MwSt.



DUSCHWAGEN 509 MIT ZENTRALER BREMSANLAGE



Hydraulisch höhenverstellbar über beidseitiges Pedal.
 Schutzabdeckung der Basis aus ABS. 4 Räder
 mit einem Durchmesser von 100 mm mit Bremse,
 davon 1 Lenkrolle, Schiebestange, wasserdichter
 Kopf- und Fußteil, einziehbarer, profilierte Seitengitter,
 korrosionsbeständiges Epoxidharz.
 Geneigte Liegefläche aus Polyester-PVC mit Polsterung
 (L 1780 x B 600 mm, 200 mm hoch, Stärke 20 mm),
 befestigt auf wasserabweisendem Kompaktmaterial.
 Kopfstützkissen aus gepolstertem PVC-Polyester,
 verschließbarer Abflusstopfen,
 mit unter der Liegefläche befestigtem Schlauch.
 Thermoformierter Wäschekorb.
 PVC-Farbe: Karibikgrün



Mit zentraler Feststellbremse

Art. C430001

Institutionen **CHF 4'700.-** exkl. MwSt.

BADETRITT MIT GRIFF

Eine praktische Hilfe zum Duschen
oder sicheres Waschen.

Wird quer über die Badewanne gelegt und
wird mit 4 Klemmfüßen befestigt.

Geformte Seifenablage und abnehmbarer Griff.

Erhältlich in 2 Längen, je nach Breite
der Badewanne.

Max. Belastbarkeit 130 kg.

Art. 500540-002 Länge 69 cm

Institutionen **CHF 59.15** exkl. MwSt.

Art. 500540-001 Länge 74 cm

Institutionen **CHF 59.15** exkl. MwSt.

