



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 12 h
14 h – 12 h

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

The logo for PRO features a large, brown, sans-serif cross symbol to the left of the word 'PRO' in a bold, brown, sans-serif font.

PRO

SURELEVATION WC CLIPPER II

En matière synthétique lisse, facile à nettoyer et pourvue d'une découpe à l'avant.
Se fixe sur la cuvette des WC au moyen de 4 pinces.
Elle se retire facilement pour permettre une utilisation normale des toilettes.
Charge max. 180 kg. Hauteur de 10 cm.

Art. 100003

Institutions **CHF 76.50** TVA excl.



SURELEVATION DE WC SOFT REHOSOFT

Avec une forme ergonomique pour un confort d'assise ultime.
Structure en mousse PU et facile à nettoyer.
Poids de l'utilisateur max. 185 kg
Hauteur : 11,5 cm. Largeur hors tout: 37 cm
Profondeur hors tout: 41 cm

Art. 501647-002

Institutions **CHF 92.65** TVA excl.



SURELEVATION DE WC SOFT REHOSOFT + ABATTANT

Surélévation de WC soft Contact Plus + abattant
hauteur : 11,5 cm, largeur hors tout: 37 cm
Profondeur hors tout: 41 cm
Avec une forme ergonomique pour un confort d'assise ultime.
Avec couvercle. Structure en mousse PU agréable et facile à nettoyer.
Poids de l'utilisateur max. 185 kg

Art. 501647-001

Institutions **CHF 99.-** TVA excl.



SURELEVATION DE WC MY-LOO AVEC COUVERCLE

Surélévation de toilettes MY-LOO 6 ou 10 cm avec couvercle
sans accoudoirs, avec crochets de fixation
charge max. 190 kg

Art. 500529-001 (6 cm) *Institutions* **CHF 67.75** TVA excl.

Art. 500529-002 (10 cm) *Institutions* **CHF 76.45** TVA excl.



ACCOUDOIRS SUPPORTER II

Accoudoirs rembourrés et arrondis à l'avant qui peuvent être relevés individuellement, interchangeable avec la lunette normale avec couvercle. Forme d'assise ergonomique, surfaces lisses pour un nettoyage facile, couvercle et lunettes d'assise en polypropylène, fixation en aluminium. Largeur avec accoudoirs 60 cm, largeur entre les accoudoirs 49 cm, hauteur des accoudoirs 25 cm. Longueur des accoudoirs 41,5 cm. Poids 4,8 kg
Capacité de charge max. 150 kg

Art. 100617 *Institutions* **CHF 387.-** TVA excl.



SURELEVATION DE WC MY LOO FIXE (6 ou 10 cm)

Avec couvercle et accoudoirs
Installation rapide et simple avec un maintien sûr, surfaces lisses pour un nettoyage facile. La forme souple du siège offre un maintien sûr et un grand confort, ouverture extra large
Avec découpe généreuse facilite l'hygiène corporelle
Largeur totale 57 cm, taille de l'ouverture 23 x 36 cm
Distance entre les accoudoirs 48 cm
Poids max. de l'utilisateur 150 kg

Art. 500532-002 (6 cm) *Institutions* **CHF 162.-** TVA excl.

Art. 500532-003 (10 cm) *Institutions* **CHF 162.-** TVA excl.




SURELEVATION WC REGLABLE EN HAUTEUR TH-10 MANUELLE

Base métallique thermo laquée, se fixant dans la cuvette au moyen de 2 vis. Equipée d'une lunette avec abattant et d'accoudoirs pivotant vers l'arrière. Réglage manuel de la hauteur par palier à 5, 8, 11 ou 15 cm. Poids 13,5 kg.

Charge maximale par accoudoir: 80 kg

Charge maximale sur l'unité: 120 kg.

Largeur hors tout: 58 cm.

Installation comprise

Art. 350.110.110 (avec accoudoirs)

Institutions **CHF 1'163.25** TVA excl.

Art. 350.110.112 (sans accoudoirs)

Institutions **CHF 712.80** TVA excl.



CHAISE DE TOILETTE/DOUCHE SWIFT COMMODE

Quatre pieds réglables en hauteur individuellement pour une assise de 42 à 57 cm. Poids 5,4 kg, charge max. 130 kg. Livrée avec un revêtement de siège et de dossier, ainsi qu'un seau avec couvercle.

Art. 390097

Institutions **CHF 288.-** TVA excl.



CHAISE PERCEE SUR ROULETTES TSU -2

Cadre Gris, munie de roulettes orientables dont deux à frein (ou 4 à freins). Accoudoirs rabattables et repose-pieds réglables en hauteur, escamotables et amovibles. Lunette en plastique blanc, avec coussin amovible. Livrée avec seau. Charge max. 130 kg
Données techniques: Hauteur totale 98 cm. Largeur totale 56 cm. Longueur totale 81 cm. Hauteur dossier 45 cm. Largeur d'assise 47 cm Profondeur d'assise 44 cm. Hauteur d'assise 51 cm. Pneus 5 pouces. Poids 12,9 kg. Couleur gris métallisé

Art. 100515 (2 roulettes à frein)

Institutions **CHF 288.-** TVA excl.

Art. TSU 233 (4 roulettes à frein)

Institutions **CHF 316.80** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE/TOILETTE CLEAN

Chaise douche/toilette CLEAN avec **2 roulettes à frein** 125 mm (une à l'avant, une à l'arrière, en diagonale)
Châssis en acier thermolaqué et siège en matière synthétique.
Accoudoirs amovibles, repose-pieds ajustables
Disponible en blanc ou vert Lagoon
Livrée sans support ni seau.

Art. 500541-003 Hauteur de siège de 49 cm (blanc)

Art. 500541-002 Hauteur de siège à 55 cm (blanc)

Institutions **CHF 591.30** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 100637 Seau avec couvercle

CHF 87.10 TVA excl.

Art. 100649 Support de seau

CHF 34.75 TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE CLEAN REGLABLE EN HAUTEUR

Hauteur de siège réglable de **47,5 cm à 60 cm**, couleur blanc
 Accoudoirs amovibles, repose-pieds ajustable et rétractable
4 roulettes 125 mm à frein.

Art. 100618

Institutions **CHF 1'012.05** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 100637 Seau avec couvercle

CHF 87.10 TVA excl.

Art. 100649 Support de seau

CHF 34.75 TVA excl.



CHAISE DOUCHE-TOILETTE CLEAN ROUES 24"

Chaise de douche/toilette CLEAN avec roues de propulsion 24"
 et cercles de propulsion. Idéal pour patient autonome.
 Hauteur de siège 55 cm. Largeur d'assise : 48cm
 Châssis en acier thermolaqué et siège en matière synthétique.
 Accoudoirs amovibles et repose-pied
 coulissant vers l'intérieur. 4 roulettes 125 mm avec freins.
 Repose pieds ajustable. Charge max. 130 kg.
 Couleur : blanc. Poids : 20 kg

Art. 100619

Institutions **CHF 940.50** TVA excl.



CHAISE DE TOILETTE A ROULETTES XXL TRS 200

Fauteuil roulant de toilettes large et stable, avec assise et dossier extra
 larges et souples, lunette et support relevables, accoudoirs pivotants
 pour faciliter le transfert. Repose-pieds stables, pivotants et amovibles,
 Largeur totale 72 cm, hauteur totale 98 cm.
 Largeur d'assise 56 cm, hauteur d'assise 52 cm, profondeur
 d'assise 42 cm. Poids total 15,3 kg.
 Capacité de charge maximale 200 kg
 Couleur anthracite

Art. 100562

Institutions **CHF 711.-** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE INCLINABLE SWIFT MOBIL KOMFORT 2

Réglable en hauteur avec réglage de l'angle d'inclinaison

Avec réglage de l'angle d'inclinaison, avec appui-tête
 Siège avec ouverture à l'arrière. Hauteur réglable 50-65cm.
 accoudoirs flexibles: réglable en hauteur 22/25/28 cm
 et réglable en largeur 42/48/54cm
 repose-pieds ergonomique réglable 34-46.5cm
 charge max. 160kg. Largeur totale 57/58/64cm
 Longueur totale 104cm (incl. repose-pieds)
 Largeur intérieur max. 42/48/54cm
 Largeur du siège 50cm, profondeur du siège 46,5cm
 Hauteur du dossier à partir du siège 50cm
 Dossier en tissu réglable et relevable
 Roues 125mm. Poids propre 20,4kg

Art. 100625

Institutions CHF 1'935.- TVA excl.

Options disponibles :

Art. 8020 9519	Coussin souple avec découpe 4 cm gris	CHF 353.45
Art. 100649	Support de seau	CHF 34.75
Art. 8020 9435	Pièce de montage support de seau	CHF 22.95
Art. 100637	Seau avec couvercle (gris)	CHF 87.10

CHAISE DE DOUCHE AQUATEC OCEAN ERGO XL

Chaise sûr, individuel et adaptable à de nombreuses situations, même pour les utilisateurs obèses. Hauteur d'assise réglable en 6 positions sans outils, siège ergonomique innovant favorisant une position assise droite. Repose-pieds adaptables, repose-poignets antidérapants. Housse de dossier lavable en machine et adaptable avec des fermetures de ceinture à usure rapide. Démontage facile pour le transport et le stockage 4 roues pivotantes avec frein, sans support de seau ni seau. Largeur totale 64,5 cm, profondeur totale 90,5 cm, hauteur totale 102 à 114,5 cm. Largeur d'assise 48 cm, profondeur d'assise 48 cm, hauteur d'assise 44 à 60 cm, hauteur des accoudoirs 69,3 à 89 cm. Roulettes pivotantes 5 pouces (12,7 cm) Poids 18 kg. Capacité de charge max. jusqu'à 180 kg Couleur blanc-gris

Art. 101663

Institutions CHF 1'188.- TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE AQUATEC OCEAN VIP ERGO

Cadre stable en acier inoxydable, appui-tête, compact et maniable
Chaise extrêmement stable avec réglage de l'angle d'assise sans ressort à gaz. Accoudoirs adaptables, repose-poignets antidérapants
Hauteur d'assise réglable en 6 positions sans outils.

Repose-pieds adaptables, repose-poignets antidérapants
Housse de dossier lavable en machine et adaptable avec des fermetures de ceinture à usure rapide. Démontage facile pour le transport et le stockage. Possibilité optimale de passer sur la cuvette des toilettes. 4 roulettes pivotantes avec frein pot, support et siège souple inclus.

Largeur totale 56,5 cm, profondeur totale 100 cm
Largeur d'assise 48 cm, profondeur d'assise 48 cm
Hauteur d'assise 47,5 à 60 cm. Réglage de l'angle d'assise -5° à 40°. Hauteur des accoudoirs 68,8 à 88,9 cm
Distance entre les accoudoirs env. 47,5 cm
Roulettes pivotantes 5 pouces (12,7 cm)
Poids 23,5 kg. Capacité de charge 150 kg
Couleur blanc-gris



Art. 101683

Institutions **CHF 2'259.-** TVA excl.

CHAISE DE DOUCHE/TOILETTE SCC 200

Lunette ergonomique entièrement en plastique (relevable et amovible). Dossier monobloc ergonomique en plastique avec poignées intégrées. 4 roulettes doubles Ø 100 mm en plastique /inox à freins à rotation complète
Seau hygiénique avec graduation intérieure et fermeture Hermétique. Passage au-dessus des WC
Structure en résine de synthèse
Résistance aux UV et aux produits désinfectants
Grande stabilité, charge maximale 150 kg
Facile à entretenir
Largeur hors tout: 55,5 cm
Hauteur: 50cm
Largeur: 44cm
Charge max. 150 kg



Art. SCC 200

Institutions **CHF 612.-** TVA excl.

CHAISE DE DOUCHE/ TOILETTE SCC 250 PPG SB

Modèle de base, quatre roulettes doubles à frein, dossier et assise en mousse rembourrée, seau avec couvercle, rangement du couvercle derrière le dossier, passe par-dessus les toilettes (45,5 cm).

Poids utilisateur max. 150 kg.

Options incluses (PPG) = 1 Accoudoirs relevables (droite ou gauche)

(ASA), repose-pieds amovibles (FT), Dossier en mousse avec supports pour couvercle à l'arrière (PR), lunette rembourrée en mousse avec ouverture hygiénique (PP), Barre de sécurité (SB)

Art. SCC 250 PPG SB

Institutions **CHF 1'485.-** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 200 FT

Chaise de douche/toilette type SCC 200 FT

Dossier monobloc avec poignées de poussée intégrées, en plastique RCN. Couleur cobalt, graphite ou rouge.

Lunette ergonomique et relevable. Seau hygiénique avec graduation intérieure et couvercle hermétique. Châssis fabriqué en résine de synthèse avec angles arrondis. Repose-pieds escamotable. 4 double-roulettes pivotantes à freins, inoxydables. Charge max. 150 kg.

Art. SCC 200 FT

Institutions **CHF 772.20** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 200 BS FT

Dossier monobloc avec poignées de poussée intégrées, en plastique RCN. Couleur kobalt, graphit ou rouge.

Assise en plastique avec ouverture hygiénique.

(En option, assise rembourrée)

Seau hygiénique avec graduation intérieure et couvercle hermétique. Châssis fabriqué en résine de synthèse avec angles arrondis. Repose-pieds escamotable.

4 double-roulettes pivotantes à freins, inoxydables.

Charge max. 150 kg.

Art. SCC 200 BS FT

Institutions **CHF 855.-** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 200 S

Dossier monobloc avec poignées de poussée intégrées, en plastique RCN. Couleur kobalt, graphit ou rouge.

Assise en plastique avec ouverture hygiénique.

(En option, assise rembourrée). Accoudoir droite ou gauche rabattable, barre de sécurité. Seau hygiénique avec graduation intérieure et couvercle hermétique. Repose-pieds escamotable.

4 double-roulettes pivotantes à freins, inoxydables.

Charge max. 150 kg.

Art. SCC 200 S

Institutions **CHF 945.-** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE/TOILETTE SCC 220 MS

Assise ergonomique en monobloc, entièrement en plastique à ouverture hygiénique. Dossier monobloc ergonomique avec poignées intégrées. Seau hygiénique avec graduation intérieure et fermeture hermétique. 4 roulettes simples, pivotantes, Ø 100 mm à blocage total, en thermoplastique / acier inox. Passage au-dessus des WC

Résistance aux UV et aux produits désinfectants

Largeur d'assise 54 cm

Grande stabilité, charge maximale 175 kg

Art. SCC 220 MS

Art. SCC 220 MS

Institutions **CHF 1'125.-** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 250 XL PPG



Charge max. 200 kg.

Assise rembourrée avec mousse PUR, de **46-54** cm de large avec lunette découpée à l'avant.

Seau RCN avec couvercle ventouse.

Repose-pied amovible, dossier rembourré en mousse PUR.

Largeur de siège à choix : **46 à 54 cm**

Profondeur : 45 cm,

Hauteur de siège : 56,5 cm.

Couleur : Bleu foncé

Art. SCC250 XL PPG

Institutions CHF 2'138.40 TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 250 OS PPG



Charge max. 250 kg.

Assise rembourrée avec mousse PUR, de **56 – 60** cm de large avec lunette découpée à l'avant.

Seau RCN avec couvercle ventouse.

Repose-pied amovible, dossier rembourré en mousse PUR.

Largeur de siège à choix : **56 ou 60 cm**

Profondeur : 52 cm,

Hauteur de siège : 56,5 cm.

Couleur : Bleu foncé

Art. SCC250 OS PPG

Institutions CHF 2'880.- TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE SCC 250 XXXL DSP 300 MFTOS PR STE



Charge max. 300 kg.

Assise en plastique de **61 à 70** cm de large avec lunette découpée à l'avant. Seau RCN avec couvercle ventouse.

Repose-pied amovible, dossier rembourré en mousse PUR.

Largeur de siège : **70 cm**

Profondeur : 52 cm, Hauteur de siège : 56,5 cm.

Couleur : Bleu foncé

Art. SCC250 XXXL DS300

Institutions CHF 5'098.50 TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE RCN DH 49 PA

Modèle de base DH 49, léger, pourtant très robuste et stable
Avec coussin d'assise en mousse PU
Coloris à choix : Bleu Foncé, Bleu-Violet,
Vert d'eau ou Graphite
Charge max. 200 kg

Art. DH 49 PA

Institutions **CHF 225.-** TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE RCN DH 49 A PA

Modèle de base DH 49 avec accoudoirs léger, pourtant très robuste et stable, Avec coussin d'assise mousse PU
Coloris à choix : Bleu Foncé, Bleu-Violet,
Vert d'eau ou Graphite.
Charge max. 200 kg

Art. DH 49 A PA

Institutions **CHF 324.-** TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE RCN DH 49 A RL PA

Modèle de base DH 49 avec accoudoirs léger, pourtant très robuste et stable, avec coussin d'assise mousse PU
coloris à choix : Bleu Foncé, Bleu-Violet,
Vert d'eau ou Graphite.
Charge max. 150 kg

Art. DH 49 A RL PA

Institutions **CHF 414.-** TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE SWIFT

Hauteur du siège réglable de 44 à 59 cm.
Pieds amovibles. Siège avec évidement pour la toilette intime. Largeur totale 54 cm, profondeur du siège 40 cm. Profondeur hors tout 47 cm.
Charge max. 130 kg. Coloris à choix : Vert, blanc, gris et bleu cristal

Art. 500539-001 (blanc) / 500539-002 (gris) / 500539-003 (vert) / 500539-004(bleu cristal)

Institutions **CHF 184.75** TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE EDGE

Tabouret de douche triangulaire. Réglable en hauteur de 42-57 cm.
Largeur du siège: 45 cm. Charge max. 130 kg
Disponible en bleu cristal, blanc et gris

Art. 500534-003 (bleu cristal) / 500534-002 (blanc) / 500534-001 (gris)

Institutions **CHF 101.15** TVA excl.



TABOURET DE DOUCHE SMART

Tabouret de douche rectangulaire, réglable en hauteur de 42 – 57 cm
Dimensions du siège : 43 x 38 cm, charge max. 150 kg
Disponible bleu cristal, blanc ou gris

Art. 500528-005 (bleu cristal) / 500528-001(blanc) / 500528-003 (gris)

Institutions **CHF 92.50** TVA excl.



CHAISE DE DOUCHE SORRENTO

Chaise de douche sûre et confortable avec dossier et accoudoirs. Dossier et accoudoirs amovibles. Réglage individuel et flexible grâce au dos doux conception modulaires. Hauteur totale 85 à 99 cm.
Largeur totale 52 cm. Profondeur totale 43 cm.
Largeur d'assise 40 cm. Profondeur d'assise 40 cm
Hauteur d'assise 46 à 61 cm. Largeur du dossier 50 cm.
Capacité de charge 135 kg. Poids 5,5 kg

Art. 501356-001 (sans découpe intime) *Institutions* **CHF 243.25** TVA excl.

Art. 501356-002 (avec découpe intime) *Institutions* **CHF 243.25** TVA excl.



Avec découpe anatomique



Sans découpe anatomique

BARRE D'APPUI RABBATABLE EN ALUMINIUM CAVERE

Pour la Douche ou les WC, revêtement anti-rayures peint par poudrage. Avec frein de sécurité et plaque interchangeable, charge max. 100 kg. Couleur à choix: Blanc satiné, Argent métallisé, Anthracite métallisé, Noir carbone et Satin beige. Longueur 600, 725, 850 ou 900 mm

Art. NW2.6026. 600mm
Institutions **CHF 860.30** TVA excl.

Art. NW2.6027. 725mm
Institutions **CHF 885.05** TVA excl.

Art. NW2.6028. 850mm
Institutions **CHF 925.65** TVA excl.



ACCOUDOIR DE TOILETTE ETAC REX

Relevable, coloris Blanc avec applications grises
 Charge max. 135 kg
 (150 kg avec pied)

Art. 8170 5040 85 cm sans pied de soutien

Institutions **CHF 281.15** TVA excl.

Art. 8170 5050 85 cm avec pied de soutien

Institutions **CHF 417.80** TVA excl.





BARRE D'APPUI SAFE PRO

Les poignées de support articulées offrent de nombreuses utilisations possibles. Design simple et élégant miroir poli. Fermeture invisible. En acier inoxydable. Matériel de fixation. Capacité de charge 150 kg. Couleur inox brillant, plastique gris

Art. 500527-001 (60 cm) *Institutions* **CHF 301.15** TVA excl.

Art. 500527-003 (70 cm) *Institutions* **CHF 301.15** TVA excl.

Art. 500527-002 (85 cm) *Institutions* **CHF 324.30** TVA excl.



POIGNEE DE MAINTIEN EN ALUMINIUM CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. NW0.6003.	300mm	
<i>Institutions</i>	CHF 179.20	TVA excl.
Art. NW0.6004.	400mm	
<i>Institutions</i>	CHF 191.05	TVA excl.
Art. NW0.6006.	600mm	
<i>Institutions</i>	CHF 225.70	TVA excl.
Art. NW0.6008.	800mm	
<i>Institutions</i>	CHF 261.35	TVA excl.
Art. NW0.6010.	1000mm	
<i>Institutions</i>	CHF 298.-	TVA excl.

covere®



POIGNEE DE MAINTIEN EN ALUMINIUM 400 x 400 MM CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. NW1.6044.		
<i>Institutions</i>	CHF 363.35	TVA excl.

covere®



POIGNEE LATERALE DE MAINTIEN EN ALUMINIUM 135°

316 x 350 mm & 316 x 650 mm CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. NB1.6035.xxx.L 316 x 350mm (gauche)		
<i>Institutions</i>	CHF 403.90	TVA excl.
Art. NB1.6035.xxx.R 316 x 350mm (droite)		
<i>Institutions</i>	CHF 403.90	TVA excl.
Art. NB1.6036.xxx.L 316 x 650mm (gauche)		
<i>Institutions</i>	CHF 426.70	TVA excl.
Art. NB1.6036.xxx.R 316 x 650mm (droite)		
<i>Institutions</i>	CHF 426.70	TVA excl.

covere®



BARRE D'APPUI D'ANGLE EN ALUMINIUM

750 x 450 mm & 750 x 750 mm CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. ND2.6001.xxx.L 750 x 450mm (gauche)
Art. ND2.6001.xxx.L 750 x 450mm (droite)

Institutions **CHF 463.30** TVA excl.

Art. ND2.6002. 750 x 750mm

Institutions **CHF 610.85** TVA excl.

covere®



BARRE D'APPUI AVEC GLISSIERE DE DOUCHE EN ALUMINIUM CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. ND1.6061. 1200 x 600mm

Institutions **CHF 623.70** TVA excl.

Art. ND1.6091. 1200 x 900mm

Institutions **CHF 753.40** TVA excl.

covere®



BARRE D'APPUI AVEC GLISSIERE DE DOUCHE EN ALUMINIUM CAVERE

Revêtement anti-rayures peint par poudrage

Art. ND2.6100. 1200 x 750 x 750mm

Institutions **CHF 843.50** TVA excl.

Art. ND2.6102. 1200 x 1100 x 1100mm

Institutions **CHF 1'260.-** TVA excl.

covere®



SIEGE DE DOUCHE RABATTABLE 450 x 462 MM CAVERE

cavere®

Fixation au mur
Rembourrage en mousse
de polyuréthane couleur anthracite
Noyau continu en métal anticorrosif
avec système de freinage réglable

Charge max. 150 kg

Art. ND3.6112.

Institutions **CHF 1'061.30** TVA excl.



SIEGE DE DOUCHE A SUSPENDRE RABATTABLE CAVERE

cavere®

Rembourrage en mousse
de polyuréthane couleur anthracite
Noyau continu en métal anti-corrosif
avec système de freinage réglable

Charge max. 150 kg

Art. ND3.6500. 380 x 563mm

Institutions **CHF 1'565.20** TVA excl.

Art. ND3.6510. 450 x 563mm

Institutions **CHF 1'672.10** TVA excl.



SIEGE DE DOUCHE CAVERE AVEC ACCOUDOIRS ET DOSSIER

cavere®

Siège de douche en aluminium
avec frein de sécurité, à suspendre,
avec accoudoirs, rabattable
Couleur : anthracite

Art. ND3.6582.900

Institutions **CHF 2'106.50** TVA excl.



POIGNEE MURALE SIMPLE SAFE PRO

Longueur : 30cm

Art. 500523-002

Institutions **CHF 72.90** TVA excl.

Longueur : 45cm

Art. 500523-001

Institutions **CHF 82.80** TVA excl.

Longueur : 60cm

Art.500523-003

Institutions **CHF 96.30** TVA excl.



CHARIOT DE DOUCHE UDW 650 VRW

Confort assuré grâce au matelas bain-douche rembourré
 Galeries latérales entièrement rabattables
 Galeries de direction en tête du chariot: rallongement de 15 cm pour le plan de couchage (1770 mm)
 Pédale bilatérale de commande pour le réglage hydraulique de la hauteur. Un flexible de 90 cm de long sert d'évacuation contrôlée des eaux usées
 Facile à entretenir et désinfecter
 Châssis en acier inoxydable
 Non oxydable et résistant à la corrosion
 Grande stabilité, charge maximale 150 kg
 8 roulettes doubles, pivotantes, Ø 100 mm, 4 à blocage total.



Art. UDW 650 VRW

Institutions **CHF 8'593.20** TVA excl.

CHARIOT DE DOUCHE UDW 2500



la baignoire rembourrée offre un grand confort de couchage. Repose-pieds et appuis latéraux rabattables, appui-tête pliable, réglage hydraulique continu de la hauteur de 49 à 89 cm via des pédales des deux côtés Positionnement anti-/Trendelenburg via ressort à gaz vidange verrouillable et contrôlable avec tuyau de 90 cm de long, facile à nettoyer et à désinfecter cadre en acier inoxydable avec revêtement en poudre, garanti contre la rouille très stable, chargeable jusqu'à 200 kg jusqu'à une hauteur de 185 cm (200 cm avec appui-tête rabattu), jusqu'à une largeur d'épaule de 62 cm 8 roulettes doubles pivotantes Ø 100 mm en plastique et acier inoxydable (dont 4 avec freins) pour un transport souple et agile

Art. UDW 2500

Institutions CHF 7'500.- TVA excl.



CHARIOT DE DOUCHE UDW 4500 XXL VRW



Relève-buste réglage en continu par manivelle Poignées de poussée extensibles facilitant toute manœuvre, confort assuré grâce au matelas bain-douche rembourré, galeries latérales entièrement rabattables Galeries de direction en tête et aux pieds du chariot : rallonge de 15 cm du plan de couchage (2000 mm). Pédales bilatérales de commande pour le réglage hydraulique de la hauteur Position Trendelenburg - proclive / décline à l'aide d'un vérin à gaz. Châssis en acier inoxydable recouvert d'un revêtement en laque époxy, résistance à la corrosion Grande stabilité, **charge maximale 400 kg** 8 roulettes doubles, pivotantes, Ø 100 mm, 4 à blocage total

Art. UDW 4500 XXL VRW

Institutions CHF 13'500.- TVA excl.



CHARIOT DE DOUCHE UDL 500



Chariot de douche et de transport
 Confort assuré grâce au matelas bain-douche rembourré
 Galeries latérales entièrement rabattables
 Flexible de 90 cm de long servant d'évacuation contrôlée
 des eaux usées. Structure en résine de synthèse
 Résistance aux UV et aux produits désinfectants
 Facile à entretenir et à désinfecter
 Résistance à la corrosion
 4 roulettes simples, pivotantes, Ø 100 mm à blocage total,
 en thermoplastique / acier inox, non tachantes
 Grande stabilité, charge maximale 150 kg

Art. UDL 500

Institutions **CHF 4'300.-** TVA excl.



CHARIOT DE DOUCHE 509 AVEC FREINAGE CENTRALISE



Hauteur variable hydraulique par pédale bilatérale.
 Capot de protection de la base en ABS. 4 roues
 diam. 100 mm à frein dont 1 roue directionnelle,
 barre de poussée tête et pied étanches, barrières
 profilées escamotables, époxy anti-corrosion.
 Plan de couchage incliné en polyester PVC molletonné
 (l.1780 x l. 600 mm, remontées 200 mm, épaisseur 20 mm),
 fixé sur compact hydrofuge.
 Coussin repose-tête en polyester PVC rembourré,
 bonde d'évacuation obturable,
 avec tuyau clipsable sous le plan de couchage.
 Panier porte-vêtement thermoformé.
 Coloris PVC : Vert Caraïbes



Avec freinage centralisé

Art. C430001

Institutions **CHF 4'700.-** TVA excl.

PLANCHE DE BAIN AVEC POIGNEE

Un auxiliaire pratique pour prendre une douche ou se laver en toute sécurité.

Se pose en travers de la baignoire et

se fixe au moyen de 4 pieds de serrage.

Porte-savon moulé et poignée amovible.

Existe en 2 longueurs en fonction de la largeur de la baignoire.

Charge max. 130 kg.

Art. 500540-002 Longueur 69 cm

Institutions **CHF 59.15** TVA excl.

Art. 500540-001 Longueur 74 cm

Institutions **CHF 59.15** TVA excl.

