



Route de la Thiolaz 6  
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +41 21 887 02 11

info@meditec.ch

[www.meditec.ch](http://www.meditec.ch)

Mo-Fr 8:00 – 11:30 Uhr  
14:00 – 16:30

Beratung zu Hause,  
unverbindlich  
Technischer Support 7/7

## UNTERSUCHUNGSDIVAN LIMBURG STANDARD



Farbe: weißer Rahmen und Polsterfarbe nach Wahl  
 Rahmen und FüÙe aus Rechteckrohren  
 Kopfteil über Hebel höhenverstellbar  
 OHNE Öffnung für die Nase  
 40 mm Schaumstoffpolster mit Vinylbezug  
 Abmessungen: 200 x 65 cm  
 Höhe wählbar: 65, 70, 75 oder 80 cm

Art. 10.001

*Institutionen*    **CHF 935.-**    exkl. MwSt.

### Verfügbare Optionen:

Art. 10.007	Öffnung für die Nase	CHF 45.-
Art. 10.015	Liegefläche 70 cm breit	CHF 120.-
Art. 10.016	Liegefläche 80 cm breit	CHF 140.-
Art. 10.184	Papierrollenhalter	CHF 105.-
Art. 10.181	Rollen Durchmesser 100 mm (2 mit Bremse)	CHF 120.-



## UNTERSUCHUNGS-LIEGE LIMBURG BASIS 2

Rahmen: robuste Stahlrohrkonstruktion, mit strapazierfähiger, kratzfester Beschichtung.

Länge: 200 cm

Breite: 65 cm (optional 70, 75 oder 80 cm)

Elektrische oder hydraulische Höhenverstellung von 50 cm bis 95 cm.

Kopfverstellung über robuste Gasfeder.

Negativ: 45 °; Positiv: 45 °, serienmäßig mit Öffnung für die Nase.

Einziehbares Rollensystem ermöglicht den Transport in jeder Höhe mit dem Patienten.

Polsterung: abgerundete Kanten, hochwertige SKAI-Polsterung.

Farbe: Rahmen und Polsterfarbe siehe Farbkarte



Art. 10.071

*Institutionen*    **CHF 2'695.-**    exkl. MwSt.

### Verfügbare Optionen:

Art. 10.162	Kopfteil 3-teilig, mit einklappbaren Armlehnen	CHF 225.50
Art. 10.016	Sitzbreite: 80 cm	CHF 140.-
Art. 10.111+ 10.112	Wellness-Kopfteil + Bezug	CHF 205.-
Art. 10.204	Runde Schiene für die elektrische Höhenverstellung am Fußende	CHF 305.-
Art. 10.170	Fußpedal	CHF 75.-
Art. 10.150	Doppel-Fußschalter	CHF 185.-
Art. 10.178	Hydraulische Höhenverstellung	CHF 105.-
Art. 10.194	Papierrollenhalterung	CHF 115.50



## PHYSIO-TISCH MODELL ENERGY

Elektrische Physiotherapie-Liege mit 1 Motor für die Höhenverstellung und peripherer Steuerung am Fußrahmen.

Höhenverstellung mit peripherer Steuerung am Rahmen.

Kopfteil mit Gasdruckfeder verstellbar, Winkel von -20° bis + 55° einstellbar.

Beinstütze mit Gasdruckfeder verstellbar, Winkel einstellbar von 0° bis + 90°.

Tragkraft bis zu 225 kg.

Um 360° drehbare Rollen (75 mm) für hervorragende Mobilität und Sicherheit.

Bezugsfarbe: Graphitgrau. PVC-Bezug

Feuer-, flecken-, pilz-, öl- und wasserabweisende Polsterung.

Zertifizierungen: CE, FDA, ISO 9001-2008, ISO13485-2007.

Länge der Beinstütze: 96 cm

Länge der Mittelplatte: 51 cm

Länge der Kopfstütze: 43 cm

Gesamtlänge des Tisches: 195 cm

Breite des Tisches: 66 cm

Einstellbare Höhe: 50 cm – 94 cm

Matratzenstärke: 5 cm

swiss *massage*



Art. TABLE/ENERGY

*Institutionen* CHF 2'360.- exkl. MwSt.



## PHYSIO-TISCH MODELL REDUCA PLUS

Elektrischer Physiotherapie-Tisch Reduca Plus mit 2 Motoren, einer für die Höhe mit peripheren Steuerung am Fußrahmen, und der zweite für die Kyphose. Der Markenmotor reguliert die Höhe des Tisches. Höhenverstellung mit einem Fußschalter am Rahmen.

Motorisierte Kyphose-Einstellung mit Fußsteuerung. Neigungswinkelverstellung mittels Gasdruckfeder.

Kopfstütze mit Gasdruckfeder verstellbar, Winkel von -20° bis + 55° einstellbar.

Beinstütze mit Gasdruckfeder verstellbar, Winkel von 0° bis + 90° einstellbar.

Tragkraft bis zu 225 kg.

Um 360° drehbare Rollen (75 mm) für hervorragende Mobilität und Sicherheit.

Bezugsfarbe: Graphitgrau

PVC-Bezug

Feuer-, flecken-, pilz-, öl- und wasserbeständige Beschichtung.

Zertifizierungen: CE, FDA, ISO 9001-2008, ISO13485-2007.

Länge der Beinstütze: 96 cm

Länge der Mittelplatte: 51 cm

Länge der Kopfstütze: 43 cm

Gesamtlänge des Tisches: 195 cm

Breite des Tisches: 66 cm und klappbare Armlehnen + 2x10 cm auf 46 cm Länge.

Höhenverstellbar: 50 cm – 94 cm

Matratzenstärke: 5 cm

swiss *massage*

Art. TABLEREDUCAPLUS

*Institutionen*    **CHF 2'880.-**    exkl. MwSt.



## ELEKTRISCHER UNTERSUCHUNGSTISCH ERGO S CLASSIC



Rahmen: robuste Stahlrohrkonstruktion, mit strapazierfähiger, kratzfester Beschichtung.

Liegefläche 2-teilig, Länge: 200 cm

Breite: 65, optional 70, 75 oder 80 cm

Elektrische oder hydraulische Höhenverstellung von 50 cm bis 95 cm.

Kopfteilverstellung über robuste Gasfeder.

Negativ: 45 °; Positiv: 45 °, serienmäßig mit Nasenöffnung.

Einziehbares Rollensystem ermöglicht den Transport in jeder Höhe mit dem Patienten.

Polsterung: abgerundete Kanten, hochwertige SKAI-Polsterung.

Farbe: Rahmen und Polsterfarbe siehe Farbkarte

Art. 11.700

*Institutionen* **CHF 3'278.-** exkl. MwSt.

### Verfügbare Optionen:

Art. 10.162	Kopfteil 3-teilig, mit einklappbaren Armlehnen	<b>CHF 205.-</b>
Art. 10.015	Sitzbreite: 70 cm	<b>CHF 120.-</b>
Art. 10.111+10.112	Wellness-Kopfteil mit Polsterung	<b>CHF 205.-</b>
Art. 11.705	Runde Schiene für die elektrische Höhenverstellung am Fußende	<b>CHF 305.-</b>
Art. 10.170	Fußpedal	<b>CHF 75.-</b>
Art. 10.150	Doppel-Fußschalter	<b>CHF 185.-</b>



## ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGSLIEGE MODEL ONE, 4-TEILIG



Elektrische Untersuchungsliege Model One, 4-teilig  
 Rahmen: robuste Stahlrohrkonstruktion, strapazierfähige, kratzfeste Beschichtung.  
 Länge: 200 cm  
 Breite: wahlweise 60 oder 70 cm  
 Elektrische Höhenverstellung von 53 cm bis 103 cm.  
 Elektrische Verstellung von Kopfteil, Beinteilen und Neigung der Sitzfläche  
 Einziehbares Rollensystem ermöglicht den Transport in jeder Höhe mit dem Patienten.  
 Mit zentraler Feststellbremse  
 Polsterung: abgerundete Kanten, hochwertige SKAI-Polsterung.  
 Farbe: Rahmen und Polsterfarbe siehe Farbkarte

Art. SB-11.763

*Institutionen*    **CHF 4'730.-**    exkl. MwSt.

### *Nicht enthaltene Optionen:*

Art. 11.705	Rundschiene für die elektrische Höhenverstellung am Fußende	<b>CHF 305.-</b>
Art. 10.194	Papierrollenhalterung	<b>CHF 105.-</b>



## ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGSLIEGE ERGO S LYMPH

Rahmen: robuste Stahlrohrkonstruktion, langlebige, kratzfeste Beschichtung.  
 8-teilige Liegefläche, Länge: 200 cm / Breite: 65 cm  
 Elektrische Höhenverstellung von 53 cm bis 103 cm.  
 Verstellung von Kopfteil, Beinteil und Neigung der Sitzfläche mittels Gasdruckfedern.  
 Einziehbares Rollensystem ermöglicht den Transport in jeder Höhe mit dem Patienten.  
 Mit zentraler Feststellbremse.  
 Polsterung: abgerundete Kanten, hochwertiger SKAI-Bezug.  
 Farbe: Rahmen und Polsterfarbe siehe Farbkarte



Art. 11.703

*Institutionen*    **CHF 4'312.-**    exkl. MwSt.

### Verfügbare Optionen:

Art. 10.162	Kopfteil 3-teilig, Armlehnen einklappbar	CHF 205.-
Art. 10.111+10.112	Wellness-Kopfteil mit Polsterung	CHF 205.-
Art. 11.705	Runde Schiene für die elektrische Höhenverstellung am Fußende	CHF 305.-
Art. 10.170	Fußpedal	CHF 75.-
Art. 10.150	Doppel-Fußschalter	CHF 185.-



### ELEKTRISCHE UNTERSUCHUNGLIEGE ERGO S ORTHO



Rahmen: robuste Stahlrohrkonstruktion, langlebige, kratzfeste Beschichtung.  
 Liegefläche 2-teilig, Kopfteil 70 cm, Gesamtlänge 200 cm  
 Breite: 65 cm (optional 70, 75 oder 80 cm)  
 Elektrische Höhenverstellung von 47 cm bis 97 cm.  
 Kopfteilverstellung über robuste Gasfeder.  
 Ein versenkbares Rollensystem ermöglicht den Transport in jeder Höhe, auch mit Patient.  
 Zentralbremse  
 Polsterung: abgerundete Kanten, hochwertige SKAI-Polsterung.  
 Farbe: Rahmen und Polsterfarbe siehe Farbkarte

Art. 11.731

*Institutionen*    **CHF 3'190.-**    exkl. MwSt.

*Nicht enthaltene Optionen:*

Art. 11.705	Runde Schiene für die elektrische Höhenverstellung am Fußende	<b>CHF 305.-</b>
Art. 10.015	Sitzbreite: 70 cm	<b>CHF 120.-</b>
Art. 10.009	Ovale Öffnung für die Nase	<b>CHF 45.-</b>
Art. 10.008	Kissen zum Abdecken der Nasenöffnung	<b>CHF 55.-</b>
Art. 10.170	Fußpedal	<b>CHF 75.-</b>
Art. 10.150	Doppel-Fußschalter	<b>CHF 185.-</b>



### BOBATH/VOJTA-BEHANDLUNGSTISCH

Rahmen: robuste Stahlrohrkonstruktion, langlebige, kratzfeste Beschichtung.

Länge: 180 cm oder 200 cm

Breite: 120, 140 oder 160 cm

Elektrische Höhenverstellung: (mit Handgriff)

**VOJTA: 48 bis 94 cm**

Polsterung: abgerundete Kanten, hochwertige SKAI-Polsterung.

Farbe: Rahmen und Polsterfarbe siehe Farbkarte

Einziehbares Rollensystem ermöglicht den Transport in jeder Höhe mit dem Patienten.

Zentrale Bremsvorrichtung optional



Art. 10.096 (Vojta 200 x 120)

*Institutionen*    **CHF 3'916.-**    inkl. MwSt.

*Nicht enthaltene Optionen:*

Art. 10.097	Pos./Neg. Kopf. Einstellbar	CHF 305.-
Art. 10.098	Breite 140 cm	CHF 205.-
Art. 10.099	Breite 160 cm	CHF 605.-
Art. 10.170	Fußpedal	CHF 75.-
Art. 10.150	Doppel-Fußschalter	CHF 185.-



## KNIEBANDAGE MIT 2 CRY-O-PTIMAL-KÄLTEPACKUNGEN (24 Stück)

Cry-O-Ptimal ist ein einzigartiges Konzept von Respiflex. Die Temperatur wird im Gegensatz zu herkömmlichen Kompressen bis zu dreimal länger aufrechterhalten, können Sie die Kältetherapie viel länger genießen. Außerdem wird die Kälte auch viel gleichmäßiger abgegeben. Durch die Aufteilung in einzelne Zellen wird die Temperatur konstant abgegeben, die Kälte länger gespeichert, das Gel fließt nicht und behält seine Form und bleibt gleichzeitig flexibel.

Die CRY-O-PTIMAL-Kältepackungen verringern Ödeme und lindern so Schmerzen aufgrund von Gelenk- und Muskelentzündungen, Verletzungen und postoperativen Ödemen.

### Gebrauchsanweisung:

Die Kühlkompressen mindestens 1 Stunde lang in den Gefrierschrank legen. Die Kühlkompressen in die dafür vorgesehenen Taschen in die dafür vorgesehenen Taschen der Bandage und wickeln Sie die Bandage um das Knie und befestigen Sie sie mit den Klettbindern.

Art. PRO-KW03/LDCP03



24 Kniebandagen mit 48 Cold Packs

**CHF 825.-** exkl. MwSt.

## RELAX PRO BUDDY-KISSEN (8 Stück)


Dieses Gel-Set ist die moderne Alternative zu Ihrem herkömmlichen Kissen und Ihrer Warmflasche, ohne unangenehmen Geruch und ohne Herumprobieren mit . Das Gewicht und die Wärme sorgen für eine bessere Durchblutung und wirken entspannend. Das Gel hält die Temperatur über einen langen Zeitraum und sorgt so für eine besonders lange wohltuende Wirkung von Wärme oder Kälte. Der RELAX BUDDY passt sich perfekt an und bleibt sowohl beim Kühlen als auch beim Erwärmen flexibel. Dieses Gel-Pack ist ideal zur Linderung von Nacken- und Schulterschmerzen.

### Wärmeanwendungen:

- Lindert Muskel- und Gelenkschmerzen im Nacken
- Entspannt die Muskeln nach längerer Arbeit am Computer
- Ideal für die Anwendung auf dem Sofa

### Kaltanwendungen:

- Nach körperlicher Anstrengung oder sportlicher Betätigung
- Verhindert Schwellungen
- Lindert Schmerzen bei Sportverletzungen



Der RELAX BUDDY hat eine hellblaue und eine dunkelblaue Seite. Die hellblaue Seite eignet sich für die Kälteanwendung, die dunkelblaue Seite für die Wärmeanwendung. Wärmetherapie: Erwärmen Sie den RELAX BUDDY maximal 3 Minuten lang bei 800 Watt in der Mikrowelle. Verteilen Sie die Wärme gleichmäßig, indem Sie das Gel kneten. Kältetherapie: Kühlen Sie den RELAX BUDDY mindestens 1 Stunde lang im Kühlschrank oder Gefrierschrank.

Art. PRO-TSCHP01

8 Relax Pro Buddy-Kissen

**CHF 320.-** exkl. MwSt.

## SCHULTERBANDAGE 2 CRY-O-PTIMAL-KÄLTEPACKUNGEN

Schachtel mit 24 Bandagen und 48 Cold Packs. Im Vergleich zu herkömmlichen Kühlkompressen wird die Temperatur bis zu dreimal länger gehalten, sodass Sie die Kältetherapie deutlich länger genießen können. Außerdem wird die Kälte auch viel gleichmäßiger abgegeben.

### Anwendungsgebiete:

- Behandlung von Gelenkschmerzen und Schwellungen
- Behandlung von Schulterverletzungen und anderen (Sport-)Verletzungen
- Ideal zur Behandlung von Schulterschmerzen nach einer Operation

Cry-O-ptimal optimiert die Kältetherapie:

In einzelne Zellen unterteilt, damit die Temperatur ständig abgegeben wird. Die Kälte bleibt länger erhalten, das Gel läuft nicht aus und behält seine Form, während es gleichzeitig flexibel bleibt.

### Gebrauchsanweisung:

Die Kühlkompressen mindestens 1 Stunde lang in den Gefrierschrank legen. Die Kühlkompressen in die dafür vorgesehenen Taschen in Verband. Wickeln Sie den Verband um die zu behandelnde Schulter und befestigen Sie ihn mit verstellbaren Klettbindern.



Art. PRO-SW03 / LDCP03

24 Schulterbandagen mit 48 Cold Packs

**CHF 835.-**

exkl. MwSt.

## KIEFERBANDAGE 2 CRY-O-PTIMAL-KÜHLPACKUNGEN (24 Stück)

### Anwendungen:

- Behandlungen im Kiefer- und Gesichtsbereich
- nach Entfernung der Weisheitszähne
- Behandlung von allgemeinen Gelenkschmerzen und Schwellungen

Cry-O-ptimal optimiert die Kältetherapie:

In einzelne Zellen unterteilt, damit die Temperatur ständig abgegeben wird. Die Kälte bleibt länger erhalten, das Gel fließt nicht und behält seine Form, während es gleichzeitig flexibel bleibt

### Gebrauchsanweisung:

Die Kühlkompressen mindestens 1 Stunde lang in den Gefrierschrank legen. Legen Sie die Kühlkompressen in die dafür vorgesehenen Taschen im Verband. Wickeln Sie den Verband um Ihr Gesicht und befestigen Sie ihn mit den Klettbindern.



Art. PRO-SMW / LDCP02

24 Kieferbandagen mit 48 Cold Packs

**CHF 385.-**

exkl. MwSt.

### PERLA WARM-/KALT-NACKENKISSEN (12 Stück)

Das Wärme-/Kältepack ist mit Perlen gefüllt, sodass Sie die Packung sowohl warm als auch kalt verwenden können. Die innovativen und flexiblen Perlen sorgen für eine perfekte Passform und außergewöhnlichen Tragekomfort. Außerdem speichern die Perlen die Wärme oder Kälte gut, sodass Sie lange von der Wärme- und Kältetherapie. Die Seite der Maske, die auf der Haut aufliegt, ist mit einem weichen Textil bezogen.

Ideal zur Linderung von:

- Muskelverspannungen
- Chronische Probleme und Schmerzen
- Nacken-/Schulter-/Kopfschmerzen
- Stress und Arthrose
- Nackenschmerzen durch elektronisches Lesen

Kaltanwendung:

Legen Sie das Nackenkissen mindestens 1 Stunde lang in den Gefrierschrank. Legen Sie es auf Ihren Nacken und genießen Sie die kühlende Wirkung

Warm anwenden:

Legen Sie das Nackenkissen für maximal 30 Sekunden bei 800 Watt in die Mikrowelle bei 800 Watt. Nehmen Sie es heraus und kneten Sie die Perlen, um die Wärme zu verteilen. Bei Bedarf weitere 10 Sekunden lang erhitzen, bis die gewünschte Wärme erreicht ist.



Art. PRO-PCH01

12 Perla-Nackenkissen

CHF 130.- exkl. MwSt.



### PERLA WARM-/KALT-AUGENMASKE (48 STÜCK)

Die Augenmaske ist mit Perlen gefüllt, sodass Sie die Maske sowohl warm als auch kalt verwenden können. Die innovativen und flexiblen Perlen sorgen für eine perfekte Passform und außergewöhnlichen Tragekomfort. Außerdem speichern die Perlen die Wärme bzw. Kälte sehr gut, sodass Sie die Wärme- oder Kältetherapie lange genießen können. Die Seite der Maske, die auf den Augen aufliegt, ist mit einem weichen Textil bezogen. Dies erhöht den Komfort und schützt die Haut vor direktem Kontakt mit den warmen oder kalten Perlen. Lindert Augendruck, Kopfschmerzen und müde Augen.

Art. PRO-PCH02

48 Perla Augenmasken warm/kalt **CHF 270.-** exkl. MwSt.



### KALKOMPRESSEN CRY-O-PTIMAL (24 STÜCK)

Cold Packs Cry-O-ptimal, Kompressen 18 x 25 cm (Schachtel mit 24 Stück). Die flexiblen Innenzellen sind mit einer zweiten Gelschicht ummantelt. Dadurch erstreckt sich die Kühlung über einen deutlich längeren Zeitraum und bei einer relativ stabilen Temperatur (2 bis 5 °C). Die anatomisch geformten Packs eignen sich perfekt zur Linderung von Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Bewahren Sie die Kältepackung 3 Stunden lang im Gefrierschrank auf.

Art. PRO-LDCP03

24 Cold-Packs O-ptimal **CHF 145.-** exkl. MwSt.



### ROLLHOCKER SELLA-MED

5 verchromte FüÙe (Aluminium)  
FuÙkreuz Durchmesser 63 cm  
Sitzdurchmesser 37 cm.  
Höhenverstellbar von 43 bis 56 cm  
Weiche Rollen für harte Böden  
Kunstleder

Art. PRO-5970HMX4

*Institutionen* **CHF 270.-** exkl. MwSt.



### DERUNGS AMALIA 2P S4 NACHTTISCHLAMPE

Derungs 

Drehbare Halterung (um 360° drehbar),  
stufenlos einstellbare Helligkeit, Orientierungslicht  
(beleuchteter Schalter)  
Befestigung mit Steckstift (Ø 16 mm)

Art. D16.369.0000

*Institutionen* **CHF 573.-** exkl. MwSt.



### DERUNGS AMALIA 2B S8 NACHTTISCHLAMPE

Derungs 

Befestigung: In der Aussparung des Bettbügels  
Lichtstärke: 1200 Lux bei 0,5 m  
Ausleuchtungsbereich: 45 cm bei 0,5 m  
Farbtemperatur: 3000 K  
Lichtstrom: 180 lm  
Elektrische Daten: 100–240 V; 50/60 Hz  
Betriebsgerät: Steckbarer elektronischer Transformator  
Netzkabel: 2 Meter  
Leuchtenkopf: Polybutylenterephthalat  
Gewicht: 1,7 kg  
Schutzklasse: II  
Besonderheiten: Drehbarer Anschluss, 360°-Drehachse,  
stufenlos dimmbar, Orientierungslicht (Schalter)

Art. D16.371.0000

*Institutionen* **CHF 478.-** exkl. MwSt.



## UNTERSUCHUNGSLAMPE HALUX N50-3 P SX



Die Premium-Version HALUX N50 überzeugt durch ihre und der typisch schweizerischen Liebe zum Detail. Sie ist die perfekte Leuchte für alle, die mehr Licht oder eine Farbveränderung wünschen. Einsetzbar in allen Bereichen der Human- und Tiermedizin eingesetzt werden. Schnelle Reinigung dank geschlossene Wartungsfrei – Hochwertige Materialien und langlebige LED-Technologie  
Sichere und einfache Positionierung  
Lichtleistung – 50.000 Lux bei 0,5 m  
Großes, homogenes Lichtfeld für maximalen Sehkomfort  
Beleuchtungsfeld – Ø 18 cm bei 0,5 m  
Farbtemperatur Fest: 4400 K, einstellbar: 3300 K / 3800 K / 4400 K (optional). 5-stufig dimmbar  
Mit integriertem Netzteil. Mit flexiblem Arm  
Erfüllt die Anforderungen der Normen EN 60601-1 und EN 60601-2-4:



Art. D16.011.000-0806680

*Institutionen*

**CHF 954.80** exkl. MwSt

*Verfügbare Option:*

Art. D15.595.000

Rollgestell (209.- ohne MwSt.)

## BEHANDLUNGSLAMPE TRIANGO 100-1 F



Der modulare Aufbau der Behandlungsleuchte TRIANGO 100 erfüllt alle Ihre Anforderungen. Erleben Sie Schweizer Ingenieurskunst: Hinter dem Erscheinungsbild einer kleinen Operationsleuchte verbergen sich jahrelange Erfahrung in Lichttechnik und Ergonomie. Die TRIANGO 100 garantiert optimale Lichtverhältnisse und ist der perfekte Assistent für jeden Arzt. Ihre Lichtleistung von 100'000 Lux bei 1,0 m ermöglicht präzise Eingriffe und exakte Diagnosen zum Wohle der Patienten. Mit Rollgestell, reinweiß

- Einzigartiges Design
- 9 LEDs mit Ra 95
- 4-stufig dimmbar (40 / 60 / 80 / 100 %)
- Farbtemperatur des Lichts: 4.300 K
- Durchmesser des Beleuchtungsbereichs: 18 cm
- Einzigartige Diamantoptik
- Exklusives Federarmsystem mit großem Bewegungswinkel  
Bewegungswinkel und großer Aktionsradius
- Intuitive Bedienung über Folientastatur
- Abnehmbarer und sterilisierbarer Griff
- Medizinprodukt gemäß den Normen EN 60601-1 und EN 60601-2-41



Art. PRO-D15.923.000-00803670

*Institutionen*

**CHF 4'106.50** exkl. MwSt.