



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 11h30
14 h – 16h30

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

+PRO

DIVAN D'EXAMENS LIMBURG STANDARD



Couleur: cadre blanc et couleur de la sellerie à choix
 Cadre et pieds en tubes rectangulaires
 Tête réglable en hauteur par levier
 SANS ouverture pour le nez
 Coussin en mousse de 40 mm avec revêtement en vinyle
 Dimensions: 200 x 65 cm
 Hauteur à choix : 65, 70, 75 ou 80 cm

Art. 10.001

Institutions **CHF 935.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 10.007	Ouverture pour le nez	CHF 45.-
Art. 10.015	Largeur de couchage 70 cm	CHF 120.-
Art. 10.016	Largeur de couchage 80 cm	CHF 140.-
Art. 10.184	Support rouleaux papier	CHF 105.-
Art. 10.181	Roulettes diam. 100 mm (2 à frein)	CHF 120.-



DIVAN D'EXAMENS LIMBURG BASIS 2

Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.

Longueur: 200 cm

Largeur: 65 cm (En option, 70, 75 ou 80 cm)

Réglage en hauteur électriquement ou hydrauliquement de 50 cm à 95 cm.

Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.

Négatif: 45 °; Positif: 45 °, de série avec ouverture pour le nez.

Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.

Remboussage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.

Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier



Art. 10.071

Institutions **CHF 2'695.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 10.162	Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables	CHF 225.50
Art. 10.016	Largeur du siège : 80 cm	CHF 140.-
Art. 10.111+ 10.112	Partie tête Wellness + revêtement	CHF 205.-
Art. 10.204	Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied	CHF 305.-
Art. 10.170	Pédale au pied	CHF 75.-
Art. 10.150	Double interrupteur à pied	CHF 185.-
Art. 10.178	Réglage hydraulique de la hauteur	CHF 105.-
Art. 10.194	Support rouleaux papier	CHF 115.50



TABLE DE PHYSIO MODELE ENERGY

Table de physio électrique 1 moteur pour la hauteur avec commande périphérique cadre à pieds.

Réglage de la hauteur avec une commande périphérique cadre.

Tête réglable par vérin à gaz, angle ajustable de -20° à + 55°.

Repose-jambes réglable par vérin à gaz, angle ajustable de 0° à + 90°.

Supporte jusqu'à 225 kg.

Roulettes tournantes 360° de 75 mm pour une excellente mobilité et sécurité.

Coloris revêtement: Gris graphite. Revêtement en PVC

Revêtement résistant au feu, aux taches, aux mycoses, à l'huile et à l'eau.

Certifications: CE, FDA, ISO 9001-2008, ISO13485-2007.

Longueur du repose-jambes: 96 cm

Longueur du plan central: 51 cm

Longueur de la tête: 43 cm

Longueur totale de la table: 195 cm

Largeur de la table: 66 cm

Hauteur réglable: 50 cm - 94 cm

Épaisseur du matelas: 5 cm

swiss *massage*



Art. TABLE/ENERGY

Institutions CHF 2'360.- TVA excl.



TABLE DE PHYSIO MODELE REDUCA PLUS

Table de physio électrique Reduca Plus avec 2 moteurs, un pour la hauteur avec commande périphérique cadre à pieds, et le deuxième pour la cyphose. Le moteur de marque règle la hauteur de la table.

Réglage de la hauteur avec une commande périphérique cadre.

Réglage cyphose motorisée avec commande à pieds. Réglage de la déclive par piston à gaz.

Tête réglable par vérin à gaz, angle ajustable de -20° à +55°.

Repose-jambes réglable par vérin à gaz, angle ajustable de 0° à +90°.

Supporte jusqu'à 225 kg.

Roulettes tournantes 360° de 75 mm pour une excellente mobilité et sécurité.

Coloris revêtement: Gris graphite

Revêtement en PVC

Revêtement résistant au feu, aux taches, aux mycoses, à l'huile et à l'eau.

Certifications: CE, FDA, ISO 9001-2008, ISO13485-2007.

Longueur du repose-jambes: 96 cm

Longueur du plan central: 51 cm

Longueur de la tête: 43 cm

Longueur totale de la table: 195 cm

Largeur de la table: 66 cm et accoudoirs escamotables + 2x10 cm sur 46 cm de long.

Hauteur réglable: 50 cm - 94 cm

Épaisseur du matelas: 5 cm



Art. TABLEREDUCAPLUS

Institutions **CHF 2'880.-** TVA excl.



DIVAN D'EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S CLASSIC



Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.

Plan de couchage en 2 parties, longueur: 200 cm

Largeur: 65, en option 70, 75 ou 80 cm

Réglage en hauteur électriquement ou hydrauliquement de 50 cm à 95 cm.

Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.

Négatif: 45 °; Positif: 45 °, de série avec ouverture pour le nez.

Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.

Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.

Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier

Art. 11.700

Institutions **CHF 3'278.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 10.162	Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables	CHF 205.-
Art. 10.015	Largeur du siège : 70cm	CHF 120.-
Art. 10.111+10.112	Partie tête Wellness avec revêtement	CHF 205.-
Art. 11.705	Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied	CHF 305.-
Art. 10.170	Pédale au pied	CHF 75.-
Art. 10.150	Double interrupteur à pied	CHF 185.-



DIVAN D'EXAMENS ÉLECTRIQUE MODEL ONE, 4 PARTIES



Divan d'examens électrique Model One, 4 parties

Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.

Longueur: 200 cm

Largeur: 60 ou 70 cm à choix

Réglage en hauteur électriquement de 53 cm à 103 cm.

Réglage de la tête, des jambes et inclinaison de l'assise électriquement

Système de roulettes escamotables permettant le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.

Avec Freinage centralisé

Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.

Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier

Art. SB-11.763

Institutions **CHF 4'730.-** TVA excl.

Options non-comprises :

Art. 11.705	Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied	CHF 305.-
Art. 10.194	Support rouleaux papier	CHF 105.-



DIVAN D'EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S LYMPH

Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.

Plan de couchage en 8 parties, longueur: 200 cm / Largeur: 65 cm

Réglage en hauteur électriquement de 53 cm à 103 cm.

Réglage de la tête, des jambes et inclinaison de l'assise par vérins à gaz.

Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.

Avec freinage centralisé.

Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.

Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier



Art. 11.703

Institutions **CHF 4'312.-** TVA excl.

Options disponibles :

Art. 10.162	Partie tête en 3 parties, accoudoirs rétractables	CHF 205.-
Art. 10.111+10.112	Partie tête Wellness avec revêtement	CHF 205.-
Art. 11.705	Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied	CHF 305.-
Art. 10.170	Pédale au pied	CHF 75.-
Art. 10.150	Double interrupteur à pied	CHF 185.-



DIVAN D'EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S ORTHO

Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
 Plan de couchage en 2 parties, partie tête 70 cm, longueur totale 200 cm
 Largeur: 65 cm (En option 70, 75 ou 80 cm)
 Réglage en hauteur électriquement de 47 cm à 97 cm.
 Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.
 Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.
 Freinage centralisé
 Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.
 Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier



Art. 11.731

Institutions **CHF 3'190.-** TVA excl.

Options non-comprises :

Art. 11.705	Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied	CHF 305.-
Art. 10.015	Largeur du siège : 70cm	CHF 120.-
Art. 10.009	Ouverture ovale pour le nez	CHF 45.-
Art. 10.008	Coussin pour couvrir l'ouverture du nez	CHF 55.-
Art. 10.170	Pédale au pied	CHF 75.-
Art. 10.150	Double interrupteur à pied	CHF 185.-



TABLE DE SOINS BOBATH/VOJTA

Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.

Longueur : 180 cm ou 200 cm

Largeur : 120, 140 ou 160 cm

Réglage de la hauteur électriquement: (avec le combiné)

VOJTA: 48 à 94 cm

Remboussage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.

Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier

Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.

Freinage centralisé en option



Art. 10.096 (Vojta 200 x 120)

Institutions **CHF 3'916.-** TVA excl.

Options non-comprises :

Art. 10.097	Pos./nég tête. Réglable	CHF 305.-
Art. 10.098	Largeur 140 cm	CHF 205.-
Art. 10.099	Largeur 160 cm	CHF 605.-
Art. 10.170	Pédale au pied	CHF 75.-
Art. 10.150	Double interrupteur à pied	CHF 185.-



GENOUILLÈRE AVEC 2 COLD PACKS CRY-O-PTIMAL (24 pièces)

Cry-O-Ptimal est un concept unique de RespiFlex. La température est maintenue jusqu'à trois fois plus longtemps au contraire de compresses classiques, vous pouvez donc profiter de la thérapie par le froid beaucoup plus longtemps. De plus, le froid est également libéré de manière beaucoup plus uniforme. Divisé en cellules individuelles afin que la température soit constamment libérée, le froid est conservé plus longtemps, le gel ne coule pas et garde sa forme tout en étant flexible.

Les cold Packs CRY-O-PTIMAL diminuent l'œdème et apaisent ainsi les douleurs dues à l'inflammation des articulations et des muscles, de blessures et de maux d'œdèmes post-opératoires.

Mode d'emploi :

Placer les compresses froides au congélateur pendant au moins 1 heure. Placer les compresses froides dans les pochettes prévues à cet effet dans le bandage puis enroulez le bandage autour du genou et le fixer avec les bandes velcro.

Art. PRO-KW03/LDCP03



24 Genouillères avec 48 Cold Pack

CHF 825.-

TVA excl.

COUSSINS RELAX PRO BUDDY (8 pièces)

Ce pack de gel est l'alternative moderne à votre oreiller classique et à votre bouillotte sans odeur désagréable ni tâtonnement avec de l'eau chaude. La lourdeur et la chaleur assurent une meilleure circulation et donne un effet relaxant. Le gel conserve la température pendant une longue période et fournit ainsi un effet bénéfique extra-long de la chaleur ou du froid. Le RELAX BUDDY adopte l'ajustement parfait dans le cou et reste flexible à la fois refroidi et chauffé. Ce pack de gel est idéal pour lutter contre les douleurs du cou et des épaules.

Applications chaudes:

- Soulage les douleurs musculaires et articulaires du cou
- Détend les muscles après une longue utilisation de l'ordinateur
- Idéal pour une utilisation dans le canapé

Applications froides :

- Après un effort physique ou une performance sportive
- Empêche le gonflement
- Soulage la douleur des blessures sportives



Le RELAX BUDDY a un côté bleu clair et bleu foncé. La face bleu clair convient à une utilisation à froid, la face bleu foncé à une utilisation à chaud. Thérapie par la chaleur: Chauffer le RELAX BUDDY pendant 3 minutes maximum à 800 watts au micro-ondes. Répartissez la chaleur uniformément en pétrissant le gel. Thérapie par le froid : Refroidissez le RELAX BUDDY pendant au moins 1 heure au réfrigérateur ou au congélateur.

Art. PRO-TSCHP01

8 coussins Relax Pro Buddy

CHF 320.-

TVA excl.

BANDAGE ÉPAULE 2 COLD PACKS CRY-O-PTIMAL

Boîte de 24 bandages et 48 Cold Pack. Par rapport aux compresses froides classiques, la température est maintenue jusqu'à trois fois plus longtemps, vous pouvez donc profiter de la thérapie par le froid beaucoup plus longtemps. De plus, le froid est également libéré de manière beaucoup plus uniforme.

Applications:

- Traitement des douleurs et gonflements articulaires
- Traitement des blessures à l'épaule et autres (sportives)
- Idéal pour traiter une douleur à l'épaule après une chirurgie

Cry-O-ptimal optimise la thérapie par le froid:

Divisé en cellules individuelles afin que la température soit constamment libérée. Le froid est conservé plus longtemps, le gel ne coule pas et garde sa forme tout en étant flexible.

Mode d'emploi :

Placer les compresses froides au congélateur pendant au moins 1 heure. Placer les compresses froides dans les pochettes prévues à cet effet dans le bandage. Enroulez-le bandage autour de l'épaule à traiter et fixez-le avec les rubans velcro réglables.



Art. PRO-SW03 / LDCP03

24 bandages épaule avec 48 cold pack

CHF 835.-

TVA excl.

BANDAGE MÂCHOIRE 2 COLD PACKS CRY-O-PTIMAL (24 Pièces)

Applications :

- Traitements de la mâchoire et du visage
- après avoir retiré les dents de sagesse
- Traitement des douleurs articulaires générales et de l'enflure

Cry-O-ptimal optimise la thérapie par le froid:

Divisé en cellules individuelles afin que la température soit constamment libérée. Le froid est conservé plus longtemps, le gel ne coule pas et garde sa forme tout en étant flexible

Mode d'emploi :

Placer les compresses froides au congélateur pendant au moins 1 heure. Placer les compresses froides dans les pochettes prévues à cet effet dans le bandage. Enroulez le bandage autour de votre visage et fixez-le avec les bandes velcro.



Art. PRO-SMW / LDCP02

24 bandages mâchoires avec 48 cold pack

CHF 385.-

TVA excl.

COUSSIN DE NUQUE CHAUD/FROID PERLA (12 Pièces)

Le pack froid / chaud est rempli de perles qui vous permettent d'utiliser le pack à la fois chaud et froid. Les perles innovantes et flexibles assurent un ajustement parfait et un confort de port exceptionnel. De plus, les perles conservent bien leur chaleur ou leur froid, pour que vous puissiez profiter longtemps de la thérapie par la chaleur et le froid. Le côté du masque qui repose sur la peau est fini avec un textile doux.

Idéal pour soulager:

- Rigidité musculaire
- Problèmes et douleurs chroniques
- Cou / épaule / maux de tête
- Stress et arthrose
- Couleur au cou due à la lecture électronique

Utilisation à froid:

Placez l'oreiller cervical au congélateur pendant au moins 1 heure
Placez-le sur votre cou et profitez de l'effet rafraîchissant

Utilisation chaude :

Placez l'oreiller cervical au micro-ondes pendant 30 secondes maximum à 800 watts. Sortez-le, pétrissez les perles pour disperser la chaleur. Si nécessaire, placez 10 secondes supplémentaires jusqu'à ce que la chaleur désirée soit atteinte.



Art. PRO-PCH01

12 coussins de nuque Perla

CHF 130.- TVA excl.



MASQUE POUR LES YEUX CHAUD/FROID PERLA (48 PIECES)

Le masque pour les yeux est rempli de perles qui vous permettent d'utiliser le masque à la fois chaud et froid. Les perles innovantes et flexibles assurent un ajustement parfait et un confort de port exceptionnel.

De plus, les perles conservent bien leur chaleur ou leur froid, pour que vous puissiez profiter longtemps de la thérapie par la chaleur et le froid. Le côté du masque qui repose sur les yeux est fini avec un textile doux. Cela augmente le confort et protège la peau du contact direct avec les perles chaudes ou froides.

Soulage la pression sur les yeux, le mal de tête, les yeux fatigués.

Art. PRO-PCH02

48 masques yeux chaud/froid Perla **CHF 270.-** TVA excl



COLD PACKS CRY-O-PTIMAL (24 PIECES)

Cold packs Cry-O-ptimal, compresse de 18 x 25 cm (boîte de 24 pièces).

Les cellules intérieures flexibles sont enrobées d'une seconde couche de gel.

Ainsi le refroidissement s'étend sur une période remarquablement plus longue et dans un milieu de température relativement stable (2 à 5°).

Les packs anatomiques sont parfaitement indiqués pour apaiser la douleur et l'inflammation. Conservez le cold pack au congélateur pendant 3 heures.

Art. PRO-LDCP03

24 Cold-Pack O-ptimal **CHF 145.-** TVA excl.



TABOURET A ROULETTES SELLA-MED

5 pieds chromés (alu)
 Piètement diam 63 cm
 Diam du siège 37 cm.
 Hauteur réglable en hauteur de 43 à 56 cm
 Roulettes molles pour sol dur
 Simili cuir

Art. PRO-5970HMX4

Institutions

CHF 270.-

TVA excl.



LAMPE DE CHEVET DERUNGS AMALIA 2P S4

Derungs 

Raccord tournant (axe de rotation à 360°),
 intensité réglable en continu, Lumière
 d'orientation (interrupteur éclairé)
 Fixation par goupille (Ø 16 mm)

Art. D16.369.0000

Institutions

CHF 573.-

TVA excl.



LAMPE DE CHEVET DERUNGS AMALIA 2B S8

Derungs 

Fixation : Dans réservation de la potence du lit
 Intensité lumineuse : 1200 Lux à 0,5 m
 Champ d'éclairage : 45 cm à 0,5 m
 Température de couleur : 3000 K
 Flux lumineux : 180lm
 Caractéristiques électriques : 100-240V ; 50/60 Hz
 Appareillage : Transformateur électronique enfichable
 Cordon alimentation : 2 mètres
 Tête du luminaire : Polybutylène téréphtalate
 Poids : 1,7 kg
 Classe protection : II
 Particularités : Raccord tournant, axe rotation à 360°,
 intensité réglable en continu, lumière d'orientation (interrupteur)

Art. D16.371.0000

Institutions

CHF 478.-

TVA excl.



LAMPE D'EXAMEN HALUX N50-3 P SX

Derungs 

La version premium HALUX N50 convainc par sa forme minimaliste et l'attention aux détails typiquement suisse. C'est le luminaire parfait pour tous ceux qui veulent plus de lumière ou un changement de couleur. Peut être utilisé dans tous les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Nettoyage rapide grâce à la conception fermée Sans entretien - Matériaux de haute qualité et technologie LED durable Positionnement sûr et facile Puissance lumineuse - 50000 lux à 0,5 m Grand champ lumineux homogène pour un confort visuel maximal Champ d'éclairage - Ø 18 cm @ 0,5 m Température de couleur Fixe: 4 400 K, réglable: 3 300 K / 3 800 K / 4 400 K(en option). Gradable à 5 niveaux Avec bloc d'alimentation intégré. Avec bras flexible Répond aux exigences normatives EN 60601-1 & EN 60601-2-41

Art. D16.011.000-0806680

Institutions

CHF 954.80 TVA excl.

Option disponible :

Art. D15.595.000

Piètement à roulettes (209.- ht)



LAMPE DE SOINS TRIANGO 100-1 F

Derungs 

La structure modulaire de la lampe de soins TRIANGO 100 satisfait à toutes vos exigences. Faites l'expérience de l'ingénierie suisse : sous l'apparence d'une petite lampe pour salle d'opération se cachent des années d'expérience en matière de technique lumineuse et d'ergonomie. La TRIANGO 100 garantit des conditions lumineuses optimales et est l'assistant parfait pour n'importe quel médecin. Sa puissance lumineuse de 100'000 lux à 1,0 m permet des interventions précises et des diagnostics exacts pour le plus grand bien des patients. Avec piètement à roulettes, blanc pur

- Design unique
- 9 LED avec Ra 95
- Gradable sur 4 niveaux (40 / 60 / 80 / 100 %)
- Température de couleur de la lumière : 4 300 K
- Diamètre de la zone d'éclairage : 18 cm
- Optique diamant unique
- Système de bras à ressort exclusif avec larges angle de mouvement et rayon d'action
- Commande intuitive via un clavier sous membrane
- Poignée amovible et stérilisable
- Produit médical conformément aux normes EN 60601-1 et EN 60601-2-41

Art. PRO-D15.923.000-00803670

Institutions

CHF 4'106.50 TVA excl.

