



Route de la Thiolaz 6  
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10  
F +41 21 887 02 11  
info@meditec.ch  
[www.meditec.ch](http://www.meditec.ch)

Mo-Fr 8:00 – 11:30 Uhr  
14:00 – 16:30

Beratung zu Hause,  
unverbindlich  
Technischer Support 7/7

The logo for 'PRO', featuring a stylized orange cross symbol followed by the word 'PRO' in a bold, orange, sans-serif font.

### PERSONENTRAGGERÄT WINN'MOTION 175

Praktisch Leicht und kompakt  
Zerlegbar und leicht zu transportieren.  
Dank Doppelrollen leicht zu manövrieren.  
Gewicht: 36 kg. 360°-Drehung des Hebebalkens.  
Ästhetik Modernes und gepflegtes Design.  
Gepolsterter Schlagarm zum Schutz vor möglichen Stößen.  
Gurtbefestigungen mit Rücklaufsperre.  
Schiebegriffe mit  
mit komfortablem Griffschaumstoff überzogen.  
Not-Aus-Schalter, Stopp bei Hindernissen.  
Notfall-Abwärtssteuerung,  
Batterieladeanzeige,  
vollständige Bodenaufnahme,  
Beinabstand per Pedal.  
Hubkraft: 175 kg

Art. L0900

*Institutionen* CHF 1'881.- exkl. MwSt.



### PERSONENHEBER SOLAR 185

Das Gerät Solar 175 ist ein mobiler Personenlifter zum Transferieren von Personen und wurde für den Einsatz in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Kliniken entwickelt. Mit dem Gerät Solar kann eine Person vom Bett in einen Rollstuhl, von einem Rollstuhl in einen anderen oder auf die Toilette transferiert werden.

#### Beinstrecken: Elektrisch

Minimale Innenbreite: 550 mm  
Maximale Innenbreite: 920 mm  
Maximale Tragkraft: 185 kg  
Anzahl der Fahrten mit einer Last: 40-60 mit 80 kg  
Material: Thermolackierter Stahl  
Maximale Höhe des Bügels: 1970 mm  
Minimale Höhe des Bügels: 636 mm  
Gesamtgewicht mit Batterie: 50 kg

Steuergerät mit Informationsdisplay:

- Gesamtzahl der Zyklen – Zylinder
- Durchgeführte Transferzeit
- Anzahl der Überlastungen
- Tage seit der letzten Wartung
- Bei Ausfall der Fernbedienung Möglichkeit, die Auf-/Ab- und Spreiztasten direkt am Steuergerät zu verwenden.

Art. 010-01403

*Institutionen* CHF 3'897.- exkl. MwSt.



## STELLAR 170 STEHGERÄT



Stellar ist die neue, hochmoderne Gehhilfe von Ergolet. Kombination aus skandinavischem Design mit hervorragender Funktionalität. Unsere einzigartigen, patentierten Flanschhaken sorgen für eine sichere und einfache Befestigung des Flansches. Die gepolsterte Knieunterlage ist größen- und Winkel verstellbar, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Kompakte Maße und elegantes skandinavisches Design. Elektrische Fußabstützen, höhen- und winkelverstellbare Kniestützen in Höhe und Neigung verstellbar. Not-Aus-Funktion. Max. Belastbarkeit 170 kg. Gewicht 54 kg. Batterielaufzeit: 60 bis 80 Hebevorgänge. Akku und Ladegerät im Gerät integriert.



### Steuergerät mit Informationsdisplay:

- Gesamtzahl der Zyklen – Zylinder
- Durchgeführte Transferzeit
- Anzahl der Überlastungen
- Tage seit der letzten Wartung
- Bei Ausfall der Fernbedienung Möglichkeit die Tasten zum Heben/Senken und Spreizen der Elektrische Füße direkt am Steuergerät.

Art. 011-01701

**Institutionen CHF 3'483.-** exkl. MwSt.





## DECKENLIFTER LUNA

Der hochmoderne **Schienerlifter LUNA** ermöglicht das mühelose und sichere Heben und Transferieren von Personen. Der zu transferierende Patient wird in einem Hebegurt positioniert, der am Hebemodul befestigt ist, welches sich in einem an der Decke befestigten Schienennetz bewegt.

Der **Schienerlifter LUNA** ist ein maßgeschneidertes System, das all Ihren Anforderungen gerecht wird und unabhängig von baulichen Gegebenheiten in allen Arten von Räumlichkeiten installiert werden kann.



### Befestigung der Schiene an der Decke

Die an der Decke befestigten Schienen ermöglichen alle möglichen Konfigurationen : gerade Schiene, H-Schiene, gebogene Schiene, Weiche.




### Befestigung der Schiene an der Wand

An den Wänden können zwei Schienenkonfigurationen installiert werden: Gerade Schiene an Wandhalterung: auf Wandplatte montiert H-förmige Schiene, die die gesamte Fläche des Raumes abdecken kann.

LUNA ist ultraleicht und immer einsatzbereit und ermöglicht alle möglichen **Personentransfers** durchzuführen. Er fñgt sich in seine Umgebung ein und wird unsichtbar.



Der Personenlifter LUNA besteht aus einem **Hubmotor**, der in einer an der Decke an der Decke oder an einer Wand befestigt ist. Dieser ultraleichte, kompakte und formschöne **Hubmotor ein Gewicht** von bis zu 275 kg heben, 400 kg, wenn er doppelt motorisiert ist.



Das Hubmodul läuft auf einer Schiene in fester und mobiler Position:

*Feste Position:* Der Luna bewegt sich in einem Schienensystem für einen längeren Einsatz. Er kann jedoch vom technischen Personal leicht und ohne Werkzeug ausgehängt werden.

*Mobile Position:* Der Luna begleitet das Pflegepersonal von Zimmer zu Zimmer. Er wird am Gurt aufgehängt. Mit dem im Lieferumfang des Moduls enthaltenen Auslegerarm lässt er sich mühelos ein- und aushängen



Ab **CHF 3'915.-** exkl. MwSt.

### ERGOLET-GURT FÜR DEN TRANSFER AUF DIE TOILETTE FÜR PATIENTENHEBER

Art. 009-09544 Größe S  
Art. 009-09545 Größe M  
Art. 009-09546 Größe L  
Art. 009-09547 Größe XL


*Institutionen* **CHF 283.80** exkl. MwSt.



### ERGOLET TRANSFER-GURT FÜR PERSONENHEBER MIT NIEDRIGEM RÜCKEN

Art. 009-09634 Größe S  
Art. 009-09635 Größe M  
Art. 009-09636 Größe L  
Art. 009-09637 Größe XL

*Institutionen* **CHF 288.95** exkl. MwSt.



### ERGOLET UNIVERSAL-TRANSFERGURT FÜR PATIENTENLIFTER

Art. 009-09804 Größe S  
Art. 009-09805 Größe M  
Art. 009-09806 Größe L  
Art. 009-09807 Größe XL

*Institutionen* **CHF 261.95** exkl. MwSt.



### ERGOLET UNIVERSAL-TRANSFERGURT AUS NETZSTOFF FÜR DIE BADEKABINE



Art. 009-09814 Größe S  
Art. 009-09815 Größe M  
Art. 009-09816 Größe L  
Art. 009-09817 Größe XL

*Institutionen* CHF 235.95 exkl. MwSt.



### ERGOLET UNIVERSAL-TRANSFERGURT MIT KOPFSTÜTZE



Art. 009-09824 Größe S  
Art. 009-09825 Größe M  
Art. 009-09826 Größe L  
Art. 009-09827 Größe XL

*Institutionen* CHF 280.65 exkl. MwSt.



### ERGOLET STANDING COMFORT GURT FÜR STEHGERÄT



Art. 009-09594 Größe S  
Art. 009-09595 Größe M  
Art. 009-09596 Größe L  
Art. 009-09597 Größe XL

*Institutionen* CHF 218.30 exkl. MwSt.



## DER TURNER PRO

Aufsteh- und Transferhilfe Turner Pro  
 Aktiviert den Patienten beim Transfer von einer Sitzposition  
 in eine andere Sitzposition aktiv. Es sichert die transferierte Person und  
 entlastet den Rücken des Pflegepersonals.  
 Oranger Griff für bessere Sichtbarkeit.  
 Höhenverstellbare Griffhalterung: 80 bis 120 cm  
 Höhenverstellbare Kniehalterung: 33 bis 55 cm  
 Maximale Tragkraft: 200 kg  
 Leicht zu drehen, kompakt und leicht  
 Kniehalterung leicht in der Höhe verstellbar  
 Aluminiumbasis mit rutschfester Oberfläche  
 Rollt leicht auf Teppichen  
 Gewicht: 7,5 kg  
 Material: epoxidbeschichteter Stahl  
 Durchmesser der Platte: 40 cm  
 Gesamtdurchmesser: 45 cm

Art. 100636

**Institutionen CHF 499.50** exkl. MwSt.



## TRANSFERGERÄT BURE MOVER PLUS

Mover Plus ist eine Transferplattform, die für einen reibungslosen und bequemen Transfer entwickelt wurde. Sie  
 ist einfach zu bedienen und hilft mit ihren zwei schwenkbaren Kissen dabei, Patienten sicher zu transferieren.  
 Der Patient wird sicher auf den beiden Kissen sitzend transferiert.  
 Mover Plus hat einen schmalen Grundrahmen und Doppelrollen  
 für eine einfache Manövrierbarkeit, selbst auf engstem Raum.

Gewicht: 28 kg  
 Anzahl der Haltegriffe: 3  
 Höhe: 107 cm  
 Länge: 96 cm  
 Breite hinten: 63,5 cm  
 Breite vorne: 38 cm  
 2 Rollen mit Bremse hinten

Art. 244500

**Institutionen CHF 2'277.-** exkl. MwSt.



### ÜBERGABE-LENKER ALPHA MERLIN

Transfergriff ALPHA Merlin

Die Transferhilfe Merlin mit Schnalle und Hebehilfe ist eine einfache und sichere Hilfe zum Aufstehen und Personen mit eingeschränkter Mobilität beim Aufstehen und  
 Produktdetails: Transferhilfe-Rahmen aus hochwertigem Edelstahl für maximale Stabilität und einfache Reinigung. Die Hebehilfe wird um die Taille des Patienten gelegt und ist in der Breite verstellbar.  
 Abmessungen des Grundrahmens 52,9 x 81 cm  
 Abmessungen der Grundplatte 41 x 46,5 cm  
 Hebevorrichtung für den Taillenumfang 70 bis 160 cm

Art. 370325

*Institutionen* **CHF 2'079.-** exkl. MwSt.



### DREHTELLER 6895

Diese solide und leichte, um 360° drehbare Platte erleichtert Transfers im Stehen. Widerstandslose Drehung  
 Durchmesser der Oberfläche: 32,5 cm  
 Mit Griff für einfachen Halt  
 Material: Polypropylen auf ABS-Struktur  
 Gewicht: 1,5 kg. Maximale Tragkraft: 110 kg

Art. BB-960000001

*Institutionen* **CHF 178.20** exkl. MwSt.



### SCHWENKBARES KISSEN

Die Transferhilfe für ebene Flächen.  
 Produktdetails: gepolstertes Gewebe.  
 Unterseite mit rutschfesten Noppen  
 Um 360° in beide Richtungen drehbar  
 Höhe ca. 3 cm  
 Ø ca. 45 cm  
 Waschbar bis 30 °C

Art. 363178

*Institutionen* **CHF 40.55** exkl. MwSt.



### TRANSFERBRETT GLIDEBOARD CURVED

Länge 68 cm  
Breite 21 cm  
Kunststoff

Art. 476.0012

*Institutionen* CHF 144.- exkl. MwSt.

**SAMARIT**  
Samarit transfer systems



### ÜBERTRAGUNGSBRETT GLIDEBOARD SELFGLIDE

Länge 50 cm  
Breite 21 cm  
Kunststoff

Art. 476.0050

*Institutionen* CHF 121.50 exkl. MwSt.

**SAMARIT**  
Samarit transfer systems



### ÜBERTRAGUNGSBRETT GLIDEBOARD THE GREAT

Länge 88 cm  
Breite 23 cm  
Kunststoff

Art. 476.0080

*Institutionen* CHF 228.- exkl. MwSt.

**SAMARIT**  
Samarit transfer systems



### TRANSFERPLATTE ROLLBORD ECOLITE 180

Geeignet für Radiologie und Operationssaal.  
 Abmessungen: 180 x 50 cm, zusammenklappbar auf 89 x 50 cm  
 Gewicht: 2,8 kg  
 Material: Innenkern aus Polyethylschaum,  
 Gleitfähiger Silikonbezug  
 Graue beschichtete Hülle.

Art. 440.1180

*Institutionen* CHF 684.- exkl. MwSt.



**SAMARIT**  
Samarit transfer systems

### TRANSFERPLATTE ROLLBORD – ECOLITE 90

Geeignet für Urologie und Gynäkologie.  
 Abmessungen: 90 x 50 cm  
 Gewicht: 1,3 kg  
 Belastbarkeit: siehe Gebrauchsanweisung  
 Material: Innenkern aus Polyethylschaum,  
 gleitfähiges Silikongewebe, graue beschichtete Hülle.

Art. 440.1090

*Institutionen* CHF 454.- exkl. MwSt.



**SAMARIT**  
Samarit transfer systems

### TRANSFERPLATTE HIGHTEC ROLLBORD – STANDARD

Geeignet für Radiologie, Operationssaal,  
 Intensivstation und Spezialstation, alle Stationen.  
 Abmessungen: 177 x 50 cm, zusammenklappbar auf 87 x 50 cm  
 Gewicht: 2,7 kg  
 Material: Innenkern aus speziellem Leichtschaumstoff,  
 gleitfähiges Teflontgewebe, mit silbernem Bezug,  
 Sicherheitsenden mit integrierten Griffen.

Art. 440.0100

*Institutionen* CHF 1'126.- exkl. MwSt.



**SAMARIT**  
Samarit transfer systems

### TRANSFERPLATTE HIGHTEC ROLLBORD – MINI GYN

Geeignet für urologische und gynäkologische Operationssäle, Intensivstationen und Notaufnahmen.

Abmessungen: 91 x 50 cm, nicht faltbar. Gewicht: 1,4 kg

Material: Innenkern aus speziellem Leichtschaum, gleitfähiges Teflontextil, mit silberfarbenem Bezug, Sicherheitsenden mit integrierten Griffen.

Art. 440.0300

*Institutionen* CHF 778.- exkl. MwSt.

**SAMARIT**  
Samarit transfer systems



### TRANSFERBRETT HIGHTEC ROLLBORD – ICU BARIATRIC

Geeignet für die Intensivpflege und die Adipositasmedizin, für Luftmatratzen und Anti-Dekubitus-Matratzen.

Abmessungen: 177 x 50 cm, nicht faltbar, verstärkt

Gewicht: 3,8 kg

Material: Innenkern aus speziellem Leichtschaum, gleitfähiges Teflontextil, mit silberfarbenem Bezug, Sicherheitsenden mit integrierten Griffen.

Art. 440.0200

*Institutionen* CHF 1'292.- exkl. MwSt.

**SAMARIT**  
Samarit transfer systems



### CARE GLIDE MOD.1 70 X 70 CM

Verwendung: Positionswechsel im Sitzen am Bettrand, 90°-Drehung, kleine Lageveränderungen, Sitzposition im Bett. Abmessungen: 70 x 70 cm

Art. 450.0070

*Institutionen* CHF 95.60 exkl. MwSt.



### CARE GLIDE MOD. 2 100 X 80 CM

Verwendung: Lagewechsel von rechts/links liegend, Oberkörper auf die Seite, Patienten in Seitenlage bringen. Abmessungen: 100 x 80 cm

Art. 450.0100

*Institutionen* CHF 162.- exkl. MwSt.



### CARE GLIDE MOD. 3 130 X 100 CM

Verwendung: Positionswechsel rechts/links, ganzer Körper, Patienten in Seitenlage bringen, Positionswechsel zum Wechseln der Bettwäsche.  
Abmessungen: 130 x 100 cm

Art. 450.0130

*Institutionen* **CHF 193.95** exkl. MwSt.



---

### CARE GLIDE MOD. 4 80 X 110 CM

Verwendung: Positionswechsel rechts/links des liegenden Patienten, Sitz- oder Liegeposition hoch/niedrig, am Bettrand und im Rollstuhl.  
Abmessungen 80 x 110 cm

Art. 450.1180

*Institutionen* **CHF 196.45** exkl. MwSt.



---

### CARE GLIDE MOD. 5 100 X 130 CM

Verwendung: Hoch-/Tief-Lagenwechsel des Patienten im Bett.  
Transfer von Bett zu Bett mit zwei Personen und einer Zugleine für Patienten sehr korpulenter Patienten.  
Transfer/Positionswechsel im Bett von Patienten mit Wirbelsäulenverletzungen.  
Maße: 100 x 130 cm

Art. 450.1310

*Institutionen* **CHF 193.95** exkl. MwSt.

