



06

Route de la Thiolaz 6  
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

[www.meditec.ch](http://www.meditec.ch)

Lu-Ve 8 h – 11h30  
14 h – 16h30

Conseils à domicile,  
sans engagement  
Assistance technique 7/7



**PRO**

### SOULEVE-PERSONNE WINN'MOTION 175

Pratique Léger et compact  
Démontable et facilement transportable.  
Maniable grâce aux roues double galet.  
Poids : 36 kg.  
Rotation du fléau 360°.  
Esthétisme Design moderne et soigné.  
Fléau rembourré pour protéger des chocs éventuels.  
Attaches de la sangle, dotée du système anti-retour.  
Poignées de poussée recouvertes d'une mousse de préhension confortable.  
Arrêt d'urgence, arrêt sur obstacle.  
Commande de descente d'urgence,  
Indicateur de charge des batteries,  
Ramassage au sol intégral,  
Ecartement des pieds par pédale.  
Capacité de levage: 175 kg

Art. L0900

**Institutions** CHF 1'881.- TVA excl.



### SOULEVE-PERSONNE SOLAR 185

Le dispositif Solar 175 est un lève-personne mobile permettant de transférer une personne et conçu pour être utilisé dans les maisons de retraite médicalisées, les hôpitaux et les cliniques. Le dispositif Solar permet de transférer une personne d'un lit à un fauteuil roulant, d'un fauteuil roulant à un autre ou sur les WC.

#### Ecartement des pieds : Electriques

Largeur interne minimum : 550 mm  
Largeur interne maximum : 920 mm  
Charge max d'utilisation : 185 kg  
Nombre de montée avec une charge : 40-60 avec 80 kg  
Matériel : Acier thermo laqué  
Hauteur maxi du cintre : 1970 mm  
Hauteur minimum du cintre : 636 mm  
Poids total avec batterie : 50 kg

Boitier de contrôle avec écran d'informations :

- Nombre total de cycles – vérin
- Temps de transfert effectué
- Nombre de surcharges
- Jours écoulés depuis le dernier entretien
- En cas de panne de la télécommande, possibilité d'utiliser les boutons montée/descente et écartement des pieds électriques sur le boitier de contrôle directement.

Art. 010-01403

**Institutions** CHF 3'897.- TVA excl.



## VERTICALISATEUR STELLAR 170



Stellar est la nouvelle aide du dernier cri d'Ergolet.  
Combinaison de la conception scandinave  
Avec l'excellente fonctionnalité.  
Nos crochets uniques et brevetés de bride donnent  
un attachement sûr et simple de bride.  
L'appui capitonné de genou est taille et  
angle réglable pour un ajustement parfait.  
Dimensions compactes et design scandinave élégant.  
Ecartement électrique des pieds, supports des genoux  
ajustables en hauteur et en angle.  
Stop d'urgence.  
Charge max. 170 kg.  
Poids 54 kg.  
Autonomie batterie : 60 à 80 levées.  
Batterie et chargeur intégré à l'appareil.



### Boitier de contrôle avec écran d'informations :

- Nombre total de cycles – vérin
- Temps de transfert effectué
- Nombre de surcharges
- Jours écoulés depuis le dernier entretien
- En cas de panne de la télécommande, possibilité d'utiliser les boutons montée/descente et écartement des pieds électriques sur le boîtier de contrôle directement.

Art. 011-01701

*Institutions* **CHF 3'483.-** TVA excl.



## LIFT AU PLAFOND LUNA

Ultra moderne, le **lève-personne sur rail LUNA** permet de lever et transférer les personnes sans le moindre effort et en toute sécurité. Le patient à transférer est positionné dans un harnais accroché au module de levage qui circule dans un réseau de rails fixés au plafond.

Le **lève-personne sur rail LUNA** est un système sur-mesure pour répondre à tous vos besoins et qui s'installe dans tous types de locaux quelles que soient les contraintes architecturales.



### Fixation rail au plafond

Les rails fixés au plafond permettent toutes les configurations possibles : rail droit, rail en H, rail en courbe, aiguillage.



### Fixation rail mural

Deux configurations de rails peuvent être installées sur les murs : Rail droit sur fixation murale : monté sur platine murale Rail en H qui permet de couvrir toute la superficie de la pièce.

Ultra léger et toujours à disposition, le LUNA permet de réaliser tous les **transferts de personne** possibles. Il s'intègre dans son environnement et se rend invisible.

Le lève-personne LUNA est composé d'un **moteur de levage** qui circule dans un rail fixé au plafond ou contre un mur.

Ultra léger, compact et design, ce **moteur de levage** permet de soulever jusqu'à 275kg, 400 kg en double motorisation.


Le module de levage circule sur un rail en position fixe et nomade :

*Position fixe* : le Luna se déplace dans un système de rails, pour une utilisation prolongée. Il reste cependant déplaçable par le personnel technique qui pourra le décrocher facilement sans outil.

*Position nomade* : le Luna accompagne le personnel soignant de chambre en chambre. Il est suspendu par la sangle. Son bras d'extension fourni avec le module, permet de l'accrocher et le décrocher sans aucun effort

Dès **CHF 3'915.-**

TVA excl.



### SANGLE ERGOLET TRANSFERT TOILETTE POUR SOULEVE-PERSONNE

Art. 009-09544 Taille S  
Art. 009-09545 Taille M  
Art. 009-09546 Taille L  
Art. 009-09547 Taille XL


*Institutions* **CHF 283.80** TVA excl.



### SANGLE ERGOLET TRANSFERT LOW BACK POUR SOULEVE-PERSONNE

Art. 009-09634 Taille S  
Art. 009-09635 Taille M  
Art. 009-09636 Taille L  
Art. 009-09637 Taille XL

*Institutions* **CHF 288.95** TVA excl.



### SANGLE ERGOLET TRANSFERT UNIVERSELLE POUR SOULEVE-PERSONNE

Art. 009-09804 Taille S  
Art. 009-09805 Taille M  
Art. 009-09806 Taille L  
Art. 009-09807 Taille XL

*Institutions* **CHF 261.95** TVA excl.



### SANGLE ERGOLET TRANSFERT UNIVERSELLE EN FILET POUR BAIN

Art. 009-09814 Taille S  
Art. 009-09815 Taille M  
Art. 009-09816 Taille L  
Art. 009-09817 Taille XL

*Institutions* **CHF 235.95** TVA excl.



### SANGLE ERGOLET TRANSFERT UNIVERSELLE AVEC TÊTIÈRE

Art. 009-09824 Taille S  
Art. 009-09825 Taille M  
Art. 009-09826 Taille L  
Art. 009-09827 Taille XL

*Institutions* **CHF 280.65** TVA excl.



### SANGLE ERGOLET STANDING CONFORT POUR VERTICALISATEUR

Art. 009-09594 Taille S  
Art. 009-09595 Taille M  
Art. 009-09596 Taille L  
Art. 009-09597 Taille XL

*Institutions* **CHF 218.30** TVA excl.



## LE TURNER PRO

Appareil de verticalisation et transfert Turner Pro  
Rend le patient actif lors du transfert d'une position assise à une autre. Il sécurise la personne transférée et soulage le dos du personnel soignant.

Poignée orange pour une plus grande visibilité.

Hauteur réglable du support de la poignée: 80 à 120cm

Hauteur réglable du support genou: 33 à 55cm

Poids maximum supporté: 200kg

Facile à pivoter, compact et léger

Support de genou facile à ajuster en hauteur

Base en aluminium avec anti-dérapant

Roule facilement sur les tapis

Poids: 7,5 kg

Matériau: acier laqué époxy

Diamètre du plateau: 40 cm

Diamètre hors tout: 45 cm

Art. 100636

**Institutions** CHF 499.50 TVA excl.



## APPAREIL DE TRANSFERT BURE MOVER PLUS

Mover Plus est une plate-forme de transfert développée pour fournir un transfert fluide et pratique. Il est facile à utiliser et aide à transférer les patients en toute sécurité au moyen des 2 coussins pivotants.

Le Patient est transféré alors en toute sécurité assis sur les 2 coussins.

Mover Plus a un cadre de base étroit et double roulettes pour une maniabilité facile, même dans les espaces confinés.

Poids : 28 kg

Nombre de barres de maintien : 3

Hauteur : 107 cm

Longueur : 96 cm

Largeur arrière : 63,5 cm

Largeur avant : 38 cm

2 roulettes à frein à l'arrière

Art. 244500

**Institutions** CHF 2'277.- TVA excl.



### GUIDON DE TRANSFERT ALPHA MERLIN

Guidon de transfert ALPHA Merlin  
L'aide au transfert Merlin avec ceinture à boucle et aide au levage est une aide simple et sûre pour aider à se lever et à déplacer des personnes à mobilité réduite.  
Détails du produit: Cadre d'aide au transfert en acier inoxydable de haute qualité pour une stabilité maximale facile à nettoyer. L'aide au soulèvement est placée autour de la taille du patient réglable en largeur.  
Dimensions du cadre de base 52,9 x 81 cm  
Dimensions de la plaque de base 41 x 46,5 cm  
Aide au soulèvement du tour de taille 70 à 160 cm

Art. 370325

**Institutions** CHF 2'079.- TVA excl.



### PLAQUE TOURNANTE 6895

Solide et léger, ce disque tournant sur 360° facilitera les transferts en station debout Rotation sans résistance  
Surface de diamètre de 32,5 cm  
Comporte une poignée pour une prise en main aisée  
Matière : Polypropylène sur structure en ABS  
Poids : 1,5 kg. Poids maximal supporté : 110 kg

Art. BB-960000001

**Institutions** CHF 178.20 TVA excl.



### COUSSIN PIVOTANT

L'aide au transfert pour les surfaces planes.  
Détails du produit: tissu rembourré.  
Dessous avec boutons antidérapants  
Peut être tourné à 360° dans les deux sens  
Hauteur environ 3 cm  
Ø environ 45 cm  
Lavable jusqu'à 30 ° C

Art. 363178

**Institutions** CHF 40.55 TVA excl.



**PLANCHE DE TRANSFERT GLIDEBOARD CURVED**

Longueur 68 cm  
Largeur 21 cm  
Matière synthétique

Art. 476.0012

*Institutions* **CHF 144.-** TVA excl.

**SAMARIT**  
Samarit transfer systems



**PLANCHE DE TRANSFERT GLIDEBOARD SELFGLIDE**

Longueur 50 cm  
Largeur 21 cm  
Matière synthétique

Art. 476.0050

*Institutions* **CHF 121.50** TVA excl.

**SAMARIT**  
Samarit transfer systems



**PLANCHE DE TRANSFERT GLIDEBOARD THE GREAT**

Longueur 88 cm  
Largeur 23 cm  
Matière synthétique

Art. 476.0080

*Institutions* **CHF 228.-** TVA excl.

**SAMARIT**  
Samarit transfer systems



### PLANCHE DE TRANSFERT ROLLBORD ECOLITE 180

Convient à la radiologie, au bloc opératoire.  
Dimensions :180 x 50 cm pliable en 89 x 50 cm  
Poids :2.8 kg  
Matériau : Noyau intérieur en mousse de polyéthylène,  
Tissu de silicone coulissant  
Gris manchon revêtu.

Art. 440.1180

*Institutions* **CHF 684.-** TVA excl.



**SAMARIT**  
Samarit transfer systems

### PLANCHE DE TRANSFERT ROLLBORD – ECOLITE 90

Convient à la Urologie et gynécologie.  
Dimensions :90 x 50 cm  
Poids :1.3 kg  
Charge :voir le guide de l'utilisateur  
Matériau : Noyau intérieur en mousse de polyéthylène,  
tissu de silicone coulissant, gris manchon revêtu.

Art. 440.1090

*Institutions* **CHF 454.-** TVA excl.



**SAMARIT**  
Samarit transfer systems

### PLANCHE DE TRANSFERT HIGHTEC ROLLBORD - STANDARD

Convient à la radiologie, au bloc opératoire,  
soins intensifs et la station spéciale, toutes les stations.  
Dimensions :177 x 50 cm, pliable en 87 x 50 cm  
Poids :2,7 kg  
Matériau: Noyau interne de la mousse légère spéciale,  
Téflon coulissant en tissu, recouvert d'étui d'argent,  
la sécurité se termine avec poignées intégrées.

Art. 440.0100

*Institutions* **CHF 1'126.-** TVA excl.



**SAMARIT**  
Samarit transfer systems

### PLANCHE DE TRANSFERT HIGHTEC ROLLBORD – MINI GYN

Convient aux blocs opératoires d'urologie et de gynécologie, aux salles de réanimation et aux services d'urgences.

Dimensions : 91 x 50 cm non pliable. Poids : 1.4 kg

Matériau: Noyau interne de la mousse légère spéciale, Téflon coulissant en tissu, recouvert d'étui d'argent, la sécurité se termine avec poignées intégrées.

Art. 440.0300

*Institutions* **CHF 778.-** TVA excl.

**SAMARIT**  
Samarit transfer systems



### PLANCHE DE TRANSFERT HIGHTEC ROLLBORD – ICU BARIATRIC

Convient aux soins intensifs et Bariatric, aux matelas pneumatiques et aux matelas anti-escarres.

Dimensions : 177 x 50 cm non pliable, renforcée

Poids : 3.8 kg

Matériau : Noyau interne de la mousse légère spéciale, téflon coulissant en tissu, recouvert d'étui d'argent, la sécurité se termine avec poignées intégrées.

Art. 440.0200

*Institutions* **CHF 1'292.-** TVA excl.

**SAMARIT**  
Samarit transfer systems



### CARE GLIDE MOD.1 70 X 70 CM

Utilisation: Changement de position assise au bord du lit, pivotement à 90°, petits changements de position, position assise dans le lit. Dimensions: 70 x 70 cm

Art. 450.0070

*Institutions* **CHF 95.60** TVA excl.



### CARE GLIDE MOD. 2 100 X 80 CM

Utilisation: Changement de position couchée droite/gauche, haut du corps sur le côté, mise du patient en position latérale. Dimensions : 100 x 80 cm

Art. 450.0100

*Institutions* **CHF 162.-** TVA excl.



### CARE GLIDE MOD. 3 130 X 100 CM

Utilisation: Changement de position droite/gauche, tout le corps, mise du patient en position latérale, changement de position pour changer les draps du lit.  
Dimensions : 130 x 100 cm

Art. 450.0130

*Institutions*    **CHF 193.95**    TVA excl.



### CARE GLIDE MOD. 4 80 X 110 CM

Utilisation: Changement de position droite/gauche du patient couché, position assise ou couchée haute/basse, assise en bordure du lit et en fauteuil roulant.  
Dimensions 80 x 110 cm

Art. 450.1180

*Institutions*    **CHF 196.45**    TVA excl.



### CARE GLIDE MOD. 5 100 X 130 CM

Utilisation: Changement de position haute/basse assise ou couchée du patient dans le lit.  
Transfert lit/lit à l'aide de deux personnes et d'une toile de traction pour patients de très forte corpulence.  
Transfert/changement de position dans le lit de patients blessés à la colonne vertébrale.  
Dimensions : 100 x 130 cm

Art. 450.1310

*Institutions*    **CHF 193.95**    TVA excl.

