



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher / VD

T +4121 887 02 10
F +41 21 887 02 11
info@meditec.ch
www.meditec.ch

Mo-Fr 8:00 – 11:30 Uhr
14:00 – 16:30

Beratung zu Hause,
unverbindlich
Technischer Support 7 Tage die Woche

+PRO

AGILY-PFLEGEWAGEN

AGILY-Basiswagen:



AGILY-Wagen mit **3 KYDEX-Ablageflächen** mit Rand, Abmessungen der Ablageflächen 600 x 400 mm

Art. 87191 + 87194 + 87195

Institutionen **CHF 890.-** exkl. MwSt.

AGILY-Wagen mit **2 KYDEX-Tablets** mit Rand, Tablets: 600 x 400 mm

Art. 87191 + 87195

Institutionen **CHF 750.-** exkl. MwSt.



Wagen AGILY mit 3 Tablets aus COMPACT, Tablettabmessungen 600 x 400 mm

Art. 87121 + 87184 + 87185

Institutionen **CHF 895.-** exkl. MwSt.

Wagen AGILY mit 2 Tablets aus COMPACT, Tablettabmessungen 600 x 400 mm

Art. 87121 + 87185

Institutionen **CHF 765.-** exkl. MwSt.



AGILY-Wagen mit **3 KYDEX-Tablets** mit Rand Abmessungen Tablets 400 x 400 mm

Art. 87300 + 87303 + 87304

Institutionen **CHF 840.-** exkl. MwSt.

Wagen AGILY mit **2 KYDEX-Tablets** mit Rand Abmessungen Ablageflächen 400 x 400 mm

Art. 87300 + 87304

Institutionen **CHF 710.-** exkl. MwSt.



WAGEN AGILY MIT 2 ABLAGEN UND 1 SCHUBLADE 600 X 400 

2 Kydex-Ablagen
1 Schublade 600 x 400 x 75 mm
1 Normschiene für Zubehör

Art. 87191 + 87195 + 8AT_075S + 87126

Institutionen **CHF 875.-** exkl. MwSt.



WAGEN AGILY STANDARD
3 Ablagen mit 1 Schublade 600 x 400



3 Kydex-Ablagen
1 Schublade 600 x 400 x 75 mm
1 Normschiene für Zubehör

Art. 87191 + 87194 + 87195 + 8AT_075S + 87126

Institutionen **CHF 995.-** exkl. MwSt.



AGILY-WAGEN
2 Ablagen mit 1 Schublade 400 x 400



2 Kydex-Ablagen
1 Schublade 400 x 400 x 75 mm
1 Halterung für Nadelbehälter
1 Halterung für Abfallbehälter

Art. 87300 + 87304 + 8AT_075S + 87126 + 28039 + 28071N

Institutionen **CHF 1'070.-** exkl. MwSt.



AGILY-WAGEN
2 Ablagen mit 3 Schubladen 400 x 400



- 2 Kydex-Ablagen
- 1 Schublade 400 x 400 x 195 mm
- 1 Halterung für Nadelbehälter
- 1 Halterung für Abfallbehälter

Art. 87300 + 87304 + 8AS_075S + 8AS_115S + 8AT_075S + 87126 + 28039 + 28071N

Institutionen CHF 1'325.- exkl. MwSt.

Zahlreiche Konfigurationen auf Anfrage erhältlich
Einige Beispiele für realisierte AGILY-Wagenkonfigurationen:





**BEISTELLTISCH AUS KUNSTHARZ
2 ABLAGEN 500 X 500 X 985 MM**

3 Schubladen, davon 1 abschließbar

Art. FA44203

Institutionen CHF 1'180.- exkl. MwSt.



**BEISTELLTISCH AUS KUNSTHARZ
3 ABLAGEN 700 X 500 X 985 MM**

1 Schublade mit Schlüssel

Art. FA64301

Institutionen CHF 1'015.- exkl. MwSt.



**BEISTELLTISCH AUS KUNSTHARZ
3 ABLAGEN 500 X 500 X 985 MM**

Art. FA44300

Institutionen CHF 510.- exkl. MwSt.





BEISTELLTISCH AUS KUNSTHARZ
2 Ablagen 700 x 500 x 985 mm

2 Schubladen, davon 1 abschließbar

Art. FA64202

Institutionen CHF 1'235.- exkl. MwSt.



BEISTELLTISCH AUS KUNSTHARZ
2 ABLAGEN 500 X 500 X 985 MM

1 Schublade mit Schlüssel

Art. FA44201

Institutionen CHF 665.- exkl. MwSt.



WOCHENPLANER MODULO 410 X 340



Unterteilung durch herausnehmbare Trennwände
7 herausnehmbare Tagespillenfächer, die jedoch fest mit der Ablage verbunden sind
Keine Gefahr einer Vermischung der Tabletten in den Fächern

Maschinenwaschbar bei 60 °C
Maße: 410 x 340 x 55 mm
Farben zur Auswahl: Himbeere oder Lagune

MODULO-Wochenplaner mit 7 Tablettenfächern

Art. 52100 (Blau) 52200 (Himbeere)

Institutionen CHF 92.- exkl. MwSt.





AUSGABEWAGEN PILI CART



Der Medikamentenwagen Pili Cart ist für die Verteilung von Medikamenten in Pflegeheimen oder Langzeitpflegeeinrichtungen. Sie sind kompakt und handlich und eine Verteilung in unmittelbarer Nähe des Patienten.

Diese Wagen sind mit den Pillendosen Pili und Modulo Classic kompatibel

Wagen mit einer oder zwei Säulen

Höhe: 100 oder 120 cm

Rolladenverschluss

Verriegelung durch Zahlenschloss (mit Notschlüssel)

10 Fächer für PILI- oder MODULO Classic-Pillendosen

Farbe: Rosa

Einfache, nicht abfärbende Gummibeschichtung – Gehäuse aus Polyamid (PA)

Gewicht: 21 kg

Art. 8Y144.PILI PILI-Wagen mit 10 Ablagen, Maße 615 x 468 x 988 mm

Institutionen **CHF 1'640.-** exkl. MwSt.

Art. 8Y164.PILI PILI-Wagen mit 12 Fächern, Abmessungen 615 x 468 x 1128 mm

Institutionen **CHF 1'700.-** exkl. MwSt.



LAGERSCHRÄNKE FÜR FESTE MODULO-WOCHENKALENDER




Korpus aus EPOXY-Blech, abschließbar mit Schiebevorhang von links nach rechts

Art. 86730 Feststehender Schrank, Fassungsvermögen 30 Fächer, Abmessungen 600 x 440 x 1980 mm
Institutionen **CHF 1'640.-** exkl. MwSt.

Art. 86740 Feststehender Schrank, Fassungsvermögen 40 Fächer, Abmessungen 1200 x 440 x 1360 mm
Institutionen **CHF 1'960.-** exkl. MwSt.

Art. 86750 Feststehender Schrank, Fassungsvermögen 50 Tablett, Abmessungen 1200 x 440 x 1270 mm
Institutionen **CHF 2'398.-** exkl. MwSt.

Art. 86760 Feststehender Schrank, Kapazität 60 Fächer, Abmessungen 1200 x 440 x 1980 mm
Institutionen **CHF 2'706.-** exkl. MwSt.



MANUELLER TABLETENZERKLEINERER TOOKAN



Beutelhalterung im Griff integriert.
Hygiene und Sicherheit: keine Kontaminationsgefahr,
Reinigung oder Sterilisation erforderlich. Ergonomie:
Ergonomischer Griff aus Aluminium mit orangefarbener Epoxidbeschichtung
Backen aus natur eloxiertem Aluminium

Art. NA00017

Institutionen **CHF 154.-** exkl. MwSt.



Set mit 1000 Beuteln aus Polyethylen. Beutelmaße: 120 x 50 mm
Art. NA00011.01

Institutionen **CHF 92.40** exkl. MwSt.



ELEKTRISCHER TABLETENZERKLEINERER SEVERO 3.0



Dieser Zerkleinerer zermahlt selbst die härtesten Tabletten
in weniger als 8 Sekunden.
Abmessungen: L 80 x T 70 x H 217 mm
Betriebsdauer: 500 Zerkleinerungszyklen (3 Tage Dauerbetrieb)
Stromversorgung über wiederaufladbaren Akku (Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Gewicht: 1,5 kg
Ladezeit: 2 Stunden

Art. NA00030.01 *Institutionen* **CHF 585.-** exkl. MwSt.

Art. NA00014.01 (Set mit 2100 Bechern) *Institutionen* **CHF 270.-** exkl. MwSt.

Art. NA00015 (Set mit 2000 Becherdeckeln) *Institutionen* **CHF 260.-** exkl. MwSt.





TABLETTENZERKLEINERER

Pro 5er-Set

Art. NA03318

Institutionen CHF 48.- exkl. MwSt.



TABLETTENTEILER

5er-Set

Art. NA03319

Institutionen CHF 50.- exkl. MwSt.



PILI BLADE

Unverzichtbares Schneidewerkzeug für die Zubereitung von Medikamenten

Mühelose, natürliche Bewegung
 Weniger Arbeitsschritte
 Schnell und effizient
 Schneidet alle Arten von Blisterpackungen und Beuteln
 Sichere, unzugängliche Klinge
 Verhindert versehentliche Schnittverletzungen durch die



Art. 5H001 **CHF 175.-** exkl. MwSt.



AUSGABEWAGEN NEOP 600 x 400



Der Verteilwagen Neop im Format 600 x 400 ist Teil ein umfassendes Sortiment zur Sicherstellung des Medikamentenlogistikkreislaufs von der Apotheke bis zum Patienten. Er ermöglicht die tägliche Verteilung mit Tablettenbehältern oder namentlich gekennzeichneten Behältern.
 3 Höhen erhältlich: 80, 100 oder 120 cm
 Rolladenverschluss. Obere Ablage aus Thermoplast
 Schubladenbehälter (wahlweise: 18, 24 oder 28).
 Verriegelung durch Zahlenschloss (mit Notschlüssel) oder per Ausweis Trennwände / Seitenwände je nach der gewünschten Innenausstattung. Mit 1 Doppelabfallbehälter für 12-Liter-Säcke, ein großer seitlicher Korb.
 Erhältlich in Apfelgrün (VP), Himmelblau (BC) oder Magenta-Rosa (RM).
 Einsäulenwagen



Art. 8YCHM164H100FRC (Wagen 600x400, 18 Behälter, Höhe 100 cm)

Institutionen CHF 2'190.- exkl. MwSt.

AUSGABEWAGEN NEOP 400 x 400



Der Verteilwagen Neop 400 x 400 ist Teil einer umfassendes Sortiment zur Sicherstellung des Medikamentenlogistikkreislaufs von der Apotheke bis zum Patienten. Er ermöglicht die tägliche Verteilung mit Tablettenbehältern oder namentlich gekennzeichneten Behältern.
 Wagen mit einer oder zwei Säulen.
 Höhe: 100 cm. Rolladenverschluss.
 Verriegelung per Zahlenschloss (mit Notschlüssel) oder per Ausweis. 2 verschiedene Trennwände (Schiene) Seitenwände je nach gewünschter Innenausstattung
 . Obere Ablage aus Thermoplast
 16 oder 28 Schubladenbehälter H110 L.1/6 + Abrollvorrichtung + Schieber.
 5 Fachböden 400 x 400 für Schubladenbehälter.
 1 Behälter 400 x 400, Höhe 75 mm.
 1 Behälter 400 x 400, Höhe 115 mm.
 3 Schienen. 1 Halterung für Nadelauffangbehälter
 1 Doppelabfallbehälter für 12-Liter-Säcke.
 1 großer Seitenkorb
 Erhältlich in Apfelgrün (VP), Himmelblau (BC) oder Magenta-Rosa (RM).



Art. 8YCHM144M100FRC (Rollwagen 400 x 400, 16 Behälter, Höhe 100 cm)

Institutionen CHF 1'760.- exkl. MwSt.

MOBILER LAGERSCHRANK NEOP 600 x 400

Der mobile Lagerschrank ist Teil eines umfangreichen Sortiments an Schränken zur Lagerung von Medikamenten, Infusionslösungen und Medizinprodukten. Ergonomie, Hygiene, Kompaktheit und Vielseitigkeit machen diese Produktreihe zum idealen Werkzeug für die Einrichtung von Behandlungsräumen oder technischen Stationen. Ein- oder zweisäuliger Schrank. 2 Höhen erhältlich: 160 oder 180 cm Rolladenverschluss oder ohne Verschluss.

Verriegelung per Zahlenschloss (mit Notschlüssel) oder per Ausweis, oder ohne Verriegelung.
2 Einlegeböden (Schienen) zur Auswahl je nach gewünschter
Horizontale oder geneigte Schienen, im oberen Bereich
Farben nach Wahl: Magenta-Rosa, Himmelblau oder Apfelgrün.

Art. 8YA164H180FRC (600 x 400, Einzelsäule, Höhe 180 cm)

Institutionen CHF 2'195.- exkl. MwSt.



MOBILER LAGERSCHRANK NEOP 400 x 600

Die mobilen Lagerschränke Neop 400 x 600 ergänzen das Sortiment an für alle Produkte, im Behandlungsraum oder im technischen Bereich (Lagerung langer Produkte). Sie sind als Ein- oder Zweispalter erhältlich. Durch ihren geringen Platzbedarf lässt sich die Bodenfläche optimal nutzen. Bei Bedarf können sie als

Medizinschrank eingesetzt werden. Schrank mit einer oder zwei Säulen
2 Höhen erhältlich: 160 oder 180 cm
Rolladenverschluss oder ohne Verschluss
Verriegelung per Zahlenschloss (mit Notschlüssel) oder per Ausweis, oder ohne Verriegelung. Einlegeböden je nach gewünschter Innenausstattung . Erhältlich in Apfelgrün (VP), Himmelblau (BC) oder Magenta-Rosa (RM).

Art. 8YA146H180FRC (400 x 600, einreihig, Höhe 180 cm)

Institutionen CHF 2'195.- exkl. MwSt.



MOBILER DOPPELLAGER-SCHRANK NEOP 600 x 400

Mit doppelter Säule und einer Höhe von 180 cm. Der mobile Lagerschrank ist Teil eines umfangreichen Sortiments an Schränken für die Lagerung von Medikamenten, Infusionslösungen und medizinischer Geräte. Ergonomie, Hygiene, Kompaktheit und Vielseitigkeit machen diese Produktreihe zum idealen Werkzeug für die Einrichtung von Behandlungsräumen oder technischen Stationen. Schrank mit einer oder zwei Säulen.

2 Höhen: 160 oder 180 cm. Rollladenverschluss oder ohne Verschluss. Verriegelung per Zahlenschloss (mit Notschlüssel) oder per Ausweis, oder ohne Verriegelung. 2 Einlegeböden (Schienen) zur Auswahl, je nach, horizontale oder geneigte Schienen im oberen Bereich.

Farben nach Wahl: Magenta-Rosa, Himmelblau, Apfelgrün

Maße: H 1850 x B 1460 x T 580 mm



Art. 8YAH264H180FRC

Institutionen CHF 3'750.- exkl. MwSt.



MOBILER DOPPELLAGER-SCHRANK NEOP 400 x 600

Mit doppelter Säule und einer Höhe von 180 cm. Der mobile Lagerschrank ist Teil einer breiten Sortiment an Schränken zur Lagerung von Medikamenten, Infusionslösungen und medizinischen Geräten, Ergonomie, Hygiene, Kompaktheit und Vielseitigkeit machen diese Produktreihe zum idealen Werkzeug für die Einrichtung von Behandlungsräumen oder technischer Stationen. Einzelschrank oder Doppelsäule. 2 Höhen: 160 oder 180 cm. Rolladenverschluss oder ohne Verschluss. Verriegelung per Codeschloss (mit) oder per Ausweis, oder ohne Verriegelung. 2 Auswahlmöglichkeiten an Trennwänden (Schienen) je nach der gewünschten Innenausstattung. Horizontale oder geneigte Schienen, teilweise hoch. Farben nach Wahl: Magenta-Rosa, Himmelblau oder Apfelgrün. Abmessungen: H 1850 x B 1060 x T 770 mm

Art. 8YAH246H180FRC

Institutionen CHF 3'750.- exkl. MwSt.



PFLEGEWAGEN NEOP 600 x 400

Dieser Pflegewagen Neop 600 x 400 ist konzipiert um den Anforderungen von Krankenhäusern und Kliniken in Bezug auf Ergonomie, Hygiene und Sicherheit. Einständer-Rollwagen, 2 Höhen erhältlich: 80 oder 100 cm Rolladen- oder Flügelverschluss. Verriegelung durch Codeschloss (mit Notschlüssel) oder mit Ausweis Trennwände / Einlegeböden je nach Erhältlich in Apfelgrün (VP), Himmelblau (BC) oder Magenta-Rosa (RM).

Art. 8Y164H100P4 (600 x 400, einreihig, Höhe 100 cm)

Institutionen CHF 2'650.- exkl. MwSt.



PFLEGEWAGEN NEOP 400 x 400

Mit seinem umfangreichen Zubehörsortiment ist dieser Neop 400 x 400 mit seinem umfangreichen Zubehörsortiment und Aufbewahrung Ihrer Pflegeinstrumente und medizinischen Geräten. Dank seiner für kleine Einrichtungen geeignet macht diesen Wagen zum idealen Hilfsmittel für Pflegekräfte. Höhe: 100 cm. Rollladen- oder Flügelverschluss. Verriegelung per Zahlenschloss (mit Notschlüssel) oder per Ausweis. Trennwände / Einlegeböden je nach . Erhältlich in Apfelgrün (VP), Himmelblau (BC) oder Magenta-Rosa (RM)

Art. 8Y144H100P4 (400 x 400, Einzelsäule, Höhe 100 cm)

Institutionen CHF 1'520.- exkl. MwSt.



PFLEGEWAGEN NEOP 400 x 400 MIT SCHUBLADEN

Pflegewagen NEOP 400 x 400 mit Teleskopschubladen. Mit seinem umfangreichen Zubehörsortiment ist dieser Pflegewagen Neop 400 x 400 optimal für die Organisation und Aufbewahrung Ihrer Pflegeinstrumente und medizinischen Geräten. Seine für kleine Einrichtungen macht diesen Wagen zum idealen Hilfsmittel für Pflegekräfte. Höhe: 100 cm. Auszug mit Teleskopschubladen. Auf Wunsch mit Klappverschluss für Schubladen Trennwände/Einlegeböden je nach gewünschter Innenausstattung. Erhältlich in Apfelgrün (VP), Himmelblau (BC) oder Magenta-Rosa (RM). Lieferung mit 3 Normschienen für Zubehör. Maße: H 1060 x B 563 x T 580 mm

Art. 8Y144H100T (Modell mit Schubladen)

Institutionen CHF 2'470.-

exkl. MwSt.



PRATICIMA
healthcare solutions

MOBILER SCHRANK NEOP 600 x 400

Der Rollcontainer Neop 600 x 400 ist die ideale Lösung zur Optimierung der Stauraumnutzung unter den oder in Verwaltungsbereichen, und zwar unter maximalen Hygienebedingungen. Absolut vielseitig, findet er überall seinen Platz, in allen Abteilungen und für alle Einsatzzwecke. Neben seinen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in Behandlungsräumen erfüllt der mobile Schrank die besonderen Anforderungen der technischen Abteilungen wie dem Operationssaal, im Operationssaal oder in der postoperativen Aufwachstation, im Intensivzimmer oder in der Notaufnahme. 2 Höhen erhältlich: 60 oder 80 cm. Mit Rollvorhang oder ohne Verschluss. Verriegelung durch (mit Notschlüssel) oder per Ausweis, oder ohne Verriegelung. Erhältlich in Apfelgrün (VP), Himmelblau (BC) oder Magenta-Rosa (RM). Zahlreiche Ausstattungsvarianten zur Auswahl. Abmessungen: H 805 x B 743 x T 580 mm

Art. 8YCAM164H80FRC (600 x 400, Höhe 80 cm, mit Rollläden und Codeschloss)

Institutionen CHF 1'350.-

exkl. MwSt.



PRATICIMA
healthcare solutions

MOBILE ARBEITSPLATTE NEOP DOUBLE 600 x 400

Die mobile Arbeitsfläche Neop 600 x 400 deckt den gesamten Bedarf an Arbeitsflächen für die Pflegevorbereitung in stationären Abteilungen oder in den technischen Abteilungen. Sie ermöglichen eine gründliche Reinigung des Raums und dessen vollständige Neugestaltung. Mobile Arbeitsfläche mit zwei oder dreisäulig. Höhe: 100 cm. Mit Rollvorhang oder ohne Verschluss. Verriegelung durch Codeschloss (mit Notschlüssel) oder per Ausweis, oder ohne Verriegelung. Erhältlich in Apfelgrün (VP), Himmelblau (BC) oder Magenta-Rosa (RM).

Art. 8Y264H100FRC (600 x 400, Höhe 100 cm, doppelte Säule)

Institutionen CHF 2'700.–

exkl. MwSt.



NEOP-NOTFALLWAGEN

Der Notfallwagen Neop gewährleistet die sofortige Verfügbarkeit der Ausrüstung und der Produkte für Erste-Hilfe-Einsätze, und das bei voller Sicherheit.

Bei allen unseren Wagenmodellen sind die Schubladen durch Klappen mit Plombenverschluss gesichert. Um Zugang zum Inhalt des Wagens zu erhalten, muss lediglich die Plombe durch einfaches Drehen zu entfernen. Nach jedem Einsatz wird der Wagen wieder bestückt und anschließend mit einer nummerierten Einwegplombe verschlossen.

Wagen 400 x 400:

Abmessungen: H 1060 x B 563 x Tiefe 580 mm

Serienausstattung:

- 1 Schublade, Höhe 80 mm
- 3 Schubladen, Höhe 160 mm
- 1 Schublade, Höhe 240 mm
- 1 Klappverschluss mit Plombensicherung
- 1 Satz mit 20 Plomben
- 1 Herzmassagebrett
- 1 Monitorhalterung
- 1 Infusionsständer mit 2 Haken
- 1 Halterung für Sauerstoffflaschen

Wagen 600 x 400:

Abmessungen: H 1060 x B 743 x Tiefe 580 mm

Serienausstattung:

- 1 Schublade, Höhe 80 mm
- 3 Schubladen, Höhe 160 mm
- 1 Schublade, Höhe 240 mm
- 1 Klappverschluss mit Plombensicherung
- 1 Satz mit 20 Plomben
- 1 Herzmassagebrett
- 1 Monitorhalterung
- 1 Infusionsständer mit 2 Haken
- 1 Halterung für Sauerstoffflaschen

Art. 8Y144H100T.U2 (Modell 400 x 400)

Art. 8Y164H100T.U2 (Modell 600 x 400)

Institutionen CHF 2'370.–

exkl. MwSt

Institutionen CHF 2'425.–

exkl. MwSt.



Gipswagen NEOP 600 x 400

Der Gipswagen Neop bietet Platz für alle Instrumente und das für die Anfertigung eines Gipsabdrucks erforderliche Material. Er ist mit fünf Schubladen für Lippenbecher und einer seitlichen Halterung für den Einweichbehälter. Erhältlich in Apfelgrün (VP), Himmelblau (BC) oder Magentarosa (RM).
Abmessungen: H 1060 x B 743 x T 580 mm

Serienausstattung:

- 1 Schublade, Höhe 80 mm
- 3 Schubladen, Höhe 160 mm
- 1 Schublade, Höhe 240 mm
- 1 klappbare Arbeitsplatte
- 1 Portal mit Trikospender
- 1 Normschiene für Zubehör
- 1 Seitenhalterung mit herausnehmbarer 19-Liter-Einweichwanne

Art. 8Y164H100T.PL (Wagen Höhe 100 cm, mit 5 Teleskopschubladen und 1 seitlicher Halterung)

Institutionen CHF 3'060.-

exkl. MwSt.



ANÄSTHESIEWAGEN NEOP 600 X 400

Voll ausgestatteter Anästhesiewagen NEOP 600 x 400
Erhältlich in Apfelgrün (VP), Himmelblau (BC) oder Magentarosa (RM).
Abmessungen: H 1060 x B 743 x T 580 mm

Serienausstattung:

- 1 Zentralverschluss mit Klappe
- 1 Zahlenschloss
- 1 horizontaler Griff
- 2 seitliche Schienen für Zubehör
- 3 kleine Behälter, H. 75 mm
- 2 mittlere Behälter, H. 155 mm
- 1 großer Behälter, H. 235 mm
- 1 Halterung für Nadelbehälter
- 1 Sondenhalter mit 2 Fächern
- 1 Regal mit einer Ablage mit 4 Haken, einem Halter mit 3 Sichtbehältern und einem Handschuhkastenhalter

Art. 8YCHAE164H100

Institutionen CHF 2'875.-

exkl. MwSt.



APOTHEKENSCHRÄNKE MIT TÜREN



3 Modelle: 73 cm – 120 cm – 142 cm
 Gestell aus 10/10^e-Stahl, korrosionsgeschützt
 Sockel durch Edelstahlblende geschützt
 Türen lassen sich um 180° öffnen
 Wahl der Türöffnungsrichtung
 Ausbaubare Türen
 Vollständige oder teilweise Innenunterteilung
 in 2 oder 3 Spalten.

- 6 Schrankgrößen
- 3 Innenvolumina
vollständig modular 600 x 400
- Einrichtungsplan
nach Ihren Bedürfnissen per Computer
- 2 Schließsysteme mit
Türen oder Rolltore mit Schloss
- Robuste Konstruktion (Stahl
10/10, korrosionsgeschützt),
Sockel durch Edelstahlblende geschützt
, verstellbare Füße



Art. 7A073 Abmessungen 735 x 626 x 1990 mm – leer –

Institutionen CHF 2'575.- exkl. MwSt.

Art. 7A120 Abmessungen 1200 x 626 x 1990 mm -leer –

Institutionen CHF 3'095.- exkl. MwSt.

Art. 7A142 Abmessungen 1420 x 626 x 1990 mm -Leergewicht –

Institutionen CHF 3'340.- exkl. MwSt.



APOTHEKENSCHRÄNKE MIT ROLLGARDINEN

3 Modelle: 80 cm – 131 cm – 153 cm
 Gestell aus 10/10^e-Stahl, korrosionsgeschützt
 Sockel durch Edelstahlblende geschützt.
 Ein von rechts nach links verschiebbarer Vorhang
 Vollständige oder teilweise Innenunterteilung
 in 2 oder 3 Spalten.



Art. 7A080 Abmessungen 800 x 530 x 2000 mm

Institutionen CHF 2'585.- exkl. MwSt.

Art. 7A130 Abmessungen 1310 x 530 x 2000 mm

Institutionen CHF 3'230.- exkl. MwSt.

Art. 7A156 Abmessungen 1530 x 530 x 2000 mm

Institutionen CHF 3'450.- exkl. MwSt.



EASYMOOVE

MOTORISIERUNGSLÖSUNG FÜR TRANSPORTWAGEN



Einzigartige Lösung auf dem Markt: Transportwagen mit einem motorisierten Rad. Diese Innovation ermöglicht den Kraftaufwand beim Schieben für die Benutzer zu reduzieren. Ein einfacher Fingerdruck auf den Auslöser genügt, um den Antrieb zu aktivieren. Das Personal profitiert so von optimalem Arbeitskomfort.

- 100 % motorisierter Antrieb
- Hervorragende Manövrierbarkeit und ergonomischer Griff
- Ergonomie für alle
- Geschwindigkeitswahl und stufenlose Beschleunigung
- Ausgleichssystem für unebene Böden
- Hohe Batteriereichweite (manueller Betrieb möglich, falls das Aufladen des Akkus vergessen wurde)
- Einfache Bedienung und Aufladung



Motorisierte Lösung verfügbar für:

- Wickelwagen
- Pflegewagen
- Medikamentenausgabewagen
- Mobile Lagerschränke



Art. 9R002_L01



Institutionen CHF 1'950.- exkl. MwSt.

COMPUTERSTATION IP100



Kompatibel mit Laptops bis zu einer Größe von 17 Zoll
 Gestell aus epoxidbeschichtetem Aluminium und Stahl
 Tischplatte aus Starboard-Polyethylen (PE), Stärke 12,7 mm, Maße 550 x 525 mm
 Höhenverstellbar mittels Gasfeder 820–1205 mm
 Sicherung durch den Bildschirm
 Zugang zu den Anschlüssen
 Möglichkeit, Batterien für die Energieversorgung anzupassen
 Glatte, fugenlose Oberflächen
 Beständig gegen Desinfektionsmittel im Krankenhausbereich
 Fahrwerk mit 4 Rollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller
 Abmessungen: B 590 x T 555 x H 820–1205 mm
 Lieferung mit 2 Normschienen für Zubehör
 Gewicht: 14,8 kg

Art. PRO-8EIP100

Institutionen CHF 1'295.- exkl. MwSt.

COMPUTERSTATION IP200



Mit VESA-Halterung
 Gestell aus epoxidbeschichtetem Aluminium und Stahl
 Tischplatte aus satiniertem, transluzentem blauem PMMA, Stärke 8 mm,
 Abmessungen 590 x 555 mm
 Höhenverstellbar mittels Gasfeder 1098–1628 mm
 Zugang zu den Anschlüssen
 Möglichkeit zum Einbau von Akkus für die Stromversorgung
 Glatte Oberflächen ohne Spalten
 Beständig gegen Desinfektionsmittel für den Krankenhausbereich
 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, davon 2 mit Bremse
 Abmessungen: L 590 x T 555 x H 1098–1628 mm
 Lieferung mit 2 Normschienen für Zubehör
 Gewicht: 21 kg

Art. PRO-8EIP200

Institutionen CHF 1'520.- exkl. MwSt.

COMPUTERSTATION IP201



Mit Laptophalterung
 Gestell aus epoxidbeschichtetem Aluminium und Stahl
 Tischplatte aus satiniertem, transluzentem blauem PMMA, Stärke 8 mm, Abmessungen 590 x 555 mm
 Höhenverstellbar mittels Gasfeder 1025–1425 mm
 Zugang zu den Anschlüssen
 Möglichkeit zum Einbau von Akkus zur Stromversorgung
 Glatte Oberflächen ohne Spalten
 Beständig gegen Desinfektionsmittel für den Krankenhausbereich
 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, davon 2 mit Bremse
 Abmessungen: L 590 x T 555 x H 1025–1425 mm
 Lieferung mit 2 Normschienen für Zubehör
 Gewicht: 19,5 kg

Art. PRO-8EIP201

Institutionen **CHF 1'520.-** exkl. MwSt.

COMPUTERSTATION IP202



Mit Laptophalterung + Tastaturschublade + zweiter Ablage
 Gestell aus epoxidbeschichtetem Aluminium und Stahl
 Ablage aus satiniertem, transluzentem blauem PMMA, Stärke 8 mm, Abmessungen 590 x 555 mm
 Höhenverstellbar mittels Gasfeder 1025–1425 mm
 Sicherung durch den Bildschirm
 Zugang zu den Anschlüssen
 Möglichkeit zum Einbau von Akkus zur Stromversorgung
 Glatte Oberflächen ohne Spalten
 Beständig gegen Desinfektionsmittel für den Krankenhausbereich
 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, davon 2 mit Bremse
 Abmessungen: L 590 x T 555 x H 1025–1425 mm
 Lieferung mit 2 Normschienen für Zubehör
 Gewicht: 24,25 kg

Art. PRO-8EIP202

Institutionen **CHF 2'270.-** exkl. MwSt.

EINRICHTUNG VON BEHANDLUNGSRÄUMEN



Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Behandlungsräume zu realisieren, die perfekt auf Ihre Umgebung abgestimmt sind und Ihren Erwartungen perfekt entsprechen. Das modulare Konzept ermöglicht es jedem, seinen Behandlungsraum individuell zu gestalten.

Materialien und Fertigungstechniken, die entsprechend den Hygieneanforderungen der Einrichtungen ausgewählt und entwickelt. Individuelle, funktionale und optimierte Raumgestaltung. Die Einhaltung der Hygienevorschriften wird durch die perfekte Abdichtung der Arbeitsflächen und der Verwendung von hoher Qualität, die widerstandsfähig und garantiert sind.

Technische Merkmale:

- Möbel aus melaminbeschichteten Spanplatten
- Plattenstärke: 19 mm für das Gestell, 8 mm für den Boden der Möbel
- Brandschutzklasse M3
- Möbel stehen auf verstellbaren Füßen mit Befestigungsvorrichtung für Sockelleisten
- Scharniere mit unsichtbarem Dämpfungssystem



APOTHEKEN-EINRICHTUNG, EASYDRAWER-REGAL



Das Teleskopregal EasyDrawer® eignet sich ideal für die Lagerung von Medikamenten. Dieses modulare und selbsttragende System lässt sich leicht montieren. Die Teleskopschubladen zeichnen sich durch ihr Verriegelungs-/Entriegelungssystem und ihrer Auswahl an Metall-Trennwänden, die eine große Flexibilität bei der Raumaufteilung bieten.

Mindestmaße Einfachregal: B 1030 x T 520 x H 2030 mm

Mindestmaße Doppelregal: B 1030 x T 930 x H 2030 mm

- Platzangebot je nach Produkt anpassbar
- 2 Positionen: horizontal oder um 15° geneigt
- Einseitiges oder doppelseitiges Regal
- Weiß epoxidbeschichteter Stahl
- Lochblechwände im Raster von 40 mm
- Teleskopschubladen oder Einlegeböden
- Sehr viele Konfigurationen zur Auswahl



AUSSTATTUNG VON LAGERRÄUMEN AUSZIEHBARE REGALE AUF SCHIENEN ODER FESTE REGALBÖDEN



Dank ihrer Schiebekonstruktion sind mobile Regale eine ideale Lösung zur Vergrößerung der Lagerfläche. Die Flexibilität dieser Produktreihe ermöglicht es jedem, eine auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Lösung zu finden, ganz ohne Einschränkungen.



Technische Merkmale:

- Belastbar: 135 bis 337 kg pro Fachboden je nach Abmessungen
- Einfache Reinigung: verhindert Staubansammlungen
- Schnelle Montage: ohne Muttern, Schrauben oder Werkzeug
- Regal mit guter Übersicht über alle Produkte
- Vollständig anpassbares Regal
- Unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeiten





EINRICHTUNG VON LAGERRÄUMEN MOBILE UND FESTE OPTISTOCK-REGALE

Die Optistock®-Serie wurde für die **Lagerung** von sterilem oder nicht sterilem Material **in Lagerräumen** konzipiert, verpackt oder unverpackt. Sie ermöglicht eine optimale Anpassung an die gängigen Verwaltungsabläufe in Gesundheitseinrichtungen, wie z. B. die Bestandsführung nach Bedarf oder nach dem Voll-/Leer-Prinzip.



- Abnehmbare und umkehrbare Führungen
- Produkte von beiden Seiten zugänglich
- Zahlreiche Möglichkeiten: Fronten 400, 600 und 1200 mm
- Tragkraft: 200 kg / Säule
- Gestell mit Befestigungen und Leitern aus epoxidbeschichtetem Schweißstahl
- Rollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellbremse (bei der mobilen Version)

Zahlreiche Konfigurationen verfügbar (Kantenbehälter, Regale, Teleskopschubladen, auf Rollen oder feststehend)



WÄSCHEVERWALTUNG – WÄSCHESAMMELWAGEN PRATICIMA



Art. AB12150	Wagen für 2 Säcke ohne Deckel
Art. AB12170	Wagen für 4 Säcke ohne Deckel
Art. AB12151	Wagen für 2 Säcke mit Deckeln
Art. AB12161	Wagen für 3 Säcke mit Deckeln
Art. AB12142	Wagen für 1 Sack mit Deckel und Pedal
Art. AB12152	Wagen für 2 Säcke mit Deckeln und Pedalen
Art. AB12162	Wagen für 3 Säcke mit Deckeln und Pedalen
Art. AB12172	Wagen für 4 Säcke mit Deckeln und Fußpedal
Art. AB29370	Stofftasche

<i>Institutionen</i>	CHF 545.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 985.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 545.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 875.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 415.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 710.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 965.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 1'270.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 25.-	exkl. MwSt.



WICKELWAGEN MINI



Serienmäßig ausgestattet mit:
 2 Rilsan-Körbe B 405 x T 210 x H 175 mm.
 1 herausnehmbarer Kunststoffbehälter, in die obere Arbeitsfläche eingelassen
 B 455 x T 140 x H 110 mm.
 1 höhenverstellbares Gitterregal mit 2 herausnehmbaren Trennwänden.
 1 Schublade, Höhe 75 mm
 Abmessungen: 1085 x 630 x 994 mm

Art. 8P200

Institutionen CHF 795.- exkl. MwSt.



DRAHTWAGEN AUS CHROM MIT 3 EINLEGEN

Höhe 1000 mm
 Abmessungen der Ablagen: 762 x 457 mm
 Schiebegriff
 4 Lenkrollen (125 mm), davon 2 mit Feststellern

Art. BF20201+05+17

Institutionen CHF 360.- exkl. MwSt.



DISTRILINGE PRATICIMA-WAGEN AUS CHROMDRAHT

Tragkraft bis zu 300 kg
 Schnelle Montage, ohne Muttern, Schrauben oder Werkzeug.
 Einfacher Zugang, keine Kreuzstreben, die den Zugang zu den Produkten behindern.
 Sauberkeit: keine Staubansammlung, einfache Reinigung.



Art. AH10200	10 Patienten 767 x 457 x 1725 mm
Art. AH10201	15 Patienten 915 x 457 x 1725 mm
Art. AH10202	20 Patienten 1220 x 457 x 1725 mm
Art. AH10203	25 Patienten 1525 x 457 x 1725 mm
Art. AH10204	15 Patienten und Garderobe 1220 x 457 x 1725 mm
Art. AH10205	20 Patienten und Kleiderschrank 1525 x 457 x 1725 mm
Art. AH09305	Bezug für 10-Patienten-Wagen
Art. AH09306	Bezug für 15-Patienten-Wagen
Art. AH09307	Bezug für 20-Patienten-Wagen und 15-Patienten-Wagen mit Aufhängung
Art. AH09308	Bezug für Wagen für 25 Patienten und 20 mit Aufhängung
Art. BF03601	Set mit 12 Etikettenhaltern + Patientenetiketten

<i>Institutionen</i>	CHF 570.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 610.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 865.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 885.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 715.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 840.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 220.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 230.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 250.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 270.-	exkl. MwSt.
<i>Institutionen</i>	CHF 47.-	exkl. MwSt.

WAGEN MIT HERAUSZIEBAREM BODEN

Wagenkorpus aus eloxierter Aluminiumlegierung.
 Sehr robustes, verwindungssteifes Fahrgestell.
 Umlaufende Stoßstange aus Leichtmetall.
 Satz mit 4 Rädern, 2 feststehende und 2 Lenkrollen ohne
 Nicht abfärbende Gummireifen.
 Radanordnung in „Rautenform“ oder „eckig“



Art. AF12000 Abmessungen 1080 x 450 x 770 mm

Institutionen **CHF 1'195.-** exkl. MwSt.

Art. AF12001 Abmessungen 1080 x 630 x 800 mm

Institutionen **CHF 1'325.-** exkl. MwSt.



WÄSCHESAMMELWAGEN



Wagenkorpus aus eloxierter Aluminiumlegierung
 Sehr robustes, verwindungssteifes Fahrgestell. Umlaufende Stoßstange
 aus Gummi. Ablasshahn.
 Satz mit 4 Rädern, 2 feststehende + 2 Lenkrollen ohne Bremse.
 Nicht abfärbende Gummireifen. Doppelter seitlicher Griff
 auf der Seite der feststehenden Räder. Zu 2/3 zu öffnender Deckel mit
 in geöffneter Position



Art. AF12020 Sammelwagen, Abmessungen 1100 x 650 x 1425 mm

Institutionen **CHF 2'120.-** exkl. MwSt.

Art. AF12021 Sammelwagen, Abmessungen 1400 x 760 x 1340 mm

Institutionen **CHF 2'480.-** exkl. MwSt.

TRANSPORTWAGEN FÜR SAUBERE WÄSCHE

Schrankkorpus aus eloxierter Aluminiumlegierung.
 Sehr robustes, verwindungssteifes Fahrgestell.
 Umlaufende Gummistoßleiste im unteren Bereich.
 Satz mit 4 Rädern, 2 feststehende + 2 Lenkrollen ohne Bremse,
 nicht abfärbende Gummireifen.
 Doppelter Seitengriff auf der Seite der feststehenden Räder.
 2 Flügeltüren ohne Schloss,
 Öffnungswinkel 270° mit seitlicher Arretierung.
 Einlegeboden aus eloxiertem Aluminium.



Art. AE12000 – Schrank mit 1 Einlegeboden – Abmessungen 1230 x 630 x 1200 mm

Institutionen **CHF 2'240.-** exkl. MwSt.

Art. AE12001 – Schrank mit 2 Regalböden – Abmessungen 1230 x 630 x 1500 mm

Institutionen **CHF 2'600.-** exkl. MwSt.

Art. AE12002 – Schrank mit 2 Einlegeböden – Abmessungen 1230 x 630 x 1740 mm

Institutionen **CHF 2'670.-** exkl. MwSt.

Art. AE12010 – Schrank 2/3 + 1/3 – Abmessungen 1230 x 630 x 1740 mm

Institutionen **CHF 2'970.-** exkl. MwSt.



WAGEN ZUR AUSGABE VON SAUBERER WÄSCHE



Schrankkorpus aus eloxierter Aluminiumlegierung. 2 Flügeltüren aus Laminat „HPL“, Öffnungswinkel 270°. 4 Rollen Ø 100 mm. 4 ringförmige Stoßfänger. Thermogeformte mit Aufkantung an 3 Seiten. Einlegeboden aus eloxiertem Aluminium. Beutelhalter mit Deckel und Pedal

Offener Wagen, 2 Ebenen – Abmessungen 740 x 535 x 1000 mm

Art. AJ12015 *Institutionen* **CHF 945.-** exkl. MwSt.

Offener Wagen, 3 Ebenen – Abmessungen 740 x 535 x 1190 mm

Art. AJ12020 *Institutionen* **CHF 1'140.-** exkl. MwSt.

Wagen mit 2 Türen, 2 Ebenen – Abmessungen 740 x 535 x 1000 mm

Art. AJ12000 *Institutionen* **CHF 1'200.-** exkl. MwSt.

Wagen mit 2 Türen, 3 Ebenen – Abmessungen 740 x 535 x 1190 mm

Art. AJ12021 *Institutionen* **CHF 1'360.-** exkl. MwSt.

Wagen mit 2 Türen, 2 Einlegeböden – 3 Ebenen, 2 Schiebegriffe
Abmessungen 815 x 535 x 1420 mm

Art. AJ12027 *Institutionen* **CHF 1'825.-** exkl. MwSt.



ESSENSVERTEILWAGEN NEOP MEAL

Neop meal ist ein motorisierter Speisenausgabewagen, der die verschiedenen Mahlzeiten des Tages ausliefert. Der Antrieb sorgt für mehr Arbeitskomfort für das Personal. Diese ausgereifte und bewährte Technologie minimiert Ausfallkosten. Neop meal garantiert Lebensmittelsicherheit. Er hält die Temperaturen ein und bewahrt die organoleptischen Eigenschaften der Speisen dank einer Warmhaltefunktion mit Umluft. Er passt sich jeder Art von Organisation an: Zimmerservice, Speisesaal oder betreutes Wohnen.

Technische Daten:

- 2 Fächer mit 8 Ebenen im Raster von 80 mm
- 2 Wannen aus Edelstahl-Polyurethan-Edelstahl-Sandwichpaneelen (A310) mit einer Stärke von 20 mm
- Nutzmaße der Arbeitsfläche: B 790 x T 810 mm
- Höhe der Arbeitsfläche: 967 mm. Gesamtabmessungen: B 885 x T 860 x H 1070 mm
- Grundfläche: 0,760 m². Gewicht: 153 kg



Art. 9E101 – Warm-Kalt-Ausführung

Institutionen

CHF 19'900.- exkl. MwSt.

Art. 9E102 – Isotherm-Ausführung

Institutionen

CHF 10'030.- exkl. MwSt.

Art. 9E103 – Doppel-Heizversion

Institutionen

CHF 13'600.- exkl. MwSt.

Art. 9E104 – Doppel-Kühlversion

Institutionen

CHF 21'840.- exkl. MwSt.

