



Route de la Thiolaz 6
CH-1038 Bercher/VD

T +4121 887 02 10

F +4121 887 02 11

info@meditec.ch

www.meditec.ch

Lu-Ve 8 h – 11h30
14 h – 16h30

Conseils à domicile,
sans engagement
Assistance technique 7/7

+PRO

GUERIDONS DE SOINS AGILY

Chariots AGILY de base :



Chariot AGILY **3 plateaux** en KYDEX avec rebord Dimensions plateaux 600 x 400 mm

Art. 87191 + 87194 + 87195

Institutions **CHF 890.-** TVA excl.

Chariot AGILY **2 plateaux** en KYDEX avec rebord Dimensions plateaux 600 x 400 mm

Art. 87191 + 87195

Institutions **CHF 750.-** TVA excl.



Chariot AGILY **3 plateaux** en COMPACT Dimensions plateaux 600 x 400 mm

Art. 87121 + 87184 + 87185

Institutions **CHF 895.-** TVA excl.

Chariot AGILY **2 plateaux** en COMPACT Dimensions plateaux 600 x 400 mm

Art. 87121 + 87185

Institutions **CHF 765.-** TVA excl.



Chariot AGILY **3 plateaux** en KYDEX avec rebord Dimensions plateaux 400 x 400 mm

Art. 87300 + 87303 + 87304

Institutions **CHF 840.-** TVA excl.

Chariot AGILY **2 plateaux** en KYDEX avec rebord Dimensions plateaux 400 x 400 mm

Art. 87300 + 87304

Institutions **CHF 710.-** TVA excl.

**CHARIOT AGILY 2 TABLETTES AVEC 1 TIROIR 600 X 400**

2 plateaux Kydex
1 tiroir de 600 x 400 x 75 mm
1 rail normalisé pour accessoires

Art. 87191 + 87195 + 8AT_075S + 87126

Institutions **CHF 875.-** TVA excl.

**CHARIOT AGILY STANDARD
3 TABLETTES AVEC 1 TIROIR 600 X 400**

3 plateaux Kydex
1 tiroir de 600 x 400 x 75 mm
1 rail normalisé pour accessoires

Art. 87191 + 87194 + 87195 + 8AT_075S + 87126

Institutions **CHF 995.-** TVA excl.

**CHARIOT AGILY
2 TABLETTES AVEC 1 TIROIR 400 X 400**

2 plateaux Kydex
1 tiroir de 400 x 400 x 75 mm
1 support pour container à aiguilles
1 support poubelle

Art. 87300 + 87304 + 8AT_075S + 87126 + 28039 + 28071N

Institutions **CHF 1'070.-** TVA excl.



CHARIOT AGILY 2 TABLETTES AVEC 3 TIROIRS 400 X 400



- 2 plateaux Kydex
- 1 tiroir de 400 x 400 x 195 mm
- 1 support pour container à aiguilles
- 1 support poubelle

Art. 87300 + 87304 + 8AS_075S + 8AS_115S + 8AT_075S + 87126 + 28039 + 28071N

Institutions CHF 1'325.- TVA excl.

*Nombreuses configurations disponibles sur demande
Quelques Exemples de configurations de chariots AGILY réalisés :*





GUERIDON RESINE
2 TABLETTES 500 X 500 X 985 MM

3 Tiroirs dont 1 à clé

Art. FA44203

Institutions **CHF 1'180.-** TVA excl.



GUERIDON RESINE
3 TABLETTES 700 X 500 X 985 MM

1 Tiroir à clé

Art. FA64301

Institutions **CHF 1'015.-** TVA excl.



GUERIDON RESINE
3 TABLETTES 500 X 500 X 985 MM

Art. FA44300

Institutions **CHF 510.-** TVA excl.





GUERIDON RESINE
2 TABLETTES 700 X 500 X 985 MM

2 Tiroirs dont 1 à clé

Art. FA64202

Institutions **CHF 1'235.-** TVA excl.



GUERIDON RESINE
2 TABLETTES 500 X 500 X 985 MM

1 Tiroir à clé

Art. FA44201

Institutions **CHF 665.-** TVA excl.



SEMAINIER MODULO 410 X 340

Cloisonnement par curseurs amovibles
7 piluliers journaliers détachables mais solidaire du plateau
Aucun risque de mélange entre les cases des piluliers

Lavable en machine à 60°C
Dimensions : 410 x 340 x 55 mm
Coloris à choix : Framboise ou Lagon

Semaineier MODULO avec 7 piluliers

Art. 52100 (Bleu) 52200 (Framboise)

Institutions **CHF 92.-** TVA excl.





CHARIOT DE DISTRIBUTION PILI CART



Le chariot de distribution Pili cart est conçu pour la distribution du médicament en EHPAD ou long séjour. Compacts et maniables, ils permettent une distribution au plus près du patient. Ces chariots sont compatibles avec les piluliers Pili et Modulo classic

Chariot simple ou double colonne
 Hauteur : 100 ou 120 cm
 Fermeture à rideau
 Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours)
 10 plateaux pour piluliers PILI ou MODULO Classic
 Coloris : Rose
 Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
 Poids : 21 kg

Art. 8Y144.PILI Chariot PILI 10 plateaux dim. 615 x 468 x 988 mm

Institutions **CHF 1'640.-** TVA excl.

Art. 8Y164.PILI Chariot PILI 12 plateaux dim. 615 x 468 x 1128 mm

Institutions **CHF 1'700.-** TVA excl.




ARMOIRES DE STOCKAGE POUR SEMAINIERS MODULO FIXES



Corps en tôle EPOXY, fermeture à clé par rideau coulissant de gauche à droite

Art. 86730	Armoire fixe capacité 30 plateaux dim. 600 x 440 x 1980 mm	<i>Institutions</i>	CHF 1'640.-	TVA excl.
Art. 86740	Armoire fixe capacité 40 plateaux dim. 1200 x 440 x 1360 mm	<i>Institutions</i>	CHF 1'960.-	TVA excl.
Art. 86750	Armoire fixe capacité 50 plateaux dim. 1200 x 440 x 1270 mm	<i>Institutions</i>	CHF 2'398.-	TVA excl.
Art. 86760	Armoire fixe capacité 60 plateaux dim. 1200 x 440 x 1980 mm	<i>Institutions</i>	CHF 2'706.-	TVA excl.



ECRASE COMPRIMES MANUEL TOOKAN



Chargeur de sachets intégrés dans la poignée.
Hygiène et sécurité: pas de risque de contamination, ni de nettoyage ou stérilisation nécessaire. Ergonomie: Poignée ergonomique en aluminium revêtue peinture époxy orange. Mâchoires en aluminium anodisation naturel

Art. NA00017

Institutions **CHF 154.-** TVA excl.



Lot de 1000 sachets en polyéthylène. Dimensions sachet : 120 x 50 mm
Art. NA00011.01

Institutions **CHF 92.40** TVA excl.



ECRASE COMPRIE ELECTRIQUE « SEVERO 3.0 »



Ce broyeur permet de réduire en une fine poudre les comprimés les plus durs, en moins de 8 secondes.

Dimensions : L. 80 x P. 70 x H. 217 mm

Autonomie : 500 cycles de broyage (3 jours d'utilisation en continu)

Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni)

Poids : 1,5 kg

Temps de chargement : 2 heures

Garantie : 2 ans pour l'appareil et 1 an pour la batterie

Art. NA00030.01

Institutions **CHF 585.-** TVA excl.

Art. NA00014.01 (Lot de 2100 gobelets)

Institutions **CHF 270.-** TVA excl.

Art. NA00015 (Lot de 2000 couvercles de gobelets)

Institutions **CHF 260.-** TVA excl.





BROYEURS DE COMPRIMES

Par lot de 5 pièces

Art. NA03318

Institutions **CHF 48.-** TVA excl.



COUPEURS DE COMPRIMES

Par lot de 5 pièces

Art. NA03319

Institutions **CHF 50.-** TVA excl.

PILI BLADE

Outil de découpe indispensable à la préparation des médicaments

- Mouvement naturel sans effort
- Nombre réduit d'opérations
- Rapide et efficace
- Découpe tous types de plaquettes et de sachets
- Lame sécurisée non accessible
- Evite les coupures accidentelles avec les ciseaux



Art. 5H001 **CHF 175.-** TVA excl.



CHARIOT DE DISTRIBUTION NEOP 600 x 400



Le Chariot de distribution Neop au format 600 x 400 s'inscrit dans une gamme complète pour assurer le circuit logistique du médicament depuis la pharmacie jusqu'au patient. Il permet une distribution journalière avec des piluliers ou des bacs nominatifs.

3 hauteurs disponibles : 80, 100 ou 120 cm

Fermeture à rideau. Tablette supérieure en thermoplastique

Bacs tiroirs (à choix : 18, 24 ou 28). Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge Intercalaires / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités. Avec 1 poubelle double pour sac de 12L, un panier de côté grand modèle.

Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC)

ou rose magenta (RM).

Chariot simple colonne

Art. 8YCHM164H100FRC (chariot 600x400, 18 bacs, hauteur de 100cm)

Institutions **CHF 2'190.-** TVA excl.



CHARIOT DE DISTRIBUTION NEOP 400 x 400



Le chariot de distribution Neop 400 x 400 s'inscrit dans une gamme complète pour assurer le circuit logistique du médicament depuis la pharmacie jusqu'au patient. Il permet une distribution journalière avec des piluliers ou des bacs nominatifs.

Chariot simple ou double colonne.

Hauteur : 100 cm. Fermeture à rideau.

Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours)

ou à badge. 2 choix d'intercalaires (glissières)

Parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités. Tablette supérieure en thermoplastique

16 ou 28 bacs tiroirs H110 L.1/6 + dévidoir + curseur.

5 tablettes 400 x 400 pour bacs tiroirs.

1 bac 400 x 400 hauteur 75 mm.

1 bac 400 x 400 hauteur 115 mm.

3 rails. 1 support pour récupérateur d'aiguilles

1 poubelle double pour sac de 12 L.

1 panier de côté grand modèle

Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC)

ou rose magenta (RM).

Art. 8YCHM144M100FRC (chariot 400x400, 16 bacs, hauteur de 100cm)

Institutions **CHF 1'760.-** TVA excl.



ARMOIRE MOBILE DE STOCKAGE NEOP 600 x 400



L'armoire mobile de stockage fait partie d'une large gamme d'armoires pour le stockage des médicaments, des solutés et des dispositifs médicaux. L'ergonomie, l'hygiène, la compacité et la polyvalence font de cette gamme l'outil idéal pour l'aménagement de salles de soins ou de plateaux techniques.

Armoire simple ou double colonne. 2 hauteurs disponibles : 160 ou 180 cm

Fermeture à rideau, ou sans fermeture.

Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage.

2 choix d'intercalaires (glissières) en fonction des aménagements intérieurs souhaités.

Glissières horizontales ou inclinées, en partie haute

Coloris au choix : Rose magenta, bleu céleste ou vert pomme.

Art. 8YA164H180FRC (600 x 400, simple colonne, hauteur 180cm)



Institutions **CHF 2'195.-** TVA excl.

ARMOIRE MOBILE DE STOCKAGE NEOP 400 x 600



Les armoires mobiles de stockage Neop 400 x 600 complètent la gamme d'armoires de stockage pour tous produits, dans la salle de soins ou dans le plateau technique (stockage des produits longs). Elles sont disponibles en simple ou double colonne.

Leur faible encombrement permet d'optimiser l'utilisation de la place au sol.

Quand cela est nécessaire, elles peuvent être utilisées comme

armoire à pharmacie. Armoire simple ou double colonne

2 hauteurs disponibles : 160 ou 180 cm

Fermeture à rideau ou sans fermeture

Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage. Intercalaires en fonction des aménagements intérieurs souhaités.

Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM).

Art. 8YA146H180FRC (400 x 600, simple colonne, hauteur 180cm)

Institutions **CHF 2'195.-** TVA excl.



ARMOIRE MOBILE DOUBLE DE STOCKAGE NEOP 600 x 400



Avec double colonne, et hauteur de 180 cm. L'armoire mobile de stockage fait partie d'une large gamme d'armoires pour le stockage des médicaments, des solutés et des dispositifs médicaux. L'ergonomie, l'hygiène, la compacité et la polyvalence font de cette gamme l'outil idéal pour l'aménagement de salles de soins ou de plateaux techniques. Armoire simple ou double colonne. 2 hauteurs : 160 ou 180 cm. Fermeture à rideau, ou sans fermeture. Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage. 2 choix d'intercalaires (glissières) en fonction des aménagements intérieurs souhaités. Glissières horizontales ou inclinées, en partie haute. Coloris au choix : Rose magenta, bleu céleste, vert pomme
Dim. Haut. 1850 x Larg. 1460 x Prof. 580 mm



Art. 8YAH264H180FRC

Institutions **CHF 3'750.-** TVA excl.

ARMOIRE MOBILE DOUBLE DE STOCKAGE NEOP 400 x 600



Avec double colonne, et hauteur de 180 cm
L'armoire mobile de stockage fait partie d'une large gamme d'armoires pour le stockage des médicaments, des solutés et des dispositifs médicaux. L'ergonomie, l'hygiène, la compacité et la polyvalence font de cette gamme l'outil idéal pour l'aménagement de salles de soins ou de plateaux techniques. Armoire simple ou double colonne. 2 hauteurs : 160 ou 180 cm
Fermeture à rideau, ou sans fermeture.
Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage.
2 choix d'intercalaires (glissières) en fonction des aménagements intérieurs souhaités.
Glissières horizontales ou inclinées, en partie haute. Coloris au choix : Rose magenta, bleu céleste, ou vert pomme. Dim. Haut. 1850 x Larg. 1060 x Prof. 770 mm



Art. 8YAH246H180FRC

Institutions **CHF 3'750.-** TVA excl.

CHARIOT DE SOINS NEOP 600 x 400

Ce chariot de soins Neop 600 x 400 est conçu pour répondre aux exigences des établissements de soins, hôpitaux et cliniques en termes d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité. Chariot simple colonne 2 hauteurs disponibles : 80 ou 100 cm
Fermeture à rideau ou à battant. Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge Intercalaires / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités.
Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM).

Art. 8Y164H100P4 (600 x 400, simple colonne, hauteur 100cm)

Institutions **CHF 2'650.-** TVA excl.



CHARIOT DE SOINS NEOP 400 x 400

Avec sa large gamme d'accessoires, ce chariot de soins Neop 400 x 400 est optimisé pour l'organisation et le rangement de vos instruments de soins et des dispositifs médicaux. Son format adapté aux petites structures fait de ce chariot l'outil idéal pour les infirmières. Hauteur : 100 cm. Fermeture à rideau ou à battant. Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge. Intercalaires / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités. Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM)

Art. 8Y144H100P4 (400 x 400, simple colonne, hauteur 100cm)

Institutions **CHF 1'520.-** TVA excl.



CHARIOT DE SOINS NEOP 400 x 400 A TIROIRS



Chariot de soins NEOP 400 x 400 à tiroirs télescopiques. Avec sa large gamme d'accessoires, ce chariot de soins Neop 400 x 400 est optimisé pour l'organisation et le rangement de vos instruments de soins et des dispositifs médicaux. Son format adapté aux petites structures fait de ce chariot l'outil idéal pour les infirmières. Hauteur : 100 cm. Fermeture à tiroirs télescopiques. Sur demande, fermeture à battant pour tiroirs Intercalaires / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités. Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM). Livré avec 3 rails normalisés pour accessoires. Dim. Haut. 1060 x Larg. 563 x Prof. 580 mm



Art. 8Y144H100T (modèle à tiroirs)

Institutions **CHF 2'470.-**

TVA excl.

CAISSON MOBILE NEOP 600 x 400



Le Caisson mobile Neop 600 x 400 est la solution idéale pour l'optimisation du stockage sous les plans de préparation des soins, ou administratifs et ceci dans des conditions d'hygiène maximales. Totalement polyvalent, il trouve sa place partout, dans tous les services et pour tous les usages. En plus de ses diverses applications en salles de soins, le caisson mobile répond aux besoins particuliers des services du plateau technique comme le bloc opératoire, en salle d'opération ou en SSPI, en chambre de réanimation ou en box d'urgence... 2 hauteurs disponibles : 60 ou 80 cm. Fermeture à rideau ou sans fermeture. Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage. Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM). Nombreux aménagements à choix. Dim. Haut. 805 x Larg. 743 x Prof. 580 mm



Art. 8YCAM164H80FRC (600 x 400, hauteur 80cm, avec rideau et serrure à code)

Institutions **CHF 1'350.-**

TVA excl.

PLAN DE TRAVAIL MOBILE NEOP DOUBLE 600 x 400



Le plan de travail mobile Neop 600 x 400 couvre la totalité des besoins en plans de préparation de soins, dans les services d'hospitalisation ou dans les services du plateau technique. Ils permettent un nettoyage réel de la pièce et sa réorganisation complète. Plan mobile double ou triple colonne. Hauteur : 100 cm. Fermeture à rideau ou sans fermeture. Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge, ou sans verrouillage. Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM).



Art. 8Y264H100FRC (600 x 400, hauteur 100 cm, double colonne)

Institutions **CHF 2'700.-**

TVA excl.

CHARIOT D'URGENCE NEOP



Le chariot d'urgence Neop assure une disponibilité immédiate du matériel et des produits nécessaires aux interventions de première urgence et ce, en toute sécurité. Sur tous nos modèles de chariots, les tiroirs sont condamnés par battant avec fermeture par scellé. Pour avoir accès au contenu du chariot, il suffit de rompre le scellé par simple torsion. Après chaque utilisation, le chariot est rééquipé, puis condamné par un scellé à usage unique numéroté.

Chariot 400 x 400 :

Dim. Haut. 1060 x Larg. 563 x Prof. 580 mm

Equipement de série :

- 1 tiroir haut. 80 mm
- 3 tiroirs haut. 160 mm
- 1 tiroir haut. 240 mm
- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 1 planche à massages cardiaques
- 1 support monitoring
- 1 tige porte sérum avec 2 crochets
- 1 support bouteilles à oxygène

Chariot 600 x 400 :

Dim. Haut. 1060 x Larg. 743 x Prof. 580 mm

Equipement de série :

- 1 tiroir haut. 80 mm
- 3 tiroirs haut. 160 mm
- 1 tiroir haut. 240 mm
- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 1 planche à massages cardiaques
- 1 support monitoring
- 1 tige porte sérum avec 2 crochets
- 1 support bouteilles à oxygène



Art. 8Y144H100T.U2 (modèle 400 x 400)

Art. 8Y164H100T.U2 (Modèle 600 x 400)

Institutions **CHF 2'370.-** TVA excl.

Institutions **CHF 2'425.-** TVA excl.

CHARIOT A PLÂTRE NEOP 600 x 400

Le chariot à plâtre Neop permet de ranger tous les instruments et le matériel nécessaire à la confection d'un plâtre. Il est équipé de cinq tiroirs pour bacs à lèvres et d'un support latéral pour bac de trempage. Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM). Dim. Haut. 1060 x Larg. 743 x Prof. 580mm

Équipements de série:

- 1 Tiroir haut. 80 mm
- 3 Tiroirs haut. 160 mm
- 1 Tiroir haut. 240 mm
- 1 Plan de travail rabattable
- 1 Portique avec distributeur de jersey
- 1 rail normalisé pour accessoires
- 1 Support latéral avec bac de trempage amovible 19 litres

Art. 8Y164H100T.PL (chariot hauteur 100 cm, avec 5 tiroirs télescopiques et 1 support latéral)

Institutions **CHF 3'060.-**

TVA excl.




CHARIOT D'ANESHEsie NEOP 600 X 400

Chariot d'anesthésie équipé NEOP 600 x 400
Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM).
Dim. Haut. 1060 x Larg. 743 x Prof. 580mm

Équipements de série:

- 1 fermeture centralisée à battant
- 1 serrure à code
- 1 poignée horizontale
- 2 rails latéraux pour accessoires
- 3 petits bacs H. 75 mm
- 2 moyens bacs H. 155 mm
- 1 grand bac H. 235 mm
- 1 support container à aiguilles
- 1 support à sondes 2 cases
- 1 portique équipé d'une tablette avec 4 crochets, un support équipé avec 3 bacs à bec et un support boîte à gants

Art. 8YCHAE164H100

Institutions **CHF 2'875.-**

TVA excl.



ARMOIRES A PHARMACIE A PORTES

3 modèles : 73 cm – 120 cm – 142 cm
 Structure en acier 10/10^e traité anti-corrosion
 Embase protégée par bandeau en inox
 Ouverture des portes à 180°
 Choix du sens d'ouverture des portes
 Portes aménageables
 Cloisonnement intérieur plein ou partiel
 en 2 ou 3 colonnes.

- 6 dimensions d'armoire
- 3 volumes intérieurs de stockage entièrement modulable 600 x 400
- Schéma de l'aménagement selon vos besoins par informatique
- 2 systèmes de fermeture à portes ou à rideaux avec serrure
- Structure robuste (acier 10/10^e traité anti-corrosion), embase protégée par bandeau inox, pieds réglables

Art. 7A073 dim. 735 x 626 x 1990 mm - vide -

Institutions **CHF 2'575.-** TVA excl.

Art. 7A120 dim. 1200 x 626 x 1990 mm -vide –

Institutions **CHF 3'095.-** TVA excl.

Art. 7A142 dim. 1420 x 626 x 1990 mm -vide –

Institutions **CHF 3'340.-** TVA excl.

 **PRATICIMA**
healthcare solutions



ARMOIRES A PHARMACIE A RIDEAUX

3 modèles : 80 cm – 131 cm – 153 cm
 Structure en acier 10/10^e traité anti-corrosion
 Embase protégée par bandeau en inox.
 Un rideau coulissant de droite à gauche
 Cloisonnement intérieur plein ou partiel
 en 2 ou 3 colonnes.



Art. 7A080 dim. 800 x 530 x 2000 mm

Institutions **CHF 2'585.-** TVA excl.

Art. 7A130 dim. 1310 x 530 x 2000 mm

Institutions **CHF 3'230.-** TVA excl.

Art. 7A156 dim. 1530 x 530 x 2000 mm

Institutions **CHF 3'450.-** TVA excl.



EASYMOOVE

SOLUTION DE MOTORISATION DES CHARIOTS



Solution unique sur le marché : des chariots équipés d'une roue motorisée. Cette innovation permet de limiter les efforts de poussée pour les utilisateurs. Une simple action avec le doigt sur la gâchette permet d'actionner la motorisation. Le personnel bénéficie ainsi d'un confort de travail optimal.

- Poussée 100% motorisée
- Excellente maniabilité et poignée ergonomique
- L'ergonomie accessible à tous
- Sélection de la vitesse et accélération progressive
- Système de compensation pour les sols irréguliers
- Forte autonomie de la batterie (utilisation en manuel possible dans le cas d'un oubli de charge de batterie)
- Simplicité d'utilisation et de charge



Solution motorisée disponible pour :

- Les chariots de change
- Les chariots de soins
- Les chariots de distribution de médicaments
- Les armoires mobiles de stockage



Art. 9R002_L01

Institutions **CHF 1'950.-**

TVA excl.



STATION INFORMATIQUE IP100



Compatible avec ordinateur portable de 17 pouces maximum
 Structure en aluminium et acier traités époxy
 Plateau en Polyéthylène (PE) Starboard ép. 12,7 mm, dim. 550 x 525 mm
 Hauteur ajustable par vérin à gaz 820 - 1205 mm
 Sécurisation par l'écran
 Accessibilité à la connectique
 Possibilité d'adapter des batteries pour l'énergie
 Surfaces lisses, sans interstice
 Résistant aux produits de désinfection hospitaliers
 Piètements 4 roues Ø 100 mm, dont 2 à frein
 Dimensions : L. 590 x P. 555 x H. 820-1205 mm
 Livré avec 2 rails normalisés pour accessoires
 Poids : 14.8 kg

Art. PRO-8EIP100

Institutions **CHF 1'295.-** TVA excl.

STATION INFORMATIQUE IP200



Avec support Vesa
 Structure en aluminium et acier traités époxy
 Plateau en PMMA bleu satiné translucide épaisseur 8 mm, dim. 590 x 555 mm
 Hauteur ajustable par vérin à gaz 1098-1628 mm
 Accessibilité à la connectique
 Possibilité d'adapter des batteries pour l'énergie
 Surfaces lisses, sans interstice
 Résistant aux produits de désinfection hospitaliers
 Piètements 4 roues Ø 100 mm, dont 2 à frein
 Dimensions : L. 590 x P. 555 x H. 1098-1628 mm
 Livré avec 2 rails normalisés pour accessoires
 Poids : 21 kg

Art. PRO-8EIP200

Institutions **CHF1'520.-** TVA excl.

STATION INFORMATIQUE IP201



Avec support pour ordinateur portable
 Structure en aluminium et acier traités époxy
 Plateau en PMMA bleu satiné translucide épaisseur 8 mm, dim. 590 x 555 mm
 Hauteur ajustable par vérin à gaz 1025-1425 mm
 Accessibilité à la connectique
 Possibilité d'adapter des batteries pour l'énergie
 Surfaces lisses, sans interstice
 Résistant aux produits de désinfection hospitaliers
 Piètements 4 roues Ø 100 mm, dont 2 à frein
 Dimensions : L. 590 x P. 555 x H. 1025-1425 mm
 Livré avec 2 rails normalisés pour accessoires
 Poids : 19.5 kg

Art. PRO-8EIP201

Institutions **CHF 1'520.-** TVA excl.

STATION INFORMATIQUE IP202



Avec support pour ordinateur portable + tiroir clavier + seconde tablette
 Structure en aluminium et acier traités époxy
 Plateau en PMMA bleu satiné translucide épaisseur 8 mm, dim. 590 x 555 mm
 Hauteur ajustable par vérin à gaz 1025- 1425 mm
 Sécurisation par l'écran
 Accessibilité à la connectique
 Possibilité d'adapter des batteries pour l'énergie
 Surfaces lisses, sans interstice
 Résistant aux produits de désinfection hospitaliers
 Piètements 4 roues Ø 100 mm, dont 2 à frein
 Dimensions : L. 590 x P. 555 x H. 1025-1425 mm
 Livré avec 2 rails normalisés pour accessoires
 Poids : 24.25 kg

Art. PRO-8EIP202

Institutions **CHF 2'270.-** TVA excl.

AMENAGEMENT DE SALLES DE SOINS



Possibilité de réaliser des salles de soins adaptées à votre environnement et répondant parfaitement à vos attentes. Le concept modulaire permet à chacun de personnaliser sa salle de soins.

Matériaux et techniques de fabrication choisis et développés en fonction des impératifs d'hygiène des établissements.

Aménagement personnalisé, fonctionnel, et optimisé.

Le respect de l'hygiène est optimisé par une étanchéité parfaite des paillasse et l'utilisation de matériaux de qualité résistants et garantis.

Caractéristiques techniques :

- Meubles réalisés en panneaux de particules mélaminés
- Epaisseur des panneaux : 19mm pour la structure, 8 mm pour le fond des meubles
- Classement au feu M3
- Meubles reposant sur vérins réglables avec support d'accroche pour plinthes
- Charnières avec système d'amortissement invisible



AMENAGEMENT PHARMACIE, RAYONNAGE EASYDRAWER



Le rayonnage télescopique EasyDrawer® est idéal pour le stockage de médicaments. Ce système modulaire et autoportant se monte facilement. Les tiroirs télescopiques se caractérisent par leur système de verrouillage/déverrouillage et leur gamme de séparateurs en métal offrant une grande flexibilité de l'espace produit.

Dim. Minimum Rayonnage simple : Larg. 1030 x Prof. 520 x Haut. 2030 mm

Dim. Minimum Rayonnage double : Larg. 1030 x Prof. 930 x Haut. 2030 mm

- Espace ajustable en fonction des produits
- 2 positions : horizontale ou inclinée à 15°
- Rayonnage simple ou double face
- Acier recouvert époxy blanc
- Montants perforés au pas de 40 mm
- Tiroirs télescopiques ou étagères
- Très nombreuses configurations à choix



AMENAGEMENT DE LOCAUX DE STOCKAGE RAYONNAGES COULISSANTS SUR RAIL OU ETAGERES FIXES



Grâce à sa structure coulissante, le rayonnage mobile est une véritable solution pour augmenter les superficies de stockage. La flexibilité de cette gamme permet à chacun de trouver une solution adaptée à ses besoins, sans aucune contrainte.



Caractéristiques techniques :

- Résistant aux lourdes charges : de 135 à 337 kg par étagère selon ses dimensions
- Nettoyage simple : évite toute accumulation de poussière
- Installation rapide : sans écrou, sans boulon, ni outil
- Rayonnage offrant une vue de l'ensemble des produits
- Rayonnage totalement personnalisable
- Extension illimitée




AMENAGEMENT DE LOCAUX DE STOCKAGE RAYONNAGE OPTISTOCK MOBILE ET FIXE

La ligne Optistock® a été conçue pour le **stockage en réserves** de matériel stérile ou non stérile, déconditionné ou non. Elle permet une adaptation au plus juste des modes de gestion couramment utilisés dans les établissements de santé, comme la dotation ou le plein / vide.



- Glissières amovibles et réversibles
- Produits accessibles des deux côtés
- Nombreuses possibilités : façades 400, 600 et 1200 mm
- Résistance : 200 kg / colonne
- Structure avec fixations et échelles en acier soudé peint époxy
- Roulettes Ø 100 mm, dont 2 à frein (pour la version mobile)

Nombreuses configurations disponibles, (bacs à lèvres, étagères, tiroirs télescopiques, sur roulettes ou fixes)



LA GESTION DU LINGE - CHARIOT COLLECTEUR DU LINGE PRATICIMA



Art. AB12150	chariot 2 sacs sans couvercle	<i>Institutions</i>	CHF 545.-	TVA excl.
Art. AB12170	chariot 4 sacs sans couvercle	<i>Institutions</i>	CHF 985.-	TVA excl.
Art. AB12151	chariot 2 sacs avec couvercles	<i>Institutions</i>	CHF 545.-	TVA excl.
Art. AB12161	chariot 3 sacs avec couvercles	<i>Institutions</i>	CHF 875.-	TVA excl.
Art. AB12142	chariot 1 sac avec couvercle et pédale	<i>Institutions</i>	CHF 415.-	TVA excl.
Art. AB12152	chariot 2 sacs avec couvercles et pédales	<i>Institutions</i>	CHF 710.-	TVA excl.
Art. AB12162	chariot 3 sacs avec couvercles et pédales	<i>Institutions</i>	CHF 965.-	TVA excl.
Art. AB12172	chariot 4 sacs avec couvercles et pédale	<i>Institutions</i>	CHF 1'270.-	TVA excl.
Art. AB29370	Sac textile	<i>Institutions</i>	CHF 25.-	TVA excl.



CHARIOT DE CHANGE MINI



Equipé de série :

- 2 paniers rilsan L 405 x P 210 x H 175 mm.
- 1 bac plastique amovible encastré sur le plan de travail supérieur L 455 x P 140 x H 110 mm.
- 1 étagère grillagée réglable en hauteur équipée de 2 cloisons amovibles.
- 1 tiroir haut. 75 mm
- Dimensions : 1085 x 630 x 994 mm

Art. 8P200

Institutions CHF 795.- TVA excl.



CHARIOT EN FIL CHROME 3 ETAGERES

Hauteur 1000 mm
Dimensions plateaux : 762 x 457 mm
poignée de poussée
4 roulettes 125 mm pivotantes dont 2 à freins

Art. BF20201+05+17

Institutions CHF 360.- TVA excl.



CHARIOT DISTRILINGE PRATICIMA EN FIL CHROME

Il peut supporter une charge jusqu'à 300 kg
Installation rapide, sas écrou, ni boulon, ni outil.
Accès facile, pas de croisillon gênant l'accès aux produits.
Propreté : pas d'accumulation de poussière, nettoyage aisé.



Art. AH10200	10 patients 767 x 457 x 1725 mm	<i>Institutions</i>	CHF 570.-	TVA excl.
Art. AH10201	15 patients 915 x 457 x 1725 mm	<i>Institutions</i>	CHF 610.-	TVA excl.
Art. AH10202	20 patients 1220 x 457 x 1725 mm	<i>Institutions</i>	CHF 865.-	TVA excl.
Art. AH10203	25 patients 1525 x 457 x 1725 mm	<i>Institutions</i>	CHF 885.-	TVA excl.
Art. AH10204	15 patients et penderie 1220 x 457 x 1725 mm	<i>Institutions</i>	CHF 715.-	TVA excl.
Art. AH10205	20 patients et penderie 1525 x 457 x 1725 mm	<i>Institutions</i>	CHF 840.-	TVA excl.
Art. AH09305	Housse pour chariot 10 patients	<i>Institutions</i>	CHF 220.-	TVA excl.
Art. AH09306	Housse pour chariot 15 patients	<i>Institutions</i>	CHF 230.-	TVA excl.
Art. AH09307	Housse pour chariot 20 patients et 15 avec pend.	<i>Institutions</i>	CHF 250.-	TVA excl.
Art. AH09308	Housse pour chariot 25 patients et 20 avec pend.	<i>Institutions</i>	CHF 270.-	TVA excl.
Art. BF03601	Lot de 12 portes étiquettes + étiquettes patients	<i>Institutions</i>	CHF 47.-	TVA excl.

CHARIOT A FOND REMONTANT

Corps de chariot en alliage d'aluminium anodisé.
Châssis anti-torsion très robuste.
Pare-chocs périphérique en alliage léger.
Jeu de 4 roues, 2 fixes et 2 pivotantes sans frein.
Bandage caoutchouc non traçant.
Disposition des roues en « losange » ou « en angle »



Art. AF12000 Dimensions 1080 x 450 x 770 mm

Institutions **CHF 1'195.-** TVA excl.

Art. AF12001 Dimensions 1080 x 630 x 800 mm

Institutions **CHF 1'325.-** TVA excl.



CHARIOT DE COLLECTE DU LINGE



Corps de chariot en alliage d'aluminium anodisé
Châssis anti-torsion très robuste. Pare-chocs périphérique en caoutchouc. Robinet de vidange.
Jeu de 4 roues, 2 fixes + 2 pivotantes sans frein.
Bandage caoutchouc non traçant. Poignée latérale double du côté des roues fixes. Couvercle 2/3 ouvrant avec arrêt de sécurité en position ouverte



Art. AF12020 chariot de collecte dimensions 1100 x 650 x 1425 mm

Institutions **CHF 2'120.-** TVA excl.

Art. AF12021 chariot de collecte dimensions 1400 x 760 x 1340 mm

Institutions **CHF 2'480.-** TVA excl.

ARMOIRE DE TRANSPORT DU LINGE PROPRE

Corps d'armoire en alliage d'aluminium anodisé.
 Châssis anti-torsion très robuste.
 Pare-chocs périphérique caoutchouc en partie basse.
 Jeu de 4 roues, 2 fixes + 2 pivotantes sans frein,
 bandage caoutchouc non traçant.
 Poignée latérale double du côté des roues fixes.
 2 portes battantes sans serrure,
 ouverture à 270° avec blocage sur côtés.
 Étagère en aluminium anodisé.



Art. AE12000 – Armoire 1 étagère – Dimensions 1230 x 630 x 1200 mm

Institutions **CHF 2'240.-** TVA excl.

Art. AE12001 – Armoire 2 étagères – Dimensions 1230 x 630 x 1500 mm

Institutions **CHF 2'600.-** TVA excl.

Art. AE12002 – Armoire 2 étagères – Dimensions 1230 x 630 x 1740 mm

Institutions **CHF 2'670.-** TVA excl.

Art. AE12010 – Armoire 2/3 + 1/3 – Dimensions 1230 x 630 x 1740 mm

Institutions **CHF 2'970.-** TVA excl.



CHARIOT DE DISTRIBUTION DU LINGE PROPRE



Corps d'armoire en alliage d'aluminium anodisé. 2 portes battantes en stratifié "HPL", ouverture 270°. 4 roues Ø 100 mm. 4 pare-chocs annulaires. Dessus thermoformé avec rebords sur 3 cotés. Etagère en aluminium anodisé. Porte-sac avec couvercle et pédale.

Chariot ouvert, 2 niveaux – dimensions 740 x 535 x 1000 mm
 Art. AJ12015 *Institutions* **CHF 945.-** TVA excl.

Chariot ouvert, 3 niveaux – dimensions 740 x 535 x 1190 mm
 Art. AJ12020 *Institutions* **CHF 1'140.-** TVA excl.

Chariot 2 portes, 2 niveaux – dimensions 740 x 535 x 1000 mm
 Art. AJ12000 *Institutions* **CHF 1'200.-** TVA excl.

Chariot 2 portes, 3 niveaux – dimensions 740 x 535 x 1190 mm
 Art. AJ12021 *Institutions* **CHF 1'360.-** TVA excl.

Chariot 2 portes, 2 étagères – 3 niveaux, 2 poignées de poussée
 dimensions 815 x 535 x 1420 mm
 Art. AJ12027 *Institutions* **CHF 1'825.-** TVA excl.



CHARIOT DE DISTRIBUTION DE REPAS NEOP MEAL

Neop meal est un chariot de distribution des repas motorisé assurant les différentes prestations alimentaires de la journée. La motorisation permet d'améliorer le confort de travail du personnel. Cette technologie maîtrisée et éprouvée optimise les coûts de non-productivité. Neop meal est garant de la sécurité alimentaire. Il respecte les températures et conserve les qualités organoleptiques des préparations culinaires grâce à un maintien en température par air pulsé. Il s'adapte à tout type d'organisation : service en chambre, en salle à manger ou en unité de vie protégée.

Données techniques :

- 2 compartiments de 8 niveaux au pas de 80 mm
- 2 cuves réalisées en panneaux sandwichs inox polyuréthane-inox (A310) ép. 20 mm
- Dimensions utiles du plan de travail : L. 790 x P. 810 mm
- Hauteur plan de travail : 967 mm. Dimensions hors tout : L. 885 x P. 860 x H. 1070 mm
- Surface au sol : 0,760 m². Poids : 153 kg



Art. 9E101 - Version chaud froid

Institutions

CHF 19'900.- TVA excl.

Art. 9E102 - Version isotherme

Institutions

CHF 10'030.- TVA excl.

Art. 9E103 - Version double chaud

Institutions

CHF 13'600.- TVA excl.

Art. 9E104 - Version double froid

Institutions

CHF 21'840.- TVA excl.

